



INVACARE® TOP END®  
**FORCE™ K**  
HANDCYCLE



Invacare® Top End® Force™ K jest rowerem ręcznym - handbikiem do jazdy w pozycji klęczącej dostępnym w dwóch różnych, wykonanych na zamówienie areodynamicznych ramach. The Invacare Top End Force K Kneeler jest używany przez bardzo sprawnych sportowców, podczas gdy model Top End Force K Double Amputee Kneeler jest zaprojektowany dla osób po podwójnej amputacji kończyn dolnych, powyżej kolan. Invacare Top End Force K Handcycle jest dostępny tylko w pozycji klęczącej, bez jej regulacji, co wymaga pobrania indywidualnych miar. Dobrze dobrany pojazd dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń.

#### Cechy:

Indywidualnie dopasowana rama ze stopu aluminium 7005  
Aerodynamiczny, indywidualnie dopasowany przedni widelec ze stopu aluminium 7005  
Oddychające pokrycie siedziska  
Siedzisko i oparcie z poduszką  
Stożkowe ramiona korby  
Łożyska maszynowe przy rączkach  
Aluminiowe, ergonomiczne rączki  
27 przełożeń firmy SRAMSRAM®  
Tarcze 53-39 lub 48-39-24  
Kaseta SRAM 11-34

hamulec Cane Creek SCR-3 Caliper  
Zamontowany dodatkowy hamulec na widelcu  
Amortyzator skrętu  
26 calowe koła wysokiej jakości  
Kąt 0 stopni lub 6  
Gwintowane osie  
Hamulec postojowy  
Flaga bezpieczeństwa  
Osłona łańcucha

9 kolorów do wyboru  
Odblaskowe naklejki  
Nośność do 113kg

#### Model #: FRCK



1. Sztywne, lekkie i aerodynamiczne, Carbonowe Koło Top End
2. Osprzęt SRAM umożliwia zmianę przełożeń i hamowanie

**Invacare Corporation**  
[www.invacare.com](http://www.invacare.com)

#### USA

One Invacare Way  
Elyria, Ohio  
44035-4190  
(800) 333-6900

#### Canada

570 Matheson Blvd. E.,  
Unit 8  
Mississauga, Ontario  
L4Z 4G4 Canada  
(800) 668-5324

#### Top End

[www.topendwheelchair.com](http://www.topendwheelchair.com)  
Sports and Recreation  
Products  
4501 63rd Circle North  
Pinellas Park, Florida  
33781-5914  
(727) 522-8677  
(800) 532-8677  
Fax: (727) 522-1007

©2012

Invacare Corporation.  
All rights reserved.  
Trademarks are identified by the symbols ™ and ©.  
All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation unless otherwise noted. SRM is a trademark of SRM Service Center Inc. USA. SRAM is a registered trademark of SRAM Corp. Specifications are subject to change without notification.  
Form No. 12-451  
120737

#### Dodatkowe opcje

W pełni carbonowe koła  
osprzęt przełożeń, hamulcy, kasety.

#### Rodzaje ram

1. Invacare Top End Force K Kneeler został zaprojektowany dla najbardziej wymagających sportowców z indywidualnie dobranym koszem oraz oparciem na kolana.
2. Invacare Top End Force K Double Amputee Kneeler został zaprojektowany dla osób po podwójnej amputacji kończyn dolnych powyżej kolan, z indywidualnym dopasowaniem kosza.

