

CURVE & CURVE L



Curve



Curve L

Korzyści

Innowacyjny kształt obręczy umożliwia pewny chwyt dłoni i kontrolę. Oznacza to, że możesz przenosić maksymalną moc przy mniejszym zużyciu energii, jednocześnie utrzymując nadgarstek stabilnie. W porównaniu z konwencjonalnymi ciągami, mięśnie dłoni męczą się wolniej, zmniejszając w ten sposób występowanie skurczów i bólu (np. przy zespole cieśni nadgarstka), a napędzanie wózka staje się przyjemniejsze.

Idealne dla

osób na wózkach z pełną funkcją ręki.

Zalecenia dotyczące rozmiaru profilu i powłoki

Aby sprostać różnym potrzebom, opracowaliśmy dwa rozmiary profilu.

Profil o wysokości 24 mm zaprojektowaliśmy z myślą o użytkownikach wózków o mniejszych dłoniach. Curve L o wysokości 31 mm jest przeznaczony dla dłoni normalnej lub większej. Ważące zaledwie 330 g lub 470 g, są to najlżejsze i najbardziej ergonomiczne ciągi na świecie, wykonane z anodyzowanego aluminium.

Empfehlung für Profilgröße und Beschichtung
Für die individuell unterschiedlichen Ansprüche wurden zwei Profilgrößen entwickelt. Mit 24 mm Profilhöhe ist der Curve für kleinere Hände geeignet, wogegen der Curve L mit 31 mm Profilhöhe für normalgroße und große Hände geeignet ist. Der mit 330 g bzw. 470 g Gewicht leichteste, ergonomische Greifreifen der Welt ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt.

Rollstuhlfahrer mit vollständiger Handfunktion.

Geeignet für


Die innovative Profilform ermöglicht einen kraftschonenden kontrollierten Griff und stabilisiert das Handgelenk. Die im Vergleich zu einem konventionellen Greifreifen geringere Ermüdung der Handmuskulatur reduziert das Auftreten von Krämpfen, wirkt schmerzmindernd (z.B. bei Karpaltunnelsyndrom) und schafft ein entspanntes, nachhaltiges Fahrerlebnis.

Vorteile

Curve L



Curve





**Nigdy wcześniej
napędzanie wózka
nie było tak łatwe**

CIĄGI CURVE
I CURVE L

CIĄGI CURVE
I CURVE L

**Nigdy wcześniej
napędzanie wózka
nie było tak łatwe**

