




Gekko S



Gekko

Korzyści

Doskonała ergonomia i kształt dające możliwość dobrego chwytu przy niskiej wadze sprawiają, że Gekko to wyjątkowe, rewolucyjne ciągi. W pełni zintegrowany, solidny i wymienny pasek silikonowy zapewnia doskonałe właściwości pchania i oferuje ogromny komfort przy napędzaniu wózka bez pozostawiania otarć na skórze. Ponadto anodowana powierzchnia o niskim współczynniku tarcia po bokach zmniejsza wytwarzanie ciepła podczas hamowania.

Idealne dla

osób na wózkach inwalidzkich z pełną funkcją ruchową ręki i pełną lub ograniczoną siłą ręki.

Zalecenia dotyczące rozmiaru profilu

Gekko S polecamy użytkownikom o małych dłoniach oraz dzieciom.

Dzięki nim dzieci od najmłodszych lat uczą się prawidłowego napędzania wózka.

Empfehlung für Profilgröße und Beschichtung

Gern empfehlen wir den Gekko S für kleine Hände als auch für Kinderhände. Kinder lernen so bereits in jungen Jahren das richtige Greifen.


Geignet für

Rollstuhlfahrer mit vollständiger Handfunktion und mit vollständiger oder verminderter Handkraft.

Perfekte Ergonomie und herausragende Griffbarkeit bei gleichzeitig niedrigem Gewicht machen den Gekko zu einem einzigartigen, revolutionären Greifen. Die in das Profil vollständig integrierte, robuste und austauschbare Silikonlippe trägt zu den außergewöhnlichen Fahreigenschaften des Greifreifens bei und ermöglicht einen unübertroffenen Fahrkomfort ohne auf die Haut abzufärben. Die eloxierte, reibungsarme Oberfläche an den Seiten reduziert zudem die Hitzeentwicklung beim Bremsen.

Vorteile

Gekko



Gekko S





rewolucja pod względem wzornictwa i ergonomii

CIĄGI
GEKKO S I GEKKO

CIĄGI
GEKKO S I GEKKO

rewolucja pod
względem
wzornictwa
i ergonomii

