

AQUATEC®

Ocean Ergo

regulacje i akcesoria



Proste adaptacje, które robią różnicę

Regulowane, ergonomiczne i wszechstronne



Yes, you can.®

Regulacje i akcesoria

Nasze produkty Ocean Ergo zawierają zaawansowane rozwiązania w postaci krzeseł prysznicowych. Każde standardowe krzesło jest zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższy poziom możliwości regulacji i konfiguracji. Dalsza personalizacja najnowszej gamy akcesoriów daje rozwiązania, które oferują dodatkowy komfort, wsparcie i bezpieczeństwo.



Płyty podnóżka

- > Regulowane pod kątem, podnoszone i teksturowane podnóżki z pasami na pięty
- > Nie są wymagane żadne narzędzia

Podnóżki

- > Regulowana wysokość, odchylane i zdejmowane podnóżki
- > Nie są wymagane żadne narzędzia

Podłokietniki

- > Ergonomiczne, odchylane podłokietniki z regulacją różnych wysokości

Wysokość siedziska

- > Wysokość mierzona od podłoża do siedziska możliwa regulacja między 440-600 mm* lub 475-600 mm**

*Modele Ocean Ergo, Ergo XL i 24" Ergo

**Modele Ocean 24" Ergo XL i VIP

- > Nie są wymagane żadne narzędzia

Akcesoria

Siedziska i oparcia



Miękkie siedzisko

Zmienione tak, aby odzwierciedlało kontury nowej ergonomicznej płyty siedziska. Jest bardziej miękkie w dotyku i zapewnia użytkownikom z problemami sensorycznym lub skórny dodatkową ulgę. Mniejszy otwór jest też odpowiedni dla niższych lub szczuplejszych użytkowników. Łatwe w montażu i czyszczeniu.



Miękka podkładka do siedziska

Dostępna w wersji standardowej lub mniejszej. Może być używana z miękkim siedziskiem, gdy funkcja krzeselka prysznicowego nie jest wymagana.



Ergonomiczne miękkie siedzisko

Wyprodukowane z pianki wiskoelastycznej, zapewnia znacznie bardziej przyjemniejsze odczucie dla osób z problemami ze skórą lub problemami sensorycznymi. Pianka zapewnia większe "zanurzenie", poprawiając stabilność i pozycjonowanie miednicy.



Wymienne miękkie siedzisko

Otwór można ustawić we wszystkich czterech kierunkach, co ułatwia dostęp opiekunom pomagającym w higienie osobistej.



Uniwersalne miękkie siedzisko

Wygodna, zamknięta powierzchnia siedziska, gdy funkcja krzeselka nie jest wymagana.



Solidne oparcie

Tego typu oparcie stanowi alternatywę dla standardowego oparcia z regulacją pasami, gdy wymagane jest mocniejsze podparcie, aby uzyskać bardziej wyprostowaną postawę ciała. Łatwe do czyszczenia.



Nakładki na podłokietniki

Nowa konstrukcja zapewnia użytkownikowi lepsze wsparcie i wygodę (nie dotyczy podłokietników XL).



Oparcie XL

Zwiększa szerokość między podłokietnikami o 80 mm. Możliwość doposażenia w standardowych modelach Ocean Ergo



Szersze podłokietniki XL

Zwiększa odległość między podłokietnikami o 40 mm z każdej strony.



Miękka poduszka oparcia

Dla uzyskania większego komfortu. Może być również używana do zmniejszenia całkowitej szerokości i głębokości siedziska, pomagając w ustawieniu niższych i drobniejszej postury użytkowników.



Komfortowe oparcie

Alternatywa dla standardowego oparcia z miękkim w dotyku materiałem dla uczucia większego komfortu.

Bezpieczeństwo



Drażek

Dla zwiększonego bezpieczeństwa i pewności w pozycji siedzącej.



Blokada bezpieczeństwa podłokietnika

Blokuje podłokietnik w pozycji pionowej lub poziomej.



Antytipery

Zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo oraz stabilność z przodu i z tyłu.



Tilt-stop

Dodatkowa opcja pomocna dla osób, które są wyjmowane lub sadzane na krzesło; śruby zatrzymujące przechył (tilt) zapewniają, że rama pozostaje w pozycji poziomej.

Pozycjonowanie



Pasy bezpieczeństwa

Szeroka wyściółka z miękkiego materiału z pojedynczą sprzączką. Może być stosowany w poprzek miednicy lub dodatkowo w poprzek klatki piersiowej w celu zapewnienia odpowiedniej pozycji i bezpieczeństwa. Łatwy do zamocowania. Można prac w palce.



Boczne podpórki

Regulacja wysokości w trzech możliwych pozycjach na drążku oparcia. Szerokie poduszki boczne można przestawiać w celu regulacji głębokości, komfortu i efektywnej redystrybucji nacisku.



Ergonomiczny uchwyt na zagłówki

Oferuje wielokierunkową regulację w celu skorygowania lub dostosowania do bardziej złożonych potrzeb związanych z pozycjonowaniem głowy/szyi. Nie zawiera podkładki.



Ergonomic headrest/neckrest

Oferuje wyjątkowe możliwości ustawienia pozycji głowy. Pokazano zagłówki na zdjęciu.



Podpórka pod łydkę dla osób po amputacji wraz z podparciem stopy

Oferuje regulację wysokości i kąta za pomocą wyprofilowanej podkładki dla dodatkowego pozycjonowania i uczucia komfortu. W tym podnóżek dla osób, które mogą potrzebować unieść kończynę dolną ze względów medycznych lub wygody.



Podpórka pod łydkę dla osób po amputacji

Bez podnóżka.

Toaleta



Ośłona przeciwrozwbryzgowa

Łatwe mocowanie do użytku ze standardowym plastikowym siedziskiem, standardowym miękkim siedziskiem i małym miękkim siedziskiem.



Sedes WC

Ergonomiczny uchwyt umożliwia łatwe wyjmowanie i wymianę sedesu. Posiada zintegrowany uchwyt na klapę, dzięki czemu nie zgubi się ona podczas użytkowania.

Dostosuj każde z naszych krzesełek Ocean Ergo

Wszystkie nasze krzeselka prysznicowe Ocean Ergo można dostosować do wielu potrzeb. Dzięki prostej regulacji lub dodaniu jednego z naszych łatwych w montażu akcesoriów. Każde z naszych modułowych krzeseł prysznicowych jest bardziej wszechstronne niż kiedykolwiek wcześniej.



Ocean Ergo

Model podstawowy napędzany przez asystenta/opiekuna



Ocean Ergo XL

Model podstawowy napędzany przez asystenta/opiekuna dla użytkownika o większej maksymalnej wadze



Ocean 24" Ergo

Model podstawowy napędzany przez użytkownika



Ocean 24" Ergo XL

Model podstawowy napędzany przez użytkownika o większej maksymalnej wadze



Ocean VIP Ergo

Model z opcją przechyłu w przestrzeni zapewniający dodatkowe wsparcie w pozycji siedzącej i prawidłowe pozycjonowanie



Ocean Dual VIP Ergo

Model z funkcją **przechyłu** i kołyski w celu uzyskania dodatkowego wsparcia podczas siedzenia i prawidłowego pozycjonowania

Kompatybilność

✓ Kompatybilne
x Niekompatybilne
+ Zawiera

Większość akcesoriów jest kompatybilna ze wszystkimi modelami Ocean Ergo.

	Kod produktu	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Standardowe, miękkie siedzisko	AP1603142	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Miękka wkładka do siedziska	AP1603143	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Małe miękkie siedzisko	AP1603145	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mała miękka wkładka do siedziska	AP1603152	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ośłona przeciwbryzgowa	AP1603155	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uniwersalne miękkie siedzisko	AP1603154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomiczne specjalne miękkie siedzisko	AP60121311	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wymienne miękkie siedzisko	1544469	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drążek 2.0	AP60123732	✓	✓	x	x	✓	✓
Drążek 2.0 XL (tylko z podłokietnikami 2.0)	AP60123771	x	x	✓	✓	x	x
Drążek XL (tylko dla krzeseł XL ze starymi podłokietnikami)	1470078	x	x	✓	✓	x	x
Pas na klatkę piersiową	1470081	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pas biodrowy	1470082	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL czarne	AP1604015	✓	✓	+	+	x	x
Solidne oparcie	1575299	✓	✓	x	x	✓	✓
Miękka poduszka oparcia	1558769	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podkładka na podłokietnik (1 podkładka; tylko do nowych podłokietników 2.0)	AP1643748	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Szersze podłokietniki XL	1470086	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blokada bezpieczeństwa do podłokietnika XL	1470077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blokada bezpieczeństwa 2.0 (dla standardowych podłokietników 2.0)	AP1643760	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koła 24" (komplet)	16379	✓	+	✓	+	x	x
Podpórka pod łydke dla osób po amputacji - prawa	AP1643573	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podpórka pod łydke dla osób po amputacji - lewa	AP1643574	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podpórka pod łydke wraz z podparciem stopy - prawa	AP1643543	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podpórka pod łydke wraz z podparciem stopy - - lewa	AP1643572	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boczne podpórki	1535077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomiczny uchwyt na zagłówek	AP1531613	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomiczny zagłówek	1531465	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomiczne podparcie pod kark	1531608	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedes WC	10230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uchwyt na klapę sedesową	AP1602078	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Przednie i tylne antytipery w modelach Ergo VIP	AP1603992	x	x	x	x	✓	✓
Przedni antytipper Ocean Ergo	AP1601986	✓	✓	✓	✓	x	x
Komfortowe miękkie oparcie w modelach VIP Ergo	AP1603606	x	x	x	x	✓	✓
Komfortowe miękkie oparcie w modelach Ocean Ergo	AP1604136	✓	✓	x	x	x	x
Komfortowe miękkie oparcie w modelach Ocean Ergo XL	AP1604016	x	x	✓	✓	x	x
Zestaw śrub Tilt-stop	AP60129156	x	x	x	x	✓	✓

Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International
GmbH Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Szwajcaria

"PARTNER" Szmidt-Banyś Sp.J.
ul. Chorzowska 30C
41-910 Bytom
mail: biuro@kuschall.eu
https://partner-med.pl
tel. +48 516293265



Yes, you can.®