

AQUATEC®

Ocean

Ergo - produkty



Modułowe rozwiązania higieny osobistej

BEZPIECZEŃSTWO |

NIEZALEŻNOŚĆ |

ERGONOMIA



Nowy design stworzony według sugestii użytkowników w celu zwiększenia poczucia niezależności, bezpieczeństwa oraz poprawy elastyczności.

Higiena osobista to bardzo prywatna sprawa i nie ulega wątpliwości, że stanowi ona ogromnie ważną część życia oraz dobrego samopoczucia każdej osoby. Krzesła prysznicowe z serii **Aquatec Ocean Ergo** zostały zaprojektowane z myślą o poczuciu komfortu użytkownika, niezależności i godności. W oparciu o sprawdzoną już gamę produktów **Aquatec Ocean**, nowości **Ocean Ergo** zostały wyposażone w szereg nowych funkcji. Są zaprojektowane w taki sposób, by znacznie ułatwić, zarówno użytkownikowi jak i opiekunowi, wykonywanie czynności związanych z higieną osobistą

Bezpieczeństwo, niezależność i godność

Opracowany nowy profil powierzchni siedziska umożliwia bardziej wyprostowaną i stabilną pozycję siedzącą, a tym samym poprawia niezależność użytkownika i ogólne poczucie komfortu.

Zwiększona stabilność z przodu podstawy pozwala na zajęcie mniejszej powierzchni i zapewnia użytkownikom dodatkowe bezpieczeństwo i pewność podczas siedzenia na krześle. Co więcej, zoptymalizowany rozstaw osi jeszcze bardziej ułatwia opiekunowi manewrowanie krzesłem w małych przestrzeniach, a także pozwala na lepsze dopasowanie w porównaniu ze standardowymi krzesłkami do samodzielnej toalety.

Modułowa i elastyczna konstrukcja

Modułowa konstrukcja produktów **Ocean Ergo** oznacza, że krzesła można dostosować do szerokiego zakresu potrzeb użytkowników, dokonując prostych regulacji lub dodając niektóre z naszych łatwych w montażu, gotowych akcesoriów.

INNE właściwości to :

- ▶ Stabilna rama ze stali nierdzewnej
- ▶ Łatwy do czyszczenia, materiał można prać w pralce. Oparcie regulowane pasami na szybkozłączach
- ▶ Prosty demontaż do transportu i przechowywania



NOWE

OPCJE

1 Innowacyjne ergonomiczne siedzisko

► Konstrukcja oparta na nowej technologii; wspomaga bardziej wyprostowaną pozycję siedzącą, co zapewnia większą niezależność i wygodę

2 Większa zdolność adaptacji

► Zwiększony zakres regulacji wysokości w podnóżkach i podłokietnikach

4 Kompaktowe i łatwe w obsłudze

► Zoptymalizowany rozstaw osi ułatwia manewrowanie w małych przestrzeniach

3 Wyjątkowo stabilne

► Zwiększona stabilność z przodu dla dodatkowego bezpieczeństwa i poczucia pewności podczas użytkowania



NOWA, PROFILOWANA, ergonomiczna płyta siedziska

- ▶ Profil stworzony na podstawie kształtu pozostawionego na siedzisku
- ▶ Nachylenie siedziska 5° unosi kolana, co daje naturalną pozycję
- ▶ Podparcie z przodu umożliwia użytkownikowi ustawienie się w wygodnej pozycji



Wysoce konfigurowalne

Dostępne z szeroką gamą akcesoriów do pozycjonowania, poprawy bezpieczeństwa, do siedzenia i innych akcesoriów toaletowych, które mogą być stosowane w różnych warunkach i w bardzo dużym zakresie w zależności od potrzeb związanych z postawą ciała.


Zobacz pełną gamę akcesoriów na stronie: www.invacare.eu.com



Pozycjonowanie



Bezpieczeństwo



Toaleta



Siedziska i oparcia

Odchylenie (Tilt) w modelach:

Ocean Ergo VIP i Ocean Ergo Dual VIP

- ▶ Oba modele posiadają odchylane siedzisko (kąt nachylenia -5-40°) z inteligentnym mechanizmem zmiany środka ciężkości, który zapewnia optymalną stabilność na niewielkiej powierzchni. Dodatkowo, *Ocean Dual VIP* ma odchylane oparcie w zakresie 5°-35°



Przedstawiamy Rodzinę produktów Ocean Ergo

Od standardowego modelu transportowego, po odchylane i rozkładane krzeselko -zapoznaj się z elastyczną gamą krzeseł prysznicowych, które posiadają ciekawe rozwiązania do pielęgnacji ciała właściwe dla różnych warunków fizycznych.



Ocean 24” Ergo XL ▲

Model podstawowy plus-size; maksymalna waga użytkownika 180 kg

Ocean Ergo XL ▲

Model podstawowy plus-size, napędzany przez opiekuna; maksymalna waga użytkownika 180 kg

Ocean VIP Ergo ▲

Model przeznaczony dla osób, które wymagają nieco większej pomocy przy kontroli i utrzymaniu odpowiedniej postawy ciała podczas siedzenia

Ocean Ergo ▲

Model podstawowy napędzany przez asystenta/opiekuna

Ocean Dual VIP Ergo ▲

Model zaprojektowany dla osób o złożonych potrzebach dotyczących pozycji siedzącej i pozycjonowania ciała

Ocean 24” Ergo ▲

Model podstawowy napędzany przez użytkownika

Dane techniczne

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przedsprzedażowych dotyczących tego produktu, w tym instrukcję obsługi, proszę zajrzeć na stronę internetową *Invacare*.



	Szerokość siedziska ▼	Głębokość siedziska ▼	Szerokość całkowita ▼	Głębokość całkowita ▼	Szerokość między podłokietnikami ▼
Ocean Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	905 mm	455 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	480 mm	645 mm	905 mm	535 mm
Ocean 24" Ergo	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	455 mm
Ocean 24" Ergo XL	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	535 mm
Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	455 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	455 mm



	Odchylane siedzisko (kołyska) ▼	Kąt odchylenia oparcia ▼	Waga ▼	Udźwąg ▼
Ocean Ergo	-	-	17 kg	150 kg
Ocean Ergo XL	-	-	18 kg	180 kg
Ocean 24" Ergo	-	-	23 kg	150 kg
Ocean 24" Ergo XL	-	-	24 kg	180 kg
Ocean VIP Ergo	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
Ocean Dual VIP Ergo	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg

Kolor ramy



Biały

Dane prawne



Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil Szwajcaria

PARTNER" Szmidt-Banyś Sp.j.
ul. Chorzowska 30C
41-910 Bytom
e-mail: biuro@kuschall.eu
https://partner-med.pl/kontakt
tel. +48 516293265

