



ALBER POWER ASSIST

# WYBIERZ SWÓJ NAPĘD



MOBILITY LEVEL  
**ACTIVE**

## SMOOV® one

Innowacyjny napęd elektryczny, który z łatwością wspomaga napędzanie wózka, gdy tego potrzebujesz.

**Aluminiowy uchwyt** mocujący umieszczony na belce wózka (w przypadku wózków krzyżakowych-na rozpórce) pozwala utrzymać urządzenie bezpiecznie na wózku bez wypinania

**Gumowa opona** sprawdza się na wszystkich rodzajach terenu i nawierzchniach, np. na żwirze, mokrej drodze lub bruku

**Widelec obrotowy** (356 stopni) Zapewnia moc przy zakrętach, zapewniając lepszą wydajność

**Łatwo przyspieszaj, zwalniasz i zatrzymuj** dzięki ergonomicznej jednostce sterującej

**Aplikacja pozwala dostosować jazdę**, sprawdzać żywotność baterii, rejestrować podróże i nie tylko...

Zawiera jednostkę napędową, jednostkę sterującą, złącze do wózka, ładowarkę i aplikację.

### SPECYFIKACJE

- Maksymalna waga użytkownika: 310 funtów = ok. 140kg
- Maksymalna waga użytkownika z wózkiem i akcesoriami: 374 funtów = ok. 170 kg
- Maksymalna prędkość: 6.0 mph\* = ok. 10km/h
- Maksymalne nachylenie: do 16%
- Zasięg: do 12.3 mil\* = ok. 20km
- Waga napędu: 16 funtów = ok. 8kg.



MOBILITY LEVEL  
**MEDIUM ACTIVE**

## twion®

Koła z silnikiem w piaście i akumulatorem, które napędzają wózek proporcjonalnie do nacisku użytkownika.

**Łatwy w transporcie** - zdejmij koła za pomocą funkcji szybkozłaczy

**Zawiera stopy aluminium o wysokiej wytrzymałości**, zaawansowane technologicznie tworzywa sztuczne i najnowsze cyfrowe technologie silników

Zawiera dwa koła z wbudowanym silnikiem i akumulatorem litowo-jonowym oraz ładowarkę.

**Akumulator litowo-jonowy** - ładuje się do 80% w 4 godziny

**Zapewnia proporcjonalną moc** - im mocniejszy nacisk ze strony użytkownika, tym więcej mocy otrzymuje

### SPECYFIKACJE

- Maksymalna waga użytkownika: 250 funtów = ok. 112kg
- Maksymalna waga użytkownika z wózkiem i akcesoriami: 320 funtów = ok. 145kg
- Maksymalna prędkość: 6.0 mph\* = ok. 10km/h
- Maksymalne nachylenie: do 16%
- Zasięg: do 12 mil\* = ok. 20 km
- Waga 1 koła: 13 funtów = ok. 6 kg
- Rozmiar koła: 24"



MOBILITY LEVEL  
**MEDIUM ACTIVE**

## e-motion®

Koła z silnikiem w piaście i akumulatorem, które zapewniają użytkownikowi dodatkową moc.

**Łatwy w transporcie** - zdejmij koła za pomocą funkcji szybkozłaczy

**Nowo zaprojektowany silnik** i akumulator zapewniają większą moc i wydajność

**Zawiera tryb CRUISE (TRASA)**, który utrzymuje stałą prędkość za jednym naciśnięciem - po prostu używaj rąk. Działa zarówno na wzniesieniach, jak i pochyłościach (z opcjonalną aktualizacją aplikacji)

**Opatentowana funkcja roll-back delay** utrzymuje stałą pozycję przez 5 sekund po ciągów obręczy podczas jazdy pod górę

**Wspomagane hamowanie** podczas zjazdu z góry

**Aplikacja pozwala dostosować jazdę**, sprawdzać żywotność baterii, rejestrować podróże i nie tylko...

Zawiera dwa koła z wbudowanym silnikiem i akumulatorem litowo-jonowym, ładowarkę, aplikację i opcjonalną jednostką sterującą (jeśli nie korzystasz z aplikacji)

### SPECYFIKACJE

- Maksymalna waga użytkownika: 330 funtów = ok. 148 kg
- Maksymalna waga użytkownika z wózkiem i akcesoriami: 418 funtów = ok. 188kg.
- Maksymalna prędkość: 5.3 mph\* = ok. 8km/h
- Zasięg: do 15.5 mil\* = ok. 25 km
- Waga 1 koła: 1: 17 funtów = ok. 8 kg
- Rozmiar koła: 22", 24", 25"



MOBILITY LEVEL  
**LOW ACTIVE**

## e-fix®

Dodatkowy napęd z joystickiem, który pomaga zmienić ręczny wózek w przenośny elektryczny wózek

**Zaprogramuj swój e-fix** zgodnie z własnymi potrzebami za pomocą kompaktowej jednostki sterującej z obrotowym ramieniem i kolorowym wyświetlaczem

**Przenośny napęd** - każdy z lekkich komponentów można szybko i łatwo usunąć bez użycia narzędzi

Zawiera koła z silnikiem, akumulator, joystick z wyświetlaczem kontrolnym, ładowarkę i opcjonalną dodatkową jednostką sterującą.

**Mocne koła napędowe** świetnie sprawdzają się w pomieszczeniach i na zewnątrz

**Opcja dodatkowego sterownika dla opiekuna** pozwala kontrolować prędkość i hamowanie

**Szybkie i łatwe pokonywanie** większych odległości

### SPECYFIKACJE

- Maksymalna waga użytkownika: 350 funtów = ok. 158 kg
- Maksymalna waga użytkownika z wózkiem i akcesoriami: 460 funtów = ok. 207 kg
- Maksymalna prędkość: 3.75 mph\* = ok. 6km/h
- Zasięg: do 10 mil (standard) - ok. 16 km - 12.4 mil (z dodatkowym akumulatorem o dużej pojemności)\* = ok. 20 km
- Waga 1 koła: 17 funtów = ok. 8kg
- Waga wszystkich komponentów: 42 funtów = ok. 19kg
- Rozmiar koła: 24"

Dodatkowe informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcjach obsługi sprzętu Alber i wózka inwalidzkiego.

\*Różni się w zależności od wagi użytkownika, temperatury i rodzaju terenu

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM INVACARE, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ LUB ZAPLANOWAĆ DEMONSTRACJE.

"PARTNER" Szmidt-Baryś Sp.J.  
Adres: Chorzowska 30c, 41-910 Bytom  
Telefon: +48 516293265 lub 32 787 40 86 / 32 733 7999  
E-mail: biuro@kuschall.eu  
Strona internetowa: <https://partner-med.pl>



Yes, you can!

