



ALBER POWER ASSIST

WYBIERZ SWÓJ NAPĘD



MOBILITY LEVEL
ACTIVE

SMOOV® one

Innowacyjny napęd elektryczny, który z łatwością wspomaga napędzanie wózka, gdy tego potrzebujesz.

Aluminiowy uchwyt mocujący umieszczony na belce wózka (w przypadku wózków krzyżakowych-na rozpórce) pozwala utrzymać urządzenie bezpiecznie na wózku – np. na żwirze, mokrej drodze lub bruku

Gumowa opona sprawdza się na wszystkich rodzajach terenu i nawierzchniach, np. na żwirze, mokrej drodze lub bruku

Widelec obrotowy (356 stopni) Zapewnia moc przy zakrętach, zapewniając lepszą wydajność

Zawiera jednostkę napędową, jednostkę sterującą, złącze do wózka, ładowarkę i aplikację.

Łatwo przyspieszaj, zwalniasz i zatrzymuj dzięki ergonomicznej jednostce sterującej

Aplikacja pozwala dostosować jazdę, sprawdzać żywotność baterii, rejestrować podróże i nie tylko...

SPECYFIKACJE

- Maksymalna waga użytkownika: 310 funtów = ok. 140kg
- Maksymalna waga użytkownika z wózkiem i akcesoriami: 374 funtów = ok. 170 kg
- Maksymalna prędkość: 6.0 mph* = ok. 10km/h
- Maksymalne nachylenie: do 16%
- Zasięg: do 12.3 mil* = ok. 20km
- Waga napędu: 16 funtów = ok. 8kg.



MOBILITY LEVEL
MEDIUM ACTIVE

twion®

Koła z silnikiem w piaście i akumulatorem, które napędzają wózek proporcjonalnie do nacisku użytkownika.

Łatwy w transporcie - zdejmij koła za pomocą funkcji szybkozłaczy

Zawiera stopy aluminium o wysokiej wytrzymałości, zaawansowane technologicznie tworzywa sztuczne i najnowsze cyfrowe technologie silników

Zawiera dwa koła z wbudowanym silnikiem i akumulatorem litowo-jonowym oraz ładowarką.

Akumulator litowo-jonowy – ładuje się do 80% w 4 godziny

Zapewnia proporcjonalną moc – im mocniejszy nacisk ze strony użytkownika, tym więcej mocy otrzymuje

SPECYFIKACJE

- Maksymalna waga użytkownika: 250 funtów = ok. 112kg
- Maksymalna waga użytkownika z wózkiem i akcesoriami: 320 funtów = ok. 145kg
- Maksymalna prędkość: 6.0 mph* = ok. 10km/h
- Maksymalne nachylenie: do 16%
- Zasięg: do 12 mil* = ok. 20 km
- Waga 1 koła: 13 funtów = ok. 6 kg
- Rozmiar koła: 24"



MOBILITY LEVEL
MEDIUM ACTIVE

e-motion®

Koła z silnikiem w piaście i akumulatorem, które zapewniają użytkownikowi dodatkową moc.

Łatwy w transporcie - zdejmij koła za pomocą funkcji szybkozłaczy

Nowo zaprojektowany silnik i akumulator zapewniają większą moc i wydajność

Zawiera tryb CRUISE (TRASA), który utrzymuje stałą prędkość za jednym naciśnięciem – po prostu używaj rąk. Działa zarówno na wzniesieniach, jak i pochyłościach (z opcjonalną aktualizacją aplikacji)

Zawiera dwa koła z wbudowanym silnikiem i akumulatorem litowo-jonowym, ładowarką, aplikacją i opcjonalną jednostką sterującą (jeśli nie korzystasz z aplikacji)

Opatentowana funkcja roll-back delay utrzymuje stałą pozycję przez 5 sekund po ciągach obręczy podczas jazdy pod górę

Wspomagane hamowanie podczas zjazdu z góry

Aplikacja pozwala dostosować jazdę, sprawdzać żywotność baterii, rejestrować podróże i nie tylko...

SPECYFIKACJE

- Maksymalna waga użytkownika: 330 funtów = ok. 148 kg
- Maksymalna waga użytkownika z wózkiem i akcesoriami: 418 funtów = ok. 188kg.
- Maksymalna prędkość: 5.3 mph* = ok. 8km/h
- Zasięg: do 15.5 mil* = ok. 25 km
- Waga 1 koła: 17 funtów = ok. 8 kg
- Rozmiar koła: 22", 24", 25"



MOBILITY LEVEL
LOW ACTIVE

e-fix®

Dodatkowy napęd z joystickiem, który pomaga zmienić ręczny wózek w przenośny elektryczny wózek

Zaprogramuj swój e-fix zgodnie z własnymi potrzebami za pomocą kompaktowej jednostki sterującej z obrotowym ramieniem i kolorowym wyświetlaczem

Przenośny napęd – każdy z lekkich komponentów można szybko i łatwo usunąć bez użycia narzędzi

Zawiera koła z silnikiem, akumulator, joystick z wyświetlaczem kontrolnym, ładowarkę i opcjonalną dodatkową jednostkę sterującą.

Mocne koła napędowe świetnie sprawdzają się w pomieszczeniach i na zewnątrz

Opcja dodatkowego sterownika dla opiekuna pozwala kontrolować prędkość i hamowanie

Szybkie i łatwe pokonywanie większych odległości

SPECYFIKACJE

- Maksymalna waga użytkownika: 350 funtów = ok. 158 kg
- Maksymalna waga użytkownika z wózkiem i akcesoriami: 460 funtów = ok. 207 kg
- Maksymalna prędkość: 3.75 mph* = ok. 6km/h
- Zasięg: do 10 mil (standard) - ok. 16 km - 12.4 mil (z dodatkowym akumulatorem o dużej pojemności)* = ok. 20 km
- Waga 1 koła: 17 funtów = ok. 8kg
- Waga wszystkich komponentów: 42 funtów = ok. 19kg
- Rozmiar koła: 24"

Dodatkowe informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcjach obsługi sprzętu Alber i wózka inwalidzkiego.

*Różni się w zależności od wagi użytkownika, temperatury i rodzaju terenu

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM INVACARE, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ LUB ZAPLANOWAĆ DEMONSTRACJE.

"PARTNER" Szmidt-Banyś Sp.J.
Adres: Chorzowska 30c, 41-910 Bytom
Telefon: +48 516293265 lub 32 787 40 86 / 32 733 7999
E-mail: biuro@kuschall.eu
Strona internetowa: <https://partner-med.pl>

