



E-PILOT

Przystawka do
manualnych wózków
inwalidzkich

**NAPĘDŹ
SWOJE
ZYCIE.**

Poznaj design

Pierwsze wrażenie jest niezmiernie przekonujące. Nowy E-pilot zmienia wózek inwalidzki w sportowy pojazd w ciągu zaledwie kilku sekund. Wystarczy parę prostych kroków, aby przymocować E-pilot do wózka i korzystać z aktywnego trybu życia.

Irytujące poszukiwanie miejsca parkingowego oraz żmudne wsiadanie i wysiadanie z samochodu nie jest już konieczne. Solidne podwozie, zintegrowany akumulator i mocne koło napędowe to połączenie, które tworzy sportowy design z wyjątkową ergonomią. Duże przednie koło pozwala z łatwością pokonywać nierówności i przeszkody, takie jak wysokie krawężniki. Wniosek jest jeden: E-pilot oferuje przyjazną dla środowiska alternatywę mobilności w połączeniu z maksymalną przyjemnością z jazdy!



■ ■ ■ MADE IN GERMANY





Po prostu
ruszaj
dalej...






Skierowanie do miejsca docelowego za pomocą łatwej w obsłudze nawigacji to tylko jedna z opcji oferowanych przez opcję Plus Package. Więcej szczegółów na stronie 16.

Maksymalna elastyczność

Szybka wycieczka do miasta, odwiedziny u przyjaciół lub po prostu spacer z psem: dzięki przystawce E-pilot to możliwe.

Nawet większe odległości nie stanowią problemu ze względu na duży akumulator litowo-jonowy. po przybyciu na miejsce po prostu oddokujesz e-pilota i jak zawsze możesz korzystać z manualnego wózka.





**Wystarczy,
że opanujesz
swoją drogę...**



Ciesz się wolnością

E-pilot oferuje nowy rodzaj mobilności. duże przednie koło pozwala na rozszerzenie zakresu opcji: polna droga lub kostka brukowa nie stanowią już przeszkody. Nawet pokonanie krawężnika nie jest problemem. Wysoka stabilność kierunkowa dla zapewnienia większego bezpieczeństwa wynika z specjalnego tuningu zawieszenia. Wszystko po to, by przekraczać istniejące granice i cieszyć się nowym wymiarem wolności!





I tylko
szybciej...



Przybądź szybciej!

Opcjonalnie dostępny pakiet mobilności Mobility Plus Package szybciej dotrze do miejsca docelowego, zapewniając prawdziwą przyjemność z jazdy. Dzięki połączeniu aplikacji mobilnej i smartfona zyskujesz dostęp do

przyjaznej dla wózków inwalidzkich funkcji nawigacji i zwiększenia prędkości do 20 km / h. Tempomat stanowi

dopełnienie tego wszystkiego oferując trochę relaksu podczas jazdy na dłuższych odcinkach.

Funkcje pakietu Mobility Plus Package



Prędkość:

maksymalna prędkość do 20 km / h ¹⁾



Trasa: utrzymanie wybranej prędkości



easyNavi: nawigacja dla osób poruszających się na wózku



Telefon: notatki połączeń i SMS-ów na wyświetlaczu ²⁾

Pakiet Mobility Plus Package zawiera książeczkę z instrukcjami obsługi i kodem licencyjnym, aby odblokować dodatkowe funkcje darmowej aplikacji mobilności.³⁾

Cena: **390 euro** w tym VAT
Na Androida i iOS



¹⁾ Maksymalna dozwolona prędkość na drogach publicznych zależy od lokalnych przepisów ruchu drogowego. Prędkości powyżej 6 lub 10 km / h można stosować tylko na terenie prywatnym. Alber i partnerzy handlowi nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania krajowych przepisów ruchu drogowego.

²⁾ Tylko z Androidem.

³⁾ Wszystko, czego potrzeba, to smartfon z dostępem do Internetu i połączenie Bluetooth.



Pakiet Mobility Plus Package:

Funkcje Smart, gdy jesteś podłączony



PRĘDKOŚĆ

- Zwiększenie do maksymalnej prędkości 20 km/h ¹⁾
- Nowa, dynamiczna jazda dzięki z e-pilot



TRASA

- Utrzymanie stałej prędkości
- Łatwa regulacja w odstępach co 1 km / h



Nawigacja: EasyNavi

- Łatwy start / nawigacja z trasami dostępnymi dla wózków
- Pierwsza zintegrowana przystawka z nawigacją



¹⁾ Maksymalna dozwolona prędkość na drogach publicznych zależy od lokalnych przepisów ruchu drogowego. Prędkości powyżej 6 lub 10 km / h można stosować tylko na terenie prywatnym. Albo i partnerzy handlowi nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania krajowych przepisów ruchu drogowego.

Aplikacja mobilna e-pilot

Inteligentny pomocnik w czasie podróży

Uruchom aplikację mobilną na swoim smartfonie ²⁾ masz szybki dostęp do wielu informacji. Ponadto aplikacja mobilna zawiera cenne wskazówki i porady dotyczące codziennego funkcjonowania z urządzeniem E-pilot.

Wskazówki:

- Krótka instrukcja obsługi
- Informacje o błędzie z sugestiami rozwiązania
- Lista wyspecjalizowanych sprzedawców na całym świecie

Kokpit: ²⁾

- Pokazuje pozostałą pojemność i zasięg
- Trasa
- Rejestruje przebytą odległość



Pobierz za darmo

²⁾ Wszystko, czego potrzeba, to smartfon z dostępem do Internetu i połączenie Bluetooth

Apple i App Store® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Google i Google Play® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google Inc.



NIEZALEŻNE ŻYCIE

Sportowy, dynamiczny wygląd e-pilota podkreślają jego atrakcyjne kolory.

Pozwalają one z łatwością spersonalizować e-pilota do indywidualnych potrzeb i preferencji. Wszystkie aktualnie dostępne kolory ¹⁾ można znaleźć na naszej stronie internetowej www.alber.de.





¹⁾ Pokazane kolory mogą różnić się od oryginału z powodu odchyień w druku. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyboru koloru w zależności od ich dostępności.

MOŻLIWE ROZSZERZENIA

Nawet w wersji standardowej, E-pilot oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak: dwa hamulce, światła, klakson, złącze USB do ładowania smartfona i łatwo wyjmowany akumulator. Szeroka gama akcesoriów ułatwia dostosowanie E-pilota do własnych potrzeb. Pełny przegląd wszystkich akcesoriów, a także szczegółowe informacje znajdują się na www.alber.de.



AKCESORIA



- 01 | Torba na zakupy 02 | Przednie światło Supernova 03 | Kompaktowa saszetka
04 | Ręczna manetka 05 | Pakiet bezpieczeństwa 06 | Lusterko wsteczne
07 | Tyłne światło dla uchwytów pchających 08 | Uchwyt na butelkę 09 | Stelaż Vario

SZCZEGÓŁY

Wystarczy podłączyć do wózka

Modułowy system mocowania pozwala na połączenie z różnymi modelami wózków; łatwo podłącz e-pilota do swojego wózka.



Adapter mocujący E-pilot do wózka

Zaciski pokazane na czarno są przymocowane do belki pod siedziskiem wózka. Podpora dokująca jest wymienna. Twój wózek nadal jest składany. W zależności od rodzaju wózka, nałożone jest dodatkowe około 600 do maksymalnie 900 gramów.



Połącz i rozłącz w dwóch krokach:

POŁĄCZ I ROZŁĄCZ TYLKO W
5 SEKUND



1. Pociągnij i zablokuj w danej pozycji.



2. Naciśnij do przodu, aby zablokować pozycję i jeźdź.

DANE TECHNICZNE

Waga użytkownika	maks. 100 kg
Dopuszczalna waga całkowita	maks. 135 kg
Możliwy stopień nachylenia	do 10 %
Zdolność hamowania	do 15 %
Prędkość ¹⁾	0,5 - 20 km/h: standardowa prędkość 6 km/h lub 10km/h. Do zwiększenia prędkości do 20km/h, dodatkowy zakup.
Zasięg W zależności od nawierzchni, wagi użytkownika, temperatury i terenu.	do 50 km
Waga całkowita	18.4 kg
Waga całkowita bez akumulatora	15.5 kg

¹⁾ Maksymalna dozwolona prędkość na drogach publicznych zależy od lokalnych przepisów ruchu drogowego. Prędkości powyżej 6 lub 10 km / h można stosować tylko na terenie prywatnym. Alber i partnerzy handlowi nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania krajowych przepisów ruchu drogowego.

CE jest zgodny z dyrektywą UE 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych



MADE IN GERMANY

Wyprodukowany w Niemczech przez lidera na rynku napędów dodatkowych.

MOŻESZ POLEGAĆ NA E-PILOT

E-pilot to produkt firmy Alber, specjalizującej się szczególnie w przenośnych i przyjaznych dla użytkownika dodatkowych urządzeń pomocnych w poruszaniu się. Niezależne instytucje przetestowały i oceniły E-pilota pod kątem trwałości, jakości i niezawodności.

Przede wszystkim dla nas najistotniejsze są testy bezpieczeństwa - na przykład TÜV: w Alber zawsze otrzymujesz przetestowane produkty zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi produktów medycznych.



E-pilot jest zgodny z dyrektywą 93/42/EWG i dyrektywą z wprowadzonymi poprawkami 2007/47/WE dla wyrobów medycznych i jest testowany na zasadzie dobrowolności przez TÜV süd, zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją normy produktu En 12184.

Nasze oświadczenie dotyczące jakości: Twoje bezpieczeństwo! Nasza firma posiada certyfikat zgodności z aktualną normą zarządzania jakością ISO 13485: 2016 dotyczącą wyrobów medycznych. Zapewniamy przyjazną dla środowiska produkcję naszych produktów dzięki naszemu systemowi zarządzania środowiskowego certyfikowanemu zgodnie z ISO 14001.



Alber GmbH

Vor dem weißen stein 21 72461 Albstadt, Niemcy
Telefon +49 07432 2006-0 Fax +49 07432 2006-298 info@alber.de

"PARTNER" Szmidt-Banyś Sp.j.
Chorzowska 30c, 41-910 Bytom
Tel. +48 516293265
Tel: 32 733 7999 lub 32 787 40 86
E-mail: biuro@kuschall.eu

www.alber.de