



SUNRISE
MEDICAL

QUICKIE

Ref. 1/2018 (Obowiązuje do 31.12.2018)
ARGON²

Dostarczyć do:

Nazwa firmy /Nazwisko i imię:

Ulica:

Miasto:

E-mail:

Tel:

Kod pocztowy:

Fax:

Dostarczyć do:

Nazwa firmy /Nazwisko i imię:

Ulica:

Miasto:

E-mail:

Tel:

Kod pocztowy:

Fax:

Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:

☐ Zamówienie ☐ Obliczenie ☐ Built 4 me

Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

• = Standard

☐ = Opcja płatna

☐ = Opcja bezpłatna

Kod refundacji:

Nr kat: 65100000

Maks. waga użytkownika: 125kg // 140 kg (2)

WAGA UŻYTKOWNIKA kg

Obowiązkowa informacja, aby zagwarantować prawidłową konfigurację

Cena podstawowa brutto 6 500 zł

POMIARY KLIENTA (wszystkie wartości bez poduszki)

WYBÓR SZEROKOŚCI I GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA:

Szerokość siedziska (mierzona od zewnętrznej strony rury ramy do zewnętrznej strony rury ramy)

Głębokość siedziska		30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
	30 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	32 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	34 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	36 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	38 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	40 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	42 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	44 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	46 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	48 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	50 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

WYBÓR WYSOKOŚCI SIEDZISKA Z PRZODU: zależy od wielkości kółek samonastawnych

Wysokość siedziska z przodu (cm)

Przednie koła	Wielkość - typ	45	46	47	48	49	50	51	52
		111 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	3"	123 mm (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	4"	111 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		123 mm (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Widelec Frog Leg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	5"	111 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		123 mm (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Widelec Frog Leg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	6"	123 mm (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

WYBÓR WYSOKOŚCI SIEDZISKA Z TYŁU: zależy od średnicy kół tylnych

Wysokość siedziska z tyłu może być od 0 do 13 cm niższa niż wysokość siedziska z przodu.

Wysokość siedziska z tyłu (cm)

Tyłne koła	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(1) kompatybilne z dodatkowymi urządzeniami napędowymi

(2) 136 kg w połączeniu z opcją AGN090100 crash test

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
proszę odwiedzić naszą stronę internetową

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2018 1/11

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

- a) *Pomiar użytkownika:* Pozostawić wolne miejsce pomiędzy osłoną boczną a biodrem po obu stronach wózka (w sumie ok. 1-2 cm)
- b) *Pomiar wózka:* Od zewnętrznej strony rury ramy do zewnętrznej strony rury ramy.



Głębokość siedziska (GS):

- a) *Pomiar użytkownika:* Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na 2-3 palce (ok. 3-6 cm) pomiędzy przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym. Należy zachować ostrożność w przypadku regulowanej tapicerki.
- b) *Pomiar wózka:* Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość przedniego siedziska:

- a) *Pomiar użytkownika:* Przy siedzeniu z kątem 90° w kolanie: Od dołu podkolanowego do podeszwy butów.
- b) *Pomiar wózka:* Od przedniej krawędzi siedziska do podłoża. (min. 3 cm dłuższe niż długość podudzia użytkownika). Należy pamiętać o uwzględnieniu grubości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:


- b) *Pomiar wózka:* Od tylnej krawędzi rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Maksymalna różnica wysokości siedziska pomiędzy przodem, a tyłem siedziska wynosi 13 cm.

Wysokość oparcia:

- a) *Pomiar użytkownika:* Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.
- b) *Pomiar wózka:* Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia ma duży wpływ na wysokość oparcia. i dlatego wysokość ta może być bardzo różna

Kąt oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.
0° to kąt prostokątny do ziemi. Ujemne kąty to kąty <90°, a dodatnie >90°.



Przegląd parametrów technicznych:

Wymiary:

Maks. wysokość całkowita: 90 cm
Maks. długość całkowita: 91 cm

Szerokość całkowita:

Dla pochylenie kół 0°:
Dla pochylenie kół 3°:
Dla pochylenie kół 6°:
Dla pochylenie kół 9°:

Tylne koła 24"

SS + 20 cm
SS + 22 cm
SS + 28 cm
SS + 34 cm

Tylne koła 25"

SS + 20 cm
SS + 26 cm
SS + 32 cm
SS + 38 cm

Prosimy pamiętać, że matryca bazuje na standardowej konfiguracji:

Wózek Std 40 x 40 cm; pochylenie kół 3°; środek ciężkości 5,60 cm (CoG); kąt siedziska 8°

Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska.

Tolerancja produkcyjna +/- 1 cm

Quickie Argon2

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

TAPICERKI I PODUSZKI SIEDZISKA

Tapicerki siedziska:

AGN020002	● Tapicerka siedziska z 1 kieszenią	STD
AGN020003	□ Tapicerka siedziska z 2 kieszeniami (tylko przy SS 34 cm)	145 zł
AGN020004	□ Tapicerka siedziska z kieszenią oraz kieszenią na cewnik (tylko przy SS 34 cm)	145 zł
AGN020000	○ Bez tapicerki siedziska	-105 zł

Czarny pokrowiec na poduszkę siedziska:

Kompozyt piankowy: (średnio miękka)	Grubość:	AGN020101 □ 3 cm	AGN020102 □ 5 cm	275 zł
Lateks: (bardzo miękka)	Grubość:	AGN020103 □ 5 cm	AGN020104 □ 8 cm	275 zł

Poduszka siedziska z pokrowcem wodoodpornym/przepuszczającym powietrze:

Kompozyt piankowy: (średnio miękka)	Grubość:	AGN020105 <input type="checkbox"/> 3 cm	AGN020106 <input type="checkbox"/> 5 cm	530 zł
Lateks: (bardzo miękka)	Grubość:	AGN020107 <input type="checkbox"/> 5 cm	AGN020108 <input type="checkbox"/> 8 cm	530 zł
AGN020150	<input type="checkbox"/> Dodatkowy pokrowiec na poduszkę			140 zł

Poduszki JAY – pełna oferta dostępna w formularzu zamówienia Jay:

JAY020002	□ Jay Basic	436 zł
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	617 zł
JAY020001	□ Jay Easy Visco	855 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	978 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 073 zł

Akcesoria siedziska

AGN090018	□ Pas pozycyjny	190 zł
-----------	-----------------	--------

OPARCIE

Zakres wysokości oparcia

Wybierz ustawienie fabryczne wysokości oparcia (cm).

Regulacja wysokości możliwa w

zakresach: 25-30 cm; 30-40 cm; 40-45 cm.

25 - 30	30 - 40		40 - 45
○ 25	○ 30	○ 37,5	○ 40
○ 27,5	○ 32,5	○ 40	○ 42,5
○ 30	○ 35		○ 45

AGN030015	● Składane oparcie z regulacją kąta (-31° do +15°) (tylko anodyzowane w kolorze czarnym)	STD
AGN030102	□ Podwójna blokada	165 zł
AGN030012	○ Stałe oparcie z regulacją kąta (-31° do +15°) (tylko anodyzowane w kolorze czarnym)	0 zł

Rączki do prowadzenia:

(Prosimy wybrać tylko jedną opcję)

AGN030200	○ Pomiąć rączki do prowadzenia	0 zł
AGN030201	○ Długie, zintegrowane rączki do prowadzenia	0 zł
AGN030203	□ Składane rączki do prowadzenia (dostępne tylko od wys. oparcia 32,5 cm)	439 zł
AGN030204	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości (dostępne tylko od wys. oparcia 32,5 cm)	559 zł
AGN030205	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparcia Jay (dostępne tylko od wys. oparcia 32,5 cm)	599 zł

Regulowana tapicerka oparcia

AGN030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna	-
	Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	
AGN030317	□ EXO PRO Backr. sling, synthetic fibre, padded, adj., breathable spacer fabric, accessory bag, black	399 zł
	Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	
AGN030300	○ Bez tapicerki oparcia	-




AGN020002
Tapicerka siedziska z 1
kieszenią



AGN090018
Pas stabilizujący



JAY020002
Jay Basic
(na zdjęciu bez tapicerki)



JAY020003
Jay Soft Combi P
(na zdjęciu bez tapicerki)



JAY020001
Jay Easy Visco
(na zdjęciu bez tapicerki)



JAY020004
Jay Lite
(na zdjęciu bez tapicerki)



AGN030201
Długie, zintegrowane
rączki do prowadzenia



AGN030205
Rączki do prowadzenia
z regulacją wysokości
do oparc JAY



AGN030203
Składane rączki
do prowadzenia



AGN030316
Tapicerka EXO
standardowa



AGN030317
Tapicerka EXO PRO

Quickie Argon2

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

OPARCIA i akcesoria JAY – pełna oferta dostępna w formularzu zamówienia Jay

Oparcie Jay 3 – płytki kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030010	Średnia - 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030033	Wysoka - 38 cm	2 850 zł		
Górna cz. odc. piersiowego kręgo	<input type="checkbox"/> JAY030012	Krótką - 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030019	Średnia - 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030025	Wysoka - 50 cm	2 850 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030015	Krótką - 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030022	Średnia - 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030028	Wysoka - 61 cm	2 850 zł

Oparcie Jay 3 – średni kontur

Srodkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030011	Średnia - 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030018	Wysoka - 38 cm	2 850 zł		
Górna cz. odc. piersiowego kręgo	<input type="checkbox"/> JAY030013	Krótką - 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030020	Średnia - 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030026	Wysoka - 50 cm	2 850 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030016	Krótką - 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030023	Średnia - 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030029	Wysoka - 61 cm	2 850 zł

Oparcie Jay 3 – głęboki Kontur

Górna cz. odc. piersiowego kręgo	<input type="checkbox"/> JAY030014	Krótką - 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030021	Średnia - 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030027	Wysoka - 50 cm	2 850 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030017	Krótką - 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030024	Średnia - 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030030	Wysoka - 61 cm	2 850 zł

Oparcie Jay 3 – głęboki kontur dolny

Górna część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030031	Średnia - 46 cm	2 850 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030032	Krótką - 53 cm	2 850 zł

Zagłówki do oparcia Jay 3

JAY030004	<input type="checkbox"/> Zagłówek odchylany Jay (J3EUHDFH & J3EUHDLSP)	(tylko z oparciami Jay 3)	1 230 zł
JAY030006	<input type="checkbox"/> Jay standardowy zagłówek (J3EUHDXH i J3EUHDLSP)	(tylko z oparciami Jay 3)	853 zł
JAY090058	<input type="checkbox"/> Torba na akcesoria JAY	(tylko dla oparcia JAY 3 Carbon)	220 zł

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI

AGN040102	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe osłony boczne bez błotnika		315 zł		
AGN040101	<input type="radio"/>	Wąski typ osłony bocznej (włókno węglowe)	(1)	0 zł		
AGN040103	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem	(min. wysokość siedziska - 39 cm)	559 zł		
AGN040104	<input type="checkbox"/>	Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikami	(min. wys. siedziska 39 cm, niedostępne w połączeniu z osią typu handbike)	759 zł		
AGN040107	<input type="radio"/>	Kompozytowa odczepiana osłona boczna		0 zł		
AGN040108	<input type="checkbox"/>	Wyściełany podłokietnik rurowy	(niedostępne w połączeniu z osią typu handbike)	0 zł		
Jednosłupkowy podłokietnik z:						
AGN040050	<input type="checkbox"/>	krótką poduszką podłokietnika (25 cm)	AGN040051	<input type="checkbox"/>	długą poduszką podłokietnika (36 cm)	459 zł
AGN040052	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z regulacją wysokości za pomocą narzędzi (krótką i długą poduszką podłokietnika - o regulowanej długości)				629 zł
AGN040000	<input type="radio"/>	Bez osłony bocznej				0 zł

PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW

AGN050029	● Lekki podnóżek rurowy (Długość podudzia 36 cm - 50 cm)	STD
AGN050030	<input type="checkbox"/> Lekki podnóżek rurowy z płaską pokrywą (Długość podudzia 36 cm - 50 cm)	189 zł
AGN050025	<input type="checkbox"/> Podnóżek z platformą, lekka płyta kompozytowa (Długość podudzia 36 cm - 50 cm)	289 zł
AGN050024	<input type="checkbox"/> Podnóżek z platformą, lekka płyta z aluminium (Długość podudzia 36 cm - 50 cm)	289 zł
AGN050026	<input type="checkbox"/> Podnóżek z platformą, lekka płyta z włók. węgl. (Długość podudzia 36 cm - 50 cm)	619 zł
AGN050034	<input type="checkbox"/> Podnóżek z platformą – wysoko montowany (Długość podudzia 22 cm - 39 cm)	479 zł
AGN050125	<input type="checkbox"/> Podnóżek, aluminiowy, o reg. kącie (Długość podudzia 36 cm - 50 cm)	595 zł
AGN050127	<input type="checkbox"/> Podpora ustawiająca stopy (tylko z lekkimi podnóżkami z platformą z regulacją kąta i głębokości)	169 zł
AGN050020	<input type="checkbox"/> Kompozytowa platforma podnóżka, dzielona (2) (szer. siedz. 38-50 cm; dł. podudzia 38-50 cm)	415 zł
AGN050022	<input type="checkbox"/> Aluminiowa dzielona platforma podnóżka (2) (szer. siedz. 34-50 cm; dł. podudzia 38-50 cm)	635 zł

Długość podudzia

Uwaga: Dł. podudzia musi być 3 cm mniejsza niż wysokość siedziska z przodu (cm)

<input type="radio"/> 22	<input type="radio"/> 23	<input type="radio"/> 24	<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 26	<input type="radio"/> 27	<input type="radio"/> 28	<input type="radio"/> 29
<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 31	<input type="radio"/> 32	<input type="radio"/> 33	<input type="radio"/> 34	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 36	<input type="radio"/> 37
<input type="radio"/> 38	<input type="radio"/> 39	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 41	<input type="radio"/> 42	<input type="radio"/> 43	<input type="radio"/> 44	<input type="radio"/> 45
<input type="radio"/> 46	<input type="radio"/> 47	<input type="radio"/> 48	<input type="radio"/> 49	<input type="radio"/> 50			

Dł. podudzia 22-35 cm tylko z podnóżkiem wysoko montowanym; pozostałe podnóżki – dł. podudzia 36-50 cm.

WERSJE RAMY (najpierw wybrać długość ramy, potem kąt i taliowanie)

AGN010601	● Maks. waga użytkownika 125 kg	STD
AGN010602	<input type="checkbox"/> Maks. waga użytkownika 140 kg	369 zł
AGN010013	<input type="checkbox"/> Stała rama 92°	369 zł
AGN010012	● Stała rama 100°	STD
AGN010100	● Taliowanie: 0 cm	STD
AGN010103	<input type="checkbox"/> Taliowanie: 3 cm	369 zł
AGN090015	<input type="checkbox"/> Przygotowanie pod dodatkowy napęd elektryczny (4) (maks. 120 kg, tylko dla pochyleń kąt 0 stopni)	445 zł
AGN010500	<input type="checkbox"/> Oś typu handbike (3) (niedostępna w połączeniu z osią dla osób z amputowanymi kończynami i wyściełanym podłokietnikiem rurowym)	850 zł
AGN070500	<input type="checkbox"/> Przystawka dla amputantów (niedostępna w połączeniu z osią typu handbike i wyściełanym podłokietnikiem rurowym)	650 zł

- (1) Z 24" tylnym kołem minimalna wysokość tylnej części siedziska - 41 cm; z 25" tylnym kołem minimalna wysokość tylnej części siedziska - 43 cm
- (2) Dla taliowania 3 cm dzielone platformy podnóżków są dostępne od szer. siedz. 42 cm w przypadku kompozytowych i od 38 cm w przypadku aluminiowych.
- (2) Nie w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechyleniu.
- (4) Konieczne dla e-fix lub P105

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.Sunrise-Medical.pl

Oparcie Jay 3
Płytki kontur



Oparcie Jay 3
Średni kontur



Oparcie Jay 3
Głęboki kontur



Oparcie Jay 3
Głęboki kontur dolny



AGN040102
Osłona boczna (aluminium)
bez błotnika



AGN040101
Wąski typ osłony
bocznej



AGN040103
Osłona boczna
(aluminium) z
błotnikiem



AGN040104
Osłona boczna (włókno
węglowe) z błotnikiem



AGN040107
Kompozytowa osłona
boczna,
odczepiania




AGN040108
Wyściełany rurowy
podłokietnik



AGN040051
Jednosłupkowy
podłokietnik
z długą poduszką
podłokietnika



AGN040052
Podłokietnik z regulacją
wysokości za pomocą
narzędzi



AGN090116



AGN050029
Lekki podnóżek
rurowy



AGN050030
Lekki podnóżek rurowy z
płaską pokrywą



AGN050025
Podnóżek z platformą,
lekka płyta
kompozytowa



AGN050026
Podnóżek z platformą,
lekka płyta z włók.
węgl.



AGN050125
Podnóżek,
aluminiowy, o reg.
kację



AGN050127
Podpora ustawiająca stopy





AGN050020
Kompozytowa
platforma podnóżka,



AGN050022
Aluminiowa dzielona
platforma podnóżka

Tabela taliowania ramy (poniższe obrazy dotyczą szerokości siedziska 34 cm)

		Szerokość siedziska (cm)										
Taliowanie		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
0 cm	Szerokość ramy, wewn.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
	Szer. ramy z uwzgl. kółek samonast.	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
3 cm	Szerokość ramy, wewn.	brak	brak	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	Szer. ramy z uwzgl. kółek samonast.	brak	brak	40	42	44	46	48	50	52	54	56



Quickie Argon2

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

Cena brutto

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)

(wszystkie wartości w cm; mierzone od przedniej krawędzi tylnego słupka; do wyboru tylko jedna opcja)

COG32

○ 3,2 cm

COG44

○ 4,4 cm

COG56

○ 5,6 cm

COG68

○ 6,8 cm

COG80


○ 8,0 cm

COG92

○ 9,2 cm

COG104

○ 10,4 cm



AKCESORIA RAMY

(należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółka antywywrotne lub oba te rozwiązania)

System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą)

AGN090001

□ Lewy

AGN090002

□ Prawy

AGN090003

□ Para

AGN090009

□ Uchwyt na kule

(wyłącznie w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)

Kółka antywywrotne, odchylane

AGN090004

□ Lewe

AGN090005

□ Prawe

AGN090006

□ Para

Kółka antywywrotne, odłączane

AGN090007

□ Kółka antywywrotne, odłączane

(Para)

Kółka antywywrotne, podnoszone (obsługiwane przez użytkownika)

AGN090033

□ Lewe

AGN090008

□ Prawe

AGN090035

□ Sportowe kółka antywywrotne

AGN090010

□ Kółka do transportu w wąskich przejściach

(3")

AGN090016

□ Osłona ramy

295 zł

340 zł

99 zł

335 zł

670 zł

390 zł

445 zł

799 zł

659 zł

165 zł

PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE

AGN090211

□ Przygotowanie pod przystawkę Attitude, bez zamówienia na przystawkę ATTITUDE

(z elementami dokupującymi)

295 zł

AGN090212

○ Przygotowanie pod przystawkę Attitude, z zamówieniem przystawki ATTITUDE

(z elementami dokupującymi)

0 zł

oddzielne zamówienie na ATTITUDE)

WIDELCE PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

AGN080013

● Widelec Carbotecture

(kolory: patrz pakiety na ostatniej stronie)

STD

AGN080029

● Widelec aluminiowe (3)

(kolory: patrz pakiety na ostatniej stronie)

STD

AGN080007

□ Widelec FROG LEG

(nie dostępne w połączeniu z kółkami samonastawnymi 3" i z aluminiowymi obręczami; tylko czarne; maks. masa użytkk. 125 kg)

1 590 zł

STANDARDOWE KÓŁKO SAMONASTAWNE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

AGN080301

○ Pełne

0 zł

AGN080302

○ Miękkie

(wyłącznie dla 5" i 6")

0 zł

AGN080303

□ Pełne kółko podświetlane

(nie dostępne dla 6")

175 zł

AGN080304

□ Pełne kółko z obręczą aluminiową

(wyłącznie dla 4" i 5")

239 zł

AGN080306

□ Miękkie kółko z obręczą aluminiową

(wyłącznie dla 4" i 5")

359 zł

TYLNE KOŁA

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)

UWAGA: dla użytkowników o masie ciała większej niż 100 kg zalecamy koła ze szprychami krzyżowymi

0 zł

AGN070001

○ Uniwersalne ze szprychami krzyżowymi

(22", 24", 26")

0 zł

AGN070002

○ Koło modelowe

(24", 26")

0 zł

AGN070003

○ Koło lekkie

(22", 24", 25"; Maks. waga użytkownika: 125 kg)

0 zł

AGN070004

□ Koła Proton (bardzo lekkie)

(22", 24", 25"; Maks. waga użytkownika: 100 kg)

875 zł

AGN070005

□ Koła Spinergy, 18-szprychowe

(24", 25", 26"; czarne szprychy; inne kolory dostępne w B4M)

1 450 zł

AGN070006

□ Koła Spinergy, 12-szprychowe

(24", 25"; czarne szprychy; inne kolory dostępne w B4M)

1 990 zł

AGN070009

□ Koła z oponami górskimi

(wyłącznie z 24" kołami z oponami górskimi i obręczą aluminiową, z czarną powłoką)

1 990 zł

AGN070010

□ Dodatkowa para kół z oponami górskimi

(wyłącznie z kołami 24" i oponami górskimi)

1 350 zł

AGN070000

○ Bez kół

0 zł

OPONY

(prosimy wybrać tylko jeden typ opony)

AGN070101

○ Right Run

(nie dostępne w wersji 25")

0 zł

AGN070106

□ Miejskie 2Grip

(tylko 24")

100 zł

AGN070107

□ Schwalbe One

(tylko 24" i 25")

125 zł

AGN070102

○ Opony pełne

(1)

(nie dostępne w wersji 26")

0 zł

AGN070104

□ Opony Marathon plus evolution (odporne na przebicia)

(nie dostępne w wersji 22")

125 zł

(1):

Koła Proton i koła lekkie tylko z pełną oponą 24" i 25"; koła Spinergy tylko z oponą pełną 24"

niedostępne z kołami górskimi

(2):

Maks. szerokość ramy z przodu - 46 cm, maks. waga użytkownika - 100 kg.

(3):

Kompatybilne z dodatkowymi urządzeniami napędowymi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji
roszę odwiedzić naszą stronę internetową
www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2018 7/11



AGN090001
System
wspomagający
przy przechylaniu,
lewy



AGN090004
Odchylane kółko
antywywrotne



AGN090007
Kółka zabezpieczające,
odłączane



AGN090035
Sportowe kółka
antywywrotne



AGN090008
Podnoszone kółko
antywywrotne,
obsługiwane przez
użytkownika



AGN090010
Kółka do transportu w
wąskich przejściach



AGN090016
Ośłona ramy



AGN080013
Widelec Carbotecture



AGN080007
Widelec FROG LEG



AGN070001
Uniwersalne ze szprychami
krzyżowymi



AGN070002
Kółka modelowe



AGN070003
Kółka lekkie



AGN070004
Kółka Proton



AGN070004
Kółka Spinergy



AGN070101
Right Run



AGN070106
Miejskie 2Grip



AGN070107
Schwalbe One



AGN070102
Opony pełne



AGN070104
Marathon Plus
(odporne na)



AGN070009
Tylne kółka górskie

Quickie Argon2

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna			Cena brutto
CIĄGI			
AGN070201	○ Aluminium, srebrne, pokrywane proszkowo	(nie dostępne z kołami 26" i Spinergy)	0 zł
AGN070202	○ Aluminium, srebrne, anodyzowane		0 zł
AGN070203	□ Alumiiniowe, kolorowe, malowane proszkowo		170 zł
AGN070204	○ Stal nierdzewna		0 zł
AGN070205	□ Tytanowe	(nie dostępne z kołami 22")	615 zł
AGN070206	□ Czyste tytanowe, malowane proszkowo	(nie dostępne z kołami 22")	615 zł
AGN070207	□ Supergrip		519 zł
AGN070208	□ Max Grepp	(tylko koła 22" i 24")	935 zł
AGN070250	□ Osłona na ciąg	(tylko koła 22" i 24")	329 zł
Montaż ciągów			
AGN070317	● Blisko = 17 mm	(12,5 mm z kołami lekkimi i kołami Proton)	STD
AGN070327	○ Szeroko = 27 mm	(nie dostępne z kołami lekkimi, kołami Spinergy oraz aluminiową obręczą napędową)	0 zł
AGN070307	□ Bardzo blisko = 7 mm	(tylko przy ciągach ze stali nierdzewnej)	160 zł
POCHYLENIE KÓŁ			
			(prosimy wybrać tylko jedną opcję)
AGN070600	● 0°		STD
AGN070603	○ 3°		0 zł
AGN070606	○ 6°		0 zł
AGN070609	○ 9°	(nie dostępne z osią typu handbike)	0 zł
OSŁONY SZPRYCH (wyłącznie z kołami 22" i 24")			
AGN070831	□ Przezroczysta		345 zł
AGN070826	□ Akwarela	AGN070815 □ Grafika	485 zł
AGN070810	□ Fantastyka	AGN070813 □ Galaktyka	485 zł
AGN070823	□ Książniczka	AGN070808 □ Tańczące misie	485 zł
AGN070816	□ Szczęśliwe lwy	AGN070832 □ Podwodny świat	485 zł
AGN070819	□ Małpki	AGN070821 □ Piraci	485 zł
AGN070820	□ Orient	AGN070824 □ Wyścig	485 zł
AGN070829	□ Superbohater	AGN070814 □ Graffiti	485 zł
AGN070817	□ Hot wheels	AGN070802 □ Koszykówka	485 zł
AGN070822	□ Bilard	AGN070812 □ Woda	485 zł
AGN070827	□ Jedwab	AGN070801 □ Abstrakcja	485 zł
AGN070830	□ Tygrys	AGN070833 □ Zebra	485 zł
AGN070804	□ Bibbo		485 zł
AGN070805	□ Ser		485 zł
AGN070818	□ Szaleństwo w dżungli		485 zł
AGN070825	□ Randolf		485 zł
AGN070811	□ Pióro		485 zł
AGN070809	□ Wyścig terenowy		485 zł
AGN070806	□ Koło chromowane		485 zł
AGN070803	□ Koszykówka 2		485 zł
AGN070828	□ Kosmos		485 zł
AGN070807	□ Kreatywność		485 zł
HAMULCE			
			(prosimy wybrać tylko jedną opcję)
AGN060001	● Standardowe hamulce		STD
AGN060002	□ Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan		165 zł
AGN060003	□ Kompaktowe hamulce	(tylko z pochyleniem 0°/3°)	160 zł
AGN060010	□ Wydłużona blokady koła, kolanowa dźwignia hamulca	(tylko z dźwignią hamulca na wysokości kolan)	79 zł
AGN060006	□ Hamulce blokowane jedną ręką, lewą	(tylko z pochyleniem 0°/3°)	509 zł
AGN060007	□ Hamulce blokowane jedną ręką, prawą	(tylko z pochyleniem 0°/3°)	509 zł
AKCESORIA			
AGN090000	● Zestaw narzędzi		STD
AGN090017	□ Snoll On	(1) (Maks. waga użytkownika: 100 kg)	2 050 zł
AGN090024	□ Pompka wysokociśnieniowa		199 zł
AGN090025	□ Pompka		39 zł
AGN090030	□ Plecak		199 zł
AGN090020	□ Torba siatkowa		69 zł
AGN090019	□ Caddy	(nie dostępne z aluminiowym, wysoko montowanym podnóżkiem z platformą i dług. podudzia < 41 cm)	299 zł
AGN090100	□ Crash Test (2)		129 zł
AGN090026	□ Kieszka na telefon komórkowy		69 zł
(1) Nie dostępne w połączeniu ze sportowym podnóżkiem i wysoko montowanym podnóżkiem (2) Maks. waga użytkownika 136 kg.			W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2018 9/11



AGN070208
Max Grepp



AGN070207
Supergrip



AGN060001
Standardowe hamulce



AGN060003
Kompaktowe hamulce



AGN060002
Dźwignia blokady hamulca
na wysokości kolan



AGN060007
Hamulce blokowane
jedną ręką, prawą



AGN090000
Zestaw narzędzi



AGN090024
Pompka
wysokociśnieniowa



AGN090025
Pompka



AGN090030
Plecak



AGN090019
Uchwyt na torbę



AGN090026
Kieszka na telefon
komórkowy

Quickie Argon2

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

KOLORY

Aby zweryfikować wybór koloru można skorzystać z katalogu kolorów na końcu formularza zamówienia

	Rama	Ciągi	Piasta/obwód	(1)		Rama	Ciągi	Piasta/obwód	(1)
		170 zł	470 zł				170 zł	470 zł	
01 Biały (RAL 9010)	○	□	□		26 Srebrna tekstura	○	□	□	
02 Srebrny połyskujący	○	□	□		27 Grafitowy metalizowany	○	□	□	
03 Srebrny matowy	○	□	□		28 Platynowy metalizowany	○	□	□	
04 Srebrny	○	□	□		29 Czarny połyskujący	○	□	□	
06 Żółty słoneczny	○	□	□		31 Czarny matowy	○	□	□	
07 Jasnozielony połyskujący (limonka)	○	□	□		32 Śnieżnobiały	○	□	□	
08 Jasnozielony matowy (limonka)	○	□	□		33 Różowy	○	□	□	
14 Niebieski	○	□	□		34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	○	□	□	
15 Ciemnoniebieski połyskujący	○	□	□		35 Błękit nieba metalizowany	○	□	□	
16 Ciemnoniebieski matowy	○	□	□		36 Cyjan metalizowany	○	□	□	
19 Fioletowy połyskujący	○	□	□		37 Pomarańczowy metalizowany	○	□	□	
20 Fioletowy matowy	○	□	□		39 Cappuccino metalizowany	○	□	□	
21 Czerwony rubinowy	○	□	□		40 Kiwi metalizowany	○	□	□	
22 Jasnoczerwony	○	□	□		41 Różowy metalizowany z brokatem	○	□	□	
23 Czerwono-malinowy matowy	○	□	□		42 Antracyt matowy	○	□	□	
24 Pomarańczowy połyskujący	○	□	□		43 Niebieski lazurowy	○	□	□	

Pakiet stylowy (kolory widelców Carbotecture)


AGN100502	● Czarny	
AGN100503	□ Srebrny	295 zł
AGN100501	□ Pomarańczowy	295 zł

(1) Tylko z uniwersalnymi tylnymi kołami ze szprychami krzyżowymi

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH

Przykładowe opcje programu Build-4-Me

- Rama z odwiedzeniem (2389) - 1180 zł
- Jednoręczny napęd (2437) - 5950 zł
- Zagłówek (2398) - 1240 zł
- Hamulec bębnowy (2381) - 1880 zł
- Odchylana do tyłu platforma podnóżka (2949) - 1120 zł



Quickie Argon2 - Cena podstawowa brutto

6 500 zł

Cena opcji brutto

Opakowanie i transport

B4M

Cena całkowita brutto

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

Tel. 42 275 83 38

Fax. 42 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.sunrise-medical.pl



www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2018 11/11