



Küschall® CHAMPION SL

IDEALNY DO
PODRÓŻY-
GOTOWY DO
DZIAŁANIA



Kuschall.com



SKŁADANY
I KOMPAKTOWY

CHAMPION

SL

Poznaj zupełnie nowy wózek Kuschall Champion SL - unikatowy i stylowy. Model, który zachowuje wszystkie właściwości wydajnej jazdy z oryginalnej serii Champion. Natomiast ten model jest lżejszy i bardziej zwrotny. Konstrukcja ramy jest jeszcze sztywniejsza i bardziej wytrzymała w porównaniu do modelu KSL. Nowy Champion SL zapewnia optymalną kontrolę użytkownikowi w trakcie jazdy i wysoki poziom reakcji, co zwiększa komfort poruszania się.

SUPER LEKKI,
MA SZTYWNĄ RAMĘ





**Champion SL obiecuje,
nawet tym najbardziej wymagającym
użytkownikom wózków
inwalidzkich, doskonałą jazdę.**

Włożyliśmy całe serce
i doświadczenie w każdy szczegół
dotyczący Champion SL. Naszym
celem było zaprojektowanie
kompaktowego, składanego wózka,
który zapewni wyjątkową jazdę.
Zobowiązaliśmy się nie tylko do
wykorzystania najwyższych
standardów funkcjonalności i
trwałości w naszym projekcie, ale
także sięgnęliśmy po produkt, który
doskonale oddaje ducha i estetykę
Firmy Kuschall.





IDEALNY DO PODRÓŻY– GOTOWY DO DZIAŁANIA

Zaprojektowany z myślą o aktywnym stylu życia, Champion SL pomoże Ci wyruszyć w podróż, podczas której będziesz odkrywać nowe przygody, realizować swoje pasje i poszerzać horyzonty.





ŁATWY TRANSPORT

Nigdy nie zmienilibyśmy tego, co kochasz
w Kuschall Champion.

Champion SL to konstrukcja przyjazna
dla podróżujących, która nie ma sobie
równych, jeśli chodzi o wygodę.

Wystarczy tylko złożyć ramę dla
ułatwienia transportu i kompaktowego
przechowywania. Nowy Champion SL
z pewnością zabierze Cię w miejsca,
do których chcesz się udać.



WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ JAZDY

Champion SL to niezwykle wszechstronny wózek aktywny, który został stworzony specjalnie do wydajnej jazdy. Jest super lekki i wytrzymały. Przy projektowaniu skupiliśmy na uzyskaniu efektywności energetycznej. Zwiększona odporność i responsywność wózka Champion SL skutkuje wydajnym napędem i optymalną biomechaniką.





SPÓJRZ BLIŻEJ

SUPER LEKKI

Teraz waga transportowa wynosi 5,9 kg, co ułatwia obsługę.

RESPANSYWNY

Umożliwia łatwe i szybkie zmiany kierunku, prędkości i poruszanie w ciasnych przestrzeniach.

ŁATWY TRANSPORT

Wyjątkowy mechanizm składania ułatwia transport i przechowywanie.



ERGONOMICZNY UCHWYT

Ułatwia zmianę pozycji i przenoszenie.

HYDROFORMOWANIE

Wzmacnia ramę, zapewniając większą sztywność i lepszą wydajność energetyczną podczas napędzania.



ZOBACZ VIDEO



CUSTOMISE YOUR CHAMPION SL

1. KOLORY RAMY (Standardowe kolory)



Pure White Anthracite Grey Space Black



Carmine Red Azure Blue

*Dodatkowe kolory ramy



Flashy Yellow Black Glossy Silver Grey Royal Blue



Ruby Red Dynamite Orange Forest Green

*Dodatkowy czas realizacji

2. STYLE NAKLEJEK




3. KOLORY NAKLEJEK



Red

Black



Light Grey

Gold

Red

Blue

Dark Grey

Black

4. USŁUGA UNIQUE

Stwórz swój nowy wózek inwalidzki Küschall od kół w górę dzięki UNIQUE. Ta dedykowana usługa pomoże stworzyć Twój spersonalizowany wózek, zaprojektowany tak, aby pasował do Ciebie i Twojego stylu życia.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Na zdjęciu: Koło Spinergy z opcjami UNIQUE.
Zeskanuj kod QR na tej stronie, aby uzyskać więcej informacji.





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

360 - 480 mm
w odstępach 2f 20 mm



GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

340 - 480 mm
w odstępach 20 mm



DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/ PODUDZIA

320 - 500 mm
Bezstopniowa regulacja



WYSOKOŚĆ OPARCIA

300 - 465 mm
w odstępach 15 mm



KĄT OPARCIA
76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



WYSOKOŚĆ
SIEDZISKA
Przód: 450 - 540 mm
Tył: 390 - 490 mm



KĄT RAMY
75° / 90°
Prosta lub
przywiedziona



ŚRODEK
CIĘŻKOŚCI
8 pozycji



CAMBER
0° / 1° / 3°



DŁUGOŚĆ
CAŁKOWITA
75° ok. 930 mm
90° ok. 830 mm



SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA
SW + 160 - 240 mm



SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA PO
ZŁOŻENIU
Ok. 280 - 340 mm



WAGA CAŁKOWITA
Ok. 8.4 kg



WAGA
TRANSPORTOWA
(BEZ KÓŁ)
Ok.. 5.9 kg



MAKSYMALNA WAGA
UŻYTKOWNIKA
100 kg



Wszystkie podane wymiary i wagi oparte są na szerokości siedziska i głębokości siedziska 400 mm w najłżejszej i najbardziej kompaktowej konfiguracji. Waga i pomiary mogą się różnić w zależności od konfiguracji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi na naszej stronie internetowej.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel. +48 516 29 3265
Tel: 32 733 7999 lub 32 787 40 86 mail:
biuro@kuschall.eu

PARTNER MED POLSKA sp. z o.o.
ul. Chorzowska 30C
41-910 Bytom



Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world i Champion są znakami towarowymi Invacare International GmbH. Dłożono wszelkich starań, aby zapewnić, że treść tej publikacji jest w pełni aktualna w momencie oddania do druku. W ramach ciągłego doskonalenia produktów, Invacare International GmbH zastrzega sobie prawo do modyfikowania istniejących modeli w dowolnym momencie.

©Kwiecień 2024, Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. UE - 04/2024