

Küschall®
THE KSL®



ŚWIAT BEZ GRANIC

W Kuschall wierzymy, że wszystko jest możliwe, jeśli posiadasz moc, aby to osiągnąć. KSL® daje Ci szansę zaprezentowania swojego potencjału i stylu, a wszystko to na Twoich warunkach. Znieś ograniczenia w swojej doskonałości, w swoim poruszaniu się. **Otwórz swój świat.**

THE KSL®

KSL® zawiera w sobie **elegancję**. To tu pionierskie innowacje inżynierskie spotykają się z wyszukaniem i jednolitym designem. To istna perfekcja w dziedzinie technologii. KSL® jest „**skrojony**” na miarę dla doświadczonych użytkowników, którzy dokładnie wiedzą, czego chcą. Naprawdę **wyjątkowo lekki** wózek - esencja czystego piękna.

HYDROFORMOWANIE

W pełni spawana, hydroformowana rama jest całkowicie sztywna. To dzięki niej jazda staje się bezwysiłkowa i jest pełna wdzięku. Nigdy wcześniej technika nie łączyła się tak idealnie z designem. Ten wózek jest lżejszy niż inne produkty z włókna węglowego. KSL® został udoskonalony dzięki optymalnej wydajności i konstrukcji.

HYDROFORMOWANA PRZEDNIA CZĘŚĆ RAMY

- Zwiększona sztywność w obszarze kolan. Konstrukcja wielopowierzchniowa zwiększająca ergonomię podczas chwytania.

HAMULCE LIGHT ACTIVE

- Nowy aluminiowy hamulec o minimalistycznym designie zapewnia niebywałą lekkość. To niezwykła dbałość o najmniejszy szczegół.

BELKA KARBONOWA

- Strukturyzowane elementy z włókna węglowego optymalizujące redukcję masy i osiągi.

TYTANOWY PODNOŻEK

- KSL® można również spersonalizować za pomocą tytanowego podnóżka, aby zapewnić znaczną redukcję wagi i zmęczenia użytkownika podczas jazdy.



Küschall®

THE KSL®

CAŁKOWICIE SPAWANA RAMA

- W pełni spawana rama łączy estetykę z wydajnością. Dzięki masie transportowej wynoszącej zaledwie 4,3 kg, KSL® jest najlżejszym wózkiem Küschall w historii.

CIĄGI CARBOLIFE

- CarboLife to produkty z najwyższej półki. Ciągi są ergonomiczne, co daje bardziej wydajny chwyt, przy mniejszym nacisku na nadgarstek. Zwiększy to wydajność jazdy przy jednoczesnym zmniejszeniu uczucia zmęczenia użytkownika.

NOWY WIDELEC

- Przeprojektowany widelec ze zintegrowanymi łożyskami. Zbieranie brudu, konserwacja i ogólne utrzymanie jest znacznie łatwiejsze.

KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI

„SKROJONY” NA MIARĘ

Ta koncepcja jest dla najlepszej konstrukcji. Kuschall Super Light posiada niezwykłą geometrię, która płynnie wtapia się w sylwetkę - od przedniej ramy po usztywnienie pleców i wspornik widelca. Nowy KSL® „przemawia” tym samym językiem designu.



SUPER LEKKI

Zaprojektowany z myślą o optymalnej wytrzymałości i wydajności, KSL® jest również wzbogacony elementami z włókna węglowego. Pozwalają one osiągnąć niesamowitą lekkość, porównywalną do wózka o całej konstrukcji z włókna węglowego (konstrukcja monocoque).



ELEGANCKI

Podnóżek, który jest podstawowym elementem przy pozycji siedzącej, został przeprojektowany. Zachowana została wyjątkowa geometria i dynamiczny wygląd.



HYDROFORMOWANIE

Hydroformowanie oferuje więcej możliwych kształtów i dystrybucji materiału. Dzięki tej technologii nasi inżynierowie i projektanci byli w stanie osiągnąć w KSL® najwyższy poziom wydajności. Ta sama niesamowita lekkość z mocniejszą ramą.

KONFIGURACJA

1 WYBIERZ KOLOR RAMY



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

2 STYL NAKLEJEK



3 KOLOR NAKLEJEK



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA 340 – 440 mm w odstępach 20 mm	GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA 385 – 485 mm ixw odstępach 25 mm	DŁUGOŚĆ PODNOŻKÓW/POUDZIA 350 – 500 mm w odstępach 10 mm	WYSOKOŚĆ OPARCIA 270 – 420 mm w odstępach 15 mm	KĄT OPARCIA 74° / 78° / 82° / 86° / 90°
				
WYSOKOŚĆ SIEZISKA przód: 450 – 530 mm tył: 400 – 480 mm w odstępach co 10 mm	KĄT RAMY 90°R75°/ Rama prosta lub rama przywiedziona	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA SW + 170 mm	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 75°: ok. 800 mm 90°: ok. 730 mm	ŚRODEK CIĘŻSZKOŚCI 80 mm / 95 mm / 110mm / 125 mm / 140 mm
				
CAMBER 0° / 3° / 6°	CAŁKOWITA WAGA BEZ OBCIĄŻENIA ok. 6.8 kg	WAGA TRANSPORTOWA ok. 4.3 kg	MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 100 kg	
				

Wszystkie podane wymiary i wagi odnoszą się do szerokości siedziska 400 mm i głębokości siedziska 400 mm w najbliższej i najbardziej kompaktowej konfiguracji. Waga i wymiary mogą się zmieniać w zależności od różnych konfiguracji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi na naszej stronie internetowej.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

E-mail: biuro@partner-med.pl
Telefon +48 516 293 265
Lub 32 733 79 99

PARTNER MED POLSKA sp. z o.o.
ul. Chorzowska 30C
41-910 Bytom

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world i THE KSL są znakami towarowymi firmy Invacare International GmbH. Določeno wszelkich starań, aby zawartość tej publikacji była w pełni aktualna w momencie oddania do druku. W ramach ciągłego ulepszania produktów, Invacare International GmbH zastrzega sobie prawo do modyfikowania istniejących modeli w dowolnym momencie. © kwiecień 2020, Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. UE - 1659370