

Panthera seria U3



permobil

PRZEMYŚLANY DESIGN, ZAPROJEKTOWANY DLA CIEBIE

Panthera U3 to lekki, regulowany manualny wózek inwalidzki, który oferuje poczucie bezpieczeństwa i ergonomiczną pozycję ciała przy napędzaniu wózka. Został stworzony dla aktywnych użytkowników poszukujących zgrabnego wózka o dużej zwrotności, posiadającego opcje regulacji oraz akcesoria zapewniające odpowiedni komfort i bezpieczeństwo.

Główne zalety:

- jest lekki i wytrzymały,
- można go dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika,
- posiada zintegrowane kółka przeciwywrotne,
- jest łatwy w obsłudze.



Specyfikacja

	U3	U3 – przód Y
Szerokość siedziska	33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm	33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm
Głębokość siedziska	35-46 cm	35-46 cm
Wysokość siedziska (mierzona od podłoża)	Przód: 47 cm (z kołami 24") Tył: 43 cm (z kołami 24")	Przód: 47 cm (z kołami 24") Tył: 43 cm (z kołami 24")
Kąt nachylenia siedziska	7°	7°
Całkowita długość	84 cm	84 cm
Całkowita szerokość	Szerokość siedziska + 21 cm	Szerokość siedziska + 21 cm
Kąt przodu ramy	100°	100°
Wysokość oparcia	20-45 cm	20-45 cm
Kąt nachylenia oparcia	13°-(-8)°	13°-(-8)°
Odległość ponóżka od przodu siedziska	35-43 cm	35-43 cm
Kąt nachylenia kół (camber)	2,2°, 4°, 6° (siedzisko 33 cm), 8° (siedziska 33-39 cm)	2,2°, 4°, 6° (siedzisko 33 cm), 8° (siedziska 33-39 cm)
Waga bez tylnych kół	4,5-5,0 kg	4,5-5,4 kg
Całkowita waga wózka	8,0-8,5 kg	8,0-9,3 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg, 150 kg (siedzisko 45 cm)	100 kg, 150 kg (siedziska 45-50 cm)
Materiał (rama)	Stal chromo-molibdenowa	Stal chromo-molibdenowa
Materiał (tapicerka)	Poliuretan pokryty poliestrem	Poliuretan pokryty poliestrem



Personalizuj swój styl jazdy*

ANODOWY
CZARNY

PERŁOWY
BIAŁY

METALICZNY
SZARY

KLASYCZNY
NIEBIESKI

SOSNOWY
ZIELONY

* Dostępne są też inne kolory.

U3 – przód Y Short

33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm

35-46 cm

Przód: 47 cm (z kołami 24")

Tył: 43 cm (z kołami 24")

7°

79 cm

Szerokość siedziska + 21 cm

100°

20-45 cm

13°-(-8)°

35-43 cm

2,2°, 4°, 6° (siedzisko 33 cm),
8° (siedziska 33-39 cm)

4,5-5,4 kg

8,0-9,3 kg

100 kg, 150 kg (siedziska 45-50 cm)

Stal chromo-molibdenowa

Poliuretan pokryty poliestrem

U3 – przód Y Low

33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm

35-46 cm

Przód: 44,5 cm (z kołami 24")

Tył: 40,5 cm (z kołami 24")

7°

84 cm

Szerokość siedziska + 21 cm

100°

20-45 cm

13°-(-8)°

35-43 cm

2,2°, 4°, 6° (siedzisko 33 cm),
8° (siedziska 33-39 cm)

4,4-5,3 kg

8,0-9,3 kg

100 kg, 150 kg (siedziska 45-50 cm)

Stal chromo-molibdenowa

Poliuretan pokryty poliestrem

Zwrotność i nowoczesność dla Ciebie

permobil



PARTNER MED POLSKA sp. z o.o.
Infolinia i wsparcie:
+48 32 733 79 99 / +48 516 293 265

