

PARTNER  
TWOJA PRZYSZŁOŚĆ



# Panthera X3



permobil

# MOCNY I ULTRALEKKI, O WYJĄTKOWEJ ZWROTNOŚCI

Przeznaczony dla doświadczonych użytkowników, potrzebujących dynamicznego wózka dostosowanego do ich aktywnego stylu życia. Panthera X3 jest jednym z najłżejszych wózków na rynku. Oferuje wiele opcji konfiguracyjnych, zwiększoną trwałość i nowoczesny design – stanowi połączenie doskonałej formy z wysoką funkcjonalnością, priorytetowo traktując komfort użytkownika.

## Główne zalety:

- jest ultralekki,
- posiada niezwykle wytrzymałą ramę i jest przeznaczony dla użytkowników ważących nawet do 125 kg,
- jest łatwy w transporcie,
- ma zwiększoną konfigurowalność tylnej osi,
- zapewnia bardzo dużą zwrotność.



## Specyfikacja

Szerokość siedziska	33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm
Głębokość siedziska	35-47 cm
Wysokość siedziska (mierzona od podłoża)	Przód: 45,5-47 cm (z kołami tylnymi 24") Tył: 41,5-43 cm (z kołami tylnymi 24")
Kąt nachylenia siedziska	7°
Całkowita długość	86,5-87 cm
Całkowita szerokość	Szerokość siedziska + 22 cm
Kąt nachylenia przodu ramy	100°
Wysokość oparcia	22-35 cm
Kąt nachylenia oparcia	14°-(-4,5)°
Odległość ponózka od przodu siedziska	36-44 cm
Kąt nachylenia kół (camber)	2,2°
Waga bez tylnych kół	2,3 kg*
Całkowita waga wózka	5 kg**
Maksymalna waga użytkownika	125 kg
Materiał (rama)	Włókno węglowe
Materiał (tapicerka)	Poliuretan pokryty poliestrem

\* Wózek o szer. siedz. 33 cm, bez tylnych kół, hamulców, boczaków, poduszek i innych akcesoriów.

\*\* Wózek o szer. siedz. 33 cm, bez boczaków, poduszek i innych akcesoriów.

Permobil zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w ofercie dotyczących specyfikacji lub designu bez wcześniejszego powiadomienia.

Personalizuj swój styl jazdy

WŁÓKNO  
WĘGLOWE

permobil

PARTNER  
TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

PARTNER MED POLSKA sp. z o.o.  
Infolinia i wsparcie:  
+48 32 733 79 99 / +48 516 293 265

