

V500 ACTIVE



VERMEIREN
we care for you

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



LEKKOŚĆ: OD 11,9 KG

Dzięki naszemu doświadczeniu stworzyliśmy wyjątkowo lekki, składany model o imponującej wadze 11,9 kg nawet przy szerokości siedziska 48cm! Ten niezwykle wynik pokazuje nasze zaangażowanie w innowacje i dostarczanie wózka inwalidzkiego, który nie tylko wygląda dynamicznie ale także oferuje znakomitą mobilność i łatwość użytkowania.

V500 ACTIVE


Przedstawiamy **wózek inwalidzki V500 Active**, oparty na udanej koncepcji rodziny V500. Ten najnowocześniejszy model oferuje mnóstwo opcji i akcesoriów, zaspokajając różnorodne potrzeby oraz nawet najbardziej zaawansowane wymagania.

V500 Active oferuje duże możliwości konfiguracji, zapewniając idealne dopasowanie dla każdej osoby. Aktywną i nowoczesną estetyką przemawia do tych, którzy szukają stylowego i dynamicznego wyglądu.


V500 Active zapewnia idealne połączenie stabilności i mobilności, które wspiera użytkowników w ich codziennych czynnościach.



**REGULOWANY
KĄT SIEDZISKA:**
0° - 10°



**REGULOWANA
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA:**
44* - 47 - 50 - 53 CM



**REGULOWANY ŚRODEK
CIĘŻKOŚCI**



**WYJMOWANE,
PODNOŻKI**

**Wymagane tylne koła 22"*



WYSOKOŚĆ OPARCIA

- 30 cm
- 35 cm
- 40 cm

UCHWYTY DO PCHANIA 5 ROZWIĄZAŃ

- Uchwyty do pchania - stałe (12 cm)
- Uchwyty do pchania - stałe krótkie (8 cm)
- Składane uchwyty do pchania
- Uchwyty z teleskopową regulacją wysokości
- Uchwyty z regulacją wysokości w klemach aluminiowych, demontowalne



PODŁOKIETNIKI

Szeroka gama dostępnych podłokietników od prostej aluminiowej płyty po regulowane i demontowalne z podparciem pod łokieć.

- B82S - Prosta płyta aluminiowa (standard)
- B82 - Prosta płyta aluminiowa ze ściągającym podłokietnikiem
- Bi5 - Zdejmowany podłokietnik z regulacją wysokości z podparciem pod łokieć
- Bi5A - Zdejmowana płyta aluminiowa typu błotnik z regulacją wysokości
- Bi5SA - Prosta płyta aluminiowa z regulacją wysokości, demontowalna.

PODNÓŻKI

- Podnóżki oferowane są w szerokiej gamie rozwiązań, zaspokajając różne wymagania użytkowników i dostosowując się do ich zmieniających się w czasie potrzeb.

HAMULCE

Zaciskane

Sport



KOŁA

- 11 opcji tylnych kół
- 21 opcji kół przednich





DOSTĘPNE KOLORY

Szerokie spektrum kolorów! Każdy odcień, który starannie wyselekcjonowaliśmy, nie tylko odzwierciedla Twój nastrój, ale także określa Twój styl życia.

Dostępna jest możliwość wyboru spośród wielu odcieni, co pozwoli Ci spersonalizować swój wózek inwalidzki i naprawdę podkreślić swoją wyjątkowość.



C86 Szary karbon



C79 Jasnoniebieski



C89 Miedź



C85 Jasnozielony



C76 Biały

Specyfikacja techniczna

■ Całkowita szerokość	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Całkowita wysokość	740 - 840 mm
■ Długość całkowita	975 - 1035 mm
■ Szerokość po złożeniu	310 mm
■ Szerokość siedziska	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Waga najcięższej części	7,5 kg

■ Wysokość siedzenia	440* - 470 - 500 - 530 mm
■ Wysokość oparcia	300 - 350 - 400 mm
■ Głębokość siedziska	420 - 440 - 460 - 480 mm
■ Waga	11,9 kg
■ Maksymalna waga użytkownika	130 kg
■ Dodatkowe informacje	CE

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg).
Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.
* Wymagane tylne koła 22"

VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą