

Scout24



Wózek aktywny

Dynamika i aktywność. Jeśli jesteś osobą, która się uczy, pracuje, aktywnie korzysta z wszelkich uroków jakie daje życie. Nie siedzi w domu ale żyje w sposób dynamiczny i stosuje wysokie wymagania do sprzętu jaki używa, to mamy dla Ciebie rozwiązanie. **SAGITTA**.

Trzy rodzaje ram:

Short-lekko ścięta z przodu, ułatwia przesiadanie się z wózka -taka rama nie blokuje kolan.

Long-wydłużona z przodu, ułatwia wsparcie rękoma o ramę podczas przesiadania.

Long Si - umożliwia zmianę kąta siedzenia, Ważna do osób, które mają tendencję do wysuwania się z wózka.

Sagitta



Si

LONG

SHORT

GO
every
DAY
bee free

Durable.
Versatile.
Reliable.

CORDURA
BRAND
F A B R I C





- **BALANS**-Idealnie wyważony środek ciężkości pozwala na doskonałą, precyzyjną manewrowalność.
- **KONSTRUKCJA**- 'złoty podział' maksymalnie uproszczona konstrukcja, optymalna proporcja elementów, które są ruchome w stosunku do stałych elementów ramy .daje niewyobrażalną trwałość i wytrzymałość oraz piękno samo w sobie. Idealny ład, jak w kosmosie, w gwiazdozbiore strzały.
- **LEKKI I KOMPAKTOWY**- wózek wykonany z aluminium -całkowita waga razem z kołami tylnymi to 9,5 kg- To konstrukcja, która będzie towarzyszyć ci w każdym momencie twojego aktywnego życia. Sagitta powstała przy zaangażowanej współpracy użytkowników i nie ma mowy aby wózek nie spełniał ich oczekiwań.
- **Oś koła tylnego** -system zmiany środka ciężkości wózka oraz różne kąty nachylenia kół tylnych 0°, 2°, 4°, 6°, 8°, 10°.
- **Kąt oparcia**-płynna zmiana kąta nachylenia oparcia. Unikatowe rozwiązanie techniczne gwarantuje regulację w zakresie -7° - +7°
- **Oparcie i siedzisko**-możliwość zmiany napięcia siedziska i oparcia za pomocą taśm velcro.
- **Trójstopniowa regulacja wysokości oparcia.**
- **Oparcie wyprofilowane** ułatwiające wentylację.



36
38
40
42
44
46



55-68
57-69
59-71
61-73
63-75
65-77



0°
2°
4°
6°
8°
10°



48 (bez poduszki)
52 (z poduszką)



Rama LONG
50cm-gl. siedz. 35cm
52,5cm-gl. siedz. 37,5
55cm-gl.siedz. 40cm
57,5cm-gl.siedz.42,5cm
60cm-gl.siedz. 45cm
65cm-gl.siedz. 47,5cm
Rama SHORT
50cm-gl. siedz. 27cm
52,5cm-gl. siedz. 29,5 cm
55cm-gl.siedz. 32 cm
57,5cm-gl.siedz.34,5 cm
60cm-gl.siedz. 37cm
65cm-gl.siedz. 42 cm



6° sagitta standrad
6°-14° sagitta Long Si



23-28
28-33
33-38
38-43



zakres reg.
10 cm



>9,5



100



Uwaga :Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się odchylenie parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!

URBAN JUNGLE



oparcie bez rączek
standard



oparcie z rączkami
opcja



regulowane płynnie
rączki-opcja



B82-prosta płyta boczna
standard



ściągnięta nakładka-
błotnik-opcja



odchylany,ściągany
podłokietnik



Orteza tułowa TARTA®
stabilizuje, odciąża kręgosłup.
Przy deformacjach
nieutralizowanych
koryguje wady
- opcja.



dzielone płyty
podnóżków



aluminiowa płyta
krótsza-standard



poprzeczka-standard



aluminiowa płyta
na poprzeczce-opcja



B28-standard



VICAIR® - ADJUSTER
opcja



B78-kółka przeciwwyrotne-
opcja



opona Land cruiser
Schwalbe-off road
na koło 24x2-opcja



opona Right Run
Schwalbe do kół
22',24' -standard



hamulec standardowy



hamulec-sportowy
standard



5'



koło SPINERGY 24'
opcja



koło VIKING 24'
opcja




koło 24'x2
off road-opcja



koło 24' exclusive
-standard



3'



5'

