

PRZEWODNIK WYBORU

SERIA NITRUM



Nitrum



Nitrum Hybrid



Nitrum Pro



Nitrum Hybrid Pro

To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

NITRUM



„Konstrukcja i waga wózka są dla mnie ważne, dlatego wybrałem Nitrum.”

- Lekka konstrukcja od 7,5 kg dla użytkowników do 125 kg
- Otwarta rama — rama główna (rury ramy, łączniki kółek, rura poprzeczna) jest spawana, a nie skręcana, co zapewnia dodatkową sztywność i niższą wagę
- Oferuje pełen zakres regulacji w celu dostosowania wózka do indywidualnych potrzeb
- Minimalistyczna konstrukcja z otwartą ramą zapewniająca super czysty wygląd i zmniejszoną wagę ułatwia obsługę i przechowywanie
- Najlżejszy aluminiowy wózek na sztywnej ramie z regulacją na rynku

NITRUM HYBRID



„Z moimi 130 kg jestem bardzo szczęśliwy, że Nitrum Hybrid jest od teraz moim nowym towarzyszem.”

- Super sztywna rama od 8,4 kg odpowiednia dla użytkowników o wadze do 140 kg
- Rama hybrydowa — rama główna (rury ramy, łączniki kółek, rura poprzeczna) jest spawana, a nie skręcana, co zapewnia dodatkową sztywność i niższą wagę
- Oferuje pełen zakres regulacji w celu dostosowania wózka do indywidualnych potrzeb
- Kompaktowa geometria ramy z dodatkowymi dolnymi rurami ramy minimalizuje elastyczność i zwiększa sztywność ramy, idealna do użytku z przystawkami dodatkowymi

NITRUM PRO



„Nitrum Pro zaimponował mi swoją elegancją i sztywnością.”

- Najlżejsza konstrukcja Nitrum od 7,2 kg dla użytkownika do 125 kg
- Otwarta rama - oprócz ramy głównej, mocowanie osi i oparcie są spawane na stałe, co zapewnia jeszcze bardziej zoptymalizowany stosunek masy do sztywności oraz wyjątkowo dynamiczne i precyzyjne prowadzenie
- Mniejsza możliwość regulacji dzięki stałej spawanej osi/oparciu - opcja dla doświadczonych użytkowników, którzy dokładnie wiedzą, czego potrzebują od swojego wózka i nie potrzebują pełnego zakresu regulacji
- Bardzo lekki wózek bez poświęcania sztywności

NITRUM HYBRID PRO



„Spędzam dużo czasu w mieście i przejeżdżam przez krawężniki. Nitrum Hybrid Pro daje mi największe poczucie stabilności.”

- Najbardziej sztywna rama od 8,1 kg dla użytkowników o wadze do 140 kg
- Rama hybrydowa — oprócz ramy głównej mocowanie osi i oparcie są spawane na stałe, co zapewnia jeszcze lepszy stosunek masy do sztywności
- Mniejsza możliwość regulacji dzięki stałej spawanej osi/oparciu - opcja dla doświadczonych użytkowników, którzy dokładnie wiedzą, czego potrzebują od swojego wózka i nie potrzebują pełnego zakresu regulacji
- Kompaktowa geometria ramy z dodatkowymi dolnymi rurami ramy minimalizuje elastyczność, zapewniając najwyższy poziom sztywności i najbardziej wydajną jazdę

Skorzystaj z naszego wizualizatora online, aby stworzyć QUICKIE Nitrum swoich marzeń!

Zeskanuj kod kreskowy aparatem w telefonie, aby uzyskać dostęp do internetowego wizualizatora QUICKIE Nitrum.



	NITRUM	NITRUM HYBRID	NITRUM PRO	NITRUM HYBRID PRO
Maks. waga użytkownika	125 kg	140 kg	125 kg	140 kg
Waga całkowita od	7.5 kg	8.4 kg	7.2 kg	8.1 kg
Rama	Rama otwarta	Rama Hybrid	Rama otwarta	Rama Hybrid
Oparcie/Mocowanie osi	Regulowane	Regulowane	Spawane*	Spawane*
Materiał	Obrobione cieplnie aluminium	Obrobione cieplnie aluminium	Obrobione cieplnie aluminium	Obrobione cieplnie aluminium
Waga	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Sztynność	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Łatwość transportu	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●
Możliwości regulacji	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ●	● ● ●
Crash test	Tak	Tak	Tak	Tak

*nadal możliwe jest dostrojenie CoG o +/-10mm

Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0

Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical. Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl