

Küschall® Compact Attract

PARTNER Szmidt-Banyś Sp.J.
Oficjalny Dystrybutor Küschall
ul. Chorzowska 30C 41-910 Bytom
mail: biuro@kuschall.eu
tel. +48 516293265 lub 32 733 7999 lub 32 787 40 86



küschall COMPACT Attract

Aktywny wózek manualny z aluminium, składany

matrx



Zastrzegamy sobie prawo do tolerancji + lub – +/- 10 mm dla wszystkich wymiarów Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia

☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem ☒ Wyposażenie standardowe ☐ Opcja bezpłatna

KOD		OPIS	NC : Niezgodny NC : 9999 = niezgodny z nr ref 9999	PLN
DDY0020	<input type="checkbox"/>	küschall® Compact Attract®		11500,00
DDY0022	<input type="checkbox"/>	küschall® Compact Attract® oparcie z regulacją kąta	NC : Matrx	12050,00

SPECJALNA KONSTRUKCJA

DDY0000	<input type="checkbox"/>	Myküschall - specjalna konstrukcja		Na zamówienie
---------	--------------------------	------------------------------------	--	---------------

SIEDZISKO

PRZEDNIA CZĘŚĆ RAMY

DDY0211	<input type="checkbox"/>	Rama standardowa		<input checked="" type="checkbox"/>
---------	--------------------------	------------------	--	-------------------------------------

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (SW) (SW 360 do 420 mm: pojedynczy krzyżak/ / SW 440 do 500 mm: podwójny krzyżak

DDY0126	<input type="checkbox"/>	360 mm	DDY0128	<input type="checkbox"/>	380 mm	<input type="checkbox"/>
DDY0130	<input type="checkbox"/>	400 mm	DDY0132	<input type="checkbox"/>	420 mm	<input type="checkbox"/>
DDY0134	<input type="checkbox"/>	440 mm	DDY0136	<input type="checkbox"/>	460 mm	<input type="checkbox"/>
DDY0138	<input type="checkbox"/>	480 mm	DDY0140	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC: Oparcia Matrx Elite, wysokość 360 mm i wszystkie oparcia MX2 <input type="checkbox"/>

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (SD) (Podwozie dostosowane do głębokości siedziska od głębokości 380 mm ((pojedynczy krzyżak) i od głębokości 400 mm (podwójny krzyżak) / Głębokość 360 i 380 mm; NC: poduszki, siedzisko Matrx, położenie środka ciężkości 95 mm i hamulce standardowe (pull)

DDY0412	<input type="checkbox"/>	360 mm	DDY0415	<input type="checkbox"/>	380 mm	<input type="checkbox"/>
DDY0417	<input type="checkbox"/>	400 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
DDY0420	<input type="checkbox"/>	420 mm	DDY0422	<input type="checkbox"/>	440 mm	<input type="checkbox"/>
DDY0424	<input type="checkbox"/>	460 mm	DDY0427	<input type="checkbox"/>	480 mm	<input type="checkbox"/>
DDY0428	<input type="checkbox"/>	500 mm				<input type="checkbox"/>

WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH)



DDY0585	<input type="checkbox"/>	Wysokość oparcia w zależności od wybranego oparcia Matrx (NC : 0705, 0720, 0700, 0725, 0735)				<input type="radio"/>
DDY0506	<input type="checkbox"/>	330 mm	DDY0509	<input type="checkbox"/>	345 mm	<input type="radio"/>
DDY0512	<input type="checkbox"/>	360 mm	DDY0514	<input type="checkbox"/>	375 mm	<input type="radio"/>
DDY0516	<input type="checkbox"/>	390 mm	DDY0518	<input type="checkbox"/>	405 mm	<input type="radio"/>
DDY0520	<input type="checkbox"/>	420 mm				<input checked="" type="radio"/>
DDY0522	<input type="checkbox"/>	435 mm	DDY0524	<input type="checkbox"/>	450 mm	<input type="radio"/>
DDY0526	<input type="checkbox"/>	465 mm	DDY0528	<input type="checkbox"/>	480 mm	<input type="radio"/>
DDY0530	<input type="checkbox"/>	495 mm				<input type="radio"/>

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF) (FSTF 430 mm do 450 mm: wysoko montowane widelce z kołami 5"/ FSTF 450 do 470 mm: wysoko montowane widelce z kołami 6" / FSTF 480 do 500 mm: wysoko montowane widelce z kołami 7") FSTF 450, 460 i 470 mm;; NC: koła 7"

DDY0845	<input type="checkbox"/>	430 mm	DDY0846	<input type="checkbox"/>	440 mm	NC: 6" i koła 7" <input type="checkbox"/>
DDY0847	<input type="checkbox"/>	450 mm	DDY0848	<input type="checkbox"/>	460 mm	<input type="checkbox"/>
DDY0849	<input type="checkbox"/>	470 mm	DDY0850	<input type="checkbox"/>	480 mm	<input type="checkbox"/>
DDY0851	<input type="checkbox"/>	490 mm				<input type="checkbox"/>
DDY0852	<input type="checkbox"/>	500 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
DDY0853	<input type="checkbox"/>	510 mm	DDY0854	<input type="checkbox"/>	520 mm	<input type="checkbox"/>










WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (RSTF) (RSTF 400 mm NC błotniki stałe) /FSTF-RSTF: maks. 80 mm / z rurkami 70°: RFST maks. = FSTF-0 mm














DDY0945	<input type="checkbox"/>	400 mm	DDY0946	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC: podłokietniki 1440 i 1441 <input type="checkbox"/>
DDY0947	<input type="checkbox"/>	420 mm	DDY0948	<input type="checkbox"/>	430 mm	<input type="checkbox"/>
DDY0949	<input type="checkbox"/>	440 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
DDY0950	<input type="checkbox"/>	450 mm				<input type="checkbox"/>
DDY0951	<input type="checkbox"/>	460 mm	DDY0952	<input type="checkbox"/>	470 mm	<input type="checkbox"/>
DDY0953	<input type="checkbox"/>	480 mm	DDY0954	<input type="checkbox"/>	490 mm	<input type="checkbox"/>



Front wheel / Front wheel attachment	High mounted	Standard mounted
5"	430 - 450	460 - 520
6"	450 - 470	480 - 520
7"	480 - 500	510 - 520








WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU
WYSOKI MONTAŻ
STANDARDOWY MONTAŻ

DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA (LLL) 0° PODNÓŻEK: LLL MAKS. = "FSTF-20 MM" ; 90° PODNÓŻEK: LLL MAKS = "FSTF-30 MM"									
DDY1679	<input type="checkbox"/>	380 mm	DDY1680	<input type="checkbox"/>	390 mm			○	
DDY1681	<input type="checkbox"/>	400 mm	DDY1682	<input type="checkbox"/>	410 mm			○	
DDY1683	<input type="checkbox"/>	420 mm						○	
DDY1684	<input type="checkbox"/>	430 mm						◆	
DDY1685	<input type="checkbox"/>	440 mm	DDY1686	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC: 90° rurki dla LLL450 mm		○	
DDY1687	<input type="checkbox"/>	460 mm				(NC: 1542, 1573)		○	
IWYBÓR OPARCIA									
RODZAJ OPARCIA									
DDY0705	<input type="checkbox"/>	Oparcie typu lumbar				(NC : Wszystkie oparcia MatrX)	210,00		0705
Kąt oparcia (BA)(względem do siedziska), tylko dla oparcia z regulacją kąta. Dla kąta 82°, możliwe tylko z FSTF-RSTF = 80 mm									
DDY0707	<input type="checkbox"/>	82°	DDY0719	<input type="checkbox"/>	94°			○	
DDY0718	<input type="checkbox"/>	86°	DDY0711	<input type="checkbox"/>	98°			○	
DDY0709	<input type="checkbox"/>	90°	DDY0712	<input type="checkbox"/>	102°			○	
BACK UPHOLSTERY									
DDY0700	<input type="checkbox"/>	Standardowa tapicerka				(NC: Wszystkie oparcia Matrx 0703,1491)		◆	
DDY0725	<input type="checkbox"/>	Tapicerka standardowa z regulacją pasami, kolor czarny				(NC: Wszystkie oparcia Matrx)	160,00		0700
DDY0735	<input type="checkbox"/>	Tapicerka Aero z regulacją pasami				(NC: Wszystkie oparcia Matrx)	1150,00		
OPARCIA MATRIX - WYSOKOŚĆ ODNOSI SIĘ DO RZECZYWISTEJ WYSOKOŚCI OPARCIA MATRIX, WYMAGANY DODATKOWY CZAS REALIZACJI									
DDY0764	<input type="checkbox"/>	MATRIX MX2, wysokość 150 z szybkozłączem				NC: szerokość 480 i 500 mm	4500,00		
DDY0765	<input type="checkbox"/>	MATRIX MX2, wysokość 230 MM z szybkozłączem				NC: szerokość 480 i 500 mm	4500,00		
DDY0766	<input type="checkbox"/>	MATRIX MX2, wysokość 305 MM z szybkozłączem				NC: szerokość 480 i 500 mm	4500,00		
DDY0767	<input type="checkbox"/>	MATRIX MX2, wysokość 405 MM z szybkozłączem				NC: szerokość 480 i 500 mm	4500,00		
DDY0758	<input type="checkbox"/>	ELITE STANDARD E2, wysokość 260 MM z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym					2400,00		<div>MX2: tylko 140 g więcej niż oparcie z regulacją pasami!</div> 
DDY0759	<input type="checkbox"/>	ELITE STANDARD E2, wysokość 310 MM z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym					2400,00		
DDY0760	<input type="checkbox"/>	ELITE STANDARD E2, wysokość 360 MM z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym				NC: szerokość 480 i 500 mm	2400,00		
DDY0761	<input type="checkbox"/>	ELITE STANDARD E2, 410 MM z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym					2400,00		
DDY0763	<input type="checkbox"/>	ELITE STANDARD E2, 460 MM z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym					2400,00		0758, 0759, 0760,0761, 0763
DDY0756	<input type="checkbox"/>	ELITE DEEP E2, HEIGHT 310 MM z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym					2400,00		
DDY0757	<input type="checkbox"/>	ELITE DEEP E2, 410 MM z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym					2400,00		
DDY0762	<input type="checkbox"/>	ELITE DEEP E2, 460 MM z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym					2400,00		
RĄCZKI									
DDY0702	<input type="checkbox"/>	Rączki długie, stałe						◆	
DDY0750	<input type="checkbox"/>	Bez rączek				(NC : 0923)		○	
DDY0751	<input type="checkbox"/>	Rączki krótkie, stałe (mini)				(NC : 0923)		○	
DDY0703	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, przesunięte do tyłu				(NC: 1411)	900,00		
DDY0733	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane				(NC: 1491)	1100,00		
DDY0704	<input type="checkbox"/>	Rączki składane				(NC : 1491 , 0923)	900,00		
OPCJE OPARCIA									
OPARCIE Z DRAŻKIEM STABILIZUJĄCYM									
DDY1491	<input type="checkbox"/>	Stabilizator oparcia, odchylany i zdejmowany					700,00		1491
SIEDZISKO									
TAPICERKA SIEDZISKA									
DDY0611	<input type="checkbox"/>	Tapicerka regulowana jednym rzepem na środku (miękki)						◆	 0611

PODUSZKA SIEDZISKA					
DDY0600	<input type="checkbox"/>	STANDARDOWA PODUSZKA SIEDZISKA, PODWÓJNA PIANKA 60 MM Z POWIERZCHNIĄ VISCO	500,00	<div> 06000606</div>	
DDY0662	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX LIBRA , Z MIĘKKIM, CZARNYM POKROWCEM	Nieemożliwe z SW ≤ 340 MM & SD ≤ 380 MM SW 360 MM; możliwe tylko z SD 400/420 MM		1400,00
DDY0663	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX VI Z MIĘKKIM, CZARNYM POKROWCEM	Nieemożliwe z SW ≤ 340 MM & SD ≤ 380 MM SW 360 MM możliwe tylko z SD 400/420 MM		1400,00
OPCJE SIEDZISKA					<div> 06630662</div>
DDY0606	<input type="checkbox"/>	Odpinana saszetka (pod siedziskiem), na klipsach	350,00		
TORBA POD SIEDZISKO					
DDY0616	<input type="checkbox"/>	Torebka do montażu pod siedziskiem-mała	350,00	<div> 0616/0617</div>	
DDY0617	<input type="checkbox"/>	Torebka do montażu pod siedziskiem-duża	270,00		
PODNOŻKI / PŁYTY PODNOŻKA					
PODNOŻEK					<div> 1562/1563</div> <div> 1530</div>
DDY1540	<input type="checkbox"/>	Podnózek, kąt otwarty 70°	◆		
DDY1542	<input type="checkbox"/>	Podnózek, kąt zamknięty 90°	NC : LL 450 / 460 mm, 1563, 0821, 0820, 0822	○	
PŁYTA PODNOŻKA					
DDY1562	<input type="checkbox"/>	2 szt. PLASTIK, WYSUNIĘTY DO PRZODU	◆		
DDY1563	<input type="checkbox"/>	2 szt. PLASTIK, WYSUNIĘTY DO TYŁU	○		
DDY1573	<input type="checkbox"/>	2 szt. REGULOWANY KĄT- MOŻNA USTAWIĆ DO PRZODU LUB DO TYŁU	850,00		
PODPARCIE DLA NÓG I STÓP					
DDY1534	<input type="checkbox"/>	Pas pod łydki	300,00		
DDY1530	<input type="checkbox"/>	Pasy na pięty	◆		
BOCZKI					
BOCZKI I BŁOTNIKI					<div> 1408</div> <div> 1445</div> <div> 1440/1441</div> <div> 1411</div>
DDY1424	<input type="checkbox"/>	Boczki kompozytowe	◆		
DDY1401	<input type="checkbox"/>	Boczki karbonowe	1100,00		
DDY1426	<input type="checkbox"/>	Błotniki kompozytowe, stałe	Nieemożliwe z RSTF 400 MM	○	
DDY1425	<input type="checkbox"/>	Błotniki Economy, wyciągane	350,00		
DDY1405	<input type="checkbox"/>	Błotniki karbonowe, stałe	Nieemożliwe z RSTF 400 MM	900,00	
DDY1408	<input type="checkbox"/>	Błotniki karbonowe, wyciągane	1400,00		
PODŁOKIETNIKI					
DDY1416	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik, bez blokady, z regulacją(za pomocą narzędzi),,zdejmowany,	Nieemożliwe z rączkami z regulacją wysokości, przesuniętymi do tyłu	○	
DDY1421	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik, bez blokady, z regulacją wysokości (za pomocą narzędzi), zdejmowany, długi	Nieemożliwe z rączkami z regulacją wysokości, przesuniętymi do tyłu	120,00	
DDY1440	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z funkcją DESK, odchylany, z regulacją wysokości, zdejmowany, krótki	(NC: 1411, 0283, 1760)	1050,00	
DDY1441	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z funkcją DESK, odchylany, z regulacją wysokości, zdejmowany, długi	(NC: 1411, 0283, 1760)	1200,00	
DDY1445	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik KÜSCHALL, z blokadą i z regulacją wysokości, zdejmowany, odchylany, wyściełany, czarny	(NC: 1411, 0283)	1600,00	
PODŁOKIETNIKI					
DDY1411	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik rurkowy, bez blokady, z regulacją wysokości,, wyciągany, odchylany i wyściełany	(NC : 0926)	1300,00	
KOLOR RAMY					
KOLOR PRZEDNIEJ CZĘŚCI RAMY, TYLNA CZĘŚĆ RAMY I PAŁĄK W KOLORZE ATTRACT BLACK, PRZEDNIA CZĘŚĆ RAMY I PODNOŻKI W WYBRANYM KOLORZE					<div></div>
DDY0360	<input type="checkbox"/>	ATTRACT BLACK	◆		
DDY0307	<input type="checkbox"/>	ATTRACT GREY	○		
DDY0308	<input type="checkbox"/>	ATTRACT BLUE	○		
DDY0311	<input type="checkbox"/>	ATTRACT RED	○		
	<input type="checkbox"/>	Inne kolory Küschall (oprócz fluo i polished varnish [lakieru polerowanego]) - Unikalne, specjalne rozwiązanie produkcyjne; cena za podwozie dwukolorowe (+ 5 dni)	2300,00		
KOŁA PRZEDNIE					
DDY0810	<input type="checkbox"/>	5" EVERYDAY, CZARNA OPONA	○	<div> 0810</div>	
DDY0863	<input type="checkbox"/>	5" COMFORT, CZARNA OPONA	◆		
DDY0821	<input type="checkbox"/>	6" PNEUMATYCZNE KOŁO	200,00		
DDY0820	<input type="checkbox"/>	6" CCOMFORT, CZARNA OPONA	○		
DDY0822	<input type="checkbox"/>	7" COMFORT, CZARNA OPONA	200,00		

WYBÓR KÓŁ TYLNYCH				
POZYCJA KÓŁ TYLNYCH				
DDY0264	<input type="checkbox"/>	2 Pozycja	NC : SD 360/ 380 mm	○
DDY0265	<input type="checkbox"/>	3 Pozycja		◆
DDY0266	<input type="checkbox"/>	4 Pozycja	(NC : 0926)	○
ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH				
DDY0902	<input type="checkbox"/>	24"		◆
CAMBER KÓŁ TYLNYCH				
DDY0282	<input type="checkbox"/>	0°		◆
DDY0283	<input type="checkbox"/>	3°	(NC : 0926, 0923)	○
RODZAJ KÓŁ TYLNYCH				
DDY0921	<input type="checkbox"/>	24" ACTIVE CZARNE CIĄGI, PIASTY, RADIALNE SZPRYCHY Z ALUMINIOWYMI CIĄGAMI, LEKKIE OPONY, SZARE)	(1008, NC : Wszystkie ciągi, 1200)	◆
DDY0915	<input type="checkbox"/>	KUSCHALL STAREC HUB (CZARNE CIĄGI I PIASTY, SKRZYŻOWANE SZPRYCHY I ALUMINIOWE CIĄGI I LEKKIE OPONY, SZARE)	(NC : 1008)	550,00
DDY0908	<input type="checkbox"/>	HIGH PERFORMANCE (CZARNE CIĄGI I CZARNE PIASTY STAREC, CZARNE SKRZYŻOWANE SZPRYCHY, ALUMINIOWE CIĄGI I LEKKIE OPONY, SZARE))	(NC : 1004, 1010)	2300,00
DDY0906	<input type="checkbox"/>	SPINERGY LXX (CZARNE CIĄGI I CZARNE PIASTY, RADIALNE SZPRYCHY, ALUMINIOWE CIĄGI I LEKKIE OPONY, SZARE)	(NC : 1004, 1008)	3400,00
DDY0923	<input type="checkbox"/>	KOŁA 24" z dodatkowym hamulcem bębnowym	(NC : Alber, 0926, 1008)	2300,00
ZESTAW DODATKOWY ALBER, 2W TEJ OPCJI NALEŻY ZAINSTALOWAĆ 2 ANTYTIPERY FIRMY ALBER				
DDY0926	<input type="checkbox"/>	Płyta adaptera TWION i E-MOTION M25 wraz z 2 antytiperami ALBER	(NC: Wszystkie antytipery,wsporniki przechyłu, uchwyty na kule)	3050,00
Wskazówka: w celu zapewnienia doskonałej kompatybilności hamulców z kołami ręcznymi, zaleca się wyposażyć je w taką samą powłokę jak koła z napędem.				<div>Rozmiar opony LENCO PRIMO SENTINEL : 24" : 25-540 MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT : 24" : 25-540 MBL SPEEDLITE : 24" : 25-540</div>
OPONY KÓŁ TYLNYCH				
DDY1014	<input type="checkbox"/>	MAXXIS LITE GUARD, opona czarna (ochrona przed przebicciem)	24"	◆
DDY1004	<input type="checkbox"/>	24" OPONA PEŁNA	24"	○
DDY1008	<input type="checkbox"/>	MAXXIS ALPHA PROTECT , opona czarna (ochrona przed przebicciem)	24" Dla kół High Performance	350,00
DDY1010	<input type="checkbox"/>	PRIMO SENTINEL (ochrona przed przebicciem)	24"	350,00
DDY1011	<input type="checkbox"/>	24" MBL SPEEDLITE	24"	350,00
CIĄGI				
DDY1113	<input type="checkbox"/>	24" LIGHT ALU, szare, odl. 3 CM		◆
DDY1102	<input type="checkbox"/>	24" SUPERGRIPP, odl. 3 REGULOWANE 4CM		700,00
DDY1104	<input type="checkbox"/>	24" STALOWE POLEROWANE, odl. 3 CM		500,00
DDY1106	<input type="checkbox"/>	24" TYTANOWE, odl. 3 CM		277,73
DDY1120	<input type="checkbox"/>	24" CARBOLIFE GEKKO S, Z POWŁOKĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ, odl. 3 CM REGULOWANE 4CM		1300,00
OSŁONY SZPRYCH				
DDY1200	<input type="checkbox"/>	24" Przezroczyste		900,00
BEZPIECZEŃSTWO				
HAMULCE				
DDY1311	<input type="checkbox"/>	Hamulce do ciągnięcia ATTRACT	(NC : 1310)	○
DDY1312	<input type="checkbox"/>	Hamulce ATTRACT PUSH	(NC : 1310)	◆
DDY1306	<input type="checkbox"/>	Hamulce do ciągnięcia		350,00
ANTYTIPERY				
DDY1702	<input type="checkbox"/>	Antytiper prawy		600,00
DDY1703	<input type="checkbox"/>	Antytiper lewy		600,00
DDY1704	<input type="checkbox"/>	Antytipery po obu stronach		1150,00
PAS				
DDY1730	<input type="checkbox"/>	PAS POZYCJONUJĄCY		150,00
PAS POZYCJONUJĄCY				
DDY1710	<input type="checkbox"/>	Zamontowane na kołach (odblaski na kołach)		○
AKCESORIA				
DDY1729	<input type="checkbox"/>	Ochraniacze części tylnej ramy		200,00
WSPORNIK PRZECHYŁU - NIEMOŻLIWE Z ZESTAWEM DODATKOWYM ALBER				
DDY1708	<input type="checkbox"/>	Wspornik przechyłu -prawy	(NC : 1706, 1719)	300,00
DDY1709	<input type="checkbox"/>	Wspornik przechyłu - lewy	(NC: 1707, 1719)	300,00
DDY1718	<input type="checkbox"/>	Wsporniki przechyłu po obu stronach	(NC: 1706, 1707, 1719)	650,00
UCHWYT NA KULE - NIEMOŻLIWE Z ZESTAWEM DODATKOWYM ALBER				
DDY1706	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule - prawy		400,00
DDY1707	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule - lewy		400,00
DDY1719	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule po obu stronach		800,00



ZEGAREK KÜSCHALL					<div></div> <div>1712/1713</div> <div></div> <div>1728</div>
DDY1712	<input type="checkbox"/>	ZEGAREK KÜSCHALL - prawa strona		850,00	
DDY1713	<input type="checkbox"/>	ZEGAREK KÜSCHALL - lewa strona		850,00	
INNE OPCJE					
DDY1760	<input type="checkbox"/>	Stół THERAPY	NC Z OCHRONIACZAMI ODZIEŻY (DDY1424/1401) NC Z BŁOTNIKAMI (DDY1425/1426/1408/1405) NC Z PODŁOKIETNIKAMI Z FUNKCJĄ DESK (DDY1440/1441)	1700,00	
DDY1715	<input type="checkbox"/>	Pompka		150,00	
DDY1717	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi		55,00	
DDY1728	<input type="checkbox"/>	Torba na koła (dla tylnych kół 22", 24" i 26")		300,00	
<div><div></div></div>					
RAMPY					<div></div> <div>1440530</div> <div></div> <div>1654128</div> <div></div> <div>1654129</div> <div></div> <div>1654130</div>
1440530	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego , wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		8600,00	
1654128	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium z powłoką antypoślizgową, wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm, 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg		1400,00	
1654129	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact , wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg		2700,00	
1654130	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono , wymiary po złożeniu:: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		1500,00	