

Invacare® Action³ NG Light

"PARTNER MED POLSKA sp. z o.o.
ul. Chorzowska 30C
41-910 Bytom
mail: biuro@kuschall.eu
tel. +48 516293265 lub 32 733 7999 lub 32 787 40 86



Invacare® Action³ NG Light

Aluminiowy składany wózek inwalidzki



OPIS:
-Waga: do 12 kg.
-Maksymalna waga użytkownika: 125 kg.
-2-letni okres gwarancji, z wyłączeniem części eksploatacyjnych
-1.2 kg lżejszy niż model Action®3NG:
-Lekkie wsporniki widelca
-Aktywne koła tylne w standardzie
-Składane i regulowane pod kątem oparcie bez dodatkowych opłat



Orientacyjna stawka- — użyj konfiguratora online w Invacare Pro, aby generować bezbłędne wyceny lub zamówienia.


☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem

☒ Wyposażenie standardowe


☐ Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC : Niezgodny NC 9999 : niezgodny z nr ref 9999	*Cena główna wózka została podana w PLN, a ceny pozostałych elementów zostały podane w EURO	
CES0031	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG RC - Sztywne oparcie		4500,00	
CES0036	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG RC - Składane oparcie		4500,00	
CES0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG RC - Odchylane oparcie		4500,00	
ALBER				
CES0070	<input type="checkbox"/> Uchwyt/wspornik do TWION / E-MOTION M25 - w tym Antytipery Alber	NC : 0310, 0315, 0732, 0832, 1064, 1066, 1073, 1074, 1082, 1170, 1185, 1201, 1280, 1320, 1330, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	579,15	
CES0080	<input type="checkbox"/> Uchwyt/wspornik do VIAMOBIL V25	NC : 0300, 0310, 0315, 0455, 0460, 0451 à 0469, 0908, 1170, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	313,74	
CES0090	<input type="checkbox"/> Uchwyt/wspornik do VIAMOBIL ECO V14	NC : 0290, 0300, 0310, 0315, 0451 à 0469, 0905, 0906, 0907, 0908, 0945, 1185, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1451	414,25	
RODZAJ NAPĘDZANIA				
CES0100	<input type="checkbox"/> Napędzany ręcznie		◆	
SIEDZISKO				
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA				
CES0180	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0485, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 0852, 0855	○	
CES0190	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0482, 0486, 0487, 0488, 0545+0595	○	
CES0200	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0482, 0483, 0487, 0488, 0853	◆	
CES0210	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0488, 0853	○	
CES0220	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0852, 0853, 0854	○	
CES0230	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	○	
On Demand	<input type="checkbox"/> 555 mm - z regulacją pasami i wyściełanym pokrowcem na siedzenie w zestawie - Tylko na zamówienie Czas produkcji + 7 dni	NC : 0431, 0432, 0330, 0340, 0849 + 0240, 0853 à 0873, 0852, 0945, 1480. Jeżeli wysokość oparcia wynosi 510 mm, standardowo zamiast oparcia z bi-materiału, stosuje się oparcie z tkaniny nylonowej w kolorze czarnym	Na zamówienie	BEZ DODATKU!
GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA				
CES0240	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0879	◆	
CES0250	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0853, 0878	○	
CES0252	<input type="checkbox"/> OD 400 do 450 MM REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA	NC : 0330, 0350	30,33	


WYSOKOŚĆ SIEDZISKA				
CES0260	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0738, 0739, 0838, 0839, 1035, 1054, 1056 1066	○
CES0270	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 1054	◆
CES0280	<input type="checkbox"/>	460 mm		○
CES0290	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 0660/0670/0760/0770 + koła 24" , 1005, 1010, 1030, 1056	○
CES0300	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 24" wheels, 0935, 1005, 1010, 1030, 1056, 1365, 1370, 1440	○
CES0310	<input type="checkbox"/>	385 mm (tylko z kołami przednimi CES1054 5" i kołami tylnymi 22")	NC : 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0739, 0935, 1035, 1056, 1068, 1280, 1365, 1370, 1440	○
CES0315	<input type="checkbox"/>	360 mm (tylko z kołami przednimi CES1054 5" i i kołami tylnymi 20")	NC : 0600, 0620, 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1280, 1035, 1056, 1066, 1068, 1365, 1375, 1440	145,02
RODZAJ TAPICERKI SIEDZISKA				
CES0330	<input type="checkbox"/>	TAPICERKA SIEDZISKA NYLONOWA BEZ PASÓW		◆
CES0340	<input type="checkbox"/>	TAPICERKA SIEDZISKA NYLONOWA Z PASAMI		○
CES0350	<input type="checkbox"/>	TAPICERKA SIEDZISKA WYŚCIEŁANA NYLONEM		30,33
OPARCIE				
Typ oparcia				
CES0396	<input type="checkbox"/>	OPARCIE STAŁE 7° , REGULACJA WYSOKOŚCI OD 380 DO 460 MM (PRZY DOSTAWIE 380 MM)	NC : 0451 à 0469, 0474, 0477, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0908, 0940, 1451	295,73
CES0410	<input type="checkbox"/>	OPARCIE STAŁE 7° - 2 WYSOKOŚCI 400/430 MM (PRZY DOSTAWIE 430 MM)	NC : 0471, 0477, 0945	◆
CES0420	<input type="checkbox"/>	OPARCIE STAŁE 7° - WYSOKOŚĆ 510 MM	NC : 0471, 0477, 0945	33,18
CES0431	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Z REGULACJĄ KĄTA, SKŁADANE (OD -15° DO + 15°) , OPARCIE STAŁE 7° , WYSOKOŚĆ 350MM / 14" , RĄCZKI STAŁE ,KRÓTKIE	NC : 0471, 0474, 0478, 0481, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1280, 1345, 1451	○
CES0432	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Z REGULACJĄ KĄTA, SKŁADANE (OD-15° DO + 15°) OPARCIE STAŁE 7° , WYSOKOŚĆ 425MM / 17" RĄCZKI STAŁE, DŁUGIE	NC : 0471, 0474, 0478, 0481, 0882	○
CES0435	<input type="checkbox"/>	ODCHYLANE OPARCIE (ZAPADKA) 0/30° Z PAŁĄKIEM I TYLKO PASYWNĄ POZYCJĄ KÓŁ TYLNYCH .	NC : 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	◆
CES0445	<input type="checkbox"/>	ODCHYLANE OPARCIE (SPRĘŻYNA) 0/30° Z PAŁĄKIEM I TYLKO PASYWNĄ POZYCJĄ KÓŁ TYLNYCH	NC : 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	○
CES0450	<input type="checkbox"/>	ODCHYLANE OPARCIE (SPRĘŻYNA) 0/30° Z PAŁĄKIEM I TYLKO PASYWNĄ POZYCJĄ KÓŁ TYLNYCH	NC : 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	33,18
CES0455	<input type="checkbox"/>	OPARCIE SKŁADANE 7°	NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467, 0471, 0477, 0945	◆
CES0460	<input type="checkbox"/>	OPARCIE SKŁADANE 7°	NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467, 0471, 0477, 0481, 0945	33,18
OPARCIA MATRX I VICAIR (UTRATA OK. 20 MM GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA Z ODCHYLANYM OPARCIEM (SPRĘŻYNA))				
CES0493	<input type="checkbox"/>	OPARCIE VICAIR LIBERT , WYSOKOŚĆ 450 MM	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	504,04
CES0494	<input type="checkbox"/>	OPARCIE VICAIR ANATOMIC, WYSOKOŚĆ 400 MM	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	758,20
CES0495	<input type="checkbox"/>	OPARCIE VICAIR ANATOMIC BACKREST 480 MM BACK HEIGHT	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	758,20
CES0451	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 160 MM - KRZYWA 80 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54
CES0452	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 210 MM - KRZYWA 80 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54
CES0453	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 260 MM - KRZYWA 80 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54
CES0454	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 310 MM - KRZYWA 80 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54
CES0456	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 360 MM - KRZYWA 80 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54
CES0461	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 410 MM - KRZYWA 80 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54
CES0462	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 460 MM - KRZYWA 80 MM -Standardowe mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54
CES0457	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 510 MM - KRZYWA 80 MM -Standardowe mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54
CES0458	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE DEEP E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 160 MM - KRZYWA 160 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54
CES0459	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE DEEP E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 210 MM - KRZYWA 160 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54




0396




0435























0455 / 0460























Matrx Elite E2 /
Elite Deep E2

CES0466	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE DEEP E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 260 MM - KRZYWA 160 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	
CES0467	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE DEEP E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 310 MM - KRZYWA 160 MM -Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	
CES0468	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE DEEP E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 360 MM B - KRZYWA 160 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	
CES0463	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE DEEP E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 410 MM - KRZYWA 160 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	
CES0464	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE DEEP E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 460 MM - KRZYWA 160 MM - Standardowe mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	
CES0469	<input type="checkbox"/>	MATRX ELITE DEEP E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 510 MM - KRZYWA 160 MM - Standardowe mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945	717,54	
Szerokość oparcia Matrix - patrz tabela na końcu arkusza pomiarowego					Standardowe mocowanie
CES0482	<input type="checkbox"/>	360 MM - orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 265 MM		○	
CES0483	<input type="checkbox"/>	380 MM - orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 290 MM		○	
CES0484	<input type="checkbox"/>	410 MM - orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 315 MM		○	
CES0485	<input type="checkbox"/>	430 MM - orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 340 MM		○	
CES0486	<input type="checkbox"/>	460 MM - Szerokość oparcia Matrix : 370 MM		○	
CES0487	<input type="checkbox"/>	480 MM - Szerokość oparcia Matrix : 390 MM		○	
CES0488	<input type="checkbox"/>	510 MM - Szerokość oparcia Matrix : 420 MM		○	
TYP TAPICERKI OPARCIA					
CES0471	<input type="checkbox"/>	STANDARDOWA NYLONOWA TAPICERKA TYPU SLING (JEMIMA)	NC : 0882, 0905, 0906, 0907	○	
CES0474	<input type="checkbox"/>	TAPICERKA Z PODPARCIEM ŁĘDŹWI (+1 PASEK) BI MATERIAŁ WYŚCIEŁANY POKROWIEC Z TYLNĄ KIESZENIĄ		◆	
CES0477	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY PROFIL (3+1 PASKI) BI MATERIAŁ WYŚCIEŁANY POKROWIEC Z TYLNĄ KIESZENIĄ		○	
CES0478	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY PROFIL (PASKI 3+1) BI MATERIAŁ WYŚCIEŁANY POKROWIEC Z TYLNĄ KIESZENIĄ	NC : 0940, 0945	○	
CES0481	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY PROFIL (PASKI 7+1) BI MATERIAŁ WYŚCIEŁANY POKROWIEC Z TYLNĄ KIESZENIĄ	NC : 0940, 0945	189,57	
PODNOŻKI (PŁYTY PODNOŻKA)/ RURKI PODNOŻKA					
Podnóżek prawy (rurki)					 0510 / 0560
CES0510	<input type="checkbox"/>	Podnóżek 80° prosty, odchylany do wewnątrz/na zewnątrz		◆	
CES0520	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek (0° DO 75°) odchylany do wewnątrz/na zewnątrz (Z PODKŁADKĄ NA ŁYDKĘ)	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	
CES0545	<input type="checkbox"/>	Podnóżek dla osób po częściowej amputacji - prawy	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28	 0520 / 0570
Podnóżek lewy (rurki)					
CES0560	<input type="checkbox"/>	Podnóżek 80° prosty, odchylany do wewnątrz/na zewnątrz		◆	
CES0570	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek (0° DO 75°) odchylany do wewnątrz/na zewnątrz (Z PODKŁADKĄ NA ŁYDKĘ)	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	
CES0595	<input type="checkbox"/>	Podnóżek dla osób po częściowej amputacji - lewy	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	140,28	 0545 / 0595
Płyty podnóżka - prawa strona					
CES0600	<input type="checkbox"/>	PODNOŻONA PŁYTA POD STOPE (Z PASKIEM NA PIĘTĘ) - prawa		◆	
CES0610	<input type="checkbox"/>	PŁYTA PODNOŻKA, REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ I KĄT (Z PASKIEM NA PIĘTĘ) - PRAWA		26,43	
CES0611	<input type="checkbox"/>	PODNOŻEK JEDNOPŁYTOWY, ODCHYLANY - REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ I KĄT	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	234,12	
Płyty podnóżka - lewa strona					 0610 / 0630
CES0620	<input type="checkbox"/>	PODNOŻONA PŁYTA POD STOPE (Z PASKIEM NA PIĘTĘ) - lewa		◆	
CES0630	<input type="checkbox"/>	PŁYTA PODNOŻKA, REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ I KĄT (Z PASKIEM NA PIĘTĘ) - LEWA		26,43	


BOCZKI					
BOCZEK W KOLORZE CZARNYM-PRAWY					
CES0640	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°1) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - DESK (PŁASKI)	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839, 1480, 1483	◆	 0640 / 0740
CES0650	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°1) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839	24,64	
CES0656	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY I PŁYNNIE REGULOWANA WYSOKOŚĆ OD 200 MM DO 280 MM - KRÓTKA WĄSKA RYNNA (330 MM) BEZ OBROTU	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	113,17	 0656 / 0756
CES0660	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°1) "RIO", Specjalnie tylko dla Daniil URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE	NC : 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839, 1480, 1483	○	
CES0670	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°2) - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 0740, 0750, 0756, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839	24,64	 0660 / 0760
CES0672	<input type="checkbox"/>	BOCZEK PODNOSZONY I ZDEJMOWANY, REGULOWANA WYSOKOŚĆ OD 295 MM - KRÓTKA (330 MM) NIEOBROTOWA WĄSKA RYNNA Z OSŁONĄ NA UBRANIA I ERGONOMICZNYM UCHWYTEM	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	113,17	
CES0680	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°3) - DESK (PŁASKI)	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480, 1483	117,54	 0680 / 0780
CES0690	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°3) - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839, 1483	140,28	
CES0695	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - DESK (PŁASKI)	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	117,54	 0695 / 0795
CES0696	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1483	140,28	
CES0698	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY, REGULOWANA WYSOKOŚĆ - KRÓTKA WĄSKA RYNNA (330 MM) BEZ OBROTU	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185, 1480	113,17	 0698 / 0798
CES0732	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PODŁOKIETNIK TYPU HEMI, CZARNY PU TR26	NC : 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	113,17	
CES0738	<input type="checkbox"/>	BŁOTNIK ZDEJMOWANY (N°6) (PODUSZKA JEST ZALECANA DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA 410 I 435 MM)	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1064, 1066, 1200, 1201, 1480, 1483	60,66	 0732 / 0832
CES0739	<input type="checkbox"/>	BOCZEK RUROWY PRAWY, ODCHYLANY, WYŚCIEŁANY, RURKA Z WYJMOWANYM BŁOTNIKIEM (NR 6) (PODUSZKA JEST ZALECANA DO WYSOKOŚCI SIEDZISKA 410 I 435 MM) -	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0838, 1064, 1066, 1200, 1201, 1345, 1430, 1365, 1480, 1483	129,86	
BOCZEK W KOLORZE CZARNYM-LEWY					
CES0740	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°1) - URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - DESK (PŁASKI)	NC : 1480, 1484	◆	 0738 / 0838
CES0750	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°1) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PEŁNA DŁUGOŚĆ		24,64	
CES0756	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY I PŁYNNIE REGULOWANA WYSOKOŚĆ OD 200 MM DO 280 MM - KRÓTKA WĄSKA RYNNA (330 MM) BEZ OBROTU		113,17	 0739 / 0839
CES0760	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°2) - DESK (PŁASKI)	NC : 1480, 1484	○	
CES0770	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°2) - PEŁNA DŁUGOŚĆ		24,64	 0739 / 0839
CES0772	<input type="checkbox"/>	BOCZEK PODNOSZONY I ZDEJMOWANY, REGULACJA WYSOKOŚCI OD 170 DO 295 MM - KRÓTKA (330 MM) NIEOBROTOWA WĄSKA RYNNA Z OSŁONĄ NA UBRANIA I ERGONOMICZNYM UCHWYTEM PODPOROWYM	NC : 1480	113,17	
CES0780	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°3) - DESK (PŁASKI)	NC : 1480, 1484	117,54	 0739 / 0839
CES0790	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°3) - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 1484	140,28	
CES0795	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE -	NC : 1185	113,17	 0739 / 0839
CES0796	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 1185, 1480, 1484	117,54	
CES0798	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY, REGULOWANA WYSOKOŚĆ - KRÓTKA WĄSKA RYNNA (330 MM) BEZ OBROTU	NC : 1185, 1484	140,28	 0739 / 0839
CES0832	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PODŁOKIETNIK TYPU HEMI, CZARNY PU TR26	NC : 1185, 1480, 1484	113,17	
CES0838	<input type="checkbox"/>	BŁOTNIK ZDEJMOWANY (N°6) (PODUSZKA JEST ZALECANA DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA 410 I 435 MM) -	NC : 1064, 1066, 1484	60,66	 0739 / 0839
CES0839	<input type="checkbox"/>	BOCZEK RUROWY PRAWY, ODCHYLANY, WYŚCIEŁANY, RURKA Z WYJMOWANYM BŁOTNIKIEM (NR 6) (PODUSZKA JEST ZALECANA DO WYSOKOŚCI SIEDZISKA 410 I 435 MM) -	NC : 1064, 1066, 1200, 1201, 1345, 1365, 1430, 1480, 1484	129,86	

RODZAJ PODUSZKI					
Poduszka					
CES0849	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA PIANKOWA BASIC 60 MM - NYLON I POKROWIEC ANTYPOŚLIZGOWY	NC : 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	33,08	 0849  0853 / 0854 0855 / 0856  0871  0873  0876 
CES0853	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 375X 400 MM	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	
CES0854	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 405 X 400 MM	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	
CES0855	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 430 X 430 MM	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	
CES0856	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 455 X 430 MM	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	
CES0871	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX CONTOUR NG VISCO	NC : 0873	76,78	
CES0873	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX FLO-TECH IMAGE		246,45	
CES0876	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX LIBRA		293,84	
CES0884	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA VICAIR ACTIVE O2 - 6 CM	NC : 0852, 1345	601,11	
CES0885	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA VICAIR ACTIVE O2 - 9 CM	NC : 0852, 1345	661,21	
CES0886	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA VICAIR ADJUSTER O2 - 10 CM	NC : 0852, 1345	574,84	
CES0887	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA VICAIR VECTOR O2 - 10 CM	NC : 0852, 1345	718,85	
GŁĘBOKOŚĆ PODUSZKI SIEDZISKA					 0882
CES0878	<input type="checkbox"/>	DLA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 400 MM		<input type="radio"/>	
CES0879	<input type="checkbox"/>	DLA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 450 MM		<input type="radio"/>	
INNE OPCJE SIEDZISKA					 0905  0906 0907  0908  0945
CES0852	<input type="checkbox"/>	USZTYWNIENIE SIEDZISKA	(Obowiązkowo: wybierz poduszkę na siedzisko)	61,61	
CES0882	<input type="checkbox"/>	PODKŁADKI/KLINY POZYCJONUJĄCE BOCZNE (PARA)		237,91	
CES0905	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK CZARNY PU TR26 (WRAZ Z PAŁĄKIEM , ZA WYJĄTKIEM LAGUNY)	NC : 0906, 0907, 0908, 0940, 0945	60,10	
CES0906	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK CZARNY PU TR26 (WRAZ Z PAŁĄKIEM , ZA WYJĄTKIEM LAGUNY)	NC : 0907, 0908, 0940, 0945	199,05	
CES0907	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK CZARNY Z PODPARCIEM NA POLICZKI PU TR26 WRAZ Z PAŁĄKIEM , ZA WYJĄTKIEM LAGUNY)	NC : 0908, 0940, 0945	217,06	
CES0908	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK MATRX SOFT PAD (MIĘKKA PODKŁADKA 250MM) ZE STAŁYM OSPRZĘTEM		441,71	
CES0930	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY PASEK NA ŁYDKI		10,43	
CES0935	<input type="checkbox"/>	DŁUŻSZA RURKA PODNÓŻKA (UL= 450-530 MM)	NC : 0936	17,06	
CES0936	<input type="checkbox"/>	KRÓTSZA RURKA PODNÓŻKA (PARA) (UL= 230-430 MM)		83,41	
CES0940	<input type="checkbox"/>	PAŁĄK	NC : 0945	47,39	
CES0945	<input type="checkbox"/>	PAŁĄK SKŁADANY	NC : 1451	105,21	
KOLORY					 0961 / 0964 / 0965 / 0966  0974 / 0976 / 0969 / 0980  0972
CES0961	<input type="checkbox"/>	SLATE GREY (RAL7024 DROBNA TEKSTUR		<input type="radio"/>	
CES0964	<input type="checkbox"/>	PEARL WHITE		<input type="radio"/>	
CES0965	<input type="checkbox"/>	ELECTRIC GREEN		54,03	
CES0966	<input type="checkbox"/>	MATT BLACK		<input type="radio"/>	
CES0969	<input type="checkbox"/>	RED MATT		<input type="radio"/>	
CES0972	<input type="checkbox"/>	WATER BLUE		54,03	
CES0974	<input type="checkbox"/>	NAVY BLUE		<input type="radio"/>	
CES0976	<input type="checkbox"/>	DARK PURPLE		54,03	
CES0980	<input type="checkbox"/>	ANTHRACITE BLACK		<input type="radio"/>	
CES0991	<input type="checkbox"/>	KOLOR SPECJALNY		Na zamówienie	
TYP OBUDOWY KÓŁ					
CES0996	<input type="checkbox"/>	LEKKA OBUDOWA		<input type="radio"/>	
PRZEDNIE KOŁA					
CES1005	<input type="checkbox"/>	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") -opony pneumatyczne, czarne		<input type="radio"/>	 1010 1050  1010 1050  1010 1050  1010 1050
CES1010	<input type="checkbox"/>	200 X 30 MM (8" X 1.1/4") - opony pełne,czarne		<input type="radio"/>	
CES1030	<input type="checkbox"/>	200 X 45 MM (8" X 2") - opony pełne,czarne		<input type="radio"/>	
CES1035	<input type="checkbox"/>	150 X 30 MM (6" X 1.1/4") - opony pełne,czarne, średnio twarde		<input type="radio"/>	
CES1050	<input type="checkbox"/>	150 X 30 MM (6" X 1.1/4") - opony pełne,czarne		<input type="radio"/>	
CES1054	<input type="checkbox"/>	125 X 30 MM (5" X 1") - Bopony pełne,czarne		<input type="radio"/>	
CES1056	<input type="checkbox"/>	140 X 40 MM (5" 1/2 X 1" 3/4) - opony pełne,czarne, średnio twarde		<input type="radio"/>	


TYLNE KOŁA				
ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH				
CES1064	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm	NC : 1071, 1073, 1074, 1076, 1088, 1092 1170, 1260, 1280	<input type="radio"/>
CES1066	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 1074, 1092, 1260	<input type="radio"/>
CES1068	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm	NC : 1261	<input checked="" type="radio"/>
RODZAJ KÓŁ TYLNYCH				
CES1071	<input type="checkbox"/>	STANDARD (Czarna piasta, bezbarwne ciągi i ocynkowane szprychy)	NC : 1092, 1140, 1170, 1280	<input type="radio"/>
CES1072	<input type="checkbox"/>	WZMOCNIONE (BEZBARWNA PIASTA, ANODOWANE CIĄGI I SZPRYCHY ZE STALI NIERDZEWNEJ)	NC : 1092, 1280	<input type="radio"/>
CES1073	<input type="checkbox"/>	HAMULEC BĘBNOWY (20/22/24": PIASTA BEZBARWNA, ANODOWANE CIĄGI I SZPRYCHY ZE STALI NIERDZEWNEJ / 12": PIASTA I CIĄG Z CZARNEGO PLASTIKU)	NC : 1092, 1270, 1275, 1320, 1330	<input type="radio"/>
CES1074	<input type="checkbox"/>	KOMPOZYT (CZARNA PIASTA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I CIĄG)	NC : 1088, 1092, 1260, 1261, 1280	<input type="radio"/>
CES1076	<input type="checkbox"/>	LEKKA (CZARNA PIASTA I CIĄG, 24 CZARNE SZPRYCHY RADIALNE)	NC : 1170, 1201, 1230, 1260, 1261, 1280	<input checked="" type="radio"/>
RODZAJ OPON				
CES1082	<input type="checkbox"/>	OPONY PEŁNE CZARNE 35 MM (1"3/8)		<input checked="" type="radio"/>
CES1084	<input type="checkbox"/>	OPONY PNEUMATYCZNE PROFILOWANE CZARNE 35 MM (1"3/8)		<input type="radio"/>
CES1088	<input type="checkbox"/>	OPONY PNEUMATYCZNE, NISKI PROFIL CZARNE 25 MM (1")		<input type="radio"/>
CES1092	<input type="checkbox"/>	OPONY PNEUMATYCZNE, MAXXIS ALPHA PROTECT 25 MM (1")		83,41
RODZAJ CIĄGÓW				
CES1140	<input type="checkbox"/>	CIĄGI ALUMINIOWE WSTĘPNIE ANODOWANE		<input checked="" type="radio"/>
CES1150	<input type="checkbox"/>	CIĄGI POKRYTE CZARNYM ANTYPOŚLIZGOWYM TWORZYWEM SZTUCZNYM		127,01
TYP OSI TYLNYCH KÓŁ				
CES1170	<input type="checkbox"/>	STAŁA OŚ	NC : 1185, 1280, 1365	<input type="radio"/>
CES1180	<input type="checkbox"/>	OŚ NA SZYBKOZŁĄCZACH		<input checked="" type="radio"/>
POZYCJA KÓŁ TYLNYCH				
CES1185	<input type="checkbox"/>	Pozycja aktywna - 37,5MM (osie 37,5 mm z przodu tylnych rurek oparcia)(z aktywnym podparciem tylnych kół)	NC : 1320, 1330, 1345, 1365	148,82
CES1190	<input type="checkbox"/>	Pozycja standardowa (osie 25 mm z przodu tylnych rurek oparcia) (12,5MM z aktywnym podparciem tylnych kół i głębokością siedziska 500 MM)		<input checked="" type="radio"/>
CES1200	<input type="checkbox"/>	Pozycja pasywna - 25MM (osie 25 mm z tyłu tylnych rurek oparcia)(12,5MM z aktywnym podparciem tylnych kół i głębokością siedziska 500 MM)		<input type="radio"/>
CES1201	<input type="checkbox"/>	Pozycja podwójna dla osób po amputacji (dual) TRANSIT=75MM do tyłu(tylnie rurki oparcia), regulowana do 50MM przez dealera (napęd ręczny) = 60MM do tyłu/oś oparcia, regulowana do 85MM przez sprzedawcę	NC : 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	148,82
Pompka				
CES1230	<input type="checkbox"/>	POMPKA I PODPARCIE		10,43
OPCJE TYPU PODWOZIA				
CES1241	<input type="checkbox"/>	PRZEDŁUŻENIE KÓŁ PRZEDNICH (+50 MM NA ZEWNĄTRZ)		<input type="radio"/>
CES1260	<input type="checkbox"/>	OSŁONY NA SZPRYCHY(PARA) 600 MM (24") CZARNE	NC : 1261	165,88
CES1261	<input type="checkbox"/>	OSŁONY NA SZPRYCHY (PARA) - TRANSPARENTNE		165,88
RODZAJ HAMULCÓW				
CES1270	<input type="checkbox"/>	HAMULCE DO POPCHANIA (TYPU PUSH)		<input checked="" type="radio"/>
CES1275	<input type="checkbox"/>	HAMULCE DO CIĄGNIĘCIA (TYPU PULL)		<input type="radio"/>
CES1280	<input type="checkbox"/>	HAMULCE DODATKOWE W PIASTACH (W TYM HAMULCE PUSH)		178,20
CES1320	<input type="checkbox"/>	OAD - STEROWANY PRZEWODEM HAMULEC PRAWY	NC : 1390	94,79
CES1330	<input type="checkbox"/>	OAD - STEROWANY PRZEWODEM HAMULEC LEWY	NC : 1390	94,79
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA				
CES1345	<input type="checkbox"/>	UCHWYTY/WSPORNIKI TRANSPORTOWE		24,64
CES1360	<input type="checkbox"/>	PAS POZYCJONUJĄCY - PLASTIKOWA KLAMRA	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28
CES1361	<input type="checkbox"/>	PAS BIODROWY, 2-PUNKTOWY,, CTR-PULL, PB - M X 460MM PODKŁADKI, MOCOWANIE PŁASKIE	NC : 1362, 1363, 1364	199,05
CES1362	<input type="checkbox"/>	PAS BIODROWY, 2-PUNKTOWY, CTR-PULL,, PB - L X 620MM PODKŁADKI, MOCOWANIE PŁASKIE	NC : 1363, 1364	206,64
CES1363	<input type="checkbox"/>	PAS BIODROWY, 4-PUNKTOWY, CTR-PULL, PB - M X 460MM PODKŁADKI, MOCOWANIE PŁASKIE	NC : 1364	234,12
CES1364	<input type="checkbox"/>	PAS BIODROWY, 4-PUNKTOWY, CTR-PULL, PB - L X 620MM PODKŁADKI, MOCOWANIE PŁASKIE		241,71
CES1365	<input type="checkbox"/>	ZESTAW TRANSFEROWY (KOŁA 100 MM (4") - ANTYBARIERA		68,25
CES1370	<input type="checkbox"/>	TYLNE ANTYTIPERY(PARA)	NC : 1375, 1440	79,62
CES1375	<input type="checkbox"/>	TYLNE ANTYTIPERY (PARA) ZE WSPOMAGANIEM ANTYWYZROTNYM - (TYP REA);NC : 1440	NC : 1440	125,12
CES1380	<input type="checkbox"/>	ZESTAW ODBŁASKÓW		38,86
CES1390	<input type="checkbox"/>	PRZEDŁUŻENIE HAMULCA (PARA)		10,43




STANDARD




KOMPOZYT




ACTIVE



1"



1.3/8"




1.3/8"






























































1088

1084

1082



1092

OPCJE																																																																															
CES1430	<input type="checkbox"/>	UCHWYT NA ŁASKĘ/KULE		49,29	 1440																																																																										
CES1440	<input type="checkbox"/>	ZESTAW ANTYWYWROTNY- PRAWY		28,44																																																																											
CES1451	<input type="checkbox"/>	WSPORNIK/UCHWYT DO KROPLÓWKI Z KROPLÓWKĄ (TYLKO Z PODPÓRKĄ/PALĄKIEM 0940)		101,42																																																																											
INNE																																																																															
CES1480	<input type="checkbox"/>	TACKA AKRYLOWA	NC : 1483, 1484, 1485	72,83	 1483 / 1484																																																																										
CES1483	<input type="checkbox"/>	Tacka (mniejsza o połowę)przezroczysta, odchylana do góry, prawa	NC : 1484	72,83																																																																											
CES1484	<input type="checkbox"/>	Tacka (mniejsza o połowę)przezroczysta, odchylana do góry, lewa		72,83																																																																											
CES1485	<input type="checkbox"/>	WYŚCIOŁKA KOMFORTOWA NA TACĘ (mniejszy rozmiar)		90,05	 1480 1485																																																																										
AKCESORIA (dostarczane oddzielnie)																																																																															
AP1493219	<input type="checkbox"/>	RYNNA Z OSOBNYM MECHANIZMEM OBROTOWYM BOCZNYM, REGULOWANA NA WYSOKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ, PRAWA	Kompatybilna tylko z podłokietnikiem 0680, 0690, 0695, 0696, 0732	113,17																																																																											
AP1493220	<input type="checkbox"/>	RYNNA Z OSOBNYM MECHANIZMEM OBROTOWYM BOCZNYM, REGULOWANA NA WYSOKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ, LEWA	Kompatybilna tylko z podłokietnikiem 0780, 0790, 0795, 0796, 0832	113,17																																																																											
<p>Możliwe szerokości oparc Matrix w zależności od szerokości siedziska</p> <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="6">Seat Width (mm)</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>(mm)</th><th>380</th><th>405</th><th>430</th><th>455</th><th>480</th><th>505</th></tr><tr><th rowspan="6">Backrest Width</th><th>360</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>380</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>410</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>430</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>460</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>480</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>510</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Seat Width (mm)								(mm)	380	405	430	455	480	505	Backrest Width	360								380								410								430								460								480								510							
		Seat Width (mm)																																																																													
		(mm)	380	405	430	455	480	505																																																																							
Backrest Width	360																																																																														
	380																																																																														
	410																																																																														
	430																																																																														
	460																																																																														
	480																																																																														
510																																																																															
RAMPY																																																																															
1440530	<input type="checkbox"/>	Składana rampa z włókna szklanego Wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16,3 kg na parę - maksymalny udźwig:: 300 kg		1 787,68	 1440530																																																																										
1654128	<input type="checkbox"/>	Podstawowa rampa - 2 teleskopowe części z aluminium i powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8,8 kg na parę - maksymalny udźwig: : 270 kg		402,84	 1654128																																																																										
1654129	<input type="checkbox"/>	3-częściowa aluminiowa teleskopowa rampa z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13,6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg		805,69	 1654129																																																																										
1654130	<input type="checkbox"/>	Aluminiowa składana rampa mono Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13,9 kg- maksymalny udźwig:: 300 kg		426,54	 1654130																																																																										