

Küschall® K-SERIES



ŚWIAT BEZ GRANIC

W Küschall wierzymy, że wszystko jest możliwe, jeśli posiadasz moc, aby to osiągnąć. Seria Küschall K oferuje modułowość i wydajność w jednym produkcie. Uwolnij swoją siłę i swoją wolność. **Otwórz swój świat.**

KÜSCHALL K-SERIES

K-Series to **ikona** designu wyznaczająca trendy w konstrukcji ramy z pojedynczą belką. Pomysłowy, **modułowy** system siedziska dosłownie dopasuje się do twoich potrzeb, a jego **dynamiczna** konfiguracja zapewni doskonałe osiągi podczas jazdy.

HYDROFORMOWANIE

Hydroformowana rama przednia sprawi, że design K-Series stanie się jeszcze atrakcyjniejszy. Nowa technologia zapewni zwiększoną sztywność, co oznacza niezrównane osiągi podczas jazdy, dodając do tego jeszcze wyraziste linie i przejrzysty język projektowania ponadczasowemu produktowi.

HYDROFORMOWANY OBSZAR POD KOLANAMI

- Ergonomiczny uchwyt, idealny do zmiany pozycji i przenoszenia, kąt ramy 90° i 75° .

HAMULCE LIGHT ACTIVE

- Nowy hamulec aluminiowy - minimalistyczny design, co zapewnia lekkość na niespotykanym dotąd poziomie. Precyzja nawet w najdrobniejszych szczegółach.

RAMA PRZYWYEDZIONA

- Rama przywiedziona umożliwia podkreślenie sylwetki użytkownika, zapewniając elegancki wygląd.

ZGIĘCIE W CZĘŚCI PODNÓŻKA

- Całkowicie zmieniony podnóżek z płaską powierzchnią dla większego komfortu podczas jazdy i idealnego ułożenia stóp.



Küschall®

K-SERIES

NOWY, NISKO MONTOWANY PAŁĄK

- Ergonomiczny pałak to kluczowe rozwiązanie jeśli chodzi o podnoszenie i transfer wózka. Niski montaż pałaka- idealny do oparcia Matrx.



OPARCIE

- Składane oparcie z sześcioma możliwymi ustawieniami kąta w zależności od potrzeb.

MODUŁOWE SIEDZISKO

- Modułowe Siedzisko stanowi „serce” K-Series. Posiada pięć różnych opcji pozycji środka ciężkości, dzięki czemu wózek jest bardziej aktywny.

OBUDOWA KÓŁ

- Nowy, aluminiowy profil, przyspawany do przedniej części ramy. Spójny design w całym wózku.

WIDELEC

- Nowa, przejrzysta konstrukcja oraz zintegrowane łożyska. Zbieranie brudu jest znacznie zmniejszone, a konserwacja i ogólne utrzymanie łatwiejsze.

KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI

KAPITALNY

Dzięki kultowej, minimalistycznej, otwartej ramie i lekkiej konstrukcji, K-Series daje satysfakcję z wykonywania codziennych czynności. Niezależnie od tego, czy zmierzasz do pracy, czy też masz ekscytujące hobby, ten wózek daje Ci wolność bycia sobą.




MODUŁOWY

Niewidzialna regulacja środka ciężkości pod siedzeniem oznacza, że można przesuwając moduł siedziska tam i z powrotem w pięciu różnych pozycjach. Można go później łatwo zmodyfikować bez dodatkowych komponentów.

DYNAMICZNY

Rama ma stałą idealną geometrię do podłoża, a więc nie wymaga żadnego dostosowania. Koła zawsze pozostają w tej samej pozycji względem ramy. Bardzo sztywna konstrukcja umożliwia doskonałe osiągi.




HYDROFORMOWANA PRZEDNIA CZĘŚĆ RAMY

Technologia hydroformowania dla K-Series jeszcze więcej indywidualnego stylu. Kultowy wygląd, który dziś staje się jeszcze bardziej rozpoznawalny dzięki prostej krawędzi w obszarze kolan. Dzięki wzmocnieniu ramy, wrażenia z jazdy będą jeszcze bardziej ekscytujące niż do tej pory.

KONFIGURACJA

1 WYBIERZ KOLOR RAMY



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

2 STYL NAKLEJEK



3 KOLOR NAKLEJEK



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<p>SZEROKOŚĆ SIEDZISKA 320 – 500 mm w odstępach 20 mm</p> 	<p>GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA 350 – 525 mm w odstępach 25 mm</p> 	<p>DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/ PODUDZIA 290 – 480 mm w odstępach 10 mm</p> 	<p>WYSOKOŚĆ OPARCIA 270 – 480 mm w odstępach 15 mm</p> 	<p>KĄT OPARCIA 74° / 78° / 82° / 86° / 90° / 94°</p> 
<p>WYSOKOŚĆ SIEDZISKA przód: 450 – 520 mm tył: 390 – 490 mm w odstępach 10 mm</p> 	<p>KĄT RAMY 75° / 90° Rama V-frame lub rama przywiedziona</p> 	<p>SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA SW + 170 mm</p> 	<p>DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 75°: ok. 830 - 1055 mm 90°: ok. 760 - 985 mm</p> 	<p>ŚRODEK CIĘŻKOŚCI 80 mm / 95 mm / 110 mm/ 125 mm / 140 mm</p> 
<p>CAMBER 0° / 3° / 6°</p> 	<p>CAŁKOWITA WAGA Z KOŁAMI ok. 7.8 kg</p> 	<p>WAGA TRANSPORTOWA (BEZ KÓŁ) ok. 5.1 kg</p> 	<p>MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 130 kg</p> 	<p>CRASH TEST Zatwierdzony - Spełnia wymagania ISO 7176-19</p> 

Wszystkie podane wymiary i wagi oparte są na szerokości siedziska i głębokości siedziska 400 mm w najbliższej i najbardziej kompaktowej konfiguracji. Waga i pomiary mogą się różnić w zależności od konfiguracji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi na naszej stronie internetowej.



UNLIMIT YOUR WORLD

Tel. +48 516293265
Tel: 32 733 7999 lub 32 787 40 86
mail: biuro@kuschall.eu

"PARTNER" Szmidt-Banyś Spółka Jawna
Ul. Chorzowska 30c
41-910 Bytom

Kuschall, Kuschall Unlimit your world, K, Unlimit your world i K-Series są znakami towarowymi Invacare International GmbH. Dłożono wszelkich starań, aby zawartość tej publikacji była w pełni aktualna w momencie oddania do druku. W ramach ciągłego doskonalenia produktów, Invacare International GmbH zastrzega sobie prawo do modyfikacji istniejących modeli w dowolnym momencie. © lipiec 2019, Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. EU - 1659368