


PARTNER MED POLSKA sp.z o.o.
www.partner-med.pl
www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy
Bytom ul. Chorzowska 30c
tel. 327874086, 516 293 265



Küschall The KSL

Active and lightweight aluminum manual wheelchair, rigid frame, folding and angle-adjustable backrest



Oddział Warszawa, Salon Wystawowy:
ul. Górczewska 47
tel.: 603 590 213

Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911

Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
tel.: 536 447 544





Odkryj nasze nowe narzędzie, wizualny konfigurator, które pomoże Ci obliczyć wymiary , aby stworzyć swoją konfigurację!

Zastrzegamy sobie prawo do tolerancji + lub – +/- 10 mm dla wszystkich wymiarów Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia

☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem

☒ Wyposażenie standardowe

☐ Opcja bezpłatna

KOD		OPIS	NC :Niezgodny NC : 9999 = niezgodny z nr ref 9999	PLN	
DSA0100	<input type="checkbox"/>	küschall®The KSL - oparcie stałe		19200,00	
DSA0120	<input type="checkbox"/>	küschall®The KSL - oparcie składane, z regulacją kąta		20200,00	
SPECJALNA KONSTRUKCJA					
DSA0000	<input type="checkbox"/>	Myküschall - specjalna konstrukcja		Na zamówienie	
PAKIET POZYCJONUJĄCY					
DSA0220	<input type="checkbox"/>	Pakiet pozycjonujący i przeciwoślizgowy Matrx MX2 & Libra zawiera: - Oparcie profilowane Matrx MX2 (rozmiar do wyboru od DSA2300 do DSA2315) - Poduszkę Matrx Libra (DSA2720) - Pas pozycjonujący Bodypoint® Evoflex® :- 2-punktowy pas biodrowy (rozmiar do wyboru od DSA7810 do DSA7830)	NC: Szerokość siedziska 360 mm możliwe tylko z głębokością 410/435 mm 1315, 1430	5900,00	<div>Zaoszczędź 15% wybierając ten PAKIET, czyli 1050 zł</div>
RODZAJ PODWOZIA					
PODWOZIE					
DSA1000	<input type="checkbox"/>	Kąt ramy względem podłoża 75°		◆	
DSA1010	<input type="checkbox"/>	Kąt ramy względem podłoża 75° -przywiedziona przednia część ramy		○	
DSA1020	<input type="checkbox"/>	Kąt ramy względem podłoża 90°		○	
DSA1030	<input type="checkbox"/>	Kąt ramy względem podłoża 90° - przywiedziona przednia część ramy	NC : 5300, 5350, 5400, 5500	1050,00	
	<input type="checkbox"/>	Pałąk przyspawany pod siedziskiem za centralnym otworem mocującym pokrowiec (dodatkowa waga ok.170 g tym samym kolorze co rama)		Na zamówienie	
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (SW)					
DSA1315	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	
DSA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 2362, 2364, 2366, 2742, 2744, 2746, 2748	○	
DSA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2364, 2366, 2744	○	
DSA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 2360, 2364, 2366, 2740, 2744	○	
DSA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2360, 2362, 2366, 2740	○	
DSA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2740, 2742	○	

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (SD)									
DSA1430	<input type="checkbox"/>	385 mm			NC : 2720, 2730, 2744, 7810, 7820, 7830			<input type="radio"/>	
DSA1440	<input type="checkbox"/>	410 mm			NC : 2746			<input checked="" type="radio"/>	
DSA1455	<input type="checkbox"/>	435 mm			NC : 2740, 2742			<input type="radio"/>	
DSA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm			NC : 2740, 2742, 2744			<input type="radio"/>	
DSA1485	<input type="checkbox"/>	485 mm			NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748			<input type="radio"/>	
WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH)									
DSA1600	<input type="checkbox"/>	Wysokość oparcia zależy od ustawienia oparcia - zaznacz, jeśli chcesz zamówić oparcie Matrix / wybierz POSTURE PACKAGING			NC : 2200, 2210, 2200, 2230			<input type="radio"/>	
DSA1605	<input type="checkbox"/>	270 mm			NC : 2210, 2240			<input type="radio"/>	
DSA1610	<input type="checkbox"/>	285 mm			NC : 2210, 2240			<input type="radio"/>	
DSA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm			NC : 2240			<input checked="" type="radio"/>	
DSA1620	<input type="checkbox"/>	315 mm	DSA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	NC : 2240		<input type="radio"/>	
DSA1630	<input type="checkbox"/>	345 mm	DSA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 2240		<input type="radio"/>	
DSA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm	DSA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm	NC : 2240		<input type="radio"/>	
DSA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm	DSA1655	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2240		<input type="radio"/>	
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF) - zobacz, tabela 1									
DSA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm			NC : 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420			<input type="radio"/>	
DSA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm			NC : 1845, 1850, 1855, 1860			<input type="radio"/>	
DSA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm			NC : 1850, 1855, 1860			<input type="radio"/>	
DSA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm			NC : 1855, 1860			<input type="radio"/>	
DSA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm			NC : 1860			<input checked="" type="radio"/>	
DSA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm						<input type="radio"/>	
DSA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm			NC : 1820			<input type="radio"/>	
DSA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm			NC : 1820, 1825			<input type="radio"/>	
DSA1780	<input type="checkbox"/>	530 mm			NC : 1820, 1825, 1830, 6410			<input type="radio"/>	
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU(RSTF) - RSTF = "FSTF -100 mm" WZGLĘDEM "FSTF-20 mm"									
DSA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm			NC : 6420			<input type="radio"/>	
DSA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm						<input type="radio"/>	
DSA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm						<input type="radio"/>	
DSA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm						<input checked="" type="radio"/>	
DSA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm	DSA1845	<input type="checkbox"/>	450 mm			<input type="radio"/>	
DSA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm	DSA1855	<input type="checkbox"/>	470 mm			<input type="radio"/>	
DSA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm						<input type="radio"/>	
DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA LLL)									
- RAMA75° : LLL = "FSTF-100 mm WZGLĘDEM "FSTF-30 mm"									
- RAMA 90° : LLL = "FSTF-80 mm WZGLĘDEM "FSTF-40 mm"									
DSA1930	<input type="checkbox"/>	350 mm						<input type="radio"/>	
DSA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm	DSA1934	<input type="checkbox"/>	370 mm			<input type="radio"/>	
DSA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm	DSA1938	<input type="checkbox"/>	390 mm			<input type="radio"/>	
DSA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm	DSA1942	<input type="checkbox"/>	410 mm			<input type="radio"/>	
DSA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm						<input type="radio"/>	
DSA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm						<input checked="" type="radio"/>	
DSA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm	DSA1950	<input type="checkbox"/>	450 mm			<input type="radio"/>	
DSA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm	DSA1954	<input type="checkbox"/>	470 mm			<input type="radio"/>	
DSA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm	DSA1958	<input type="checkbox"/>	490 mm			<input type="radio"/>	
DSA1960	<input type="checkbox"/>	500 mm						<input type="radio"/>	

Seat cushion

LLL patient


LLL

LLL = LLL patient - Seat cushion

OPARCIE									
TAPICERKA OPARCIA									
DSA2200	<input type="checkbox"/>	Standardowa tapicerka			NC : 2300, 2305, 2310, 2315			<input checked="" type="radio"/>	
DSA2210	<input type="checkbox"/>	Standardowa, lekka tapicerka			NC : 2300, 2305, 2310, 2315			850,00	
DSA2220	<input type="checkbox"/>	Tapicerka standardowa z regulacją pasami w kolorze black premium			NC : 2300, 2305, 2310, 2315			<input type="radio"/>	
DSA2230	<input type="checkbox"/>	Tapicerka oparcia Aero, regulacja pasami			NC : 2300, 2305, 2310, 2315			1250,00	
DSA2240	<input type="checkbox"/>	Bez tapicerki oparcia - zaznacz, jeśli chcesz zamontować oparcie pozycjonujące, takie jak Matrix						<input type="radio"/>	
OPARCIA MATRIX - Wysokość odnosi się do rzeczywistej wysokości oparcia Matrix									
DSA2300	<input type="checkbox"/>	MATRIX MX2, wysokość 150 mm z szybkołączem						4500,00	
DSA2305	<input type="checkbox"/>	MATRIX MX2, wysokość 150 mm z szybkołączem						4500,00	
DSA2310	<input type="checkbox"/>	MATRIX MX2, wysokość 305 mm z szybkołączem						4500,00	
DSA2315	<input type="checkbox"/>	MATRIX MX2, wysokość 405 mm z szybkołączem						4500,00	















MX2: only 140g more than a tension-adjustable backrest!






2300, 2305, 2310, 2315
















MX2: only 140g more than a tension-adjustable backrest!



SZEROKOŚĆ OPARĆ MATRX						
DSA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - iorientacyjna szerokość klatki piersiowej 265 mm		<input type="radio"/>		
DSA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm -orientacyjna szerokość klatki piersiowej 290 mm		<input type="radio"/>		
DSA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 315 mm		<input type="radio"/>		
DSA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 340 mm		<input type="radio"/>		
DSA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 370 mm		<input type="radio"/>		
RĄCZKI						
DSA2400	<input type="checkbox"/>	Bez rączek		<input checked="" type="radio"/>		
DSA2410	<input type="checkbox"/>	Rączki krótkie, stałe		<input type="radio"/>		
DSA2420	<input type="checkbox"/>	Rączki długie, stałe		<input type="radio"/>		
DSA2440	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane			1200,00	
DSA2450	<input type="checkbox"/>	Rączki składane			1000,00	
KĄT OPARCIA (BA) - od siedziska						
DSA2500	<input type="checkbox"/>	74°	DSA2520	<input type="checkbox"/>	78°	<input type="radio"/>
DSA2540	<input type="checkbox"/>	82°				<input type="radio"/>
DSA2560	<input type="checkbox"/>	86°	DSA2580	<input type="checkbox"/>	90°	<input type="radio"/>
TAPICERKA SIEDZISKA						
DSA2600	<input type="checkbox"/>	Standardowa tapicerka siedziska		<input checked="" type="radio"/>		 2600
DSA2630	<input type="checkbox"/>	Lekka tapicerka siedziska -60kg			300,00	 2630
SIEDZISKO						
PODUSZKA						
DSA2700	<input type="checkbox"/>	STANDARDOWA PODUSZKA SIEDZISKA, PODWÓJNA PIANKA 60 mm, Z POWIERZCHNIĄ VISCO	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		500,00	 2700
DSA2710	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA FLO-TECH LITE	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		600,00	
DSA2720	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX LIBRA Z MIĘKKIM, CZARNYM POKROWCEM	NC : szerokość 360 mm możliwe tylko z głębokością 410 i 435 mm		1400,00	 2710
DSA2730	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX VI Z MIĘKKIM, CZARNYM POKROWCEM - Dodatkowy czas realizacji + 7 DNI	NC: szerokość 360 mm; możliwe tylko z głębokością 410 i 435 mm, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		1400,00	 2720
DSA2740	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 375 X 400 mm - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 50 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		400,00	
DSA2742	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 405 X 400 mm - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		300,00	 2730
DSA2744	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 430 X 430 mm - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		300,00	
DSA2746	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 455 X 400 mm- TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		400,00	 2740 / 2742 2744 / 2746
DSA2748	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CONTOUR VISCO NG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850		300,00	 2748
						 2810
						 2820
AKCESORIA DO PODUSZKI MATRX LIBRA						 2830
DSA2810	<input type="checkbox"/>	Worek na płyn (para)			450,00	 2840
DSA2820	<input type="checkbox"/>	Para przyciętych klinów			200,00	 2850
DSA2830	<input type="checkbox"/>	Klin odwodzący kończyny dolne			200,00	
DSA2840	<input type="checkbox"/>	Klin boczny			200,00	
DSA2850	<input type="checkbox"/>	Klin przedni			250,00	
USZTYWNIENIE SIEDZISKA						 2860
DSA2860	<input type="checkbox"/>	USZTYWNIENIE SIEDZISKA			300,00	

PODNOŻEK					
RODZAJ PODNOŻKA (RUROWY / PŁYTA)					<div>3200</div> <div>3210</div> <div>3305</div>
DSA3200	<input type="checkbox"/>	Podnóżek rurowy, stały- nowy, aluminiowy profil		○	
DSA3210	<input type="checkbox"/>	Podnóżek rurowy, stały - tytanowy		◆	
DSA3220	<input type="checkbox"/>	Podnóżek karbonowy z regulacją kąta	NC : 3290	1300,00	
POKRYCIE PODNOŻKA					
DSA3290	<input type="checkbox"/>	Pokrycie podnóżka		550,00	
PODPARCIE POD STOPY I NOGI					
DSA3300	<input type="checkbox"/>	Pas pod łydki montowany na ramie		◆	
DSA3305	<input type="checkbox"/>	Pas pod łydki montowany na wspornikach widelca		400,00	
BOCZKI					
DSA3410	<input type="checkbox"/>	Boczki karbonowe, stałe		◆	
DSA3430	<input type="checkbox"/>	Błotniki karbonowe, stałe	NC : 7230	450,00	
KOLORY I PERSONALIZACJA					
KOLOR RAMY					
DSA4000	<input type="checkbox"/>	SPACE BLACK (RAL 9005)		○	
DSA4010	<input type="checkbox"/>	ANTHRACITE GREY (RAL 7016)		○	
DSA4020	<input type="checkbox"/>	PURE WHITE (RAL 9016)	NC : 4220	○	
DSA4030	<input type="checkbox"/>	CARMINE RED (RAL 3002)		○	
DSA4040	<input type="checkbox"/>	AZURE BLUE (RAL 5017)		○	
DSA4060	<input type="checkbox"/>	FLASHY YELLOW (RAL 1016)		1050,00	DODATKOWY CZAS REALIZACJI +10 DNI
DSA4070	<input type="checkbox"/>	ATOMIC VIOLET- specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		1050,00	
DSA4100	<input type="checkbox"/>	BLACK GLOSSY (RAL 9005)		1050,00	
DSA4130	<input type="checkbox"/>	SILVER GREY (RAL 9006)		1050,00	
DSA4140	<input type="checkbox"/>	ROYAL BLUE - specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		1050,00	
DSA4150	<input type="checkbox"/>	RUBY RED (RAL 3003)		1050,00	
DSA4170	<input type="checkbox"/>	DYNAMITE ORANGE - specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		1050,00	
DSA4180	<input type="checkbox"/>	FOREST GREEN (RAL 6029)		1050,00	
DSA4050	<input type="checkbox"/>	Specjalny kolor ramy (tylko na zamówienie): - Czas produkcji+ 10 dni dla koloru już oferowanego w innych wózkach manualnych Invacare. GDZIE - Czas produkcji + 15 dni; na każde inne zamówienie (pod warunkiem wykonalności) - proszę podać informacje RAL / inne)		2100,00	
STYLE					<div>BOLD</div> <div>TAG</div>
DSA4190	<input type="checkbox"/>	BOLD	NC : 4300, 4310	300,00	
DSA4195	<input type="checkbox"/>	TAG	NC : 4200 à 4250	◆	
KOLORY W STYLU BOLD					
DSA4200	<input type="checkbox"/>	BLACK		○	
DSA4210	<input type="checkbox"/>	DARK GREY		○	
DSA4220	<input type="checkbox"/>	LIGHT GREY		○	
DSA4230	<input type="checkbox"/>	RED		○	
DSA4240	<input type="checkbox"/>	BLUE		○	
DSA4250	<input type="checkbox"/>	GOLD		○	
KOLORY W STYLU TAG					
DSA4300	<input type="checkbox"/>	BLACK		○	
DSA4310	<input type="checkbox"/>	RED		○	
KOŁA PRZEDNIE					
DSA5000	<input type="checkbox"/>	3" SUPERSPORT		○	
DSA5050	<input type="checkbox"/>	4" EVERYDAY, czarna opona		◆	
DSA5100	<input type="checkbox"/>	4" COMFORT, czarna opona		○	
DSA5150	<input type="checkbox"/>	4" STAREC, czarna opona i czarna piasta		400,00	
DSA5200	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS FRONT, czarna opona i czarna piasta		600,00	
DSA5250	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS, czarna opona, srebrna piasta		600,00	
DSA5300	<input type="checkbox"/>	5" EVERYDAY, czarna opona	Niemożliwe z ramą przednią 90° (DSA1020/1030)	○	
DSA5350	<input type="checkbox"/>	5" COMFORT WHEEL czarna opona	Niemożliwe z ramą przednią 90° (DSA1020/1030)	○	
DSA5400	<input type="checkbox"/>	5" STAREC, czarna opona i czarna piasta	Niemożliwe z ramą przednią 90° F (DSA1020/1030)	500,00	
DSA5450	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS, czarna opona i czarna piasta	Niemożliwe z ramą przednią 90° (DSA1020/1030)	700,00	
DSA5500	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS, czarna opona, srebrna piasta	Niemożliwe z ramą przednią 90° (DSA1020/1030)	700,00	

KOŁA TYLNE					
POZYCJA TYLNEGO KOŁA (ODLEGŁOŚĆ X NA RYSUNKU)					
DSA6100	<input type="checkbox"/>	140 mm (pozycja 1 jak w K-Series)		<input type="radio"/>	
DSA6110	<input type="checkbox"/>	125 mm (pozycja 2 jak w K-Series)		<input type="radio"/>	
DSA6120	<input type="checkbox"/>	110 mm (pozycja 3 jak w K-Series)		<input checked="" type="radio"/>	
DSA6130	<input type="checkbox"/>	95 mm (pozycja 4 jak w K-Series)		<input type="radio"/>	
DSA6140	<input type="checkbox"/>	80 mm (pozycja 5 jak w K-Series)		<input type="radio"/>	
CAMBER OSI KARBONOWEJ					 6300
DSA6200	<input type="checkbox"/>	0°		<input type="radio"/>	
DSA6210	<input type="checkbox"/>	3°		<input checked="" type="radio"/>	
DSA6220	<input type="checkbox"/>	6°	NC : 6950	<input type="radio"/>	
SZYBKOZŁĄCZKI DLA TETRA					<div>Rozmiar opony LENCO PRIMO SENTINEL : 24" : 25-540 25" : 25-559 MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT : MBL SPEEDLITE : 24" : 25-540 24" : 25-540</div>  6600
DSA6300	<input type="checkbox"/>	QUAD RELEASE AXLE	NC : 6550, 6950	700,00	
ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH					
DSA6410	<input type="checkbox"/>	24"		<input checked="" type="radio"/>	
DSA6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC : 6600, 6610, 6625, 6630, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	<input type="radio"/>	
RODZAJ KÓŁ TYLNYCH					 6620  6630
DSA6520	<input type="checkbox"/>	HIGH PERFORMANCE (czarna felga, czarna piasta STAREC, czarne skrzyżowane szprychy z aluminiowymi ciągami i lekkimi, szarymi oponami)	24", 25"	<input checked="" type="radio"/>	
DSA6550	<input type="checkbox"/>	SPINERGY LXX (czarna felga, czarna piasta i czarne, radialne szprychy z aluminiowymi ciągami i lekkimi, szarymi oponami)	24", 25"	NC : 6625	3700,00
OPONY KÓŁ TYLNYCH					 6660  6670 6675  6680
DSA6600	<input type="checkbox"/>	MAXXIS LITE GUARD opona czarna (Ochrona antyprzebiciowa dętki)	24"	<input type="radio"/>	
DSA6620	<input type="checkbox"/>	PRIMO SENTINEL(Ochrona antyprzebiciowa dętki)	24", 25"	<input type="radio"/>	
DSA6625	<input type="checkbox"/>	MAXXIS ALPHA PROTECT opona czarna(Ochrona antyprzebiciowa dętki)	24"	Tylko z kołami High Performance <input type="radio"/>	
DSA6630	<input type="checkbox"/>	MBL SPEEDLITE (Ochrona antyprzebiciowa dętki)	24"	<input checked="" type="radio"/>	
CIĄGI					 6700 6710  6720  6740  6790 6760
DSA6700	<input type="checkbox"/>	ANTYPOŚLIZGOWE ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24"	700,00	
DSA6710	<input type="checkbox"/>	STALOWE, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24"	550,00	
DSA6720	<input type="checkbox"/>	TYTANOWE, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24"	1300.00	
DSA6740	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE GEKKO, ANTYPOŚLIZGOWE,ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24", 25"	1800,00	
DSA6750	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE GEKKO S,ANTYPOŚLIZGOWE ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24", 25"	1800,00	
DSA6760	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE CURVE L Z PRO-FILEM ERGONOMICZNYM, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24"	1350,00	
DSA6770	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE QUADRO, Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL.. 3 CM REGULOWANE 4CM	24"	1800,00	
DSA6780	<input type="checkbox"/>	LIGHT ALU, GREY, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24", 25"	<input checked="" type="radio"/>	
DSA6790	<input type="checkbox"/>	LIGHT ALU, CZARNE, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM	24", 25"	<input type="radio"/>	

OSŁONY SZPRYCH					<div></div> <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>7210 7230 7240</div><div><div><div></div></div><div>7250</div></div></div>																						
DSA6900	<input type="checkbox"/>	Przezroczyste	24", 26"	1000,00																							
DSA6910	<input type="checkbox"/>	Czarne	24", 26"	1000,00																							
ALBER ADD ZESTAW DODATKOWY ALBER KIT																											
DSA6950	<input type="checkbox"/>	Płyta adaptera E-MOTION i TWION M25 -- wraz z 2 antytiperami ALBERS /t lko z kołami tylnymi 24"	Tylko dla kół 24" NC : 7500, 7510,	3000,00																							
Wskazówka: w celu zapewnienia doskonałej kompatybilności hamulców z kołami ręcznymi, zaleca się wyposażyć je w taką samą powłokę, jak koła z napędem.coating as the motorized wheels.																											
HAMULCE																											
DSA7210	<input type="checkbox"/>	Hamulce do pchania z wygiętą dźwignią		◆	<div></div> <div>7250</div>																						
DSA7230	<input type="checkbox"/>	Hamulce PERFORMANCE		400,00																							
DSA7240	<input type="checkbox"/>	Hamulce ACTIVE		400,00																							
DSA7250	<input type="checkbox"/>	Hamulce LIGHT ACTIVE		700,00																							
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA																											
Maksymalnie 2 elementy na stronę z listy: antytipery,, uchwyt na kule lub kółka tranzytowe																											
ANTYTIPERY																											
DSA7500	<input type="checkbox"/>	Antytiper prawy		650,00	<div></div> <div>7500 / 7520</div>																						
DSA7510	<input type="checkbox"/>	Antytiper lewy		650,00																							
DSA7520	<input type="checkbox"/>	Antytipery po obu stronach		1250,00																							
PASY																											
DSA7800	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania		200,00	<div>Pas Evoflex regulowany od 35 mm do 125 mm do tyłu od przodu siedziska; 6 pozycji w odstępach co 15 mm.</div> <div><div></div><div>7810 / 7820 / 7830</div></div>																						
DSA7810	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX ,; 2-punktowy, mały, płaski, z przyciskiem		1050,00																							
DSA7820	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX ; 2-punktowy, średni, płaski z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		1050,00																							
DSA7830	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX , 2-punktowy,duży, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		1050,00																							
ŚWIATŁA ODBŁASKOWE																											
DSA7900	<input type="checkbox"/>	Światła odblaskowe zamontowane na kołach (odblaski na kołach)		100,00																							
INNE OPCJE																											
Chasis Protection																											
DSA8010	<input type="checkbox"/>	Ochroniacze przedniej części ramy		200,00	<div><div></div><div>8550</div></div> <div><div></div><div>8680</div></div>																						
DSA8500	<input type="checkbox"/>	Pompka- nowość		150,00																							
DSA8550	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi		100,00																							
DSA8650	<input type="checkbox"/>	Torba na koła		300,00																							
DSA8680	<input type="checkbox"/>	Koła terenowe 24" z torbą-komplet/ koła MOUNTAIN BIKE z szarymi aluminiowymi ciągami; w zestawie osie na szybkozłączach		3100,00																							
DSA8800	<input type="checkbox"/>	Pasek na łydki BODYPOINT		500,00																							
DSA8850	<input type="checkbox"/>	Torba podróżna na KSL - BODYPOINT		500,00																							
Podsumowanie																											
<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>			<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>		<table><tr><th colspan="2">INDYWIDUALNE POMIARY</th></tr><tr><td>SW</td><td></td></tr><tr><td>ST = SD</td><td></td></tr><tr><td>RW = BH</td><td></td></tr><tr><td>FSTF = SHv</td><td></td></tr><tr><td>RSTF =SHh</td><td></td></tr><tr><td>LLL</td><td></td></tr><tr><td>BA = RW</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Waga użytkownika</td><td></td></tr><tr><td>Wzrost / rozmiar użytkownika</td><td></td></tr></table>	INDYWIDUALNE POMIARY		SW		ST = SD		RW = BH		FSTF = SHv		RSTF =SHh		LLL		BA = RW		X		Waga użytkownika		Wzrost / rozmiar użytkownika	
INDYWIDUALNE POMIARY																											
SW																											
ST = SD																											
RW = BH																											
FSTF = SHv																											
RSTF =SHh																											
LLL																											
BA = RW																											
X																											
Waga użytkownika																											
Wzrost / rozmiar użytkownika																											

RAMPY					
1440530	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg - maksymalny udźwig:: 300 kg		8600,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium z powłoką antypoślizgową, wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg		1450,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact, wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - max.: 260 kg		2700,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		1500,00	 1654130