



Küschall[®]

COMPACT

WSZECHSTRONNOŚĆ
I KOMFORT W
JEDNYM WÓZKU



Küschall.eu



*SKŁADANY
I LEKKI*

COMPACT

Küschall Compact to absolutny standard niezawodności i jakości w jednym składanym wózku. Można go łatwo dostosować do różnych potrzeb, aby zwiększyć ogólny komfort. Dostępny ze stałą ramą przednią o imponującej sztywności, zapewniającą doskonałe właściwości jezdne, lub z ramą odchylaną, co jeszcze bardziej ułatwia przenoszenie, przechowywanie i transport. Odchylana rama dostępna jest również w wersji carbon.

*WIĘKSZY
KOMFORT*





WYJĄTKOWA FUNKCJONALNOŚĆ

Składane oparcie sprawia, że wózek jest kompaktowy do transportu. Dostępne są podnóżki o kącie nachylenia 70° lub 80°, a także regulowany, precyzyjny mechanizm blokujący z odchylanymi podnóżkami, zapewniający większą sztywność i optymalną jazdę.



PRZEDSTAWIAMY *COMPACT CARBON*

Drobny szczegół. Zauważalna różnica. Opcjonalne karbonowe podnóżki nadają modelowi Compact lżejsze i bardziej wyrafinowane wykończenie. Subtelna poprawa, która poprawia zarówno wrażenia z jazdy, jak i ogólną estetykę, bez wpływu na niezawodność, na której polegasz.



Zobacz film

Wynieś swojego Compacta na wyższy poziom elegancji i designu

C

-200g*

* Lżejszy w porównaniu ze standardową aluminiową ramą Compact



Küschall®
COMPACT





BUDOWA COMPACT

REGULOWANY

KĄT

OPARCIA

Dostępne opcjonalnie, regulowane pod kątem i składane oparcie można łatwo złożyć na szynach siedziska, co ułatwia przechowywanie i transport.

ŁATWE

SKŁADANIE

Unikalna konstrukcja poprzeczki sprawia, że model Compact jest łatwy w składaniu. Kluczowa funkcja, jeśli masz słabą siłę lub ograniczoną sprawność dłoni.

TRZYMAJ SIĘ TRAS

Intuicyjna i unikalna regulacja widelców zapewnia, że wózek inwalidzki zawsze działa z maksymalną efektywnością energetyczną, ułatwiając dłuższe i łatwiejsze napędzanie.



STAŁA RAMA

Zwiększa sztywność i zapewnia bardziej aktywny wygląd. Kąt nachylenia podnóżka 70° lub 80°.

PODNÓŻKI ODCHYLANE

Ułatwia transport, przechowywanie i przenoszenie. Kąt podnóżka 70° lub 80°.

Küschall® | e

Opcjonalne podnóżki z włókna węglowego zapewniające lżejsze i bardziej wyrafinowane wykończenie.

PODNÓŻEK

Asortyment podnóżków pasuje do wszystkich szerokości siedzisk i posiada powierzchnię antypoślizgową zapewniającą większy komfort i wsparcie dla nóg.



CUSTOMISE YOUR COMPACT

1. KOLORY RAMY

Standardowe kolory ramy



Pure White

Anthracite
Grey

Space Black



Carmine Red

Azure Blue

Dodatkowe kolory ramy*



Flashy Yellow

Black Glossy

Silver Grey

Pearl Night
Blue



Ruby Red

Dynamite
Orange

Forest Green

*Może wystąpić dłuższy czas dostawy.

2. STYL TAGA



3. KOLOR BOLDA



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

4. PERSONALIZACJA UNIQUE

Stwórz swój nowy wózek inwalidzki Küschall z UNIQUE. Ta dedykowana usługa stworzy Twój spersonalizowany wózek, zaprojektowany tak, aby pasował do Ciebie i Twojego stylu życia.

unique
Designed by you. Built by us.





DANE TECHNICZNE

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

280 – 500 mm
regulacja co 20 mm



GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

280 – 500 mm
regulacja co 20 mm



WYSOKOŚĆ PODNOŻKA

200 – 510 mm
regulacja co 10 mm



WYSOKOŚĆ OPARCIA

300 – 510 mm
regulacja co 15 mm



KĄT OPARCIA

82°/86°/90°/
94°/98°/102°



WYSOKOŚĆ SIEDZISKA

Przód: 380 – 530 mm
Tył: 370 – 500 mm in
regulacja co 10 mm



KĄT RAMY

70° / 80°
Prosta lub przywiedziona



SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA

SW + 160 mm



SZEROKOŚĆ PO ZŁOŻENIU

290 mm



DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA

70° 870 – 1220 mm
80° 850 – 1200 mm



KĄT NACHYLENIA

0° / 3°



WAGA CAŁKOWITA

10.3 kg (rama odchylana)
9.6 kg (rama stała)



WAGA RAMY

7.8 kg (rama odchylana)
6.7 kg (rama stała)



MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA

130 kg



TEST
ZDERZENIOWY
Zatwierdzony – spełnia
wymagania
ISO 7176-19



Wszystkie podane wymiary i wagi odnoszą się do szerokości i głębokości siedziska 400 mm w najbliższej i najbardziej kompaktowej konfiguracji. Waga i wymiary mogą ulec zmianie w zależności od konfiguracji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi na naszej stronie internetowej.

/ UNLIMIT YOUR WORLD

www.kuschall.eu
www.partner-med.pl
+48 32 733 79 99

Chorzowska 30c, 41-910 Bytom
Raszyńska 12/1, 05-500 Piaseczno
Solskiego 15/16, 85-125 Bydgoszcz
Zamenhofa 9/6, 98-300 Wieluń

