

PARTNER MED POLSKA SP.Z O.O.
www.partner-med.pl / www.sklep.partner-med.pl
www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy Bytom ul. Chorzowska 30c
tel. 327874086, 516 293 2



Küschall Compact



Aktywny, aluminiowy, manualny wózek inwalidzki - składany za pomocą linki



Oddział Piaseczno, Salon Wystawowy
ul. Raszyńska 12/1
tel.: 603 590 213
Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911
Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
tel.: 536 447 544

JUŻ DOSTĘPNY NOWY COMPACT CARBON O 200g LŻEJSZY!

Odkryj nasze nowe narzędzie, wizualny konfigurator, które pomoże Ci obliczyć wymiary, aby stworzyć swoją konfigurację!

Zastrzegamy sobie prawo do tolerancji + lub - +/- 10 mm dla wszystkich wymiarów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia.

☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem ☒ Wyposażenie standardowe ☐ Opcja bezpłatna

KOD		OPIS	NC : :Niegodny NC : 9999 = niezgodny z nr ref 9999	PLN	
DCA0100	☐	küschall®Compact® - stałe oparcie		13 900,00	 0120
DCA0110	☐	küschall®Compact® - oparcie z regulacją kąta	NC : 2120	14 550,00	
DCA0120	☐	küschall®Compact® - oparcie składane i z regulacją kąta	NC : 1615, 1620, 1625, 2120, 2180, 2430	14 800,00	

SPECJALNA KONSTRUKCJA

DCA0000	☐	Myküschall - specjalna konstrukcja		Na zamówienie	
UCA0001	☐	UNIQUE Personalizacja		Na zamówienie	



PAKIET POZYCJONUJĄCY



DCA0220	☐	Pakiet przeciwodleżynowy Libra zawiera: Poduszkę Matrx Libra (DCA2720) Oparcie Matrx MX2 (DCA2300 do DCA2315) Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex (DCA7810 do DCA7830) Proszę wybrać rozmiar dla pleców i pasa i zaznaczyć poniżej w tym formularzu zamówienia!	SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/420 mm (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230)	5600,00	Zaoszczędź 15% wybierając ten PAKIET, czyli 1300 zł
DCA0230	☐	Pakiet przeciwodleżynowy Libra/Elite E2 zawiera: Poduszkę Matrx Libra (DCA2720) Oparcia Matrx Elite/Elite Deep E2 (DCA2320-DCA2350) Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex (DCA7810 do DCA7830) Proszę wybrać rozmiar dla pleców i pasa i zaznaczyć poniżej w tym formularzu zamówienia!	SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/420 mm (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230)	4200,00	Zaoszczędź 10% wybierając ten PAKIET, czyli 500 zł

SIEDZISKO

Przednia część ramy

DCA1100	☐	Rama standardowa, odchylana	NC : 1900, 1902, 3040, 3140	☒	 Wysuwany
DCA1110	☐	Rama stała active 70°	NC : 1700 do 1730, 1805	☐	
DCA1120	☐	Rama stała dynamic 80° Minimalny kąt siedziska (fstf do rstf) 40 mm, z przednimi kołami 5"	NC : 1700 do 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	550,00	
DCA1130	☐	Rama stała, przywiedziona 70° (Dodatkowy czas dostawy + 10 dni)	NC : 1300, 1305, 1700 do 1730, 1805	600,00	

DCA1140	☐	Rama stała, przywiedziona 80° Minimalny kąt siedziska (fstf do rstf) 30 mm - (Dodatkowy czas dostawy + 10 dn)				NC : 1300, 1305, 1700 do 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	600,00	 Stały
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA(SW) (Szerokość 280 do 420 mm: pojedynczy krzyżak/szerokość od 440 do 500 mm:podwójny krzyżak)								
DCA1300	☐	280 mm	DCA1305	☐	300 mm	NC : 2210,oparcia Matrx, poduszki Matrx i Classic Visco, 2490, 2860 dla L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	☐	
DCA1310	☐	320 mm	DCA1315	☐	340 mm	NC : oparcia Matrx, poduszki Matrx i Classic Visco 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	☐	
DCA1320	☐	360 mm				NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130	☐	
DCA1325	☐	380 mm				NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2490 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130	☐	
DCA1330	☐	400 mm				NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	☐	
DCA1335	☐	420 mm				NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746	☐	
DCA1340	☐	440 mm				NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742	☐	
DCA1345	☐	460 mm				NC : 2360, 2362, 2364, 2372, 2740, 2742, 2744	☐	
DCA1350	☐	480 mm				NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	☐	
DCA1355	☐	500 mm				NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2740, 2742, 2744, 2746	☐	
GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (SD) (Podwozie dostosowane do głębokości siedziska od głębokości.380 mm (pojedynczy krzyżak) i od 400 mm ((podwójny krzyżak)								
DCA1400	☐	320 mm	DCA1405	☐	340 mm	NC : 2155, 2160, poduszki Matrx i Classic Visco 2860, 2910, 5650	☐	
DCA1415	☐	360 mm				NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650	☐	
DCA1425	☐	380 mm				NC : 2720, 2744, 5650	☐	
DCA1435	☐	400 mm				NC : 2744	☒	
DCA1445	☐	420 mm					☐	
DCA1460	☐	440 mm				NC : 2740, 2742	☐	
DCA1470	☐	460 mm				NC : 2740, 2742, 2744	☐	
DCA1480	☐	480 mm				NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	☐	
DCA1490	☐	500 mm				NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	☐	
WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH) (Wysokość od 300 do 330 mm ; NC: z regulacją kąta i składanym oparciem)								
DCA1615	☐	300 mm	DCA1620	☐	315 mm	NC : 2240, 2595, 7600	☐	
DCA1625	☐	330 mm	DCA1630	☐	345 mm	NC : 2240, 2595, 7600	☐	
DCA1635	☐	360 mm				NC : 2240, 2595, 7600	☐	
DCA1640	☐	375 mm				NC : 2240, 2595, 7600	☒	
DCA1645	☐	390 mm				NC : 2240, 2595, 7600	☐	
DCA1650	☐	405 mm	DCA1655	☐	420 mm	NC : 2240	☐	
DCA1660	☐	435 mm	DCA1665	☐	450 mm	NC : 2240	☐	
DCA1670	☐	465 mm	DCA1675	☐	480 mm	NC : 2240	☐	
DCA1680	☐	495 mm	DCA1685	☐	510 mm	NC : 2240	☐	


WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF) - patrz tabela 3 na końcu arkusza pomiarowego							WAŻNE: W zależności od wybranej wysokości siedziska i średnicy przednich kół: montaż z podwoziem typu hemi lub podwoziem standardowym oraz z/ bez wysokiego montażu - patrz tabela 3 na końcu arkusza pomiarowego  Rama typu hemi  Wysoki montaż
DCA1700	☐	370 mm			NC : 1810 do 1870, 1932 do 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	☐	
DCA1705	☐	380 mm			NC : 1815 do 1870, 1934 do 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	☐	
DCA1710	☐	390 mm			NC : 1820 do 1870, 1936 do 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	☐	
DCA1715	☐	400 mm			NC : 1825 do 1870, 1938 do 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	☐	
DCA1720	☐	410 mm			NC : 1830 do 1870, 1940 do 1962, 3030, 3130	☐	
DCA1725	☐	420 mm			NC : 1835 do 1870, 1942 do 1962	☐	
DCA1730	☐	430 mm			NC : 1840 do 1870, 1944 do 1962	☐	
DCA1735	☐	440 mm			NC : 1845 do 1870, 1946 do 1962	☐	
DCA1740	☐	450 mm			NC : 1850 do 1870, 1948 do 1962	☐	
DCA1745	☐	460 mm			NC : 1855 do 1870, 1950 do 1962	☐	
DCA1750	☐	470 mm			NC : 1860 do 1870, 1952 do 1962	☐	
DCA1755	☐	480 mm			NC : 1805, 1865, 1870, 1954 do 1962	☐	
DCA1760	☐	490 mm			NC : 1805, 1810, 1956 do 1962	☐	
DCA1765	☐	500 mm			NC : 1805, 1810, 1815, 1958 do 1962	☒	
DCA1770	☐	510 mm			NC : 1805 do 1820, 1960, 1962	☐	
DCA1775	☐	520 mm			NC : 1805 do 1825, 1962	☐	
DCA1780	☐	530 mm			NC : 1805 do 1830	☐	
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (RSTF)							
Ze stałymi oparciami o nachyleniu 70°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm							
Ze stałymi rurkami(pałakami) o nachyleniu 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 30 mm							
Z wysuwanymi oparciami o nachyleniu 70° i 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm							
DCA1805	☐	370 mm			Tylko z kołami 22" i odchylaną ramą	☐	
DCA1810	☐	380 mm			NC : 6410, 6420, 6430	☐	
DCA1815	☐	390 mm	DCA1820	☐	400 mm	NC : 6420, 6430	☐
DCA1825	☐	410 mm			NC : 6420, 6430	☐	
DCA1830	☐	420 mm	DCA1835	☐	430 mm		☐
DCA1840	☐	440 mm	DCA1845	☐	450 mm		☐
DCA1850	☐	460 mm				☒	
DCA1855	☐	470 mm				☐	
DCA1860	☐	480 mm	DCA1865	☐	490 mm	NC : 6400	☐
DCA1870	☐	500 mm			NC : 6400, 6410	☐	
DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA (LLL) (W zależności od konfiguracji, podnóżki mogą być montowane wysoko) - patrz tabela 1.							
z wysuwanymi i stałymi wspornikami pod kątem 70°, LLL maks. = FSTF - 20 mm							
Z wysuwanymi i stałymi wspornikami pod kątem 80°, LLL maks. = FSTF - 30 mm							
Z podnóżkiem w pozycji 75°, LLL maks. = FSTF - 40 mm i LLL min. = 380 mm							
Z podnóżkiem w pozycji 60°, LLL maks. = FSTF i LLL min.= 380 mm							
DCA1900	☐	200 mm			NC : 3030, 3130	☐	
DCA1902	☐	210 mm			NC : 3030, 3130	☐	
DCA1904	☐	220 mm	DCA1906	☐	230 mm	NC : 3030, 3130	☐
DCA1908	☐	240 mm	DCA1910	☐	250 mm	NC : 3030, 3130	☐
DCA1912	☐	260 mm	DCA1914	☐	270 mm	NC : 3030, 3130	☐
DCA1916	☐	280 mm	DCA1918	☐	290 mm	NC : 3030, 3130	☐
DCA1920	☐	300 mm	DCA1922	☐	310 mm	NC : 3030, 3130	☐
DCA1924	☐	320 mm	DCA1926	☐	330 mm	NC : 3030, 3130	☐
DCA1928	☐	340 mm	DCA1930	☐	350 mm	NC : 3030, 3130	☐
DCA1932	☐	360 mm	DCA1934	☐	370 mm	NC : 3030, 3130	☐
DCA1936	☐	380 mm	DCA1938	☐	390 mm		☐
DCA1940	☐	400 mm	DCA1942	☐	410 mm		☐
DCA1944	☐	420 mm				☐	
DCA1946	☐	430 mm				☒	
DCA1948	☐	440 mm	DCA1950	☐	450 mm		☐
DCA1952	☐	460 mm	DCA1954	☐	470 mm		☐
DCA1956	☐	480 mm	DCA1958	☐	490 mm		☐
DCA1960	☐	500 mm				☐	
DCA1962	☐	510 mm			NC : 3000, 3100, 3010, 3110	☐	

Średnica kół tylnych RSTF 22":

370 - 470mm 24"

390 - 490mm 25"

420 - 500mm 26"



LLL = LLL patient - Seat cushion

LLL = LLL użytkownika - Poduszka

RODZAJ OPARCIA				
PAŁĄK				
DCA2120	☐	Oparcie stałe typu lumbar (rurki wygięte 7°)	NC : Oparcia Matrx	250,00
Kąt oparcia regulowany śrubami względem siedziska (BA) (ylko przy wyborze 0110 lub 0120/ tylko ze składanym oparciem; 2 zakresy regulacji: 82° do 90° lub 94° do 98°) (Kąt mierzony względem siedziska)				
DCA2155	☐	82°	DCA2160	☐ 86°
DCA2165	☐	90°		
DCA2170	☐	94°	DCA2175	☐ 98°
DCA2180	☐	102°	NC : wysuwane oparcie	
Tapicerka oparcia				
DCA2200	☐	Standardowa, lekka tapicerka	NC : 2300 do 2357, 2400, 2430, 2595	
DCA2210	☐	Lekka tapicerka (ręcznie szyta, przewiewna; z oddychającego materiału	NC : 2300 do 2357, 2430, 2595	800,00
DCA2220	☐	Tapicerka standardowa z regulacją pasami w kolorze premium black	NC : 2300 do 2357	0
DCA2230	☐	Tapicerka oparcia Aero, regulacja pasami	NC : 2300 do 2357	1200,00
DCA2240	☐	Bez tapicerki oparcia - obowiązkowe w przypadku zamawiania oparc pozycjonujących, takich jak Matrx	NC : 2430, 2595	
UNIQUE - KOLOR PRZESZYCIA TAPICERKI - Tylko tapicerka Aero				
UCA2241	☐	NEON YELLOW		450,00
UCA2242	☐	NEON PINK		450,00
UCA2243	☐	BLUE		450,00
UCA2244	☐	WHITE		450,00
UCA2245	☐	RED		450,00
UCA0002	☐	„Twój spersonalizowany kolor”: Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta		Na zamówienie
UNIQUE - TAPICERKA - HAFT - Tylko tapicerka Aero				
UCA2246	☐	SMILEY		950,00
UCA2248	☐	TRAVELER		950,00
UCA2249	☐	SAKURA BEAUTY		950,00
UCA2250	☐	FANNY CACTUS		950,00
UCA2251	☐	KUSCHALL LOGO: Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta		Na zamówienie
UCA0003	☐	"Twój spersonalizowany design": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Prosimy o przesłanie żadanego projektu w formacie ai. / pdf .lub. png .		Na zamówienie
UNIQUE - TAPICERKA - FLOKOWANA - Tylko tapicerka Aero				
UCA2253	☐	SMILEY		550,00
UCA2255	☐	TRAVELER		550,00
UCA2256	☐	SAKURA BEAUTY		550,00
UCA2257	☐	FANNY CACTUS		550,00
UCA2259	☐	PAINT STAIN		550,00
UCA0004	☐	"Twój spersonalizowany design": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Prosimy o przesłanie żadanego projektu w formacie ai. / pdf .lub. png .		Na zamówienie
Oparcia Matrx - pokazana wysokość odpowiada wysokości oparcia. Należy znaleźć wsporniki oparcia i wszystkie akcesoria w arkuszu pomiarowym Matrx!				
DCA2300	☐	Matrx MX2 , wysokość 150 mm z szybkozłączem	NC : SW > 460 mm i SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	4300,00
DCA2305	☐	Matrx MX2 , wysokość 230 mm z szybkozłączem	NC : SW > 460 mm and SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	4300,00
DCA2310	☐	Matrx MX2 , wysokość 305 mm w z szybkozłączem	NC : SW > 460 mm i SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	4300,00
DCA2315	☐	Matrx MX2 , wysokość 405 mm z szybkozłączem	NC : SW > 460 mm i SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	4300,00
DCA2316	☐	Elite Deep E2 , wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00
DCA2317	☐	Elite Deep E2 , wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00
DCA2318	☐	Elite Deep E2 , wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00
DCA2320	☐	Elite Deep E2 , wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00





2120





MX2:tylko 140 g więcej niż oparcie z regulacją pasami!



2300, 2305, 2310, 2315

DCA2322	☐	Elite Deep E2 , wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	 2316 do 2331
DCA2325	☐	Elite Deep E2 , wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2330	☐	Elite Deep E2 , wysokość 460 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2331	☐	Elite Deep E2 , wysokość 510 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2332	☐	Elite E2 , wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2334	☐	Elite E2 , wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	 2332 do 2357
DCA2335	☐	Elite E2 , wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2340	☐	Elite E2 , wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2345	☐	Elite E2 , wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW > 460 mm i SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2350	☐	Elite E2 , wysokość 410 mm with do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2355	☐	Elite E2 , wysokość 460 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	 2430  2450  2490
DCA2357	☐	Elite E2 , wysokość 510 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
Szerokość oparcia Matrix - patrz tabela 4 na końcu arkusza pomiarowego					
DCA2360	☐	360 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 265 mm		○	
DCA2362	☐	380 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 290 mm		○	
DCA2364	☐	410 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej315 mm		○	
DCA2366	☐	430 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej340 mm		○	
DCA2368	☐	460 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 370 mm		○	
DCA2370	☐	480 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 390 mm		○	
DCA2372	☐	510 mm -orientacyjna szerokość klatki piersiowej 420 mm		○	
RĄCZKI					
DCA2400	☐	Bez rączek	NC : 2490	○	
DCA2410	☐	Rączki krótkie, stałe (mini)	NC : 2490, 6580	○	
DCA2420	☐	Rączki długie, stałe (mini)		◆	
DCA2430	☐	Rączki z regulacją wysokości, przesunięte do tyłu	NC : 2490, 3520, 3620	1000.00	
DCA2440	☐	Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane	NC : 2490, 2595	1200,00	
DCA2450	☐	Rączki składane	NC : 2490, 2595, 6580	1000,00	
ZAGŁÓWEK					
DCA2490	☐	Zagłówek z regulacją boczną i regulowanymi poduszkami bocznymi - dostarczany z regulacją oparcia	NC : 2595, 6580	800,00	
OPARCIE Z DRAŻKIEM STABILIZUJĄCYM					
DCA2595	☐	Stabilizator oparcia; odchylany, zdejmowany	NC : BH ≤ 390 mm	700,00	
TAPICERKA SIEDZISKA					
DCA2610	☐	Standardowa, z jednym rzepem na środku		◆	 26102630 2610
DCA2620	☐	Standardowa, z dwoma dodatkowymi rzepami po bokach		200,00	

UNIQUE - KOLOROWE SZWY/ PRZESZYCIA TAPICERKI SIEDZISKA					
UCA2602	☐	NEON YELLOW		550,00	
UCA2603	☐	NEON PINK		550,00	
UCA2604	☐	BLUE	NEW	550,00	
UCA2605	☐	WHITE		550,00	
UCA2606	☐	RED		550,00	
UCA0005	☐	Twój spersonalizowany kolor”: Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta		Na zamówienie	
SIEDZISKO					
PODUSZKA SIEDZISKA					
DCA2700	☐	Standardowa poduszka, 60mm, podwójna pianka z powierzchnią Visco	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	 2700
DCA2710	☐	Poduszka MATRX FLO-TECH LITE	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	950,00	 2710
DCA2720	☐	Poduszka MATRX LIBRA z czarnym, miękkim pokrowcem	Niemożliwe z SW ≤ 340 MM & SD ≤ 380 mm SW 360 MM możliwe tylko SD 400/420 mm	1350,00	 2720
DCA2740	☐	Poduszka CLASSIC VISCO 375 X 400 mm TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 50 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00	 2740 / 2742 2744 / 2746
DCA2742	☐	Poduszka CLASSIC VISCO 405 X 400 mm TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	300,00	
DCA2744	☐	Poduszka CLASSIC VISCO 430 X 430 mm TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	300,00	
DCA2746	☐	Poduszka CLASSIC VISCO 455 X 400 mm TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00	 2748
DCA2748	☐	Poduszka CONTOUR VISCO NG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00	
OPCJE SIEDZISKA					
DCA2800	☐	Odpinana saszetka (pod siedziskiem), na klipsach		400,00	 2800
Akcesoria do poduszek Matrx Libra					
DCA2810	☐	WOREK Z PŁYNEM (PARA)		400,00	 2810  2820  2830  2840  2850  2860
DCA2820	☐	KLIN STOŻKOWY (PARA)		200,00	
DCA2830	☐	KLIN ODWODZĄCY KOŃCZYNY DOLNE		200,00	
DCA2840	☐	KLIN BOCZNY		200,00	
DCA2850	☐	KLIN PRZEDNI		250,00	
Sztywna podstawa					
DCA2860	☐	USZTYWNIENIE SIEDZISKA	(Obowiązkowo: wybierz poduszkę siedziska	250,00	
TOREBKI/SASZETKI					
DCA2910	☐	DUŻA TOREBKA (DO MONTAŻU POD SIEDZISKIEM)	NC : SD ≤ 340 mm	300,00	
PODNÓŻKI I PŁYTY PODNÓŻKA					
PODNÓŻKI ODCHYLANE					
PODNÓŻEK PRAWY					
DCA3000	☐	Podnóżek prawy, kąt otwarty 70° - aluminium	NC : 3110	◆	 3000 / 3100
DCA3010	☐	Podnóżek prawy, kąt półotwarty 80° - aluminium	NC : 3100, 5650	○	
DCA3005	☐	Podnóżek prawy, kąt otwarty 70° - carbonowy	NC: 3110	○	
DCA3015	☐	Podnóżek prawy, kąt półotwarty 80° - carbonow	NC: 3110, 5650	○	
DCA3020	☐	Podpórka dla osób po amputacji - prawa	NC : 3280	1300,00	
DCA3030	☐	Podnóżek prawy z płytą plastikową, regulacja kąta, szerokości i głębokości	NC : 3280	500,00	
DCA3040	☐	Bez podpórek po prawej stronie, tylko stała rama		○	

PODNOŻEK LEWY				
DCA3100	☐	Podnóżek lewy, kąt otwarty 70° - aluminium		◆
DCA3110	☐	Podnóżek lewy, kąt półotwarty 80° - aluminium	NC : 5650	○
DCA3105	☐	Podnóżek lewy, kąt otwarty 70° - carbon	NC: 3110	○
DCA3115	☐	Podnóżek lewy, kąt półotwarty 80° - carbon	NC: 3110, 5650	○
DCA3120	☐	Podpórka dla osób po amputacji - lewa	NC : 3280	1300,00
DCA3130	☐	Podnóżek lewy z płytą plastikową, regulacja kąta, szerokości i głębokości	NC : 3280	500,00
DCA3140	☐	Bez podpórek po lewej stronie, tylko stała rama		○
PŁYTA PODNÓŻKA				
DCA3260	☐	2-częściowa. z tworzywa sztucznego, składana- nowa część	NIEMOŻLIWE ZSW < 340 MM, LLL < 260 mm, RAMA PRZYWIEDZIONA SW < 380 mm	◆
DCA3270	☐	2-częściowa- karbonowa, z regulacją kąta i głębokości	NC : 3310	1400,00
DCA3280	☐	1-częściowa, karbonowa, odchylana, z regulacją kąta i głębokości	NIEMOŻLIWE Z LLL < 300 mm, NC : 3310	1500,00
PODPARCIE DLA NÓG I STÓP				
DCA3300	☐	Pas pod łydki - montowany na ramie		◆
DCA3305	☐	Pas pod łydki - montowany na wspornikach widelca		350,00
DCA3310	☐	Pasy na pięty		350,00
BOCZKI				
BOCZKI I BŁOTNIKI				
DCA3400	☐	Boczki ECONOMY stałe, proste; <i>zwiększają szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	◆
DCA3405	☐	Boczki ECONOMY, wyciągane; <i>zmniejszają szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	○
DCA3410	☐	Boczki karbonowe , stałe; <i>zwiększają szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	750,00
DCA3425	☐	Błotniki ECONOMY, stałe; <i>zwiększają szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450	○
DCA3430	☐	Błotniki karbonowe, stałe, niemożliwe z FSTF < 410 MM; <i>zwiększają szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 6950, 7600, 8450, NC FSTF < 410 mm	1000,00
DCA3440	☐	Błotniki karbonowe, wyciągane <i>zmniejszają szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 6150, 8450	1400,00
DCA3450	☐	Błotniki ECONOMY, wyciągane; <i>zmniejszają szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 8450	○
UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY PRZEZROCZYSTE - Tylko dla boczków ECONOMY				
UCA3422	☐	TRANSPARENT		2200,00
UCA3423	☐	TRANSPARENT BLUE		3150,00
UCA3424	☐	NEON YELLOW		3150,00
UCA3425	☐	NEON ORANGE		3150,00
UCA3426	☐	NEON RED		3150,00
UCA0006	☐	„Twój spersonalizowany kolor”: Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta		Na zamówienie
UCA0007	☐	„Twój spersonalizowany design”: Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta - Prosimy o przesłanie żadanego projektu w formacie .ai / .pdf lub .eps		Na zamówienie



3020 / 3120



3030 / 3130




3400



3440



3450

PODŁOKIETNIK PRAWY					 3500 3510 3600 3610
DCA3500	☐	Podłokietnik z regulacją wysokości (za pomocą narzędzi), zdejmowany, krótki, bez blokady, z błotnikiem karbonowym - prawy <i>Zwiększa szerokość siedziska o 0 do +10 mm</i>	NC : 6150	650,00	
DCA3510	☐	Podłokietnik z regulacją wysokości (za pomocą narzędzi), zdejmowany, długi, bez blokady, błotnikiem karbonowym - prawy <i>Zwiększa szerokość siedziska o 0 do +10 mm</i>	NC : 6150	700,00	
DCA3520	☐	Podłokietnik rurkowy z regulacją wysokości, bez blokady, wyciągany, odchylany,wyścielany - prawy <i>Jeśli wybrano 0120, nie można złożyć oparcia</i>	NC : 6950, 8450	700,00	
DCA3530	☐	Podłokietnik Küschall, z regulacją wysokości, wyciągany, odchylany, materiał tapicerki - neopren czarny - prawy <i>Zmniejsza szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150	850,00	
DCA3540	☐	Podłokietnik Küschall typu hemi, z regulacją wysokości, wyciągany, odchylany, materiał tapicerki - neopren czarny - prawy <i>Zmniejsza szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	500,00	
PODŁOKIETNIK LEWY					 3530 3630  3540 3640
DCA3600	☐	Podłokietnik z regulacją wysokości (za pomocą narzędzi), zdejmowany, krótki, bez blokady, z błotnikiem karbonowym - lewy <i>Zwiększa szerokość siedziska o 0 do +10 mm</i>	NC : 6150	650,00	
DCA3610	☐	Podłokietnik z regulacją wysokości (za pomocą narzędzi), zdejmowany, długi, bez blokady, błotnikiem karbonowym - lewy <i>Zwiększa szerokość siedziska o 0 do +10 mm</i>	NC : 6150	700,00	
DCA3620	☐	Podłokietnik rurkowy z regulacją wysokości, bez blokady, wyciągany, odchylany,wyścielany - lewy <i>Jeśli wybrano 0120, nie można złożyć oparcia</i>	NC : 6950, 8450	700,00	
DCA3630	☐	Podłokietnik Küschall, z regulacją wysokości, wyciągany, odchylany, materiał tapicerki - neopren czarny - lewy <i>Zmniejsza szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150	850,00	
DCA3640	☐	Podłokietnik Küschall typu hemi, z regulacją wysokości, wyciągany, odchylany, materiał tapicerki - neopren czarny - lewy <i>Zmniejsza szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	500,00	
KOLORYSTYKA I PERSONALIZACJA					Dodatkowy czas realizacji +10 dni
KOLOR RAMY					
DCA4000	☐	SPACE BLACK (RAL 9005)	Dostępny tylko z carbonowymi podnóżkami	☐	
DCA4010	☐	ANTHRACITE GREY (RAL 7016)		☐	
DCA4020	☐	PURE WHITE (RAL 9016)	NC : 4220	☐	
DCA4030	☐	CARMINE RED (RAL 3002)		☐	
DCA4040	☐	AZURE BLUE (RAL 5017)		☐	
DCA4060	☐	FLASHY YELLOW (RAL 1016)		950,00	
DCA4070	☐	ATOMIC VIOLET- specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		Na zamówienie	
DCA4100	☐	BLACK GLOSSY (RAL 9005)	Dostępny tylko z carbonowymi podnóżkami	950,00	
DCA4130	☐	SILVER GREY (RAL 9006)		950,00	
DCA4145	☐	PEARL NIGHT BLUE		950,00	
DCA4150	☐	RUBY RED (RAL 3003)		950,00	
DCA4170	☐	DYNAMITE ORANGE - specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		950,00	
DCA4180	☐	FOREST GREEN (RAL 6029)		950,00	

UCA4101	☐	DIAMOND SILVER		3300,00	 BOLD  TAG
UCA4102	☐	PASTEL GREEN		3300,00	
UCA4103	☐	SKY BLUE		3300,00	
UCA4104	☐	PLUM PURPLE		3300,00	
UCA4105	☐	SALMON		3300,00	
DCA4050	☐	Specjalny kolor ramy (tylko na zamówienie): - Czas produkcji: + 10 dni dla koloru już oferowanego w innych wózkach manualnych Invacare. - Czas produkcji: + 15 dni: na każde inne zamówienie (pod warunkiem wykonalności), proszę podać nr RAL:		3300,00	
UNIQUE - WYKOŃCZENIE SZKLIWIĄ CERAMICZNĄ					
UCA4066	☐	WYKOŃCZENIE SZKLIWIĄ CERAMICZNĄ (TYLKO DLA KOLORÓW UKA****)	NC : 4300, 4310	3000,00	
STYLE					
DCA4190	☐	Bold	NC : 4300, 4310	300,00	
DCA4195	☐	Tag	NC : 4200 do 4250	◆	
KOLORY W STYLU BOLD					
DCA4200	☐	BLACK		○	
DCA4210	☐	DARK GREY		○	
DCA4220	☐	LIGHT GREY		○	
DCA4230	☐	RED		○	
DCA4240	☐	RED		○	
DCA4250	☐	GOLD		○	
UCA4252	☐	NEON YELLOW		700,00	
UCA4253	☐	NEON GREEN		700,00	
UCA4254	☐	NEON ORANGE		700,00	
UCA4255	☐	NEON PUNK		700,00	
UCA4256	☐	NEON RED		700,00	
UCA0009	☐	„Twój spersonalizowany kolor”: Skontaktuj się z obsługą klienta		Na zamówienie	
KOLORY W STYLU TAG					
DCA4300	☐	BLACK		○	
DCA4310	☐	RED		○	
KOŁA PRZEDNIE					
DCA5050	☐	4" EVERYDAY, czarna opona		○	 5200 / 5250 / 5450 / 5500  5350 / 5550  5050 / 5300
DCA5100	☐	4" COMFORT, czarna opona		○	
DCA5150	☐	4" COMFORT, czarna opona		350,00	
DCA5200	☐	4" FROGLEGS FRONT, czarna opona , czarna piasta		550,00	
DCA5250	☐	4" FROGLEGS FRONT, czarna opona, srebrna piasta		550,00	
DCA5300	☐	5" EVERYDAY , czarna opona		○	
DCA5350	☐	5" COMFORT, czarna opona		◆	
DCA5400	☐	5" STAREC BLACK HUB, czarna opona		500,00	
DCA5450	☐	5" FROGLEGS FRONT, czarna opona , czarna piasta		700,00	
DCA5500	☐	5" FROGLEGS FRONT czarna opona, srebrna piasta		700,00	
DCA5550	☐	6" COMFORT, czarna opona		○	
DCA5600	☐	6" Pneumatyczne koła		200,00	
DCA5650	☐	7" COMFORT, czarna opona		200,00	
UNIQUE - KOLORY PIAST FROGLEGS					
UCA5502	☐	PINK		450,00	
UCA5504	☐	ORANGE		450,00	
UCA5506	☐	BLUE		450,00	
UCA5507	☐	VIOLET		450,00	
UCA5508	☐	RED		450,00	
UCA5509	☐	GOLD		450,00	
UNIQUE - ŁOŻYSKO CERAMICZNE					
UCA5510	☐	ŁOŻYSKO CERAMICZNE		450,00	

WYBÓR KÓŁ TYLNYCH

SYSTEM ONE-ARM-DRIVE

DCA6000	☐	 System napędu na jedną rękę - System One -Arm -Drive (z lekkimi oponami, 7 bar, z ciągami aluminiowymi) - po prawej stronie	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	3200,00
DCA6010	☐	 System napędu na jedną rękę - System One-Arm -Drive (z lekkimi oponami, 7 bar, z ciągami aluminiowymi) - po lewej stronie	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	3200,00

MOCOWANIE KÓŁ TYLNYCH

DCA6020	☐	Standardowa pozycja/mocowanie	NC : 6140, 6150	◆
DCA6040	☐	Przedłużenie tylnego koła	NC : 6100, 6580, 6950	600,00

POZYCJA KÓŁ TYLNYCH


DCA6100	☐	1 pozycja z przodu	NC : 6580, 6840	○
DCA6110	☐	2 pozycja z przodu	NC : 6950	○
DCA6120	☐	3 pozycja z przodu		◆
DCA6130	☐	4 pozycja z przodu	NC : 6580, 6950	○
DCA6140	☐	5 pozycja z przodu		○
DCA6150	☐	6 pozycja z przodu		○

SZYBKOZŁĄCZKI DLA TETRA

DCA6300	☐	TETRA-CLIP	NC : 6550, 6580, 6950	650,00
---------	--------------------------	------------	-----------------------	--------

ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH

DCA6400	☐	22"	NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	1550,00
DCA6410	☐	24"		◆
DCA6420	☐	25"	NC : 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○
DCA6430	☐	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950	2400,00



6300

RODZAJ KÓ TYLNYCH					Rozmiar opon: MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT : 24" : 25-540 MBL SPEEDLITE :  6600  6625
DCA6500	☐	24" ACTIVE WHEELS (czarna felga, czarna piasta i czarne, radialne szprychy, z aluminiowymi cięgami i lekkimi, szarymi oponami)		24" (NC : Wszystkie cięgi i szprychy)	◆
DCA6510	☐	KUSCHALL STAREC HUB (czarna felga, czarna piasta i czarne, skrzyżowane szprychy)		22", 24", 26"	○
DCA6520	☐	HIGH PERFORMANCE (czarna felga, czarna piasta STAREC, i czarne, skrzyżowane szprychy z aluminiowymi cięgami i lekkimi, szarymi oponami)		24", 25"NC : 6660	2350,00
DCA6550	☐	SPINERGY LXX ((czarna felga, czarna piasta i czarne, radialne szprychy)		24", 25"NC : 6660, 6910	3300,00
UCA6551	☐	SPINERGY LITE EXTREME LX - 680g na koło		24", 25"	4400,00
UCA6552	☐	SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX - 660g na koło		24", 25"	4650,00
UCA6553	☐	SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX - 757g pna koło		24", 25"	5200,00
UCA6554	☐	SPINERGY CARBON FIBER CLX - 570g na koło		24", 25"	5950,00
DCA6580	☐	22", 24", 26" koła z dodatkowym hamulcem bębnowym		22", 24", 25"NC : 6950, 8680	2400,00
UNIQUE - KOLORY FELG ANODOWANE					
UCA6557	☐	BLUE			600,00
UCA6558	☐	GOLD			600,00
UCA6559	☐	GREEN			600,00
UCA6560	☐	ORANGE			600,00
UCA6561	☐	RED			600,00
UCA6562	☐	VIOLET			600,00
UNIQUE - KOLORY PIAST ANODOWANE					
UCA6563	☐	BLUE			600,00
UCA6564	☐	GOLD			600,00
UCA6565	☐	SILVER GREY (RAL 9006)			600,00
UCA6566	☐	GREEN			600,00
UCA6567	☐	ORANGE			600,00
UCA6568	☐	RED			600,00
UCA6569	☐	VIOLET			600,00
UNIQUE - KOLORY SZPRYCH					
UCA6570	☐	BLUE			600,00
UCA6571	☐	GREEN			600,00
UCA6572	☐	ORANGE			600,00
UCA6573	☐	PINK			600,00
UCA6574	☐	RED			600,00
UCA6575	☐	VIOLET			600,00
UCA6576	☐	WHITE			600,00
UCA6577	☐	YELLOW			600,00
UNIQUE - ŁOŻYSKO CERAMICZNE					
UCA6579	☐	ŁOŻYSKO CERAMICZNE			1400,00

OPONY KÓŁ TYLNYCH						 6630  6660
DCA6600	☐	MAXXIS LITE GUARD BLACK TYRE ((Ochrona antyprzebiciowa dętki	24"		◆	
DCA6625	☐	MAXXIS ALPHA PROTECT BLACK TYRE (Ochrona antyprzebiciowa dętki	24"	350,00		
DCA6630	☐	MBL SPEEDLITE (Ochrona antyprzebiciowa dętki	24"	350,00		
DCA6660	☐	24" , OPONY PEŁNE, CZARNE	24" NC : 7230	350,00		
CIĄGI						 6700 6710  6720  6740  6790 6760
DCA6700	☐	ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3 CM, REGULOWANE 4CM		650,00		
DCA6710	☐	STALOWE, ODL. 3 CM, REGULOWANE 4CM		500,00		
DCA6720	☐	TYTANOWE, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM		1300,00		
DCA6740	☐	CARBOLIFE GEKKO L, ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3 CM, REGULOWANE 4CM		1600,00		
DCA6750	☐	CARBOLIFE GEKKO S, ANTYPOŚLIZGOWE ODL. 3 CM, REGULOWANE 4CM		1600,00		
DCA6760	☐	CARBOLIFE CURVE L Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL. 3 CM, REGULOWANE 4CM		1300,00		
DCA6770	☐	CARBOLIFE QUADRO, Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL. 3 CM, REGULOWANE 4CM		1600,00		
DCA6780	☐	LEKKIE ALUMINIOWE, SZARE, ODL. 3 CM, REGULOWANE 4CM			◆	
DCA6790	☐	LEKKIE ALUMINIOWE, CZARNE ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM			○	
CAMBER KÓŁ TYLNYCH						
DCA6820	☐	0°			◆	
DCA6840	☐	3°	NC : 7230		○	
OSŁONY SZPRYCH						
DCA6900	☐	22", 24", 26", Przezroczyste		900,00		
DCA6910	☐	22", 24", 26" , Czarne		900,00		
ZESTAW DODATKOWY ALBER						
DCA6950	☐	Płyta adaptera E-MOTION M25 zawiera 2 antytipery ALBER	Tylko z kołami 24". NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210	2700,00		
Wskazówka: w celu zapewnienia doskonałej kompatybilności hamulców z kołami ręcznymi, zaleca się wyposażyć je w taką samą powłokę, jak koła z napędem.						
UNIQUE - PERSONALIZACJA						
UCA6960	☐	UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW I OSŁONY ŁOŻYSK		1350,00		
UCA6961	☐	UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW, OSŁON ŁOŻYSK, OPARĆ I CIĄGÓW (tylko dla ciągów DSA6780)		2200,00		
UCA6962	☐	UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW, OSŁON ŁOŻYSK, OPARĆ I CIĄGÓW (tylko dla ciągów DSA6780) I PODNÓŻKA RURKOWEGO (tylko dla podnóżka DSA3200)		3000,00		

UNIQUE - KOLORY PREMIUM ANODOWANE					
UCA6963	☐	RED		○	
UCA6964	☐	VIOLET		○	
UCA6965	☐	COPPER		○	
UCA6966	☐	GREEN		○	
UCA6967	☐	ORANGE		○	
UCA6968	☐	GOLD		○	
UCA6969	☐	CHAMPAGNE		○	
UCA6970	☐	PINK		○	
UCA6971	☐	BLUE		○	
UCA6972	☐	POLY MIRROR FINISH		○	
HAMULCE - patrz tabela 2 na końcu					
DCA7200	☐	Hamulce do ciągnięcia		◆	
DCA7210	☐	Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią		○	
DCA7220	☐	Hamulce Standardowe z prostą dźwignią		○	
DCA7230	☐	Hamulce PERFORMANCE	NC : 7300, 7810, 7820, 7830	350,00	
DCA7250	☐	Hamulce LIGHT ACTIVE	NC : 7300	700,00	
PRZEDŁUŻENIE DŹWIGNI HAMULCA					
DCA7300	☐	Przedłużenie dźwigni hamulca		350,00	
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA					
Maksymalnie 2 elementy na stronę z listy: antytipery, wsporniki przechyłu, uchwyt na kule, rurkowe podłokietniki lub kółka tranzytowe)				 7500 / 7520 Pas Evoflex regulowany od 35 mm do 125 mm do tyłu od przedniej części siedziska. 6 positions inpozycji w odstępach co 15 mm  7810 / 7820 / 7830	
ANTYTIPERY					
DCA7500	☐	Antytiper prawy			600,00
DCA7510	☐	Antytiper lewy			600,00
DCA7520	☐	Antytipery po obu stronach			1200,00
ZESTAW TRANSPORTOWY					
DCA7600	☐	Zestaw transportowy ze znakami firmowymi	NC : 7800, BH ≤ 400 mm		250,00
PAS					
DCA7800	☐	Standardowy pas siedziska - plastikowa klamra			200,00
DCA7810	☐	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex; 2-punktowy, mały, płaski, z przyciskiem			1000,00
DCA7820	☐	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex, 2-punktowy, średni, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		1000,00	
DCA7830	☐	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex, 2-punktowy, duży, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		1000,00	
ŚWIATŁA ODBŁASKOWE					
DCA7900	☐	Zamontowane na kołach (odblaski na kołach)		100,00	
OPCJE DODATKOWE					
OCHRONA RAMY					
DCA8000	☐	Ochraniacze tylnej części ramy		◆	
DCA8010	☐	Ochraniacze przedniej części ramy		200,00	
WSPORNIK PRZECHYŁU					
DCA8100	☐	Wspornik przechyłu - prawy	NC : 8200	300,00	
DCA8110	☐	Wspornik przechyłu - lewy	NC : 8210	300,00	
DCA8120	☐	Wspornik przechyłu - po obu stronach	NC : 8200, 8210	600,00	
UCHWYT NA KULE					
DCA8200	☐	Uchwyt na kule - prawy		300,00	
DCA8210	☐	Uchwyt na kule - lewy		300,00	
KOŁA TRANZYTOWE					
DCA8300	☐	KOŁA TRANZYTOWE 3"		1400,00	

INNE					
DCA8450	☐	TACKA		1800,00	 8550
DCA8500	☐	POMPKA - NOWOŚĆ		150,00	
DCA8550	☐	ZESTAW NARZĘDZI		100,00	
DCA8650	☐	TORBA NA KOŁA		300,00	 8650
DCA8680	☐	KOŁA TERENOWE 24" Z TORBĄ - KOMPLET/ KOŁA MOUNTAIN BIKE Z SZARYMI, ALUMINIOWYMI CIĄGAMI; W ZESTAWIE OSIE NA SZYBKOZŁĄCZACH		2900,00	
DCA8800	☐	PASEK NA ŁYDKI BODYPOINT		500,00	 8850
DCA8850	☐	Torba podróżna BODYPOINT na COMPACT		500,00	

Table 1 :
HIGH OR STANDARD MOUNTED SITUATION (Foot plate, legrest angle and LLL)

	plastic foot plate standard		Carbon footplate 2 parts				Carbon footplate 1 piece			
	Swing Away Frame		Fixed Frame		Swing Away Frame		Fixed Frame		Swing Away Frame	
	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°
	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°
LLL 200	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 210	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 220	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 230	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 240	STD	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 250	STD	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 260	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 270	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 280	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 290	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 300	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 310	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 320	HIGH	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 330	HIGH	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 340	HIGH	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 350	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 360	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 370	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 380	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 390	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 440	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 450	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 460	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 470	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 480	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 490	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 500	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 510	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD

Table 2:
Brakes in relationship with rear wheel position, rear wheel size and SD

	REAR WHEEL POS.	22" REAR WHEEL						24" REAR WHEEL						25" REAR WHEEL						26" REAR WHEEL					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
push brakes	SD 320-380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 440	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 460	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 480	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
pull brakes	SD 320-380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 440	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 460	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 480	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
performance brakes	SD 320-380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 440	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 460	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 480	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
active brakes	SD 320-380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 440	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 460	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 480	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
light active brakes	SD 320-380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 440	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 460	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 480	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

NC
NC with Swing away frames

Table 3 :
SWING AWAY HEMI FRAME CONDITION

Front wheel	4"	5"	6"	7"
FSTF 370	Hemi*			
FSTF 380	Hemi	Hemi*		
FSTF 390	Hemi	Hemi*		
FSTF 400	Hemi	Hemi*	Hemi*	
FSTF 410	Std*	Hemi	Hemi*	
FSTF 420	Std*	Hemi	Hemi*	
FSTF 430	Std*	Hemi	Hemi	
FSTF 440	Std	Std*	Hemi	
FSTF 450	Std	Std*	Hemi	
FSTF 460	Std	Std*	Std*	Hemi
FSTF 470	Std	Std	Std*	Hemi
FSTF 480	Std	Std	Std*	Hemi
FSTF 490	Std	Std	Std	Std*
FSTF 500	Std	Std	Std	Std*
FSTF 510	Std	Std	Std	Std*
FSTF 520	Std	Std	Std	Std
FSTF 530	Std	Std	Std	Std

NC
FSTF NOT IN THE EPF
Hemi* / Std* WITH HOUSING CONNECTOR PLATE




Table 4 :
MATRX BACKREST WIDTH AVAILABLE RANGE RANGE

SEAT WIDTH (SW)	ELITE E2 / ELITE DEEP E2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
	360	380	410	430	460	480	510
280	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
300	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
320	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
340	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
360	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
440	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
460	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
480	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
500	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

SEAT WIDTH (SW)	MX2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
	360	380	410	430	460	480	510
280	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
300	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
320	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
340	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
360	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
440	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
460	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
480	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
500	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC


RAMPY					
1440530	☐	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego , wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm,16.3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		8200,00	 1440530
1654128	☐	Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium z powłoką antypoślizgową , wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm, 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg		1900,00	 1654128
1654129	☐	Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact , wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg		3700,00	 1654129
1654130	☐	Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono , wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		2000,00	 1654130

Tabela 1 - Standardowy lub wysoki montaż (płyta podnóżka, podnózek - kąt i LLL)
a. STD - Płyta podnóżka - standardowy montaż
b. HIGH -Płyta podnóżka wysoki montaż
- możliwe
- niemożliwe (NC)
c. pionowo: LLL
d. poziomo: standardowa , plastikowa płyta podnóżka (rama stała,składana), 2częściowa karbonowa płyta podnóżka(rama stała,składana), 1częściowa karbonowa płyta podnóżka (rama stała,składana)

Tabela 2 - Hamulce względem pozycji, rozmiaru tylnych kół oraz SD (głębokość siedziska)
a. pionowo: pozycja kół i rodzaje hamulców
b. poziomo: rozmiar tylnych kół

Tabela 3. - Rama składana typu hemi
a. pionowo: przednie koła
b. poziomo: rozmiar przednich kół
c. Niezgodnie (Nie FSTF w EPF) (Hemi*/Std*- Z PŁYTĄ ŁĄCZĄCĄ)

Tabela 4.(Dostępna gama szerokości oparc MATRX ELITE E2/ ELITE DEEP2. MX2)
a. pionowo: szerokość siedziska (SW)
b. poziomo: rodzaje oparc