

Küschall[®]

CHAMPION



ŚWIAT BEZ GRANIC

W Kuschall wierzymy, że wszystko jest możliwe, jeśli masz moc, aby to osiągnąć. Kuschall Champion oferuje najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Otwórz się na przygody, zwiększ wydajność. **Otwórz swój świat.**

KÜSCHALL CHAMPION

Kuschall Champion to **wyjątkowy** wózek, który zapewni niesamowite wrażenia z jazdy dzięki sztywnej ramie. Jest wygodny i prosty do złożenia. To najlepsze połączenie nowoczesnego designu ze sprawdzoną wydajnością **hybrydową**. Opcja SK (nożycowa) sprawia, że Twój Kuschall Champion jest **bardzo kompaktowy**, porównywalny do wielkości plecaka. Jest idealnym towarzyszem podróży i kolekcjonowania przygód.

HYDROFORMOWANIE

Siła, lekkość i sztywność.

Hydroformowana przednia część ramy w Kuschall Champion przyczynia się do poprawy osiągnięć podczas jazdy, a tym samym, zwiększona sztywność umożliwia bezproblemowy transfer dzięki ergonomicznemu uchwytowi.

HYDROFORMOWANA PRZEDNIA CZĘŚĆ RAMY

- Zoptymalizowane właściwości jezdne dzięki zagięciu niżej (co daje większą sztywność) w obszarze kolan.

HAMULCE LIGHT ACTIVE

- Minimalistyczny design, precyzja nawet w najdrobniejszych szczegółach.

SUPER KOMPAKTOWY

- Opcja SK (składanie nożycowe) umożliwia złożenie wózka do rozmiaru porównywalnego do wielkości plecaka



Küschall® CHAMPION

CIĄGI CARBOLIFE

- Innowacyjny profil ciągu pozwala uzyskać kontrolę, przyczepność bez większego wysiłku, jednocześnie stabilizując nadgarstek.

MECHANIZM SKŁADANIA

- Złóż wózek i oparcie bez wysiłku, jednym ruchem.

WYJĄTKOWY OPCJA SKŁADANIA

- Jeden element pozwala bezproblemowo dopasować środek ciężkości i wysokość siedziska do wymagań użytkownika.

TRZYMA SIĘ TORU

- Intuicyjna i unikalna regulacja obudowy kółka doskonale nadaje się do utrzymania stałego kierunku poruszania się.

KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI

NIEPOWTARZALNY

Dzięki wyjątkowemu elementowi składania w Champion, możesz bez wysiłku dostosować i konfigurować wózek, zgodnie z wymaganiami użytkownika. Jedna jednostka do regulacji środka ciężkości w 9 różnych pozycjach siedziska, wysokości tylnej części siedziska i 5 różnych możliwościach montażu adaptera dla różnych ustawień.



HYBRYDOWY

Mechanizm składania sprawia, że Champion posiada lepsze właściwości jezdne niż inne składane wózki. Idealna konstrukcja, której wynikiem jest hybrydowy, składany wózek, ale o sztywnej ramie stałej.

SUPER KOMPAKTOWY

Po prostu złoż główną ramę za pomocą unikalnego mechanizmu składania, aby uzyskać kompaktowy rozmiar - łatwy w transporcie lub podróży. Super kompaktowy z opcją SK (składanie nożycowe) umożliwia składanie Championa do jeszcze mniejszego rozmiaru.




HYDROFORMOWANA PRZEDNIA CZĘŚĆ RAMY

Nowo zaprojektowana hydroformowana przednia część ramy z ergonomicznym uchwytem do wygodnego podparcia użytkownika podczas zmiany pozycji i w czasie przenoszenia.

KONFUGURACJA

1 WYBIERZ KOLOR RAMY



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Azure Blue



Carmine Red

2 STYL NAKLEJEK



3 KOLOR NAKLEJEK



Black



Red



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA 360 - 480 mm w odstępach 20 mm 	GLĘBOKOŚĆ SIEDZISKA 340 - 480 mm w odstępach 20 mm 	DŁUGOŚĆ OD KOLAN DO PIĘT 320 - 500 mm Stepless adjustable 	WYSOKOŚĆ OPARCIA 300 - 465 mm w odstępach 15 mm 	KĄT OPARCIA 76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94° 
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Przód: 450 - 540 mm Tył: 390 - 490 mm 	KĄT RAMY 75° / 90° Rama prosta lub rama przywiedziona 	ŚERODEK CIĘŻKOŚCI 9 pozycji 	CAMBER 0° / 1° / 3° 	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 75° ok. 930 mm 90° ok. 830 mm 
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA SW + 160 - 240 mm 	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA PO ZŁOŻENIU Ok. 280 - 340 mm 	WAGA CAŁKOWITA (Z KOŁAMI) Ok. 9.2 kg 	WAGA TRANSPORTOWA (BEZ KÓŁ) Ok. 6.7 kg 	MAKSYMALNA WAGA UŻYKOWNIKA 120 kg 

Wszystkie podane wymiary i wagi oparte są na szerokości siedziska i głębokości siedziska 400 mm w najbliższej i najbardziej kompaktowej konfiguracji. Waga i pomiary mogą się różnić w zależności od konfiguracji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi na naszej stronie internetowej.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel. +48 516293265
Tel: 32 733 7999 lub 32 787 40 86
mail: biuro@kuschall.eu

"PARTNER" Szmidt-Banyś Spółka Jawna
Ul. Chorzowska 30c
41-910 Bytom

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world i K-Series są znakami towarowymi Invacare International GmbH. dokonano wszelkich starań, aby zawartość tej publikacji była w pełni aktualna w momencie oddania do druku. W ramach ciągłego doskonalenia produktów, Invacare International GmbH zastrzega sobie prawo do modyfikacji istniejących modeli w dowolnym momencie. © lipiec 2019, Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. EU - 1659367