

zippie.
Explore your world!




Youngster 3



Fit for Adventures

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Youngster 3

Najłżejszy wózek składany
z możliwością wzorstu!



Zippie® Youngster 3™:

Nowy lekki Youngster 3 oferuje zintegrowane powiększenie głębokości i szerokości siedziska. Nowa rama sprawia, że wózek wygląda stylowo i niepowtarzalnie.

Ponadto Youngster 3 oferuje nowe, innowacyjne i lekkie opcje stworzone przy pomocy najnowocześniejszych technologii.





PATENTED

Opatentowane 2 cm wzrostu szerokości siedziska przy pomocy krzyżaka (bez dodatkowych części).



Nowy lekki widelec i regulowana rama. Lepszy wygląd i doskonałe możliwości manewru.

- Lekki pakiet:

Lekki widelec, lekka tapicerka siedziska, lekki koła antywywrotne, pakiet Safari



4 cm wzrostu głębokości siedziska przy pomocy rurki siedziska (bez dodatkowych części).

Odkrywaj świat! Baw się, spędzaj czas z przyjaciółmi i bądź aktywna/-y!

Opcje

Nowy Youngster 3™ oferuje Tobie i Twoim rodzicom szeroki wybór opcji dla większego komfortu, lepszej zabawy, wolności i bezpieczeństwa.



Lekka tapicerka siedziska ułatwia transport.



Nowy wybór tapicerek oparć w wielu wersjach i ze zwiększoną możliwością regulacji.

24 kolory ramy!

Wybierz kolor dla każdego elementu. Poduszki są zawsze czarne.




Nowoczesny wygląd osłon bocznych w połączeniu z nową blokadą kół typu Safari zwiększa bezpieczeństwo.

Ostony na szprychy

Posiadamy w ofercie 21 fantastycznych wzorów osłon na szprych. Znajdziesz je wszystkie na formularzu zamówienia.



Dane techniczne



| | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------|
| Kolory ramy : | 24 kolory (patrz form. zamówienia) | Waga najcięższej części: | 4.4 kg |
| Kolor tapicerki: | Czarna / 5 kolorów lamówki | Waga wóka: od | od 8.5 kg |
| Maks. waga użytkownika: | 85 kg | Przednie kółka: | 4" / 5" / 6" |
| Wzrost: Szer. siedz.: Głęb. siedz.: | +2 cm bez dodatkowych części +4 cm bez dodatkowych części | Tylne koła: | 20" / 22" / 24" |



PB_Youngster3_EN_EU_REV.1

Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl