

Simba™

Generacja 2015

zippie®
Explore your world!



Lekki wózek z możliwością
wzrostu



To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Simba™

Generacja 2015



Innowacyjny i regulowany
wózek z możliwością
wzrostu

Jednego jesteśmy pewni,
że dzieci będą rosły! Właśnie dlatego
Simba ma możliwość 4 cm wzrostu
głębokości siedziska wbudowanego w
ramę. Funkcja wzrostu szerokości o 2
cm działa również bez konieczności
montowania dodatkowych części.

Simba – Twój lojalny przyjaciel!



IDEALNA KONSTRUKCJA DLA DZIECI

Z niezależnością przychodzi pewność siebie. Każdy centymetr Simby został zaprojektowany tak, aby zapewnić dzieciom najlepszy możliwy dostęp do kół w celu wydajnego napędu. Z takimi funkcjami, jak rama odwiedzona, podnóżek z regulowanym kątem pochylenia i zintegrowana blokada koła safari w osłonach bocznych, dzieci mogą samodzielnie wsiadać i wysiadać z wózka, a także bezpiecznie i szybko hamować w czasie jazdy.



WSZYSTKO TO ERGONOMIA

Łatwość regulacji kąta i wysokości w uchwycie do prowadzenia zapewnia ustalenie najbardziej ergonomicznej pozycji. Nowa poprzeczka stabilizująca wzmacnia oparcie zwłaszcza wtedy, dy wybrane są ręczki do prowadzenia.



BLOKADA KÓŁ TYPU SAFARI

Ulepszony hamulec zintegrowany z osłoną boczną typu Safari pozwoli Ci się zatrzymać szybko i bezpiecznie.



W PEŁNI REGULOWANY ADAPTER OSI

Adapter osi zapewnia pełną regulację tylnej wysokości siedziska, środka ciężkości i pochylenia kół w zależności od potrzeb.



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Wyjątkowa konstrukcja mocowania widelca, połączona z innowacyjnymi widelcami "carbotech" zrobionymi z niezwykle lekkiego i wytrzymałego materiału, sprawiają, że wózek jest lżejszy.

WYBÓR KOLORÓW

Chcemy, aby Simba pozwoliła wyrazić unikalną osobowość Waszego dziecka. Poza bardzo stylowym wyglądem ramy, Simba oferuje 24 kolory ramy, 5 kolorów lamówki tapicerki oparcia, kolorowe widelce oraz duży wybór osłon na szprychy.

24 kolory ramy



DANE TECHICZNE

Maks. waga użytkownika	65 kg
Szerokość siedziska:	22 – 36 cm (wzrost +2 cm bez dodatkowych części)
Głębokość siedziska:	24 – 38 cm (wzrost +4 cm bez dodatkowych części)
Wysokość siedziska z przodu:	36 – 48 cm
Wysokość siedziska z tyłu:	29 – 46 cm
Wysokość oparcia:	20 – 40 cm
Kąt oparcia:	-16° to +20°
Wersja ramy:	prosta lub z taliowanien na zewnątrz (3 cm z każdej strony)
Kąt ramy:	95°
Kółka przednie:	3"/4"/5"/6"
Koła tylne:	20"/22"/24"
Waga wózka:	od 8 kg
Kolory:	24 kolory
Crash test:	tak



Więcej informacji na temat opcji produktu można znaleźć w formularzu zamówienia na naszej stronie internetowej. Możesz zobaczyć ten dokument również w większej czcionce w pliku PDF na stronie: www.Sunrise-Medical.pl



Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl