

ROBOOTER.PL

REBOOT YOUR LIFE



www.medbonum.pl

med**db**onum

ROBOOTER E40

Technologia połączona z elegancją - inspirująca harmonia

 **4CM**
Pokonywanie progów

 **10CM**
Pokonywanie rowów

 **9°**
Pokonywanie wzniesień

 **45CM**
Promień zawracania

 **150KG**
Max ładowność

 **23KM**
Max zasięg

 **4-6H**
Czas ładowania

 **8KM/H**
Max prędkość

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania i etykietą.