



www.medbonum.pl

med**db**onum

ROBOOTER E60

Swoboda ruchu i niezależność na każdym terenie

 **6CM**

Pokonywanie progów

 **10CM**

Pokonywanie rowów

 **15°**

Pokonywanie wzniesień

 **80CM**

Promień zawracania

 **150KG**

Max ładowność

 **25KM**

Max zasięg

 **7-9H**

Czas ładowania

7h □ 20Ah □ 9h □ 25Ah □

 **8KM/H**

Max prędkość

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania i etykietą.