



# Kompas<sup>TM</sup>

LEKKI | KOMPAKTOWY | WYGODNY





Invacare **Kompas** to połączenie poczucia wolności i swobody w elektrycznym wózku z kompaktową konstrukcją manualnego wózka inwalidzkiego. Dzięki temu jest idealny dla osób, które chcą prowadzić aktywny i niezależny styl życia i nie rezygnować z przestrzeni i wygody. Jest jednym z najlżejszych i najbardziej kompaktowych składanych wózków na rynku, **Kompas** jest bardzo wszechstronnym oraz idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą czerpać jak najwięcej z życia.

## Prosty w składaniu i kompaktowy

Dzięki intuicyjnej, jednostopniowej konstrukcji, wózek można szybko i łatwo złożyć - to oszczędność czasu i energii. Po złożeniu wózek zajmuje imponująco małą powierzchnię, porównywalną do rozmiaru manualnego składanego wózka.

Ten kompaktowy rozmiar w połączeniu z możliwością ustawienia w pozycji pionowej po złożeniu sprawia, że Kompas idealnie nadaje się do przechowywania w ciasnych miejscach, takich jak schowek pod schodami czy między meblami.

## Niezwykle lekki, przenośny

Ważąc mniej niż 21 kg \*, **Kompas** jest najbardziej kompaktowym i najlżejszym elektrycznym wózkiem w szerokim portfolio Invacare.

Zoptymalizowany pod kątem prostej obsługi, elektryczny wózek można, w razie potrzeby, bez wysiłku podnieść, np. by wnieść go do domu lub do przetransportować w bagażniku.

## Wszechstronny, wygodny i przyjemny!

Niezależnie od tego, czy chodzi o użytkowanie w domu, ekscytujące jednodniowe wycieczki, czy codzienne wyjazdy; wysoce zwrotny Invacare Kompas może pomóc w pokonaniu dystansu do 11 km podczas różnych wypadów. Po prostu go złoż i ruszaj!

\* Waga podana bez akumulatora.



# 5

## KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI

1

### W pełni regulowany

- ▶ Oparcie z regulacją wysokości zapewnia dodatkowe podparcie i wygodę osobom wyższym.
- ▶ Podtrzymujący, podnoszony i antypoślizgowy pedał ma 3 regulacje wysokości dla większego komfortu.



2

### Wymowany akumulator litowy

- ▶ Zatwierdzony przez linie lotnicze wymowany akumulator 11.4Ah z dodatkowym portem ładowania i wskaźnikiem naładowania.
- ▶ W przeciwieństwie do wielu innych składanych wózków elektrycznych, nie ma potrzeby wyjmowania akumulatora, by złożyć wózek.



5

### Lekka rama

- ▶ Dzięki niezwykle masie ramie - poniżej 21 kg - kompaktowy **Kompas** można bez wysiłku podnosić i przenosić jeśli zajdzie taka konieczność



4

### Antytipery

- ▶ Do użycia po złożeniu, aby umożliwić łatwe manewrowanie podczas transportu i dodatkową stabilność w czasie przechowywania.

3

### Jednostopniowy mechanizm składania

- ▶ Składanie i rozkładanie jest niezmiernie proste.
- ▶ Kompaktowe wymiary 590 x 370 x 810 mm po złożeniu.



## Dodatkowe opcje

### ▶ Trwały kontroler P&G UK

- Wysokiej jakości kontroler wskazuje pozostały poziom naładowania akumulatora i umożliwia łatwą regulację prędkości i sprawną kontrolę ruchu.
- Wyposażony w wygodny, wbudowany port ładowania.

### ▶ Inteligentny System Hamowania

- Automatycznie zapobiega niezamierzonemu stoczeniu się podczas postoju, skutecznie blokując wózek.

### ▶ Tylne opony pneumatyczne

- Ułatwiają płynniejszą jazdę i nadają się także do użytku na zewnątrz.

### ▶ Koszyk do przechowywania

- Wymowany, nylonowy koszyk zamontowany pod siedziskiem umożliwia transport małych przedmiotów.

### ▶ Dźwignie odblokowujące koła

- Łatwe w obsłudze dźwignie odblokowujące koła do odłączania silników podczas transportu ręcznego.

### ▶ Opcjonalnie akumulator litowy 17,1 Ah

- Większy akumulator dostępny jako akcesorium w celu zwiększenia zasięgu do 18 km.

## Dane techniczne ▼

Bardziej szczegółowe informacje przedsprzedażowe dotyczące tego produktu, w tym instrukcja obsługi, można znaleźć na stronie internetowej firmy Invacare.

Szerokość siedziska ▼	Głębokość siedziska ▼	Wysokość od siedziska do podłogi ▼	Wymiary po złożeniu ▼	Szerokość z kołami ▼	Długość całkowita ▼	Wysokość całkowita ▼
<b>Kompas</b> 460mm	420mm	520mm	590 x 370 x 810mm	590mm	970mm	950-1000mm

  

Waga całkowita ▼	Maks. waga użytkownika ▼	Pojemność baterii ▼	Waga akumulatora ▼	Pojemność silnika ▼	Średnica toczenia ▼	Prześwit ▼
<b>Kompas</b> 20.9kg bez akumulatora	115kg	Akumulator litowo-jonowy 24 V/11,4 Ah	2.1kg	DC24V/70 watów	825mm	30mm

  

Maks. bezpieczne nachylenie ▼	Maksymalny dystans ▼	Maksymalna prędkość ▼	Rozmiar opony ▼	Rozmiar koła ▼
<b>Kompas</b> 6°1	1km / 6.8mil	6.4 kph / 4 mph	8" pneumatyczne	7" PU

## Kolor ramy ▼



Czarny & Szary

## Tapicerka ▼



Czarna

"PARTNER" Szmidt-Banyś Sp.J.  
30 41-910 Bytom

Tel.+48 516293265  
32 733 7999 lub 32 787 40 86  
mail: biuro@kuschall.eu

Invacare International GmbH  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Szwecja

Tel.: +41 61 487 70 70  
hqeurope@invacare.com  
www.invacare.eu.com



© 2020 Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uważa się, że wszystkie podane informacje są aktualne w momencie druku. Invacare zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniej konsultacji. Kompas - UE - 09/2020