

# TURIOS

*Najbardziej kompaktowy*





*Zeskanuj kod QR  
i zobacz film o turiosie*






## ■ Najbardziej kompaktowy

Turios jest naszym najbardziej kompaktowym wózkiem o napędzie elektrycznym. Jego stosunkowo małe wymiary zapewniają łatwość manewrowania, i sprawiają, że idealnie pasuje do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Podróż transportem publicznym, korzystanie z wind jest z Turiosem bezproblemowa. Wydajność Turiosa sprawia że poruszanie się również w warunkach terenowych jest czystą przyjemnością. Duże koła kierunkowe z łatwością pokonują krawężniki zachowując stabilność. Turios to twój najlepszy kompan w pomieszczeniach i terenie.



## ■ Dopasuj do siebie swojego Turiosa

Skonfiguruj swojego Turiosa do swoich preferencji i stylu życia. Czy preferujesz większość czasu spędzać w domu czy na wycieczkach poza, twój Turios dopasuje się do każdej sytuacji. Kolorystyczny akcent aluminiowych obręczy kół tylnych zawsze nawiązuje do głównego koloru ramy jaki wybierasz przy zamówieniu.

*Koła przednie*



8" (200 mm)



9" (230 mm)



10" (260 mm)

*Koła tylne*





## ■ Skonfiguruj swojego Turiosa

Komfort jest bardzo ważnym aspektem wózka, dlatego podczas zamawiania masz duży wybór tapicerek oparcia i siedziska. Dla lepszego pozycjonowania i stabilizacji polecamy tapicerki konturowe wykonane z miłego w dotyku PU Soft Touch lub stylowej sztucznej skóry.



*Turios C5 czarny - Zagłówek L55  
Oświetlenie LED SE19- Wygodne podnóżki BZ8  
Konturowe oparcie i siedzisko L34 L35 z PU Soft Touch*



*Oparcie konturowe  
L34 z 3D Net*



*Oparcie konturowe  
L34 ze Sztucznej skóry*



*Oparcie konturowe  
L34 z Nylon Plus*



*Siedzisko konturowe  
L35 z 3D Net/Nylon Plus*




*Siedzisko konturowe  
L35 z PU Soft Touch*



*Siedzisko konturowe  
L35 ze sztucznej skóry*

Dla wygodnego siedzenia Turios został wyposażony standardowo w manualną regulację kąta siedziska i oparcia lub opcjonalnie w automatyczną regulację kąta siedziska i oparcia.





## ■ Planujesz podróż? Zabierz ze sobą swojego Turiosa!



Baterie Turiosa są dopuszczone do transportu lotniczego co pozwala go zabrać ze sobą w najlepszą twoją podróż.



Turios przeszedł Crash Test na zgodność z normą **ISO 7176-19** i może być przewożony razem z użytkownikiem siedzącym w nim, dzieckiem lub dorosłym o wadze równej lub wyższej od 22 kg.

## ■ Kolory

Turios jest dostępny w różnej kolorystyce. Na kolor jaki wybierzesz będzie pomalowana rama główna oraz pojawi się jako estetyczny akcent aluminiowych obręczy kół tylnych.



**C4**  
czerwony



**C5**  
czarny



**C76**  
biały metalik



**C77**  
czarny metalik



**C79**  
jasny niebieski metalik



**C85**  
zielony



**C87**  
pomarańczowy



Inne kolory  
na życzenie





**SE09 - Sterownik dla osoby towarzyszącej**



**SE06 - gniazdo USB**



**B31 - uchwyt na kule**



**SE19 - Oświetlenie**



**BZE - Automatycznie regulowane podnóżki**



**SE27 - Kufer**

# **linxx**™

## **Nowa generacja systemów sterujących**



- Bezproblemowy i rozbudowywalny system
- Komponenty modułowe – mieszaj i dopasowuj moduły
- Najnowocześniejsza technologia
- Rewolucyjne podejście do programowania



Wszystkie pozostałe opcje dodatkowe  
dostępne na stronie  
[www.vermeiren.pl](http://www.vermeiren.pl)

## Dane techniczne

■ Całkowita szerokość	580 - 640 mm
■ Długość całkowita	1060 - 1070 mm
■ Wysokość siedzenia	450 - 550 mm
■ Szerokość siedziska	390 - 450 - 510 mm
■ Głębokość siedziska	380 - 510 mm
■ Wysokość oparcia	550 lub 585 mm

■ Akumulator	2x 12V/38Ah/150W lub 2x 12V/50Ah/450W
■ Prędkość maksymalna	6 km/h lub 10 km/h
■ Zasięg jazdy	>25 km
■ Waga	105,8 kg
■ Maksymalna waga użytkownika	130 kg
■ Informacje dodatkowe	 

Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów ( $\pm 15$  mm, 1,5 kg).  
Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

# TURIOS

Najbardziejziej kompaktowy

- Kompaktowy wygląd
- Do wewnątrz i w terenie
- Mocny napęd na tylne koła
- Wyjątkowy komfort jazdy

Dystrybucja:

**VERMEIREN**  
we care for you

