

Invacare® Aviva RX20 Modulte AA2

PARTNER MED POLSKA sp.z o.o.

www.partner-med.pl

www.kuschall.eu

Siedziba główna, Salon Wystawowy Bytom ul. Chorzowska 30c

tel. 327874086, 516 293 265

PARTNER

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ



Invacare® Aviva RX20 Modulte AA2

Elektryczny wózek z napędem na tył

Oddział Warszawa, Salon Wystawowy:
ul. Górczewska 47
tel.: 603 590 213

Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911

Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
tel.: 536 447 544

LINXX™

BP Bodypoint

CE

INVACARE

UNIQUE

Designed by you. Built by us.

Usługa dostosowywania Invacare Unique
Proszę podać numer oferty lub specjalny numer produkcyjny

Orientacyjna cena — użyj konfiguratora na stronie Invacare Pro, aby wygenerować wyceny lub zamówienia bez niezgodności.

☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem ☒ Wyposażenie standardowe ☐ Opcja bezpłatna

KOD		OPIS	NC : Niezgodny NC : 9999 : niezgodny z nr ref 9999	PLN	*Cena wózka w wersji podstawowej została podana w PLN
JBC0016	<input type="checkbox"/>	Invacare® Aviva® RX20 AA2 Zawiera moduł zasilania 75A - akumulatory 52Ah dopuszczalna waga użytkownika: 136 kg		19 500,00	
JBC0048	<input type="checkbox"/>	Invacare® Aviva® RX20 AA2 PACK POWER Zawiera moduł zasilania 120A - akumulatory 60Ah - dopuszczalna waga użytkownika: 136 kg Podwójny pilot w komplecie REM050	PAKIET NIE PODLEGA MODYFIKACJI NC: 2860, 2108, 2219, 2245, 2220	4 409,73	

PODWOZIE AVIVA RX

JBC2810	<input type="checkbox"/>	Wąskie podwozie - 560 mm		◆	**Ceny opcji zostały podane w EURO
JBC2830	<input type="checkbox"/>	Szerokie podwozie- 635 mm <i>Zalecane z podnóżkiem centralnym</i>	NC: 1244	382,94	

Standardowe siedzisko Modulte



RODZAJ SIEDZISKA					<div></div> <div>2111</div> <div></div> <div>2112</div>	
JBC2111	<input type="checkbox"/>	Sztywne siedzisko Modulte , z regulacją szerokości i głębokości - Dodatkowe +25 mm przy podłokietniku Szerokość: 380 do 530 mm, stopniowo co 50 mm Głębokość: 410 do 510 mm, regulacja bezstopniowa		◆		
JBC2112	<input type="checkbox"/>	Elastyczne siedzisko Modulte, regulacja na pasach, regulacja szerokości i głębokości, podłokietniki z możliwością regulacji szerokości (+25 mm mm na stronę) - wysokość siedziska +30 mm Szerokość: 380 do 530 mm, stopniowo co 50 mm Głębokość: 410 do 510 mm, regulacja bezstopniowa		137,44		
Seat width (Factory preset)						
JBC2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC: 2701, 2703, 2705	○		
JBC2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705,	◆		
JBC2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC: 2702, 2704, 2706	○		
JBC2124	<input type="checkbox"/>	530 mm <i>Recommended: choose 73,5Ah batteries</i>	NC: Oparcia Matrx , 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	137,44		
ZESTAW BODYFIT						
JBC2106	<input type="checkbox"/>	Zestaw Bodyfit - (-wysuwane wsporniki oparcia i punkt obrotu) Zalecany do siedzisk formowanych	NC: 2124, 2192, 2194	○		
GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (ustawienie fabryczne)						
JBC2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC: 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○		
JBC2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆		
JBC2136	<input type="checkbox"/>	Szyna siedziska przedłużona o 35 mm w przypadku głębokości siedziska 510 mm ze sztywnym oparciem Flex 3	NC: 2143	○		

2024
Aviva RX20 AA2



Podane ceny opcji obowiązują wyłącznie w przypadku zamówienia z wózkiem. W przypadku opcji zamawianych oddzielnie należy skontaktować się ze swoim dystrybutorem.
© 2024 Invacare International Sarl

Wszelkie prawa zastrzeżone



PODUSZKI SIEDZISKA				
JBC2142	<input type="checkbox"/>	Poduszka Flo-tech Lite (dla szerokości od 380 do 480mm, wysokość 75mm, maks. waga użytkownika 127 kg) / Contour (dla szerokości 530mm, wysokość 100mm, maks. waga użytkownika 152 kg)		◆
JBC2143	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx Contour Visco NG (wysokość 100 mm , maks. waga użytkownika 100 kg)	NC : 2136, 2124	76,78
JBC2147	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx Libra (wysokość 90mm , max user weight 136 kg)		293,84
JBC2144	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx Vi (osłona mikrowentylowana))		293,84
RURKI TYLNE				
JBC2162	<input type="checkbox"/>	wysokość 540 mm		○
JBC2163	<input type="checkbox"/>	wysokość 480 mm	NC: 2173	◆
RĄCZKI				
JBC2107	<input type="checkbox"/>	Z rączkami		◆
JBC2108	<input type="checkbox"/>	Bez rączek , tylko dla oparcia <i>Flex 3</i>	NC: 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	232,23
PODPARCIE OPARCIA				
JBC2171	<input type="checkbox"/>	Oparcie z regulacją pasami , dwumateriałowe wyściełane, w zestawie tylna kieszeń	NC: 2152, 1445, 2155, 2230, 2247,1288, 1289	◆
JBC2179	<input type="checkbox"/>	Oparcie Flex 3 z regulacją pasami , dostarczane z klinem bocznym oparcia, pokrowcem Dartex (za dopłatą)	NC: 2128, 2151, 2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247	226,54
JBC2173	<input type="checkbox"/>	Sztywne oparcie Flex 3 z regulacją szerokości i wysokości (560 do 790 mm) z poduszką oparcia Laguna	NC: 2163, 2128	○
JBC2174	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Posture , wysokość 400 mm	NC: 1445, 2124	798,10
JBC2175	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Posture , wysokość 500 mm	NC: 1445, 2124	798,10
JBC2176	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite , wysokość 500 mm	NC: 1445, 2124	717,54
JBC2177	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite TR , wysokość 500 mm	NC: 1445, 2124	717,54
JBC2178	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite Deep , wysokość 500 mm	NC: 1445, 2124	717,54
Znajdź podparcie dla tułowia i wszystkie akcesoria na arkuszu pomiarowym Matr				
Poduszka oparcia i/lub tapicerka siedziska (w zależności od konfiguracji)				
JBC2151	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z czarnej tkaniny	NC: 2179	◆
JBC2152	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z czarnej tkaniny Dartex	NC: 2171	71,09
JBC2155	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z czarnej tkaniny siatkowej	NC: 2171, 2179	100,47
BOCZEK (para)				
JBC2191	<input type="checkbox"/>	Boczek z regulacją wysokości od 290 do 360 mm, głębokość i demontaż, para		◆
JBC2181	<input type="checkbox"/>	Boczek z regulacją wysokości od 340 do 400 mm, głębokość i demontaż, para		70,14
JBC2198	<input type="checkbox"/>	Otulający boczek, powłoka Dartex, para	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, Thigh wedge	283,41
JBC2183	<input type="checkbox"/>	Wewnętrzny zakrzywiony boczek, szerokość do 50 mm, 25 mm na stronę	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	136,49
JBC2193	<input type="checkbox"/>	Podnoszony boczek, regulacja wysokości od 230 do 360 mm	NC: 1445, 2179	148,82
JBC2192	<input type="checkbox"/>	Boczek z regulacją wysokości w zakresie 230 - 300 mm	NC: 1445, 2179, 2106	372,51
JBC2194	<input type="checkbox"/>	Boczek z regulacją wysokości w zakresie 300 - 360 mm	NC: 1445, 2179, 2106	372,51
PODŁOKIETNIK (para)				
JBC2195	<input type="checkbox"/>	Krótki (325 mm)	NC: 2198	◆
JBC2196	<input type="checkbox"/>	Długi (375 mm)	NC: 2132, 2198	88,15
JBC2197	<input type="checkbox"/>	Długi, ergonomiczny podłokietnik (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	128,91
Rynna - dla hemiplegików				
	<input type="checkbox"/>	Rynna dla hemiplegików (produkcja specjalna)		On demand
	<input type="checkbox"/>	Wklęsła rynna z płaskim lub zakrzywionym podparciem dłoniowym i rotatorem w prawo lub w lewo o 360°, stopiowo co 18°		On demand
PODPARCIE BIODER				
JBC2184	<input type="checkbox"/>	Podkładka lewa, rozmiar 140 x 100 mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint	332,70
JBC2186	<input type="checkbox"/>	Podkładka lewa, rozmiar 230 x 100mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint	332,70
JBC2188	<input type="checkbox"/>	Podkładka lewa, rozmiar 330 x 100mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint	332,70
JBC2185	<input type="checkbox"/>	Podkładka prawa, rozmiar 140 x 100mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint	332,70
JBC2187	<input type="checkbox"/>	Podkładka prawa, rozmiar 230 x 100mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint	332,70
JBC2189	<input type="checkbox"/>	Podkładka prawa, rozmiar 330 x 100mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint	332,70
MONTAŻ OSPRZĘTU DO PODKŁADEK BIODROWYCH				
JBC2164	<input type="checkbox"/>	Osprzęt do podkładek na biodra(wysokość 155 mm		◆
JBC2165	<input type="checkbox"/>	Osprzęt do podkładek na biodra(wysokość 206 mm)		○




21472144















21712173





















21912198





Hip support

ZAGŁÓWEK/ PODPARCIE KARKU					   	
JBC1350	<input type="checkbox"/>	Podparcie karku -reguacja głębokości	NC: 2230, 2247, 1288, 1289	◆		
JBC1432	<input type="checkbox"/>	Zagłówek-regulacja obustronna (głębokość i szerokość) , dartex	NC: 2230, 2247, 1288, 1289	○		
JBC1427	<input type="checkbox"/>	Profilowany zagłówek ,z możliwością wielu regulacji, z podparciem na policzki , dartex	NC: 2230, 2247, 1288, 1289	361,14		
JBC2324	<input type="checkbox"/>	Standardowa podkładka Elan ,10" -czarny, oddychający materiał	NC: 2230, 2247	383,89		
JBC2325	<input type="checkbox"/>	Podkładka Elan Occipital, 9" - czarny, oddychający materiał	NC: 2230, 2247	427,49		
JBC2327	<input type="checkbox"/>	Podkładka Elan na zagłówek 4- punktowy, 11"-czarny, oddychający materiał	NC: 2230, 2247	559,24		
JBC1495	<input type="checkbox"/>	Zagłówek inny niż Invacare - bez elementów montażowych, zgodny z ISO 7176-19	NC: 2229	○		
PAŁĄK						
JBC1307	<input type="checkbox"/>	Pałak (średnica 22 mm)) w połączeniu z teleskopowymi rurkami tylnymi	NC: 2108	51,18		
PODPARCIE BOCZNE(para: Dartex)						
JBC1445	<input type="checkbox"/>	Podpórka boczna z przedłużonym ramieniem, podkładka z wieloma możliwościami regulacji : głębokości,wysokości, szerokości	NC: 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	385,78		
PODNOŚNIK SIEDZISKA / OPCJA POCHYLENIA						
JBC1092	<input type="checkbox"/>	Mechaniczne ustawienie „stałego obrotu”, pochylenie 0°-20°	NC: 1401, 2054	◆		
JBC1093	<input type="checkbox"/>	Mechaniczne ustawienie pochylenia (0°-30°) z opcją CoG (maks. waga użytkownika 130 kg, jeśli wybrano 1450 lub 1494)	NC: 1401	906,16		
JBC1094	<input type="checkbox"/>	Mechaniczne podnoszenie siedziska z mechanicznym ustawieniem pochylenia (300 mm, 30°)(maks. waga użytkownika 130 kg.) - Moduł zasilania 120A i akumulatory 60Ah	NC: 1494, 2220, 2860	2 573,46		
USTAWIENIE WYSOKOŚCI SIEDZISKA						
JBC2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆		
JBC2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC: 2054	○		
JBC2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC: 2054	○		
OPCJA POCHYLENIA (tylko jeśli wybrano opcję093 lub 1094)						
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Stałe pochylenie do przodu o 5° , mocowanie dodatkowe	NC: 1092, 2858, 2859	488,15		
KOŁYSKA						
JBC0977	<input type="checkbox"/>	Mechaniczne ustawienie kołyski od 0° do 30°		◆		
PODNOŻKI /PŁYTY PODNOŻKA					 	
Podnóżek montowany centralnie z możliwością regulacji kąta, z podkładkami pod łydki oraz płytami podnóżka z regulacją kąta						
OSTROŻNIE:UWAGA: może wystąpić niezgodność między podnóżkami a przednimi kołami - wybierz szerokie podwozie						
JBC0556	<input type="checkbox"/>	Podnóżek montowany centralnie z możliwością regulacji kąta(1,5° -63°) długość: od 280 do 385mm	NC: 0517, 1244	563,03		
JBC0589	<input type="checkbox"/>	Podnóżek LNx Power montowany centralnie, zakres kompensacji długości 90° - kąt zamknięty, regulowany w zakresie 83°/90°/97°. Dostarczany pod kątem 83° z wąską ramą / 90° z szeroką ramą	NC 2105, 1244	1 969,67		
PŁYTY PODNOŻKA						
JBC2365	<input type="checkbox"/>	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości S (127 W x 190 mm D)		○		
JBC0559	<input type="checkbox"/>	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości M (140 W x 240 mm D)		◆		
JBC0516	<input type="checkbox"/>	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości L (150 W x 290 mm D)		143,13		
JBC0517	<input type="checkbox"/>	Platforma z regulacją kąta M (305 W x 275 mm D)	NC: 0556	143,13		
MOCOWANIE PODNOŻKA (PARA)						
JBC0533	<input type="checkbox"/>	Vari A (regulacja kąta od 0° do 80°) , typ Storm®4		◆		
JBC0531	<input type="checkbox"/>	ADE, mechaniczna regulacja kąta od 0° do 80° z podkładką pod łydki	NC: 0522	1 010,43		
PŁYTY PODNOŻKA (para))						
JBC0504	<input type="checkbox"/>	Para podnóżków z regulacją kąta		◆		
JBC0513	<input type="checkbox"/>	Para podnóżków z regulacją kąta i głębokości		106,16		

PILOTY LINX					<div></div> <div> REM211</div> <div> REM216</div> <div> REM400</div> <div> REM500</div> <div> 2270</div> <div> 2209</div> <div> 2210</div> <div> REM050</div> <div> 2219</div> <div> 2245</div>
PODSTAWOWE PILOTY z proporcjonalnym Joystickiem + WSPORNIKI					
JBC2203	<input type="checkbox"/>	Remote LiNX REM211 : napęd i siłowniki	NC: 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258, 0088	◆	
JBC2204	<input type="checkbox"/>	Remote LiNX REM216 : napęd i siłowniki i światła	NC: 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	
JBC2205	<input type="checkbox"/>	Remote LiNX REM400 : 3.5 ", kolorowy, dotykowy wyświetlacz z bluetooth - napęd i siłowniki i światła, emulacja myszy	NC: 0048, 0088, 0089, 2220	1 309,00	
JBC2206	<input type="checkbox"/>	Screen control LiNX REM500 : 3.5 " kolorowy, dotykowy wyświetlacz z bluetooth - napęd i siłowniki i światła, emulacja myszy	NC: 0048, 0088, 0089, 2220, 2270	1 969,67	
OPCJA PRZEŁĄCZANIA REM400					
JBC2270	<input type="checkbox"/>	Moduł przełącznika dwustabilnegof. REM400 (domyślne ustawienie: WŁ./WYŁ. i szybkie wybieranie)	NC: 2203, 2204, 2206	389,57	
PODSTAWOWA POZYCJA MONTAŻU PILOTA I WYŚWIETLACZA REM211/216/400)					
JBC1207	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, bez możliwości wysunięcia	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	
JBC1208	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, bez możliwości wysunięcia	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	
JBC1707	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, wysuwany + regulacja wysokości , skonsolidowany	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	
JBC1708	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, wysuwany + regulacja wysokości, skonsolidowany	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	
JBC2209	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany, prawy, wielostopniowa regulacja dla REM500	NC: 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	
JBC2210	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany, lewy, wielostopniowa regulacja dla REM500	NC: 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Opcja 2209/2210 z drążkiem mocującym do REM500 przedłużonym o 200 mm		Produkcja specjalna Tylko na zamówienie	
JBC2213	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany,prawy	NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	787,68	
JBC2214	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany,lewy	NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	787,68	
JBC2227	<input type="checkbox"/>	pozycja na prawo dla osoby trzeciej (poruszającej manipulatorem)	NC: 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	160,19	
JBC2228	<input type="checkbox"/>	pozycja na lewo dla osoby trzeciej (poruszającej manipulatorem)	NC: 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	160,19	
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Instalacja niestandardowa, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących zapytania:		On demand	
Dual LiNX (użytkownik+osoba trzecia)					
JBC2220	<input type="checkbox"/>	LiNX (REM050 - użyj profilu jazdy 2 REM211/216 - prędkość ograniczona do 6 km/h)	NC: 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	
JBC2219	<input type="checkbox"/>	Dual Compact LiNX Control - 3 dedykowane profile jazdy i sterowanie siłownikami	NC: 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 254,98	
JBC2245	<input type="checkbox"/>	Dual intuitive LiNX control (Podwójne intuicyjne sterowanie LiNX) - dedykowany profil jazdy	NC: 2108, 2259, 2260	1 563,98	
JBC2259	<input type="checkbox"/>	Wspornik po prawej stronie - tylko z REM050 i Compact	NC: 1287, 2291, 2245, 1312	○	
JBC2260	<input type="checkbox"/>	Wspornik po lewej stronie - tylko z REM050 i Compact	NC: 1286, 2292, 2245, 1363	○	
JBC1221	<input type="checkbox"/>	Wspornik po prawej stronie, zdejmowany - tylko z intuitive LiNX control	NC: 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	
JBC1222	<input type="checkbox"/>	Wspornik po lewej stronie, zdejmowany - tylko z intuitive LiNX control	NC: 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	
Jeżeli na odchylanym centralnym uchwycie (2213/2214) konieczne jest zamontowanie kilku joysticków, należy wybrać opcję 2215					

Kompaktowe joysticki proporcjonalne - tylko z REM400 i REM500					 <div>2231 2232</div>
JBC2231	<input type="checkbox"/>	LiNX proportional Compact Joystick - (potrzebna siła odchylenia: 160 g)	NC: 2203, 2204	1 371,56	
JBC2232	<input type="checkbox"/>	LiNX proportional Compact Low Force joystick - (siła odchylenia: 112 g)	NC: 2203, 2204	1 509,00	
JBC2207	<input type="checkbox"/>	Zamontowany po prawej stronie	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	
JBC2208	<input type="checkbox"/>	Zamontowany po lewej stronie	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	
JBC2265	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylane na prawą stronę	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	824,64	
JBC2266	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylane na lewą stronę	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	824,64	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Instalacja niestandardowa, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących Państwa zapytania:		Na zamówienie	
STEROWANIE PODBRÓDKIEM + WSPORNIKI					 <div>1288 1286 1289 1287</div>
JBC2229	<input type="checkbox"/>	Proportional Chin Joystick (ASL138) + przełącznik egg	NC: 1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2179, 2128	3 462,56	
JBC1289	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany po prawej stronie, z boku, manualny (ASL628) (TYLKO Z ELAN 2125)	NC: 2171, 1350, 1432, 1427	○	
JBC1288	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany po prawej stronie, z boku, manualny (ASL628) (TYLKO Z ELAN 2125)	NC: 2171, 1350, 1432, 1427	○	
JBC1287	<input type="checkbox"/>	Wspornik Swing Away po prawej stronie, zasilany	NC: 2227, 2259, 1221, 2291, 1312, 1415	1 615,17	
JBC1286	<input type="checkbox"/>	Wspornik Swing Away po lewej stronie, zasilany	NC: 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	1 615,17	
TECHNOLOGIA ATOM CONTROL					 <div>2230 <div>2247</div></div>
JBC2230	<input type="checkbox"/>	Sterowanie ATOM CONTROL z czujnikami zbliżeniowymi ultradźwiękowymi, ATOM ASL104 , ze standardowymi skrzydełkami i przełącznikiem egg	NC: 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Elan headrest	6 494,79	
JBC2247	<input type="checkbox"/>	Sterowanie Head Control za pomocą ultradźwiękowych czujników zbliżeniowych PROTON ASL104P , ze skrzydełkami PROTON i przełącznikiem egg	NC: 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Elan headrest	6 494,79	
TABLICA ZBLIŻENIOWA Z CZTEREMA PRZEŁĄCZNIKAMI (z technologią ATOM)					 <div>2233</div>
JBC2257	<input type="checkbox"/>	Tablica zbliżeniowa z czterema przełącznikami (ASL106)	NC: 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	7 048,34	
JBC2275	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylane na prawą stronę, Nucleus	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	
JBC2276	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylane na lewą stronę, Nucleus	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Instalacja niestandardowa, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących zapytania:		Na zamówienie	
LiNX - PILOTY PROPORCJONALNE Z TPI / WEJŚCIA I WSPORNIKI					 <div>2233 <div>2251</div></div>
JBC2233	<input type="checkbox"/>	MEC Proportional Joystick (ASL130)	NC: 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 871,09	
JBC2240	<input type="checkbox"/>	Proportional Heavy Duty Remote Joystick ASL133	NC: 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 115,64	
JBC2285	<input type="checkbox"/>	Montaż tacki po prawej (100 x 150 mm)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	824,64	
JBC2286	<input type="checkbox"/>	Montaż tacki po lewej (100 x 150 mm)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	824,64	
JBC2283	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylane na prawą stronę, Nucleus	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	
JBC2284	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylane na lewą stronę, Nucleus	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	
JBC2287	<input type="checkbox"/>	Montaż centralny tacki ASL603 (100x150 mm), odchylany na prawą stronę	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	824,64	
JBC2288	<input type="checkbox"/>	Montaż centralny tacki ASL603 (100x150 mm), odchylany na lewą stronę	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	824,64	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Instalacja niestandardowa, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących zapytania:		Na zamówienie	
Alternatywne sterowanie siedziskiem					
JBC2251	<input type="checkbox"/>	Przełącznik 10-kierunkowy, dostarczany z kablem z podwójnym wyjściem Jack 2252		610,43	
JBC2217	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, montowany dla użytkownika	NC: 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	
JBC2218	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy , montowany dla użytkownika	NC: 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	
JBC2291	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, montowany dla osoby towarzyszącej	NC: 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	
JBC2292	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, montowany dla osoby towarzyszącej	NC: 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	
JBC2225	<input type="checkbox"/>	Bez montażu		○	

AKCESORIA LINX				 2253
JBC2253	<input type="checkbox"/>	Port ładowarki USB (2 gniazda)		
JBC2281	<input type="checkbox"/>	Mocowanie z prawej		
JBC2282	<input type="checkbox"/>	Mocowanie z lewej		○
Zdalny przełącznik zatrzymania				
JBC2258	<input type="checkbox"/>	Zdalny przełącznik zatrzymania (ASL504)	NC: 2203, 2204	955,45
MODUŁ INPUT200				
JBC2273	<input type="checkbox"/>	Moduł INPUT200 (port Jack do zewnętrznego przycisku zasilania + wejścia sterujące przez DB9)- konieczny do posiadania zewnętrznego przełącznika WŁ./WYŁ. z REM110/2XX)	NC: 2220	400,00
INNE AKCESORIA LINX				
JBC2300	<input type="checkbox"/>	Tylko do dołączenia		○
JBX2301	<input type="checkbox"/>	Tylko do podłączenia i zaprogramowania (opcja specjalna)		Na zamówienie
PRZYCISKI Buddy (średnica 63 mm - dostarczone niezamontowane - opcja 2252 wymagana, jeśli nie ma REM400/500)				
JBC1685	<input type="checkbox"/>	Red Buddy Button		
JBC1686	<input type="checkbox"/>	Yellow Buddy Button		
JBC1687	<input type="checkbox"/>	Green Buddy Button		
JBC1690	<input type="checkbox"/>	Blue Buddy Button		
Przełącznik EGG (opcja 2252 wymagana, jeśli nie ma REM400)				
JBC2254	<input type="checkbox"/>	Przełącznik EGG, czarny		118,48
PRZYCISKI Piko (średnica 30 mm - dostarczone niezamontowane - opcja 2252 rwymagana, jeśli nie ma REM400/500				
JBC1711	<input type="checkbox"/>	Red Piko Button		148,82
JBC1712	<input type="checkbox"/>	Yellow Piko Button		148,82
JBC1713	<input type="checkbox"/>	Green Piko Button		148,82
JBC1714	<input type="checkbox"/>	Orange Piko Button		148,82
JBC1715	<input type="checkbox"/>	Blue Piko Button		148,82
JBC1716	<input type="checkbox"/>	Black Piko Button		148,82
Gałki joysticka Bodypoint - dostarczane bez montażu				
JBC2721	<input type="checkbox"/>	3-calowy w kształcie litery U Joystick - szerokość 76 mm - PC101A		100,00
JBC2722	<input type="checkbox"/>	4-calowy w kształcie litery U Joystick - 1szerokość 100 mm - PC102A		100,00
JBC2723	<input type="checkbox"/>	Wypukły, gumowy joystick - średnica 66 mm - PC107A		100,00
JBC2724	<input type="checkbox"/>	Joystick w kształcie grzybka z rowkami - średnica 42 mm - PC110A		100,00
ADAPTER PRZEŁĄCZNIKA DB9 / 5 jacks				
JBH1681	<input type="checkbox"/>	ADAPTER PRZEŁĄCZNIKA DB9 / 5 jacks		172,51
SZCZEGÓŁY ROZSTAWU OSI				
Kolory				
JBC2871	<input type="checkbox"/>	Black/Anthracite Shroud		○
JBC2872	<input type="checkbox"/>	Silver Shroud		○
JBC2873	<input type="checkbox"/>	Bengal Red Shroud		○
JBC2874	<input type="checkbox"/>	Mercury Blue Shroud		○
JBC2875	<input type="checkbox"/>	Midnight Purple Shroud		○
KOLORY FELG				
JBC2882	<input type="checkbox"/>	Felgi w kolorze czarnym		◆
WIDELCE				
JBC2632	<input type="checkbox"/>	Widelce dwuramienny		◆
KOŁA				
JBC0835	<input type="checkbox"/>	Koła pneumatyczne 9"		◆
JBC0836	<input type="checkbox"/>	Koła z pełnymi oponami antyprzebiciowymi 9"		○
JBC0838	<input type="checkbox"/>	Koła z pełnymi oponami antyprzebiciowymi 9"		71,09
JBC0828	<input type="checkbox"/>	Koła z pełnymi oponami antyprzebiciowymi 8"	NC: 1223	168,72
BLOKADA KÓŁ				
JBC1490	<input type="checkbox"/>	BLOKADA KÓŁ		251,18
KOŁA NAPĘDOWE				
JBC0704	<input type="checkbox"/>	KOŁA NAPĘDOWE pneumatyczne 14"		◆
JBC0705	<input type="checkbox"/>	KOŁA NAPĘDOWE pełne 14"		274,88
JBC0706	<input type="checkbox"/>	KOŁA NAPĘDOWE z oponami antyprzebiciowymi 14"		71,09
ZAWIESZENIE				
ZAWIESZENIE CTC				
JBC2870	<input type="checkbox"/>	ZAWIESZENIE CTC - Control - Traction - Comfort ((kontrola, trakcja, komfort))		◆
DOSTOSOWANE USTAWIENIA ZAWIESZENIA				
JBC1910	<input type="checkbox"/>	Miękkie (zalecane dla użytkownika o wadze do 70 kg)	NC : 1094	○
JBC1910	<input type="checkbox"/>	Średnie (zalecane dla użytkownika o wadze do 90 kg)	NC : 1094	○
JBC1911	<input type="checkbox"/>	Twarde (zalecane dla użytkownika o wadze do 110 kg)		○
JBC1915	<input type="checkbox"/>	Bardzo twarde (zalecane dla użytkownika o wadze do 136 kg)		○



2253



2721
2722



2723



2724



1681



2871

2872





2873

2874



2875



WYDAJNOŚĆ				
TYP SILNIKA / OPCJE PRĘDKOŚCI				
JBC1282	<input type="checkbox"/>	Napęd 6 km/h		◆
JBC1283	<input type="checkbox"/>	OPS Napęd 10 km/h		○
JBC1223	<input type="checkbox"/>	OPS Napęd 10 km/h - ustawienie dla silnika o prędkości 12 km/h. Zawsze w połączeniu z akumulatorami 73,5 Ah li w zestawie moduł zasilania 120A	NC: 0828, 2860, 1259, 1260, 0016, 0088, 0089	1 132,70
AKUMULATOR				
JBC1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah Żelowy	NC: 1223	◆
JBC1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah Żelowy	NC: 1223, 1450	396,21
ŻYROSKOP				
G-Trac				
JBC1215	<input type="checkbox"/>	Moduł G-Trac (kontrola kierunku jazdy))		1 188,63
ŁADOWARKA				
JBC1343	<input type="checkbox"/>	Ładowarka OptiCharge 8A		◆
JBC1313	<input type="checkbox"/>	Ładowarka OptiCharge 10A		159,24
JBC1313	<input type="checkbox"/>	Ładowarka OptiCharge 8A (UK)		○
JBC1314	<input type="checkbox"/>	Ładowarka OptiCharge 10A (UK)		159,24
POSITIONING OPTIONS				
Pomyśl o produktach Bodypoint! Pasy biodrowe, szelki, uprząże, ...				
OPCJE POZYCJONOWANIA				
ANTYTIPERY				
JBC1205	<input type="checkbox"/>	ANTYTIPERY		◆
OŚWIETLENIE				
JBC1437	<input type="checkbox"/>	System oświetlenia LED z kierunkowskazami, reflektorami i światłami ostrzegawczymi 30 Lux (do wyboru REM216 , REM400 lub REM500)	NC: 2203	746,92
JBC2837	<input type="checkbox"/>	System oświetlenia LED, wyjątkowo jasny, z kierunkowskazami, reflektorami i światłami ostrzegawczymi 60 Lux (do wyboru REM216 , REM400 lub REM500)	NC: 2203	918,48
JBC1254	<input type="checkbox"/>	Without light system		◆
SYSTEM Kerb Rider				
JBC1244	<input type="checkbox"/>	Kerb Rider	NC: 0522, 2830, 0556, 0589	334,60
PRZYGOTOWANIE DO STACJI DOKUJĄCEJ				
JBC1450	<input type="checkbox"/>	Przygotowanie do stacji dokującej DAHL (obowiązkowy jest odpowiedni zagłówek)	NC: 1260	330,81
ZESTAW TRANSPORTOWY 4-I ub 6- PUNKTOWE MOCOWANIA				
JBC1494	<input type="checkbox"/>	Mocowanie 4-punktowe (Wersja testowana do stosowania wózka jako siedzenia w pojeździe zgodnie z ISO 7176-19)	NC: 1094	◆
JBC1401	<input type="checkbox"/>	6-punktowe mocowanie (wersja testowana do stosowania wózka jako siedzenia w pojeździe zgodnie z ISO 7176-19)) wymagane w przypadku wariantów z połączonym modułem podnoszenia i pochylania	NC: 1092, 1093	○
PUNKTY MOCUJĄCE				
JBC2894	<input type="checkbox"/>	Łatwo dostępne przednie punkty mocowania, dodatkowo montowane do mocowania 4- lub 6-punktowego NC		104,27
PASY				
JBC1329	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy z funkcją Auto Lock ze standardowym mocowaniem na oparciu		◆
JBC2113	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy z funkcją Auto Lock, elastyczny montaż na szynach bocznych		57,82
Pasy pozycjonujące Bodypoint (w zestawie osprzęt)				
JBC2701	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy stabilizujący miednicę BP Evoflex, -zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar L	NC: 2121, 2122, 2132, thigh wedges	156,40
JBC2702	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy stabilizujący miednicę BP Evoflex, -rozmiar M	NC: 2123, 2124, thigh wedges	156,40
JBC2703	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy Bodypoint, Ctr-Pull, Push Butt, mocowanie Cinch, rozmiar L	NC: 2121, 2122, 2132, thigh wedges	132,70
JBC2704	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy Bodypoint, Ctr-Pull, Push Butt, mocowanie Cinch, rozmiar M	NC: 2123, 2124, thigh wedges	132,70
JBC2705	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy Bodypoint, i bocznym odblokowywaniem, z mocowaniem Cinch, rozmiar L	NC: 2121, 2122, 2132, thigh wedges	115,64
JBC2706	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy Bodypoint, Dual-Pull i bocznym odblokowywaniem, z mocowaniem Cinch, rozmiar M	NC: 2123, 2124, thigh wedges	115,64
LUSTERKO WSTECZNE				
JBC1415	<input type="checkbox"/>	LUSTERKO WSTECZNE, prawe	NC: 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	79,62
JBC1339	<input type="checkbox"/>	LUSTERKO WSTECZNE, lewe	NC: 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	79,62



1244



1329








2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706

AKCESORIA					
HACZYKI Maks.: 6kg)					 2128
JBC2128	<input type="checkbox"/>	Haczyki	NC: 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	172,51	
UCHWYT NA KULE					
JBC1312	<input type="checkbox"/>	UCHWYT NA KULE, prawy	NC: 1287, 2227, 2259, 1221	76,78	
JBC1363	<input type="checkbox"/>	UCHWYT NA KULE, lewy	NC: 1286, 2228, 2260, 1222	76,78	
BŁOTNIKI (czarne)					
JBC1416	<input type="checkbox"/>	Błotniki na kółka		132,70	 1416
JBC1417	<input type="checkbox"/>	Błotniki na koła napędowe		164,93	
TACKA					
JBC1404	<input type="checkbox"/>	Tacka odchylana, prawa	NC: 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	579,15	 1417
JBC1405	<input type="checkbox"/>	Tacka odchylana, lewa	NC: 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	579,15	
ZESTAW NARZĘDZI					
JBC1333	<input type="checkbox"/>	ZESTAW NARZĘDZI		33,18	
Ramps					
1440530	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego, wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		1 787,68	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium z powłoką antypoślizgową, wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm, 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg		298,58	
1654129	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg		559,24	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono, wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		317,54	