

"PARTNER MED POLSKA sp. z o.o.
ul. Chorzowska 30C
41-910 Bytom
mail: biuro@kuschall.eu
tel. +48 516293265 lub 32 733 7999 lub 32 787 40 86

LINXX™

INVACARE
Yes, you can.®

Invacare® TDX® SP2^{NB}* AA1

Wózek elektryczny Mixt Power z 6 kołami

LINXX

Bodyspoint® CE

PARTNER
TWOJA PRZYSZŁOŚĆ


Usługa personalizacji Invacare UNIQUE

Orientacyjna stawka — użyj konfiguratora online w Invacare Pro, aby generować bezbłędne wyceny lub zamówienia.

☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem

☒ Wypożyczenie standardowe

☐ Opcja bezpłatna

| KOD | OPIS | NC: Niezgodny NC : 9999 : niezgodny z nr ref 9999 | *Cena główna wózka została podana w PLN, a ceny pozostałych elementów zostały podane w EURO |
|---------|---|---|--|
| ARL0015 | <input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1 <input type="checkbox"/> Moduł zasilania: 120 Ah Silniki: 340W, 4-biegunowe - Zasięg : +/- 26 km (50Ah) | | 25 000 zł |

STANDARDOWE SIEDZISKO MODULITE

| | | | | |
|----------------------------|---|---|--------|-----------|
| ARL2110 | <input type="checkbox"/> Standardowe siedzisko Module - szerokość 430mm, regulowane podłokietniki od 44 do 48cm | NC : 0977, 1445, 1092, 1093, 1094, 2113, 1332, 0556, 0589, 2192, 2193, 2194, 2229, pasy biodrowe Bodyspoint | ○ | 2110 |
| Głębokość siedziska | | | | |
| ARL2132 | <input type="checkbox"/> 410 mm | NC : 2196, 2197, 2198 | ○ | |
| ARL2134 | <input type="checkbox"/> 460 mm | | ◆ | |
| ARL2136 | <input type="checkbox"/> 510 mm | NC : 2143 | ○ | |
| ARL2138 | <input type="checkbox"/> 560 mm | NC : 2141, 2143 | 384,83 | |
| Seat cushion | | | | |
| ARL2142 | <input type="checkbox"/> Poduszka Flo-tech Lite (dla szerokości od 380 do 480 mm, wysokości 75 mm, maksymalnej wagi 127 kg) / Contour (dla szerokości od 530 mm, wysokości 100 mm, maksymalnej wagi 152 kg) | | ◆ | 2143 |
| ARL2143 | <input type="checkbox"/> Poduszka Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (wysokość 90 mm, maksymalna waga 100 kg) | NC : 2155 | 76,78 | |
| ARL2147 | <input type="checkbox"/> Poduszka Matrx Libra , (wysokość 90mm, maksymalna waga 136kg) | NC : 2155 | 293,84 | |
| ARL2144 | <input type="checkbox"/> Poduszka Matrx Vi (mikrowentylowany pokrowiec) | | 293,84 | 2147 2144 |
| Oparcie | | | | |
| ARL2161 | <input type="checkbox"/> Wysokość 480mm | | ◆ | |
| ARL2171 | <input type="checkbox"/> Oparcie z regulacją pasami, wyściełane materiałem (dwa rodzaje), w tym tylna kieszeń | NC : 2052, 2053, 2152, 2155, 1445, 1446 | ◆ | |
| ARL2174 | <input type="checkbox"/> Matrx Posture Back , Wysokość 400 mm - z tylną kieszenią | | 798,10 | |
| ARL2175 | <input type="checkbox"/> Matrx Posture Back , Wysokość 500 mm - z tylną kieszenią | | 798,10 | |
| ARL2176 | <input type="checkbox"/> Matrx Elite , Wysokość 500 mm - z tylną kieszenią | | 798,10 | |
| ARL2177 | <input type="checkbox"/> Matrx Elite TR , Wysokość 500 mm - z tylną kieszenią | | 798,10 | |
| ARL2178 | <input type="checkbox"/> Matrx Elite Deep , Wysokość 500 mm - z tylną kieszenią | | 798,10 | 2171 |

MODUŁOWE SIEDZISKO MODULITE

| | | | | |
|---|--|--|---|------|
| Rodzaj siedziska | | | | |
| ARL2111 | <input type="checkbox"/> Sztywne siedzisko Module , regulowana szerokość i głębokość, podłokietniki z regulacją szerokości (+25 mm na stronę) | | ◆ | 2111 |
| | Szerokość: od 380 do 530 mm, regulacja stopniowo co 50 mm Głębokość: od 410 do 510 mm - BEZSTOPNIOWA REGULACJA | | | |
| ARL2112 | <input type="checkbox"/> Elastyczne siedzisko Module , regulacja szerokości i głębokości pasami, podłokietniki regulowane na szerokość (+25 mm na stronę) - +30 mm wysokość siedziska | | ○ | 2112 |
| | Szerokość: od 380 do 530 mm, regulacja stopniowo co 50 mm Głębokość: od 410 do 510 mm - BEZSTOPNIOWA REGULACJA | | | |
| Szerokość siedziska (ustawienie fabryczne) | | | | |
| | 330mm (szerokość siedziska 380 mm (2121) + wewnętrzny zakrzywiony podłokietnik (2183)) | NC : 2143, 2138+2142/2147/2144 | | |
| ARL2121 | <input type="checkbox"/> 380 mm | NC : 2143, 2138+2142/2147/2144, 2701, 2703, 2705 | ○ | |
| ARL2122 | <input type="checkbox"/> 430 mm | 2138+2142/2147/2144, 2701, 2703, 2705 | ◆ | |
| ARL2123 | <input type="checkbox"/> 480 mm | NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706 | ○ | |
| ARL2124 | <input type="checkbox"/> 530 mm | NC : Oparcia Matrx , 2143, 2702, 2704, 2706 | ○ | |

| Szerokość siedziska (ustawienie fabryczne) | | | |
|---|---|--|---------------|
| ARL2129 | <input type="checkbox"/> Standardowy zakres głębokości (SD od 410 - 510 mm) | NC : 2138 | ◆ |
| ARL2130 | <input type="checkbox"/> Zwiększony zakres głębokości (SD 510–560 mm) | NC : 2132, 2134 | ○ |
| Głębokość siedziska (ustawienie fabryczne) | | | |
| ARL2132 | <input type="checkbox"/> 410 mm | NC : 2196, 2197, 2198, 0556 +wąski klin, pas Bodypoint | ○ |
| ARL2134 | <input type="checkbox"/> 460 mm | NC : 0556++wąski klin | ◆ |
| ARL2136 | <input type="checkbox"/> 510 mm | NC : 2143, 0556++wąski klin | ○ |
| ARL2138 | <input type="checkbox"/> 560 mm (tylko z siedziskiem o szerokości 530 mm) | NC : 2143 | 384,83 |
| PODUSZKA | | | |
| ARL2142 | <input type="checkbox"/> Poduszka Flo-tech Lite (dla szerokości od 380 do 480 mm, wysokość 75 mm, maksymalna waga użytkownika 127 kg) / Contour (dla szerokości od 530 mm, wysokość 100 mm, maksymalna waga użytkownika 152 kg) | | ◆ |
| ARL2143 | <input type="checkbox"/> Poduszka Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (wysokość 90 mm, maksymalna waga użytkownika 100 kg) | NC : 2155 | 76,78 |
| ARL2147 | <input type="checkbox"/> Poduszka Matrx Libra (wysokość 90mm, maksymalna waga użytkownika 136kg) | NC : 2155 | 293,84 |
| ARL2144 | <input type="checkbox"/> Poduszka Matrx Vi (mikrowentylowany pokrowiec) | NC : 2155 | 293,84 |
| TYLNE RURKI | | | |
| ARL2162 | <input type="checkbox"/> Wysokość 540 mm | | ○ |
| ARL2163 | <input type="checkbox"/> Wysokość 480 mm | NC : 2052, 2053, 2173 | ○ |
| RĄCZKI | | | |
| ARL2107 | <input type="checkbox"/> Rączki stałe | | ◆ |
| ARL2108 | <input type="checkbox"/> Bez rączek - tylko z oparciami Flex 3 | NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228 | ○ |
| PODPARCIE OPARCIA | | | |
| ARL2171 | <input type="checkbox"/> Oparcie z regulacją pasami, wyściełane dwuwarstwowym materiałem z kieszenią z tyłu | NC : 2052, 2053, 2152, 2155, 1445, 2230, 2247 Elan headrest | ◆ |
| ARL2179 | <input type="checkbox"/> Oparcie Flex3 z regulacją pasami, , dostarczane z boczną poduszką oparcia, materiał Dartex (dodatkowa opłata) | NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2229, 2230, 2247, Zagłówek Elan | 226,54 |
| ARL2173 | <input type="checkbox"/> Oparcie stałe Flex3 z regulacją szerokości i wysokości (od 560 do 790 mm) z poduszką oparcia Laguna | NC : 2128 | 188,63 |
| ARL2174 | <input type="checkbox"/> Oparcie Matrx Posture Back , wysokość 400 mm - z tylną kieszenią | | 798,10 |
| ARL2175 | <input type="checkbox"/> Oparcie Matrx Posture Back , wysokość 500 mm - z tylną kieszenią | | 798,10 |
| ARL2176 | <input type="checkbox"/> Oparcie Matrx Elite , wysokość 500 mm -iz tylną kieszenią | | 798,10 |
| ARL2177 | <input type="checkbox"/> Oparcie Matrx Elite TR , wysokość 500 mm - z tylną kieszenią | | 798,10 |
| ARL2178 | <input type="checkbox"/> Oparcie Matrx Elite Deep , wysokość 500 mm - iz tylną kieszenią | | 798,10 |
| WSPÓLNE OPCJE DLA SIEDZISK MODULITE | | | |
| Poduszka oparcia i/lub tapicerka siedziska (w zależności od konfiguracji) | | | |
| ARL2151 | <input type="checkbox"/> Nylon czarny | | ◆ |
| ARL2152 | <input type="checkbox"/> Dartex czarny | | 71,09 |
| ARL2155 | <input type="checkbox"/> Siateczka czarna | | 100,47 |
| Boczek | | | |
| ARL2191 | <input type="checkbox"/> Boczek regulowany na wysokość od 290 do 360 mm, na głębokość i zdejmowany, para | | ○ |
| ARL2181 | <input type="checkbox"/> Boczek regulowany na wysokość od 340 do 400 mm, na głębokość i zdejmowany, para | NC : 2195, 2196, 2197 Podparcie bioder | 70,14 |
| ARL2198 | <input type="checkbox"/> Boczek otulający, materiał Dartex, para | | 284,36 |
| ARL2183 | <input type="checkbox"/> Boczek zakrzywiony do wewnątrz, szerokość do 50 mm, 25 mm na stronę | NC : Podparcie bioder | 137,44 |
| ARL2193 | <input type="checkbox"/> Boczek podnoszony, regulowana wysokość 230 - 360 mm | | ◆ |
| ARL2192 | <input type="checkbox"/> Boczek podnoszony i równoległy, regulowana wysokość 230 - 300 mm | NC : 1445, 1446 | 372,51 |
| ARL2194 | <input type="checkbox"/> Boczek podnoszony i równoległy, regulowana wysokość 300 - 360 mm | NC : 1445, 1446 | 372,51 |
| PODŁOKIETNIK | | | |
| ARL2195 | <input type="checkbox"/> Standardowy podłokietnik, długość 325 mm, para | | ◆ |
| ARL2196 | <input type="checkbox"/> Długi podłokietnik, długość 375 mm, para | | 91,00 |
| ARL2197 | <input type="checkbox"/> Ergonomiczny długi podłokietnik, długość 397 mm, para | NC : 2230, 2247 | 133,65 |
| Rynna typu hemi | | | |
| | <input type="checkbox"/> Rynna półwklęsła z podparciem na dłoń, rogi płaskie lub wygięte, obrót w prawo lub lewo o 360°, co 18° | | Na zamówienie |
| | <input type="checkbox"/> Rynna hemi- półokrągła - wykonanie specjalne | | Na zamówienie |
| Akcesoria siedziska | | | |
| ARL2184 | <input type="checkbox"/> Lewy klin wąski, 140x100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 |
| ARL2186 | <input type="checkbox"/> Lewy klin -wąski, 230x100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 |
| ARL2188 | <input type="checkbox"/> Lewy klin -wąski, 330x100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 |
| ARL2185 | <input type="checkbox"/> Prawy klin -wąski- 140x100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 |
| ARL2187 | <input type="checkbox"/> Prawy klin -wąski- 230x100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 |
| ARL2189 | <input type="checkbox"/> Prawy klin -wąski 330x100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 |
| Wysokość klina wąskiego | | | |
| ARL2164 | <input type="checkbox"/> Klin 155 mm | | ◆ |
| ARL2165 | <input type="checkbox"/> Klin 206 mm | | ○ |



2143 2147 2144



2171 2173



2191 2198






















Rynna półokrągła




Rynna półwklęsła



Wąski klin

| Zagłówki i akcesoria | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|----------|--|
| ARL1432 | <input type="checkbox"/> | Regulowana głębokość i szerokość zagłówka | NC : 2229, 2230, 2247 | 273,93 |  1432  1427  2324  2327  1445 |
| ARL1427 | <input type="checkbox"/> | Zagłówek Kontour z wielokierunkową regulacją z bocznymi nausznikami, pokrowiec - Dartex | NC : 2229, 2230, 2247 | 361,14 | |
| ARL2324 | <input type="checkbox"/> | Zagłówek Elan Standard 10" - Czarny pokrowiec | NC : 2230, 2247 | 427,49 | |
| ARL2325 | <input type="checkbox"/> | Zagłówek Potyliczny (Occipital) Elan 9" - Czarny pokrowiec | NC : 2230, 2247 | 427,49 | |
| ARL2327 | <input type="checkbox"/> | Zagłówek Elan 4 -punktowy 11" - Czarny pokrowiec | NC : 2230, 2247 | 559,24 | |
| ARL1307 | <input type="checkbox"/> | Uchwyt do pchania (średnica 22 mm) z teleskopowymi rurkami tylnymi | | 51,18 | |
| ARL1445 | <input type="checkbox"/> | Podparcie boczne z przedłużonym ramieniem, tapicerka Dartex, para | NC : Matrx backrests | 385,78 | |
| REGULACJA SIEDZISKA DLA SIEDZISKA MODULITE | | | | | |
| Winda / Kołyska | | | | | |
| ARL1091 | <input type="checkbox"/> | Sterowanie manualne od 0° do 8,5° | NC : 2054 | ◆ |  |
| ARL1092 | <input type="checkbox"/> | Sterowanie elektryczne kołyski od 0° do 20° | NC : 2054, 2201 | 473,93 | |
| ARL1095 | <input type="checkbox"/> | Sterowanie elektryczne kołyski i „stały punkt obrotu” 20°, heavy duty | NC : 2054, 2201 | 473,93 | |
| ARL1093 | <input type="checkbox"/> | Sterowanie elektryczne kołyski z opcją CoG od 0° do 30° | NC : 2110, 0354, 0364, 2201, 1922/1496+1450/1494), 2161, 2163, 2171 | 906,16 | |
| ARL2052 | <input type="checkbox"/> | Sterowanie elektryczne kołyski z opcją CoG od 0° do 50° | NC : 0012, 2110, 0354, 0364, 2201, 1922/1496+1450/1494), 2161, 2163, 2171 | 906,16 | |
| ARL1094 | <input type="checkbox"/> | Sterowanie elektryczne kołyski z kompensacją od 0° do 30° + 300 mm Sterowana elektryczne winda (Maksymalna waga użytkownika 150 kg) od 460 do 760 mm. Obowiązkowo zawieszenie 1219 | NC : 2201 | 2 573,46 |  |
| ARL2053 | <input type="checkbox"/> | Sterowanie elektryczne kołyski z kompensacją od 0° to 45° + 300 mm - Sterowana elektryczne winda (Maksymalna waga użytkownika 136 kg) od 460 do 760 mm - Obowiązkowo zawieszenie 1219 | NC : 2110, 0354, 0364, (2054+0556/0589), 2201, 2202, (1922+ 1350/1432/1427/1496+1450/1494), 2161, 2163, 2171, 0012 | 2 573,46 | |
| Wysokość od podłogi - płyta pod elektrykę od 0° to 20° | | | | | |
| ARL0354 | <input type="checkbox"/> | 450 mm | | ◆ | |
| ARL0364 | <input type="checkbox"/> | 475 mm | | ○ | |
| Opcja kołyski (tylko jeśli wybrano opcję 1093 lub 1094) | | | | | |
| ARL2054 | <input type="checkbox"/> | 5° Stała opcja kołyski , mocowanie wspomagające (zmniejsza maksymalny kąt o 5°) | | 488,15 |  0975  0977 |
| Pochylenie oparcia | | | | | |
| ARL0975 | <input type="checkbox"/> | Manualne sterowanie pochylenia (stopniowo co 3.75°) | | ◆ | |
| ARL0977 | <input type="checkbox"/> | Elektryczne odchylenie oparcia od 0° do 30° | NC : 2201 | 815,17 | |
| PODNOŻEK/RURKI PODNOŻKA | | | | | |
| Podnóżek / Płyta podnóżka (para) - Centralnie montowane podnóżki (wraz z podkładakmi pod łydki) | | | | | |
| ARL0556 | <input type="checkbox"/> | Centralnie montowanie podnóżka, regulowany kąt nachylenia | NC : 1094+2054, 0517 | 563,03 |  0533  0531 |
| ARL0589 | <input type="checkbox"/> | Centralne, elektryczne (LiNX Power) montowanie podnóżka , kompensacja długości | NC : 1094+2054, 2201 | 1 848,34 | |
| Płyty podnóżka (para) | | | | | |
| ARL2365 | <input type="checkbox"/> | Regulacja kąta i szerokości płyt podnóżka S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5") | | ○ | |
| ARL0559 | <input type="checkbox"/> | Regulacja kąta i szerokości płyt podnóżka M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5") | | ◆ | |
| ARL0516 | <input type="checkbox"/> | Regulacja kąta i szerokości płyt podnóżka L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5) | | 143,13 | |
| ARL0517 | <input type="checkbox"/> | Regulacja kąta platformy podnóżka M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75") | | 143,13 | |
| Rodzaj Podnóżka (para) | | | | | |
| ARL0526 | <input type="checkbox"/> | Standardowe podnóżki 80°, para | NC : 0504 | ◆ |  0533  0531 |
| ARL0533 | <input type="checkbox"/> | Podnóżek Vari A para | | 311,85 | |
| ARL0531 | <input type="checkbox"/> | Elektrycznie sterowane podnóżki 0° - 80° para (ADElectric) | NC : 0512, 2201 | 1 507,11 | |
| Rodzaje płyty podnóżka (para) | | | | | |
| ARL0512 | <input type="checkbox"/> | Stale płyty podnóżka (para) | | ◆ | |
| ARL0504 | <input type="checkbox"/> | Płyty podnóżka (para) z regulacją kąta | | ○ | |
| ARL0513 | <input type="checkbox"/> | Płyty podnóżka (para) z regulacją kąta i głębokości | | 122,27 | |
| Pilot LINX | | | | | |
| Główna jednostka sterująca tylko dla Electronic LiNX | | | | | |
| ARL2201 | <input type="checkbox"/> | Pilot LiNX - DLX - REM110 = tylko napęd - 1 funkcja napędu z modulem zasilania tylko dla napędu | NC : 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2245 | ◆ |  REM110  REM211  REM216  REM400  Bluetooth  REM500  Bluetooth |
| ARL2203 | <input type="checkbox"/> | Pilot LiNX REM211 :Napęd i sterowanie cylindrami | NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270 | ○ | |
| ARL2204 | <input type="checkbox"/> | Pilot LiNX REM216 : Napęd, sterowanie cylindrami i oświetleniem | NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270 | ○ | |
| ARL2205 | <input type="checkbox"/> | Pilot LiNX REM400: 3,5-calowy kolorowy ekran dotykowy i Bluetooth Napęd, sterowanie podnośnikami i światłami, emulacja myszy | NC : 2220 | 1 208,53 | |
| ARL2206 | <input type="checkbox"/> | Sterowanie ekranem LiNX REM500: 3,5" kolorowy ekran dotykowy i Bluetooth - Sterowanie napędem, cylindrem i oświetleniem, emulacja myszy | NC : 2220, 2270 | 1 777,25 | |
| Opcja REM400 | | | | | |
| ARL2270 | <input type="checkbox"/> | „Moduł przełącznika z możliwością przypisania do REM400 (DLX-SW400TGL) domyślnie ustawiony na lewo: WŁ./WYŁ., szybkie wybieranie po prawej stronie” | | 340,28 |  2270 |

| | | | |
|--|---|---|---------------------|
| Pozycja montażu pilota (REM211/216/400) | | | |
| ARL1207 | <input type="checkbox"/> Ruchome mocowanie po prawej stronie, bez możliwości wysunięcia | NC : 1404 | ○ |
| ARL1208 | <input type="checkbox"/> Odwracalne mocowanie po lewej stronie, bez możliwości wysunięcia | NC : 1405 | ○ |
| ARL1707 | <input type="checkbox"/> Rozsuwany z prawej strony + regulowany na wysokość, wzmocniony | NC : 1404 | ◆ |
| ARL1708 | <input type="checkbox"/> Rozsuwany z prawej strony + regulowany na wysokość, wzmocniony | NC : 1405 | ○ |
| ARL1709 | <input type="checkbox"/> Maxx rozkładany , odchylany do wewnątrz i na zewnątrz - prawa strona | NC : 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275) | ○ |
| ARL1710 | <input type="checkbox"/> Maxx rozkładany , odchylany do wewnątrz i na zewnątrz - lewa strona | NC : 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276) | ○ |
| ARL2213 | <input type="checkbox"/> Centralny montaż , odchylany do prawej, Nucleus | NC : 1404, 1405, 1415 | 787,68 |
| ARL2214 | <input type="checkbox"/> Centralny montaż , odchylany do lewej, Nucleus | NC : 1404,1405, 1339 | 787,68 |
| ARL2227 | <input type="checkbox"/> Montaż po prawej stronie dla osoby wspomagającej (poruszanie manipulatorem) | NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128 | 33,85 |
| ARL2228 | <input type="checkbox"/> Montaż po lewej stronie dla osoby wspomagającej (poruszanie manipulatorem) | NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128 | 33,85 |
| AVZ2239 | <input type="checkbox"/> Montaż niestandardowy, dziękujemy za podanie szczegółów zamówienia | | Tylko na zamówienie |
| Montaż wyświetlacza do sterowania LiNX REM500 | | | |
| ARL2209 | <input type="checkbox"/> Odchylany, wielokierunkowa regulacja z prawej strony | NC : 1404, 1415 | ◆ |
| ARL2210 | <input type="checkbox"/> Odchylany, wielokierunkowa regulacja , z lewej strony | NC : 1405, 1339 | ○ |
| PW-4005 | <input type="checkbox"/> Opcja 2209/2210 z prętem mocującym do REM500 przedłużonym o 200 mm | | Tylko na zamówienie |
| ARL2213 | <input type="checkbox"/> Centralny montaż, odchylany do prawej, Nucleus | NC : 1404, 1405, 1415 | 787,68 |
| ARL2214 | <input type="checkbox"/> Centralny montaż, odchylany do lewej, Nucleus | NC : 1404,1405, 1339 | 787,68 |
| AVZ2239 | <input type="checkbox"/> Montaż niestandardowy, dziękujemy za podanie szczegółów zamówienia | | Tylko na zamówienie |
| Pilot Dual LiNX (użytkownik + opiekun) | | | |
| ARL2220 | <input type="checkbox"/> Sterowanie Dual Control LiNX (REM050 - użyj profilu jazdy 2 pilota REM211/216 - limit prędkości do 6km/h) | NC : 1221, 1222, 2227, 2228 | 677,02 |
| ARL2219 | <input type="checkbox"/> Sterowanie Dual Compact LiNX - 3 dedykowane profile jazdy i sterowanie cylindrem | NC : 1221, 1222, 2227, 2228 | 1 354,05 |
| ARL2245 | <input type="checkbox"/> Sterowanie intuicyjne Dual LiNX - dedykowany profil jazdy | NC : 1207, 1208, 2227, 2228 | 1 354,05 |
| ARL1207 | <input type="checkbox"/> Montaż z prawej strony - tylko z REM050 and Compact | | ◆ |
| ARL1208 | <input type="checkbox"/> Montaż z lewej strony - tylko z REM050 and Compact | | ○ |
| ARL1221 | <input type="checkbox"/> Montaż z prawej strony, zdejmowany - tylko z Intuicyjnym sterowaniem LiNX | | ◆ |
| ARL1222 | <input type="checkbox"/> Montaż z lewej strony, zdejmowany - tylko z Intuicyjnym sterowaniem LiNX | | ○ |
| Jeżeli na środkowym uchwycie montażowym (2213/2214) ma być zamontowanych kilka joysticków, należy wybrać opcję 2215 | | | |
| Specjalne sterowanie Mo-Vis - patrz formularz zamówienia  | | | |
| Joysticki Compact Proportional tylko z REM400 i REM500 | | | |
| ARL2231 | <input type="checkbox"/> LiNX Compact Proportional - proporcjonalny joystick (siła odchylenia: 160 g) | | 1 371,56 |
| ARL2232 | <input type="checkbox"/> LiNX Compact - proporcjonalny joystick o niskiej sile (siła odchylenia: 112 g) | | 1 509,00 |
| ARL2207 | <input type="checkbox"/> Montaż po prawej stronie | NC : 1404 | ◆ |
| ARL2208 | <input type="checkbox"/> Montaż po lewej stronie- tylko z REM050 i Compact | NC : 1405 | ○ |
| ARL2213 | <input type="checkbox"/> Montaż centralny , składany po prawej stronie | NC : 1404, 1405, 1415 | 787,68 |
| ARL2214 | <input type="checkbox"/> Montaż centralny,składany po lewej stronie | NC : 1404, 1405, 1339 | 787,68 |
| AVZ2215 | <input type="checkbox"/> Montaż niestandardowy, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących Państwa zapytania: | | Tylko na zamówienie |
| Sterowanie podbródkiem - tylko z REM400 i REM500 | | | |
| ARL2229 | <input type="checkbox"/> Proporcjonalny joystick sterowany podbródkiem - Chin Joystick (ASL138) + przełącznik o jajołatym kształcie | NC : 2128 | 3 463,51 |
| ARL1289 | <input type="checkbox"/> Uchwyt odchylany prawy, ręczny, boczny (ASL628) (TYLKO W POŁĄCZENIU Z ZAGŁÓWKIEM 2125) | | ◆ |
| ARL1288 | <input type="checkbox"/> Uchwyt odchylany lewy, ręczny, boczny (ASL628) (TYLKO W POŁĄCZENIU Z ZAGŁÓWKIEM 2125) | | ○ |
| ARL1287 | <input type="checkbox"/> Uchwyt odchylany prawy, zasilany | NC : 2125, 2227, 1404, 1415, 1312 | 1 662,56 |
| ARL1286 | <input type="checkbox"/> Uchwyt odchylany lewy, zasilany | NC : 2125, 2228, 1405, 1339, 1363 | 1 662,56 |
| Dodatkowe opcje LiNX | | | |
| ARL2230 | <input type="checkbox"/> Sterowanie głową z czujnikami zbliżeniowymi ultradźwiękowymi (ATOM, ASL104) ze standardowymi skrzydełkami M3 | NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240 | 5 648,34 |
| ARL2247 | <input type="checkbox"/> Sterowanie głową z czujnikami zbliżeniowymi ultradźwiękowymi (PROTON, ASL104P) ze skrzydełkami PROTON | NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240 | 5 648,34 |
| Układ zbliżeniowy z czterema przełącznikami (z technologią ATOM) | | | |
| ARL2257 | <input type="checkbox"/> Czteroprzełącznikowa matryca zbliżeniowa (ASL106) | NC : 2128, 2233, 2240 | 7 048,38 |
| ARL2275 | <input type="checkbox"/> Montaż centralny, odchylany w prawą stronę, Nucleus (w tym taca Eclipse ASL619, 360x180 mm) | | ○ |
| ARL2276 | <input type="checkbox"/> Montaż centralny, odchylany na lewą stronę, Nucleus (w tym taca Eclipse ASL619, 360x180 mm) | | ○ |
| ARV2215 | <input type="checkbox"/> Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (specjalne) - WYMAGANE DODATKOWE INFORMACJE / SPECYFIKACJE | | Tylko na zamówienie |

NOWOŚĆ



2209 / 2210

REM050



2219



2245




2231



1288 1286
1289 1287












2230



2247

2257

| MEC (Micro Extremity Control)-Sterowanie kończynami | | | |  | 2233 | |
|--|--------------------------|---|-----------------------------|--|---|--|
| ARL2233 | <input type="checkbox"/> | Joystick proporcjonalny MEC (Micro Extremity Control ASL130) | NC : 2128, 2240 | 5 648,34 | | |
| ARL2235 | <input type="checkbox"/> | Mocowanie tacki po prawej (100x150 mm) | | ○ | | |
| ARL2236 | <input type="checkbox"/> | Mocowanie tacki po lewej (100x150 mm) | | ○ | | |
| ARL2213 | <input type="checkbox"/> | Montaż centralny, odchylany do prawej strony, Nucleus | NC : 1404, 1405, 2310, 2311 | ○ | | |
| ARL2214 | <input type="checkbox"/> | Montaż centralny, odchylany do lewej strony, Nucleus | NC : 1404, 1405, 2310, 2311 | ○ | | |
| ARL2241 | <input type="checkbox"/> | Montaż centralny, odchylany do prawej strony, Nucleus (wraz z tacką 100x150 mm) | NC : 1404, 1405, 2310, 2311 | 787,68 | | |
| ARL2242 | <input type="checkbox"/> | Montaż centralny, odchylany na lewą stronę, Nucleus (wraz z tacką 100x150 mm) | | 787,68 | | |
| AVZ2215 | <input type="checkbox"/> | Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (specjalne) | | Tylko na zamówienie | | |
| Joystick Heavy Duty - sterowane zdalne | | | | | | |
| ARL2240 | <input type="checkbox"/> | Proporcjonalny Heavy Duty Remote Joystick - sterowane zdalnie- z przełącznikiem trybu (ASL133) | NC : 2128 | 3 317,54 |  | |
| ARL2235 | <input type="checkbox"/> | Montaż tacy po prawej (ASL603, 100x150 mm) | | ○ | | |
| ARL2236 | <input type="checkbox"/> | Montaż tacy po lewej (ASL603, 100x150 mm) | | ○ | | |
| ARL2213 | <input type="checkbox"/> | Montaż centralny, odchylany do prawej strony, Nucleus | | ○ | | |
| ARL2214 | <input type="checkbox"/> | Montaż centralny, odchylany do lewej strony, Nucleus | | ○ | | |
| ARL2241 | <input type="checkbox"/> | Mocowanie centralne, odchylane do prawej strony, Nucleus (w tym tacka ASL603, 100x150 mm) | | 787,68 | | |
| ARL2242 | <input type="checkbox"/> | Mocowanie centralne, odchylane do lewej strony, Nucleus (w tym tacka ASL603, 100x150 mm) | | 787,68 | | |
| ARV2215 | <input type="checkbox"/> | Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (specjalne) - - WYMAGANE DODATKOWE INFORMACJE/SPECYFIKACJE | | Tylko na zamówienie | | |
| Dodatkowe opcje LiNX | | | | | | |
| ARL2251 | <input type="checkbox"/> | Przełącznik 10-pozycyjny DLX-SW10-A do bezpośredniego dostępu do wózka z zasilaniem (zawiera wiązkę przewodów do podłączenia + dodatkowe gniazdo do przełączania trybu) | | 530,81 |  | |
| ARL2217 | <input type="checkbox"/> | Uchwyt prawy, montowany dla użytkownika | NC : 2209, 2213, 1415 | ○ | | |
| ARL2218 | <input type="checkbox"/> | Uchwyt lewy, montowany dla użytkownika | NC : 2210, 2214 | ○ | | |
| ARL2227 | <input type="checkbox"/> | Uchwyt prawy, montowany dla opiekuna | NC : 1287, 2128 | ○ | | |
| ARL2228 | <input type="checkbox"/> | Uchwyt lewy, montowany dla opiekuna | NC : 1286, 2128 | ○ | | |
| ARL2225 | <input type="checkbox"/> | Bez montażu | | ○ | | |
| ARL2252 | <input type="checkbox"/> | Loom zapewniający gniazda typu jack dla „Drive” i „Mode” (zawiera połączenie dla przełącznika 10-pozycyjnego) | | 87,20 | | |
| Akcesoria LiNX | | | | | | |
| ARL2253 | <input type="checkbox"/> | Port ładowarki USB DLX-USB02-A | NC : 2110, Bodypoint | 472,99 |  | |
| ARL2207 | <input type="checkbox"/> | Mocowanie po prawej stronie | NC : 1404 | ○ | | |
| ARL2208 | <input type="checkbox"/> | Mocowanie po lewej stronie | NC : 1405 | ○ | | |
| Inne akcesoria i kontaktory | | | | | | |
| ARL2300 | <input type="checkbox"/> | Dołączone do wózka | | ○ |  | |
| AVZ2301 | <input type="checkbox"/> | Do podłączenia i programowania (specjalne) | | Tylko na zamówienie | | |
| Przełącznik okrągły i płaski (średnica 63 mm - dostarczany i niezmontowany - w przypadku braku REM400 lub REM500 należy obowiązkowo wybrać opcję 2252) | | | | | | |
| ARL1685 | <input type="checkbox"/> | Przycisk Buddy - czerwony | | 149,76 |  | |
| ARL1686 | <input type="checkbox"/> | Przycisk Buddy - żółty | | 149,76 | | |
| ARL1687 | <input type="checkbox"/> | Przycisk Buddy - zielony | | 149,76 | | |
| ARL1690 | <input type="checkbox"/> | Przycisk Buddy - niebieski | | 149,76 | | |
| Przełącznik jajowaty (wymagana opcja 2252 , jeśli nie ma REM400) | | | | | | |
| ARL2254 | <input type="checkbox"/> | Przełącznik jajowaty, czarny | | 118,48 |  | |
| Przełącznik okrągły i płaski (średnica 63 mm - dostarczany niezamontowany - w przypadku braku REM400 lub REM500 należy obowiązkowo wybrać opcję 2252) | | | | | | |
| ARL1711 | <input type="checkbox"/> | Mini kontraktor - czerwony | | 149,76 | | |
| ARL1712 | <input type="checkbox"/> | Mini kontraktor -żółty | | 149,76 | | |
| ARL1713 | <input type="checkbox"/> | Mini kontraktor - zielony | | 149,76 |  | |
| ARL1714 | <input type="checkbox"/> | Mini kontraktor - pomarańczowy | | 149,76 | | |
| ARL1715 | <input type="checkbox"/> | Mini kontraktor - niebieski | | 149,76 | | |
| ARL1716 | <input type="checkbox"/> | Mini kontraktor - czarny | | 149,76 | | |
| Przełącznik stopu sterowany zdalnie | | | | | | |
| ARL2258 | | Przełącznik stopu sterowany zdalnie (ASL504) | | 831,28 |  | |
| Bodypoint | | | | | | |
| ARL2721 | <input type="checkbox"/> | 3-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U, Bodypoint PC101A | | 100,00 |  | |
| ARL2722 | <input type="checkbox"/> | 4-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U, Bodypoint PC102A | | 100,00 | | |
| ARL2723 | <input type="checkbox"/> | Uchwyt joysticka, wypukły i gumowy, Bodypoint PC107A | | 100,00 | | |
| ARL2724 | <input type="checkbox"/> | Uchwyt joysticka, w kształcie grzybka z rowkami, Bodypoint PC110A | | 100,00 | | |
| OPCJE JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ | | | | | | |
| Kolory obudowy | | | | | | |
| ARP2640 | <input type="checkbox"/> | Obsidian black | | ○ |  | |
| ARP2641 | <input type="checkbox"/> | Ruby red | | ○ | | |
| ARP2642 | <input type="checkbox"/> | Purple Passion | | ○ | | |
| ARP2643 | <input type="checkbox"/> | Peacock blue | | ○ | | |
| ARP2644 | <input type="checkbox"/> | Artic blue | | ○ | | |
| | | | | | | |
| Kolory felg | | | | | | |
| ARP2650 | <input type="checkbox"/> | Obsidian black | | ○ |  | |
| ARP2651 | <input type="checkbox"/> | Ruby red | | ○ | | |
| ARP2652 | <input type="checkbox"/> | Purple Passion | | ○ | | |
| ARP2653 | <input type="checkbox"/> | Peacock blue | | ○ | | |
| ARP2654 | <input type="checkbox"/> | Artic blue | | ○ | | |
| | | | | | | |

| WYDAJNOŚĆ | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------|---|
| Widelce | | | | |
| ARL2631 | <input type="checkbox"/> | Widelce pojedynczy jednostronny (nowy) z czarnym kółkiem | | 399,05 |
| ARL2632 | <input type="checkbox"/> | Widelce dwustronny | | ◆ |
| Koła tylne typu Storm® | | | | |
| ARL0704 | <input type="checkbox"/> | 14"x3" Opony pneumatyczne, czarne, | | ◆ |
| ARL0705 | | 14" x 3" Opony czarne, pełne | | 71,09 |
| ARL0706 | | 14" x 3" Opony z ochroną antyprzebiciową | | ○ |
| Rodzaj silnika / Opcje prędkości | | | | |
| ARL1282 | <input type="checkbox"/> | OPS napęd 6 km/h (4-biegunowy) | | ◆ |
| ARL1283 | <input type="checkbox"/> | OPS napęde 10 km/h (4-biegunowy) | | ○ |
| Akumulator | | | | |
| ARL1257 | <input type="checkbox"/> | 50 Ah żelowy | | ◆ |
| Ładowarka | | | | |
| ARL1313 | <input type="checkbox"/> | Ładowarka OptiCharge 10A | | ◆ |
| ŻYROSKOP | | | | |
| OPCJA G-Trac | | | | |
| ARL1215 | <input type="checkbox"/> | Moduł G-Trac (Kierunkowa kontrola trajektorii podczas jazdy) | | 1 090,05 |
| OPCJE POZYCJONOWANIA | | | | |
| Aby poznać akcesoria Bodypoint, zapoznaj się z cennikiem Bodypoint. | | | |  |
| OPCJE | | | | |
| OŚWIETLENIE | | | | |
| ARL1437 | <input type="checkbox"/> | Światła LED z kierunkowskazami ,Reflektory 30 Lux | | 492,89 |
| ARL2837 | <input type="checkbox"/> | Światła LED bardzo jasne z kierunkowskazami i reflektory 60 Lux | | 663,51 |
| ARL1254 | <input type="checkbox"/> | Bez świateł | | ◆ |
| Zestaw transportowy | | | | |
| ARL1450 | <input type="checkbox"/> | Przygotowanie do stacji dokującej DAHL, (odpowiedni załącznik obowiązkowy) W POŁĄCZENIU OPCJĄ KOŁYYSKI 30° LUB KOŁYYSKI/ WINDY O 30° (1093/1094) MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA WYNOSI 136 KG! | | 738,39 |
| Opcja Kerb rider (pokonywanie krawężników) | | | | |
| ARL1493 | <input type="checkbox"/> | Mocowanie 4-punktowe (Do transportu wózka inwalidzkiego bez użytkownika) | | ◆ |
| ARL1494 | <input type="checkbox"/> | Mocowanie 4-punktowe - Wersja testowana do używania wózka i inwalidzkiego jako siedzenia w pojeździe zgodnie z normą ISO 7176-19:2001) (Obowiązkowy odpowiedni załącznik) | | ○ |
| Pas mocujący | | | | |
| ARL1329 | <input type="checkbox"/> | Pas mocujący z automatyczną blokadą | NC : pas Bodypoint | ◆ |
| ARL2113 | <input type="checkbox"/> | Pas mocujący z automatyczną blokadą i regulowanymi punktami mocowania na siedzeniu | NC : 2110, Bodypoint | 57,82 |
| ARL1332 | <input type="checkbox"/> | Pas - H-Belt | NC : 2110 | 311,85 |
| Pas pozycjonujący Bodypoint (z mocowaniami) | | | | |
| ARL2701 | <input type="checkbox"/> | Stabilizator miednicy Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar L (długość wyściółki 620 mm) | | 156,40 |
| ARL2702 | <input type="checkbox"/> | Stabilizator miednicy Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar M (długość wyściółki 460 mm) | | 156,40 |
| ARL2703 | <input type="checkbox"/> | Dwupunktowy pas biodrowy, Ctr-Pull, Push Butt, mocowanie na zatrzask, rozmiar L długość wyściółki 620 mm) | | 133,65 |
| ARL2704 | <input type="checkbox"/> | Dwupunktowy pas biodrowy, Ctr-Pull, Push Butt, mocowanie na zatrzask, rozmiar M (długość wyściółki 460 mm) | | 133,65 |
| ARL2705 | <input type="checkbox"/> | Pas biodrowy 2-punktowy, podwójny, odpinany z boku. Mocowanie na zatrzask, rozmiar L (długość wyściółki 620 mm) | | 116,59 |
| ARL2706 | <input type="checkbox"/> | Pas biodrowy 2-punktowy, podwójny, odpinany z boku. Mocowanie na zatrzask, rozmiar M (długość wyściółki 460 mm) | | 116,59 |
| Lusterko wsteczne | | | | |
| ARL1415 | <input type="checkbox"/> | Prawe | | 70,14 |
| ARL1339 | <input type="checkbox"/> | Lewe | | 70,14 |
| Uchwyt na łaskę/kule | | | | |
| ARL1312 | <input type="checkbox"/> | Prawy | | 68,25 |
| ARL1363 | <input type="checkbox"/> | Lewy | | 68,25 |
| Taca odchylana | | | | |
| ARL1404 | <input type="checkbox"/> | Prawa | | 503,32 |
| ARL1405 | <input type="checkbox"/> | Lewa | | 503,32 |
| Rampy | | | | |
| 1654128 | <input type="checkbox"/> | Podstawowa rampa - 2 teleskopowe części z aluminium i powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8,8 kg na parę - maksymalna ładowność: 270 kg | | 402,84 |
| 1654129 | <input type="checkbox"/> | 3-częściowa aluminiowa teleskopowa rampa z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13,6 kg na parę - maksymalna ładowność: 260 kg | | 805,69 |
| 1654130 | <input type="checkbox"/> | Aluminiowa składana rampa mono Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13,9 kg - maksymalna ładowność: 300 kg | | 426,54 |

