

Odkryj.

Nowy design

Znajdź.

Nowe możliwości

Poczuj.

Lepszą jakość i wydajność

Prezentujemy nową generację wózków z serii Esprit Action®. Niepowtarzalny nowy projekt zawiera innowacyjną kombinację technologii, wydajności i starannie przemyślanych udogodnień.





ESPRIT Action® Junior

Esprit Action® Junior umożliwia dzieciom prowadzenie aktywnego i niezależnego trybu życia. Nowy Junior zachęca je do bycia dziećmi szczęśliwymi, aktywnymi i emanującymi pewnością siebie.

Niezależnie od tego, czy dziecko łączy się z przyjaciółmi online, czy spotyka się i bawi na świeżym powietrzu, każde z nich może aktywnie uczestniczyć i czuć się dobrze ze swoim Esprit Action®. Dzięki ładniejszemu wyglądowi i możliwości wyboru trzech kombinacji kolorystycznych, Esprit Action® gwarantuje dzieciom nielimitowane korzystanie z opcji wózka. To oznacza więcej możliwości i więcej zabawy.

Dane techniczne

Aby uzyskać więcej informacji o tym produkcie, w tym instrukcję obsługi, odwiedź naszą stronę internetową: www.invacare.eu

	Szerokość siedziska	Głębokość siedziska	Wysokość siedziska	Wysokość oparcia	Długość podnóżków	Kąt siedziska	Kąt oparcia
Esprit Action®	380 - 605 mm	400 - 500 mm	60 lub 485 mm	90 - 510 mm	340 - 470 mm	3°	0° - 30°
Esprit Action® Junior	305 - 380 mm	325 - 375 mm	460 or 485 mm	390 - 510 mm	200 - 330 mm	3°- 4°	0° - 30°
	Szerokość z kołami	Wysokość całkowita	Całkowita długość z podnóżkami	Całkowita długość bez podnóżków	Waga całkowita	Maksymalna waga użytkownika	Pojemność akumulatora
Esprit Action®	Szerokość siedziska +180 mm	945 - 1000 mm	980 - 1115 mm	640 - 970 mm	40.4 - 45 kg ¹	125 kg	36 V (3 x 12V)/ 7.65 Ah
Esprit Action® Junior	Seat width + 180 mm	945 - 1000 mm	925 - 1075 mm	640 - 970 mm	40.4 - 45 kg ¹	80kg	36 V (3 x 12V)/ 7.65 Ah
	Promień skrętu	Maks. wysokość przeszkody do pokonania	Maksymalne bezpieczne nachylenie	Pojemność silnika	Zasięg	Prędkość	Regulowane podłokietniki
Esprit Action®	1430 - 1960 mm	30 mm	6°	6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	15km	6 km/h lub 8 km/h	+50 mm
Esprit Action® Junior	1430 - 1960 mm	30 mm	6°	6 km/h: 2 x 110 W 8 km/h: 2 x 150 W	15km	6 km/h lub 8 km/h	+50 mm

¹Waga najcięższej części przy ramie o wadze 15 kg

Kolor ramy

Dla dorosłych



Slate Grey



Pop Blue

Dla dorosłych i dzieci



Anthracite Black



Hypnotic Purple

Junior



Water Blue

Akcenty kolorystyczne



Lime



Black



Tel: +44 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Szwajcaria

"PARTNER" Szmidt-Banyś Sp.j.
ul. Chorzowska 30C
41-910 Bytom
tel. +48 516293265
mail:
biuro@kuschall.eu

© 2021 Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Uważa się, że wszystkie przytoczone informacje były aktualne
w momencie druku. Invacare zastrzega sobie prawo
do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniej konsultacji. UE – 21.04



Yes, you can.®



Zaawansowana nowa konstrukcja.

Wózek Esprit Action ® może poszczycić się wyjątkową precyzją w odniesieniu do każdej jego części.

Obszerny program projektowy prowadzony przez klientów. pokazał różnicę jeśli chodzi o wózek Esprit Action®. Okazuje się, że jest on bardzo lekki, składany i kompatybilny ze zintegrowanym dodatkowym napędem Alber na wysoce konfigurowalnym aluminiowym podwoziu z naszej popularnej serii Action ®. Wyniki są bezprecedensowe. W końcu nadszedł czas, aby cieszyć się wolnością i w pełni korzystać z możliwości jakie daje Esprit Action®.



Bez problemu mieści się w aucie.



Pokonuje wzniesienia o nachyleniu do 6°.



Jest składany i ma zdejmowane części

KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI

Ćiasne pomieszczenia to żaden problem

Wypaszaony w nową innowacyjną technologię żyroskopową; kompaktowy rozstaw osi zapewnia lepszą zwrotność, dzięki czemu łatwiej jest pokonywać najwęższe przestrzenie. Tylna koła zostały przesunięte do przodu, aby zapewnić lepszą przyczepność i mniejszy promień skrętu.



Bezproblemowe pokonywanie wzniesień

Pokonanie nachylenia do 6° jest łatwe, płynne i stabilne. Nowa technologia żyroskopowa zmniejsza przyspieszenie w zależności od stopnia nachylenia i szybko wykrywa moment, gdy wózek jest przechylony.



Easier to transport

Wózek został zaprojektowany przy użyciu lekkiej składanej ramy Action® i zdejmowanych napędzanych tylnych kół oraz akumulatora, Esprit Action® można łatwo złożyć i przetransportować bez użycia ramp czy specjalnie przystosowanych pojazdów.



Kompatybilność

Kompatybilność krzyżowa Action® z gamą innych sprzętów pozwala na szybkie adaptacje. Esprit Action® można szybko i ekonomicznie dostosować do konkretnych potrzeb.

Opcje



Lekkie ramię obrotowe Alber



Antytypery - opcja premium - zabezpieczenie przed wywrotką zapewniają funkcję unoszenia w celu szybkiego wypięcia kół



8km/h
prędkość

15kg*

minimalna waga do transportu

14" Koła Alber



Lepsza wydajność

Tylna koła (14") oraz pneumatyczne tylne i przednie opony zapewniają płynną i komfortową jazdę. Nowa konstrukcja oferuje również nową prędkość 8 km/h dla uzyskania lepszych osiągnięć na zewnątrz.



Komfort i wsparcie

Optymalne pozycjonowanie osiąga się dzięki wysoce konfigurowalnym opcjom i akcesoriom. Wózek można dyskretnie dostosować do indywidualnych potrzeb.