

"PARTNER MED POLSKA sp. z o.o.
ul. Chorzowska 30C
41-910 Bytom
mail: biuro@kuschall.eu
tel. +48 516293265 lub 32 733 7999 lub 32 787 40 86


LINX

INVACARE
Yes, you can.®

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2
Elektryczny wózek z napędem na tylne koła



PARTNER
Twoja Przyszłość



Usługa personalizacji Invacare UNIQUE

Proszę podać numer oferty lub specjalny numer produkcyjny:

Orientacyjna stawka — użyj konfiguratora online w Invacare Pro, aby generować bezbłędne wyceny lub zamówienia.

☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem ☒ Wyposażenie standardowe ☐ Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC : Niezgodny NC : 9999 : Niezgodny z nr ref 9999	Cena główna wózka została podana pozostałych elementów w PLN, a ceny elementów zostały podane w EURO
ATC0016	<input type="checkbox"/> Invacare® Storm®4 AA2		45 500
ATC0019	<input type="checkbox"/> Invacare® Storm®4 X-plore AA2	NC : 1030	52 250

Modułowe siedzisko Invacare® Modulet

RODZAJ SIEDZISKA

ATC2111	<input type="checkbox"/> Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi, szerokość od 380 to 530 mm Dodatkowe 50 mm na ręce	◆	 2111
ATC2112	<input type="checkbox"/> Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi, szerokość 380 do 530 mm; + 30 mm wysokość siedziska Dodatkowe 50 mm na ręce	○	 2112

USTAWIENIE SZEROKOŚCI SIEDZISKA DLA REGULOWANEJ RAMY SIEDZISKA

	330mm (wybierz szerokość siedziska 380 mm 2121 i zakrzywione do wewnątrz podłokietniki 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	
ATC2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○
ATC2122	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆
ATC2123	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○
ATC2124	<input type="checkbox"/> 530 mm	NC : Oparcia MatrX, 2143, 2702, 2704, 2706	○

USTAWIENIE GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA

ATC2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○
ATC2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆
ATC2136	<input type="checkbox"/> 510 mm - Przedłużenie szyny siedziska o 35 mm dla wózka zamówionego o głębokości siedziska 510 mm i z oparciem Flex 3	NC : 2143	○

PODUSZKA SIEDZISKA

ATC2142	<input type="checkbox"/> Poduszka Matrx Flo-tech - Lite (75mm aż do 127 kg); Contour (100mm aż do 191 kg)		◆
ATC2143	<input type="checkbox"/> Poduszka Matrx Flo-tech Contour Visco ; (materiał rozciągliwy dwukierunkowo) - 430 x 430 mm [maks. waga użytkownika 125 kg]	NC : 2155	76,78
ATC2147	<input type="checkbox"/> Poduszka Matrx Libra o grubości 90 mm; Standardowa (aż do 136 kg)/HD (aż do 227 kg) Wydłużony czas realizacji + 4 dni	NC : 2155	293,84
ATC2144	<input type="checkbox"/> Poduszka Matrx Vi Cushion (siateczka)	NC : 2155	293,84

PODPARCIE OPRCIA

ATC2162	<input type="checkbox"/> Tylne rurki krótkie (540 mm)		○
ATC2163	<input type="checkbox"/> Tylne rurki długie (480 mm)	NC : 2173	○

SKŁADANE
OPARCIE

RĄCZKI DO TYLNYCH RUREK			
ATC2107	<input type="checkbox"/>	Tylne rurki z rączkami	◆
ATC2108	<input type="checkbox"/>	Tylne rurki bez rączek	○ NC : 1307, 1332, 2223, 2220, 2219, 2245
TAPCIERKA OPARCIA / PODUSZKI			
ATC2171	<input type="checkbox"/>	Regulacja na pasach wysokie oparcie = 540 mm, niskie oparcie = 480 mm	◆ NC : 1445, 2152, 2155, 2229, 2230, 2247
ATC2179	<input type="checkbox"/>	Oparcie Flex3 - Regulacja na pasach wysokie oparcie 540 mm / niskie oparcie = 480 mm	226,54 NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Elan headrest
ATC2173	<input type="checkbox"/>	Regulowane płyty oparcia Flex3 z poduszką oparcia Laguna	○ NC : 2128
ATC2174	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Posture Back , wysokość 400 mm (siateczka)	798,10
ATC2175	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Posture Back , wysokość 500 mm (siateczka)	798,10
ATC2176	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite Back , wysokość 500 mm (siateczka)	798,10
ATC2177	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite TR Back , wysokość 500 mm (siateczka)	798,10
ATC2178	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite Deep Back , wysokość 500 mm (siateczka)	798,10
Znajdź wsporniki oparcia i wszystkie akcesoria na arkuszu pomiarowym Matrx!			
KOLOR TAPICERKI			
ATC2151	<input type="checkbox"/>	Czarny materiał	◆
ATC2152	<input type="checkbox"/>	Wersja LK, kolor czarny z pomarańczowym szwem	○
ATC2153	<input type="checkbox"/>	Czarny plusz	○
ATC2155	<input type="checkbox"/>	Czarna siateczka	○
BOCZEK (para)			
ATC2191	<input type="checkbox"/>	Boczek typu T-Arm, zdejmowany/ Standardowy - zakres regulacji: 245 - 315 mm	○
ATC2181	<input type="checkbox"/>	Boczek typu T-Arm, zdejmowany, zwiększona wysokość - zakres regulacji: 295 -365 mm	70,14
ATC2198	<input type="checkbox"/>	Wyścielany boczek z ze zintegrowaną ochroną odzieży	284,36 NC : 2195, 2196, 2197, podparcie bioder
ATC2183	<input type="checkbox"/>	Boczki z regulacją - zmniejszają SW o 25 mm z każdej strony	137,44 NC : podparcie bioder
ATC2193	<input type="checkbox"/>	Podnoszone boczki – dla użytkownika o maksymalnej wadze 150kg	◆ NC : 1445
ATC2192	<input type="checkbox"/>	Boczek typu Following, zakres regulacji: od 230 do 300 mm dla użytkownika o maksymalnej wadze 150 kg	372,51 NC : 1445
ATC2194	<input type="checkbox"/>	Boczek typu Following, zakres regulacji od 300 - 360 mm dla użytkownika o maksymalnej wadze 150 kg	372,51 NC : 1445
PODŁOKIETNIKI (PARA)			
ATC2195	<input type="checkbox"/>	Krótki podłokietnik (325 mm)	◆
ATC2196	<input type="checkbox"/>	Długi podłokietnik (375 mm)	91,00
ATC2197	<input type="checkbox"/>	Długi ergonomiczny podłokietnik (397 mm)	133,65
Rynny typu hemi			
	<input type="checkbox"/>	Rynna typu hemi - specjalne wykonanie	Na zamówienie
	<input type="checkbox"/>	Rynna półwkłęsła z płaskim lub zakrzywionym podparciem na dłoń i rotatorem obrotowym 360° w prawo lub w lewo, w odstępach co 18°	Na zamówienie
PODPARCIE BIODER			
ATC2184	<input type="checkbox"/>	Podparcie biodra, rozmiar podkładki 140 x 100 mm- lewa	290,05 NC : Bodypoint
ATC2186	<input type="checkbox"/>	Hip Support LH, pad size 230 x 100 mm- lewa	290,05 NC : Bodypoint
ATC2188	<input type="checkbox"/>	Hip Support LH, pad size 330 x 100 mm- lewa	290,05 NC : Bodypoint
ATC2185	<input type="checkbox"/>	Podparcie biodra, rozmiar podkładki 140 x 100 mm - prawa	290,05 NC : Bodypoint
ATC2187	<input type="checkbox"/>	Podparcie biodra, rozmiar podkładki 230 x 100 mm - prawa	290,05 NC : Bodypoint
ATC2189	<input type="checkbox"/>	Podparcie biodra, rozmiar podkładki 330 x 100 mm - prawa	290,05 NC : Bodypoint
OSPRZĘT MONTAŻOWY DO PODPARCIA BIODER			
ATC2164	<input type="checkbox"/>	Osprzęt montażowy do podparcia bioder(6,1" / wysokość 155 mm)	◆
ATC2165	<input type="checkbox"/>	Osprzęt montażowy do podparcia bioder (8,1" /wysokość 206 mm)	○
ZAGŁÓWEK/PODPARCIE KARKU (Czarny pokrowiec- można przecierać)			
ATC1307	<input type="checkbox"/>	Pałąk (średnica 22 mm) w połączeniu z teleskopowymi rurkami tylnymi	51,18
ATC1350	<input type="checkbox"/>	Zagłówek z regulacją głębokości	◆
ATC1432	<input type="checkbox"/>	Zagłówek regulowany obustronnie	○
ATC1427	<input type="checkbox"/>	Zagłówek z podparciem policzków	361,14
ATC2324	<input type="checkbox"/>	Zagłówek Elan Standard Pad 255 mm / 10" szerokość; ze standardowym pokrowcem (ESP26)	427,49
ATC2325	<input type="checkbox"/>	Zagłówek Elan Occipital Pad 230x180 mm / 9"x7" ze standardowym pokrowcem (EOP23)	427,49
ATC1445	<input type="checkbox"/>	Podparcie boczne z przedłużonym ramieniem, wielostopniowa regulacja podkładki	385,78 NC : Oparcia Matrx



2171



2173



2191




2198




Rynna typu
hemi



Rynna typu
hemi półwkłęsła



1350



1432



1427




2325




1445


WYSOKOŚĆ SIEDZISKA I PODNOŚNIK SIEDZISKA(WINDA)				
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA				
ATC1023	<input type="checkbox"/>	Stała wysokość siedziska (450 mm)		◆
ATC1025	<input type="checkbox"/>	Stała wysokość siedziska (480 mm)		○
ATC1030	<input type="checkbox"/>	Elektryczny podnośnik siedziska (400 - 650 mm)	NC : WERSJA X-plore	1 895,73
ATC1040	<input type="checkbox"/>	Elektryczny podnośnik siedziska(440 - 690 mm) wraz z. Adapterem		1 895,73
KOŁYSKA				
ATC1002	<input type="checkbox"/>	Manualne ustawienie kołyski za pomocą pokrętła		◆
ATC1014	<input type="checkbox"/>	Elektryczne ustawienie kołyski od 0° do 25°		○
POCHYLENIE OPARCIA				
ATC0977	<input type="checkbox"/>	Elektryczne ustawienie pochylenia oparcia		◆
PODNOŻKI				
Regulowany kąt podnóżka centralnego; z podparciem łydek i regulowanym kątem płyty podnóżka				
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manualne ustawienie LNX (regulacja od 1.5° do 63°)	NC : Podparcie bioder	Na zamówienie
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Elektryczne ustawienie LNX w z ustawieniem pozycji pod kątem 90° ; zakres regulacji do +7°/-7°.		Na zamówienie
PODNOŻKI (PARA)				
ATC0533	<input type="checkbox"/>	Podnóżek Vari A - para		◆
ATC0531	<input type="checkbox"/>	Elektrycznie sterowane podnóżki ADE 0° - 80° - para	NC : 0522	879,62
PARA PODNOŻKÓW/PLYTY PODNOŻKA				
ATC0504	<input type="checkbox"/>	Para podnóżków z regulacją kąta (płyty)		◆
ATC0513	<input type="checkbox"/>	Para podnóżków z regulacją kąta i głębokości (płyty)		122,27
PILOTY LINX				
Podstawowe piloty (PRIMARY REMOTES) z joystickiem i wspornikami/uchwytami				
ATC2203	<input type="checkbox"/>	Pilot LINX DLX-REM211 = Napęd i siłowniki	NC : 2331, 2232, 2229, 2270	-984,83
ATC2204	<input type="checkbox"/>	Pilot LINX DLX-REM216 = Napęd i siłowniki i światła	NC : 2331, 2232, 2229, 2270	-984,83
ATC2205	<input type="checkbox"/>	Pilot Rehab Remote LiNX, tekran dotykowy, interfejs użytkownika DLX-REM400	NC : 2220	○
ATC2206	<input type="checkbox"/>	Pilot Rehab Remote LINX bez joysticka dla użytkowników o alternatywnym dostępie DLX-REM500	NC : 2220, 2270	568,72
OPCJA REM400				
ATC2270	<input type="checkbox"/>	Moduł przełącznika z możliwością przypisania do REM400 (DLX-SW400TGL)		340,28
Pozycja montażu pilota				
ATC1207	<input type="checkbox"/>	Standardowy wspornik /uchwyt prawy	NC : 1404	○
ATC1208	<input type="checkbox"/>	Standardowy wspornik /uchwyt lewy	NC : 1405	○
ATC1707	<input type="checkbox"/>	Wspornik/uchwyt odchylany prawy	NC : 1404	◆
ATC1708	<input type="checkbox"/>	Wspornik/uchwyt odchylany lewy	NC : 1405	○
ATC1709	<input type="checkbox"/>	Maxx, rozkładany, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz -, prawy	NC : 1404, (2231/2232 + 2207/2213), (2233 + 2235/2213/2241)	○
ATC1710	<input type="checkbox"/>	Maxx rozkładany, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz -, lewy	NC : 1405, (2231/2232 + 2208/2214), (2233 + 2236/2214/2242)	○
ATC2213	<input type="checkbox"/>	Centralny montaż, odchylany - prawy - Nucleus	NC : 1404, 1405, 1415	787,68
ATC2214	<input type="checkbox"/>	Centralny montaż, odchylany - lewy - Nucleus	NC : 1404,1405, 1339	787,68
ATC2227	<input type="checkbox"/>	Wspornik/uchwyt prawy - montaż po prawej stronie dla opiekuna	NC : 2219, 2220, 1287, 2128	33,85
ATC2228	<input type="checkbox"/>	Wspornik/uchwyt lewy - montaż po prawej stronie dla opiekuna	NC : 2219, 2220, 1286, 2128	33,85
ATZ2229	<input type="checkbox"/>	Montaż niestandardowy, na zamówienie (spejalne)		Na zamówienie
UCHWYTY/WSPORNIKI LiNX REM500 (TYLKO DO WYŚWIETLACZA)				
ATC2209	<input type="checkbox"/>	,Odchylany, wielostopniowa regulacja - prawy	NC : 1404	◆
ATC2210	<input type="checkbox"/>	,Odchylany, wielostopniowa regulacja - lewy	NC : 1405	○
PW-4005	<input type="checkbox"/>	OOpcja 2209/2210 z drążkiem montażowym do REM500 przedłużonym o 200 mm		Na zamówienie
ATC2213	<input type="checkbox"/>	Centralny montaż, odchylany do prawej - Nucleus	NC : 1404, 1405, 1415	787,68
ATC2214	<input type="checkbox"/>	Centralny montaż, odchylany do lewej - Nucleus	NC : 1404,1405, 1339	787,68
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Montaż niestandardowy, na zamówienie (spejalne)		Na zamówienie
DUAL CONTROL LiNX + WSPORNIKI/UCHWYTY				
ATC2220	<input type="checkbox"/>	Dual Control LiNX (DLX-REM050 jako dodatkowy pilot)	NC : 1221, 1222	677,02
ATC2219	<input type="checkbox"/>	Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05
ATC2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dual control	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 354,05
ATC1207	<input type="checkbox"/>	Standardowy wspornik /uchwyt - prawy		◆
ATC1208	<input type="checkbox"/>	Standardowy wspornik /uchwyt - lewy		○
ATC1221	<input type="checkbox"/>	Wspornik /uchwyt prawy zdejmowany		◆
ATC1222	<input type="checkbox"/>	Wspornik /uchwyt prawy zdejmowany		○




1030




0533







REM211




REM216




REM400




Bluetooth



REM500




Bluetooth




2270


NOWOŚĆ




2209




2210



REM050



2219



2245


Jeżeli na środkowym uchwycie montażowym (2213/2214) ma być zamontowanych kilka joysticków, należy wybrać opcję 2215			
Specjalne sterowanie Mo-Vis - patrz arkusz zamówienia			
Piloty LiNX - COMPACT + WSPORNIKI/UCHWYTY			
ATC2231	<input type="checkbox"/> Pilot Proportional Compact Remote DLX-CR400		1 371,56
ATC2232	<input type="checkbox"/> Proportional Compact Remote Low Force DLX-CR-400LF		1 509,00
ATC2207	<input type="checkbox"/> Montaż po prawej stronie	NC : 1404	◆
ATC2208	<input type="checkbox"/> Montaż po lewej stronie	NC : 1405	○
ATC2213	<input type="checkbox"/> Centralny montaż, odchylany do prawej, Nucleus	NC : 1404, 1405, 1415	787,68
ATC2214	<input type="checkbox"/> Centralny montaż, odchylany do lewej, Nucleus	NC : 1404, 1405, 1339	787,68
ATZ2215	<input type="checkbox"/> Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (specjalne)		Na zamówienie
CHIN CONTROL + BRACKETS			
ATC2229	<input type="checkbox"/> Joystick sterowany podbródkiem (Proportional Chin Joystick) (ASL138)	NC : 2128	3 011,37
ATC1289	<input type="checkbox"/> Wspornik /uchwyt odchylany, prawy-sterowanie manualne (ASL628)		◆
ATC1288	<input type="checkbox"/> Wspornik /uchwyt odchylany, lewy- sterowanie manualne (ASL628)		○
ATC1287	<input type="checkbox"/> Wspornik /uchwyt odchylany, prawy, elektryczne sterowanie	NC : 2227, 1404, 1415, 1312	1 445,50
ATC1286	<input type="checkbox"/> Wspornik /uchwyt odchylany, lewy, elektryczne sterowanie	NC : 2228, 1405, 1339, 1363	1 445,50
Technologia HEAD CONTROL ATOM (sterowanie głową)			
ATC2230	<input type="checkbox"/> Sterowanie głową- w zestawie czujniki zbliżeniowe ultradźwiękowe (ATOM, ASL104) ze standardowymi skrzydełkami M3	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34
ATC2247	<input type="checkbox"/> Sterowanie głową - w zestawie czujniki zbliżeniowe ultradźwiękowe (PROTON, ASL104P) ze skrzydełkami PROTON	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34
MICRO EXTREMITY CONTROL			
ATC2233	<input type="checkbox"/> Joystick proporcjonalny(Proportional Joystick) MEC (Micro Extremity Control ASL130)	NC : 2240	5 648,34
ATC2235	<input type="checkbox"/> Mocowanie tacki po prawej (100x150 mm)		○
ATC2236	<input type="checkbox"/> Mocowanie tacki po lewej (100x150 mm)		○
ATC2213	<input type="checkbox"/> Montaż centralny, odchylany do prawej strony, Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○
ATC2214	<input type="checkbox"/> Montaż centralny, odchylany do prawej strony, Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○
ATC2241	<input type="checkbox"/> Montaż centralny, odchylany do prawej strony, Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68
ATC2242	<input type="checkbox"/> Montaż centralny, odchylany do lewej strony, Nucleus		787,68
ATZ2215	<input type="checkbox"/> Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (specjalne)		Na zamówienie
Przełącznik 10-kierunkowy			
ATC2251	<input type="checkbox"/> Przełącznik 10-kierunkowy DLX-SW10-A dla bezpośredniego dostępu do siedzik sterowanych elektrycznie		530,81
ATC2217	<input type="checkbox"/> Uchwyt prawy, montowany dla użytkownika	NC : 2209, 2213, 1415	○
ATC2218	<input type="checkbox"/> Uchwyt lewy, montowany dla użytkownika	NC : 2210, 2214	○
ATC2227	<input type="checkbox"/> Uchwyt prawy, montowany dla opiekuna	NC : 1287	○
ATC2228	<input type="checkbox"/> Uchwyt lewy, montowany dla opiekuna	NC : 1286	○
ATC2225	<input type="checkbox"/> Bez montażu		○
ATC2252	<input type="checkbox"/> Przewód zapewniający połączenie z gniazdem typu jack dla „Drive and Mode”		87,20
AKCESORIA LiNX			
ATC2253	<input type="checkbox"/> Port ładowarki USB DLX-USB02-A	NC : Bodypoint	472,99
ATC2207	<input type="checkbox"/> Mocowanie po prawej stronie		○
ATC2208	<input type="checkbox"/> Mocowanie po lewej stronie		○
Inne komponenty i akcesoria			
ATC2300	<input type="checkbox"/> Tylko do dołączenia		○
ATZ2301	<input type="checkbox"/> Do podłączenia i zaprogramowania (Specjalne)		Na zamówienie
PRZYCISKI BUDDY			
ATC1685	<input type="checkbox"/> Przycisk BUDDY - czerwony		149,76
ATC1686	<input type="checkbox"/> Przycisk BUDDY - żółty		149,76
ATC1687	<input type="checkbox"/> Przycisk BUDDY - zielony		149,76
ATC1690	<input type="checkbox"/> Przycisk BUDDY - niebieski		149,76
Przełącznik jajowaty			
ATC2254	<input type="checkbox"/> Przełącznik jajowaty , czarny		118,48
PRZYCISKI PIKO			
ATC1711	<input type="checkbox"/> Przycisk PIKO - czerwony		149,76
ATC1712	<input type="checkbox"/> Przycisk PIKO - żółty		149,76
ATC1713	<input type="checkbox"/> Przycisk PIKO - zielony		149,76
ATC1714	<input type="checkbox"/> Przycisk PIKO - pomarańczowy		149,76
ATC1715	<input type="checkbox"/> Przycisk PIKO - niebieski		149,76
ATC1716	<input type="checkbox"/> Przycisk PIKO - czarny		149,76




2231
2232




1288 1286
1289 1287




2230



2247




2233



2251



2253





2231
2232



1288 1286
1289 1287



2230



2247



2233
















2251











2253



GAŁKI JOYSTICKA BODYPOINT				
ATC2721	<input type="checkbox"/>	3-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U , Bodypoint PC101A	100,00	 2721  2722  2723  2724
ATC2722	<input type="checkbox"/>	4-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U, Bodypoint PC102A	100,00	
ATC2723	<input type="checkbox"/>	Uchwyt joysticka, wypukły i gumowy,Bodypoint PC107A	100,00	
ATC2724	<input type="checkbox"/>	Uchwyt joysticka w kształcie grzybka z rowkami, Bodypoint PC110A	100,00	
OPCJE JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ				
Kolory obudowy				
ATC0202	<input type="checkbox"/>	Niebieski	○	
ATC0228	<input type="checkbox"/>	Czarny	○	
ATC0220	<input type="checkbox"/>	Szampański	○	
ATC0204	<input type="checkbox"/>	Transparentna wiśniowa czerwień	217,06	
ATZ0299	<input type="checkbox"/>	Specjalny kolor obudowy (wymagany kod RAL)	764,93	
KOŁA				 0771 0855
ATC0851	<input type="checkbox"/>	3.00 - 6 Opony pneumatyczne, szare	◆	
ATC0853	<input type="checkbox"/>	3.00 - 6 Opony z ochroną antyprzebiciową pełne, szare	130,81	
ATC0855	<input type="checkbox"/>	3.00 - 6 Opony z ochroną antyprzebiciową (pełna wkładka), szare	150,71	
DRIVE WHEEL				
ATC0771	<input type="checkbox"/>	3.00 - 8 Opony pneumatyczne, szare	◆	
ATC0773	<input type="checkbox"/>	3.00 - 8 Opony z ochroną antyprzebiciową pełne, szare	○	
ATC0750	<input type="checkbox"/>	3.00 - 8 Opony z ochroną antyprzebiciową (pełna wkładka), szare	71,09	
WYDAJNOŚĆ				
Rodzaj silnika				
ATC1277	<input type="checkbox"/>	Napęd OPS 6 km/h	◆	
ATC1285	<input type="checkbox"/>	Napęd OPS 10 km/h	◆	
ATC1223	<input type="checkbox"/>	Ustawienie 10 km/h dla silnika o dużej prędkości z napędem OPS(<i>DuraWatt High Speed Motor</i>)	○	
Akumulator				
ATC1364	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah ŻELOWY	◆	
ATB1313	<input type="checkbox"/>	Ładowarka Opti Charge 10A (IP44)	◆	
ATA1314	<input type="checkbox"/>	Ładowarka 10A Opticharge (UK-Wtyczka brytyjska)	○	
TYLNE ZAWIESZENIE				
ATC1240	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie niskie (do 80 kg masy użytkownika)	○	 1240 1241 1242
ATC1241	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie środkowe (od 70 kg do 100 kg masy użytkownika)	◆	
ATC1242	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie twarde (od 90kg do 150kg wagi użytkownika)	○	
ZAWIESZENIE Storm4 X-plore				
ATC1233	<input type="checkbox"/>	TYLNE ZAWIESZENIE	◆	
ATC1238	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie przednie (do 100 kg)	◆	
ATC1239	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie przednie (powyżej 100 kg)	○	
G-TRAC				
OPCJA G-Trac				
ATC1215	<input type="checkbox"/>	Moduł G-Trac (Kierunkowa kontrola trajektorii podczas jazdy)	1 090,05	
OPCJE POZYCJONOWANIA				
Warto rozważyć zastosowanie akcesoriów do pozycjonowania Bodypoint: pasów, uprząży/szelek, stabilizatorów na kostki.				
OPCJE				
OŚWIETLENIE				 1437
ATC1437	<input type="checkbox"/>	System oświetlenia LED z kierunkowskazami Reflektory 30 Lux	492,89	
ATC2837	<input type="checkbox"/>	System oświetlenia LED z kierunkowskazami Reflektory 60 Lux	663,51	
ATC1254	<input type="checkbox"/>	Bez oświetlenia	◆	
ANTYTIPERY				 1244
ATC1205	<input type="checkbox"/>	Antytiper (standardowa wersja)	◆	
ATC1204	<input type="checkbox"/>	Opuszczany antytiper	144,08	
KERB RIDER				
ATC1244	<input type="checkbox"/>	Kerb Rider (opcja pokonywania krawężników)	NC : 1450	
ZESTAW NARZĘDZI				
ATC1450	<input type="checkbox"/>	Przygotowanie do stacji dokującej DAHL (Odpowiedni załącznik jest obowiązkowy) Stacja dokująca Dahl umożliwia dokowanie wózka inwalidzkiego w jednym z następujących pojazdów zatwierdzonych zgodnie z wymogami dyrektywy europejskiej EEC-2007-46: VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro i Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner... Załącznik jest wymagany podczas transportu osoby na wózku inwalidzkim elektrycznym. Wózek inwalidzki elektryczny należy wybrać jako opcję w "Akcesoria do siedziska".	○	 

HAK DO TAKSÓWKI				
ATC1494	<input type="checkbox"/>	Mocowanie 4-punktowe (Przetestowana wersja do wykorzystania wózka inwalidzkiego jako siedzenia w pojeździe zgodnie z normą ISO 7176-19 (obowiązkowy jest odpowiedni zagłówek)		◆
PAS				
ATC1329	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy z automatyczną blokadą		◆
ATC2113	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy z automatyczną blokadą (elastyczne mocowanie w bocznych szynach)	57,82	
ATC1332	<input type="checkbox"/>	PAS - H-Belt	311,85	
PAS BIODROWY BODYPOINT				
ATC2701	<input type="checkbox"/>	Stabilizator Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar L	156,40	
ATC2702	<input type="checkbox"/>	Stabilizator Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar M	156,40	
ATC2703	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy 2-punktowy, Ctr-Pull, Push Butt, Cinch-Mount, rozmiar L	133,65	
ATC2704	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy 2-punktowy, Ctr-Pull, Push Butt, Cinch-Mount, rozmiar M	133,65	
ATC2705	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy, podwójny, odpinany z boku.Mocowanie na zatrzask,rozmiar L	116,59	
ATC2706	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy, podwójny, odpinany z boku.Mocowanie na zatrzask,rozmiar M	116,59	
Lusterko wsteczne				
ATC1415	<input type="checkbox"/>	prawe	70,14	
ATC1339	<input type="checkbox"/>	lewe	70,14	
Haczyki z tyłu (na oparciu)				
ATC2128	<input type="checkbox"/>	Haczyki z tyłu (na oparciu) (do siedzisk Modulite)	150,71	
Uchwyt na łaskę/kule				
ATC1312	<input type="checkbox"/>	prawy	68,25	
ATC1363	<input type="checkbox"/>	lewy	68,25	
BŁOTNIK				
ATC1416	<input type="checkbox"/>	Błotniki na koła		○
ATC1417	<input type="checkbox"/>	Błotniki na tylne/napędowe koła		○
TACKA				
ATC1404	<input type="checkbox"/>	Taca odchylana - prawa strona	503,32	
ATC1405	<input type="checkbox"/>	Taca odchylana - lewa strona	503,32	
ZESTAW NARZĘDZI				
ATC1333	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi	33,18	
Accessories				
SP1522428	<input type="checkbox"/>	Naklejki Storm®4 na przód - kolor niebieski (para)	40,76	
SP1523651	<input type="checkbox"/>	Naklejki Storm®4 na przód - kolor czarny (para)	40,76	
SP1529145	<input type="checkbox"/>	Naklejki Storm®4 na przód - kolor szampański (para)	40,76	
SP1529393	<input type="checkbox"/>	Naklejki Storm®4 na przód - kolor czerwony (para)	40,76	
SP1529397	<input type="checkbox"/>	Naklejki Storm®4 na przód - kolor zielony (para)	40,76	
RAMPY				
1654128	<input type="checkbox"/>	Podstawowa rampa - 2 teleskopowe części z aluminium i powłoką antypoślizgową Wymiary po złożeniu 1210 x 194 mm. 8.8 kg na parę- maksymalny udźwig 270 kg	298,58	
1654129	<input type="checkbox"/>	3-częściowa aluminiowa teleskopowa rampa z powłoką antypoślizgową Compact Quick2go Wymiary po złożeniu : 870 x 237 mm 13.6 kg pa parę- maksymalny udźwig 260 kg	559,24	
1654130	<input type="checkbox"/>	Aluminiowa składana rampa mono Wymiary po złożeniu : 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig : 300 kg	317,54	

	1329
	2701, 2702
	2703, 2704
	2705, 2706
	1416
	1654128
	1654129
	1654130

Invacare® Storm 4 & X-plore AA2		Hauteur d'assise sol/plaque d'assise (en mm)			
Assise	Assise RECARO Storm 4 ATC1152	Assise RECARO Storm 4 X-plore ATC1152	Assise Modulite Standard ATC2110	Assise Modulite modulable rigide ATC2111	Assise Modulite modulable souple ATC2112
Type d'assise (fixe ou avec lift)					
ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	480 mm
ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	510 mm
ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm	400 à 650 mm	nc	400 à 650 mm	400 à 650 mm	430 à 680 mm
ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm	440 à 690 mm	440 à 690 mm	440 à 690 mm	440 à 690 mm	470 à 720 mm



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



1416



1654128



1654129



1654130