

\*PARTNER MED POLSKA sp. z o.o.  
ul. Chorzowska 30C  
41-910 Bytom  
mail: biuro@kuschall.eu  
tel. +48 516293285 lub 32 733 7999 lub 32 787 40 86



## Invacare® Storm®4 Max AA2

Elektryczny wózek inwalidzki z napędem na tylne koła



Usługa personalizacji Invacare UNIQUE  
Proszę podać numer oferty lub specjalny numer produkcyjny:

**Orientacyjna stawka — użyj konfiguratora online w Invacare Pro, aby generować bezbłędne wyceny lub zamówienia.**

☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem ☒ Wyposażenie standardowe ☐ Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC : <b>Niezgodny</b> NC : 9999 : Niezgodny z nr ref 9999	EUROS	
AWC0016	<input type="checkbox"/> Invacare® Storm®4 Max AA2		14 192,42	
<b>SIEDZISKO</b>				
AWC1145	<input type="checkbox"/> Siedzisko MAX		◆	
<b>Rodzaj oparcia</b>				
AWC1106	<input type="checkbox"/> Oparcie z regulacją pasami		◆	
<b>Szerokość siedziska - + Regulacja podłokietnik - 100 mm na każdy</b>				
AWC0378	<input type="checkbox"/> Szerokość siedziska (licząc od ramy siedziska) 550 mm		◆	
AWC1459	<input type="checkbox"/> Poduszka siedziska MAX (550 x 635 mm)		◆	
AWC0380	<input type="checkbox"/> Szerokość siedziska (licząc od ramy siedziska) 610 mm	NC : 0503	○	
AWC1460	<input type="checkbox"/> Poduszka siedziska MAX ( 610 x 635 mm)		○	
<b>GLĘBOKOŚĆ SIEDZISKA</b>				
AWC0396	<input type="checkbox"/> 560 mm	AWC0397 <input type="checkbox"/> 595 mm	○	
AWC0399	<input type="checkbox"/> Adapter do skrócenia głębokości siedziska o 130 mm		85,31	
AWC0278	<input type="checkbox"/> Czarna, dwustronnie rozciągliwa tapicerka PU poduszek siedziska i oparcia		◆	
<b>PODŁOKIETNIK - ze wzmocnionym, regulowanym na głębokość wspornikiem</b>				
AWC0635	<input type="checkbox"/> Podłokietnik stały, 250 - 340 mm, regulowany na wysokość, zdejmowany		○	
<b>PODŁOKIETNIKI</b>				
AWC0647	<input type="checkbox"/> Podłokietnik Standardowy 325 mm)		◆	
AWC0649	<input type="checkbox"/> Podłokietnik wydłużony 375 mm)		91,00	
<b>ZAGŁÓWEK</b>				
AWC1432	<input type="checkbox"/> Zagłówek regulacja obustronna		◆	
AWC1427	<input type="checkbox"/> Zagłówek z podparciem policzki, regulacja obustronna		361,14	
<b>WYSOKOŚĆ SIEDZISKA</b>				
<b>Wysokość siedziska (mierzona bez poduszki siedziska)</b>				
AWC1025	<input type="checkbox"/> Stała wysokość siedziska 480 mm		◆	
AWC1006	<input type="checkbox"/> Stała wysokość siedziska 510 mm		○	
<b>KOŁYSKA</b>				
AWC1002	<input type="checkbox"/> Manualne sterowanie kołyską ośką?		◆	
AWC1014	<input type="checkbox"/> Elektryczne ustawienie kołyski od 0° to 15°		787,68	
<b>POCHYLENIE OPARCIA</b>				
AWC0947	<input type="checkbox"/> Elektrycznie sterowane oparcie		◆	
<b>PODNÓŻKI (PARA)</b>				
<b>RODZAJ PODNÓŻKA</b>				
AWC0564	<input type="checkbox"/> Wzmocnione wsporniki podnóżków regulowane pod kątem za pomocą śrub 90°- 65°; w tym podnóżki XL z indywidualną regulacją kąta i głębokości - opcja 0583. Podnóżki ze wzmocnioną jednocześnie płytą podnóżka; w opcji 0599 z regulacją kąta i składane w tył, a nie chowane (do 220 kg).		◆	
AWC0503	<input type="checkbox"/> Standardowe podnóżki regulowane w zakresie 90°- 65°, chowane do wewnątrz/na zewnątrz, w tym podnóżki XL z indywidualną regulacją kąta i głębokości (opcja 0583), Podnóżki z pojedynczą paletą (0522), regulowanym kątem i chowane, szerokość: 335 mm (do 200 kg)		○	



1106




0635





1432


1427


Pilot LiNX							
Piloty LiNX z joystickiem + WSPORNIKI/UCHWYTY							
AWC2203	<input type="checkbox"/>	Pilot LiNX DLX-REM211 = Napęd i siłowniki				○	 2203
AWC2204	<input type="checkbox"/>	Remote LiNX DLX-REM216 = Napęd i siłowniki i światła				○	
POZYCJA MONTAŻU PILOTA							 2204
AWC1207	<input type="checkbox"/>	Standardowy wspornik /uchwyt- prawy	NC : 1404			○	
AWC1208	<input type="checkbox"/>	Standardowy wspornik/uchwyt -lewy	NC : 1405			○	
AWC1707	<input type="checkbox"/>	Odchylany wspornik /uchwyt - prawy	NC : 1404			◆	
AWC1708	<input type="checkbox"/>	Odchylany wspornik /uchwyt - lewy	NC : 1405			○	
AWC2227	<input type="checkbox"/>	Wspornik /uchwyt - prawy dla opiekuna	NC : 2219, 2220		33,85		
AWC2228	<input type="checkbox"/>	Wspornik /uchwyt - lewy dla opiekuna	NC : 2219, 2220		33,85		 2220
DUAL CONTROL LiNX + WSPORNIKI .UCHWYTY							
AWC2220	<input type="checkbox"/>	Dual Control LiNX (DLX-REM050 jako drugi pilot)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228		677,02		
AWC2219	<input type="checkbox"/>	Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228		1 354,05		
AWC2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dual control	NC : 1207, 1208		1 354,05		
AWC1207	<input type="checkbox"/>	Standardowy wsporni/uchwyt - prawy				◆	
AWC1208	<input type="checkbox"/>	Standardowy wspornik/uchwyt - lewy				○	 2251
AWC1221	<input type="checkbox"/>	Wspornik/Uchwyt prawy, zdejmowany	NC : 2227			◆	
AWC1222	<input type="checkbox"/>	Wspornik/Uchwyt lewy, zdejmowany	NC : 2228			○	
PRZELĄCZNIK 10-kierunkowy LiNX							
AWC2251	<input type="checkbox"/>	Przełącznik 10-kierunkowy DLX-SW10-A umożliwiający bezpośredni dostęp siedzisk sterowanych elektrycznie			530,81		
AWC2217	<input type="checkbox"/>	Wspornik /uchwyt - prawy dla użytkownika	NC : 1415			○	
AWC2218	<input type="checkbox"/>	Wspornik /uchwyt - lewy dla użytkownika	NC : 1339			○	
AWC2227	<input type="checkbox"/>	Wspornik /uchwyt - prawy dla opiekuna	NC : 2219, 2220			○	
AWC2228	<input type="checkbox"/>	Wspornik /uchwyt - lewy dla opiekuna	NC : 2219, 2220			○	
AWC2252	<input type="checkbox"/>	Przewód zapewniający połączenie z gniazdem typu jack dla "Drive" i "Mode"			87,20		
INNE KOMPONENTY LiNX / AKCESORIA							 2721 2722
AWC1685	<input type="checkbox"/>	Przycisk Buddy - czerwony			149,76		
AWC1686	<input type="checkbox"/>	Przycisk Buddy - żółty			149,76		
AWC1687	<input type="checkbox"/>	Przycisk Buddy - zielony			149,76		
AWC1690	<input type="checkbox"/>	Przycisk Buddy - niebieski			149,76		 2723 2724
PRZYCISKI PIKO - wymagany przewód zapewniający połączenie z gniazdem (akcesoria) 2252							
AWC1711	<input type="checkbox"/>	Przycisk Piko - czerwony			149,76		
AWC1712	<input type="checkbox"/>	Przycisk Piko - żółty			149,76		
AWC1713	<input type="checkbox"/>	Przycisk Piko - zielony			149,76		
AWC1714	<input type="checkbox"/>	Przycisk Piko - pomarańczowy			149,76		
AWC1715	<input type="checkbox"/>	Przycisk Piko - niebieski			149,76		
AWC1716	<input type="checkbox"/>	Przycisk Piko - czarny			149,76		
GAŁKI JOYSTICKA BODYPOINT - TYLKO W ZESTAWIE							 2723 2724
AWC2721	<input type="checkbox"/>	3-calowy joystick w kształcie litery U, Bodypoint PC101A			100,00		
AWC2722	<input type="checkbox"/>	4-calowy uchwyt joystick w kształcie litery U, Bodypoint PC102A			100,00		
AWC2723	<input type="checkbox"/>	Joystick gumowy w kształcie kopułki, Bodypoint PC107A			100,00		
AWC2724	<input type="checkbox"/>	Joystick w kształcie grzybka z rowkami, Bodypoint PC110A			100,00		
SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ							
KOLORY OBUDOWY							
AWC0202	<input type="checkbox"/>	Niebieski				○	
AWC0228	<input type="checkbox"/>	Czarny	AWC0220	<input type="checkbox"/>	Szampański	○	
AWC0204	<input type="checkbox"/>	Transparentna wiśniowa czerwień				217,06	
AW02099	<input type="checkbox"/>	Specjalny kolor obudowy (wymagany kod RAL)	RAL : _____			764,93	
KOŁA							 0840
AWC0840	<input type="checkbox"/>	10" Opony pneumatyczne - szare				◆	
AWC0858	<input type="checkbox"/>	10" Opony z ochroną antyprzebiciową, pełne - szare			130,81		
AWC0842	<input type="checkbox"/>	10" Opony z ochroną antyprzebiciową- szare - (wkładka pełna)			150,71		 0758
TYLNE KOŁA							
AWC0771	<input type="checkbox"/>	14"Opony pneumatyczne - szare				◆	
AWC0773	<input type="checkbox"/>	14" Opony z ochroną antyprzebiciową, pełne				○	
AWC0750	<input type="checkbox"/>	14"Opony z ochroną antyprzebiciową- szare - (wkładka pełna)			71,09		
RODZAJ SILNIKA							
Silniki							
AWC1277	<input type="checkbox"/>	6 km/h				◆	
AKUMULATOR / ŁADOWARKA							
AWC1364	<input type="checkbox"/>	Akumulator 73,5 Ah				◆	
AWC1313	<input type="checkbox"/>	Ładowarka OptiCharge 10A				◆	
AWC1314	<input type="checkbox"/>	Ładowarka Opti Charge 10A (wtyczka UK)				◆	
ZAWIESZENIE							
AWC1203	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie typu Heavy duty				◆	


G-TRAC					
AWC1215		<input type="checkbox"/> G-Trac Module			1 090,05
OPCJE POZYCJONOWANIA					
Akcesoria do pozycjonowania Bodypoint: pasy, uprząże/szelki, wsparcie na kostki.					
OPCJE					
OŚWIETLENIE					
AWC1437		<input type="checkbox"/> System oświetlenia LED z kierunkowskazami Reflektory 30 Lux			492,89
AWC2837		<input type="checkbox"/> System oświetlenia LED o z kierunkowskazami Reflektory 60 Lux- bardzo jasny			663,51
AWC1254		<input type="checkbox"/> Bez oświetlenia			◆
ZESTAW TRANSPORTOWY					
AWC1494		<input type="checkbox"/> Mocowanie 4-punktowe (Wersja testowana wózka inwalidzkiego użytego jako siedzenia w pojeździe zgodnie z normą ISO 7176-19) (Obowiązkowy jest odpowiedni zagłówek)			◆
PAS					
AWC1455		<input type="checkbox"/> Pas biodrowy bardzo długi z automatyczną blokadą			◆
LUSTERKO WSTECZNE					
AWC1415		<input type="checkbox"/> Prawe	AWC1339	<input type="checkbox"/> Lewe	70,14
UCHWYT NA KULE					
AWC1312		<input type="checkbox"/> Prawy	AWC1363	<input type="checkbox"/> Lewy	68,25
BŁOTNIK (para)					
AWC1417		<input type="checkbox"/> Błotniki do tylnych kół			○
ZESTAW NARZĘDZI					
AWC1333		<input type="checkbox"/> Zestaw narzędzi			33,18
RAMPY					
1654128		<input type="checkbox"/> Podstawowa rampa 2 teleskopowe części z aluminium i powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8,8 kg na parę - maksymalna ładowność: 270 kg			298,58
1654129		<input type="checkbox"/> 3-częściowa aluminiowa teleskopowa rampa z powłoką antypoślizgową Compact Quick2go Wymiary po złożeniu : 870 x 237 mm 13.6 kg pa parę- maksymalny udźwig 260 kg			559,24
1654130		<input type="checkbox"/> Aluminiowa składana rampa mono Wymiary po złożeniu : 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig : 300 kg			317,54


  
1437

  
1455

  
1417

  
1654128

  
1654129

  
1654130