

# Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1

"PARTNER MED POLSKA sp. z o.o.  
ul. Chorzowska 30C  
41-910 Bytom  
mail: biuro@kuschall.eu  
tel. +48 516293265 lub 32 733 7999 lub 32 787 40 86

LINXX

INVACARE  
Yes, you can.®

## Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1

Elektryczny wózek z napędem na tylne koła



PARTNER  
Twoja Przyszłość



Usługa personalizacji Invacare UNIQUE



Proszę podać numer oferty lub specjalny numer produkcyjny:


**Orientacyjna stawka — użyj konfiguratora online w Invacare Pro, aby generować bezbłędne wyceny lub zamówienia.**

☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem


◆ Wyposażenie standardowe

○ Opcja bezpłatna


KOD		OPIS		NC : Niezgodny NC : 9999 : Niezgodny z nr ref 9999		*Cena główna wózka została podana w PLN, a ceny pozostałych elementów zostały podane w EURO	
ATB0015	<input type="checkbox"/>	Invacare® Storm®4 AA1				36 500	
ATB0018	<input type="checkbox"/>	Invacare® Storm®4X-plore AA1		NC : 1030		42 000	
Modułowe siedzisko Invacare® Modulite							
RODZAJ SIEDZISKA							
ATB2111	<input type="checkbox"/>	Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi, szerokość od 380 do 530 mm				◆	
		Dodatkowe 50 mm na ręce					
ATB2112	<input type="checkbox"/>	Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi, szerokość od 380 do 530 mm; + 30 mm wysokość siedziska				○	
		Dodatkowe 50 mm na ręce					
USTAWIENIE SZEROKOŚCI SIEDZISKA DLA REGULOWANEJ RAMY SIEDZISKA							
		330 mm (wybierz szerokość siedziska 380 mm 2121 i zakrzywione do wewnątrz podłokietniki 2183)				NC : 2143, 2701, 2703, 2705	
ATB2121	<input type="checkbox"/>	380 mm				NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○
ATB2122	<input type="checkbox"/>	430 mm				NC : 2701, 2703, 2705	◆
ATB2123	<input type="checkbox"/>	480 mm				NC : 2702, 2704, 2706	○
ATB2124	<input type="checkbox"/>	530 mm				NC :Oparcia MatrX , 2143, 2702, 2704, 2706	○
USTAWIENIE GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA							
ATB2132	<input type="checkbox"/>	410 mm				NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○
ATB2134	<input type="checkbox"/>	460 mm					◆
ATB2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Przedłużenie szyny siedziska o 35 mm dla wózka zamówionego o głębokości siedziska 510 mm i z oparciem Flex3				NC : 2143	○
PODUSZKA SIEDZISKA							
ATB2142	<input type="checkbox"/>	Poduszka <b>Matrx Flo-tech - Lite</b> (75 mm do 127 kg); <b>Contour</b> (100 mm do 191 kg)					◆
ATB2143	<input type="checkbox"/>	Poduszka <b>Matrx Flo-tech Contour Visco</b> ; (materiał rozciągliwy dwukierunkowo) - 430 x 430 mm [maks. waga użytkownika 125 kg]				NC : 2155	76,78
ATB2147	<input type="checkbox"/>	Poduszka <b>Matrx Libra</b> o grubości 90 mm <b>Standardowa</b> ((aż do 136 kg) /HD ((aż do 227 kg) Wydłużony czas realizacji: + 4 dni				NC : 2155	293,84
ATB2144	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx Vi (siateczka)				NC : 2155	293,84
PODPARCIE OPRCIA							
ATB2162	<input type="checkbox"/>	Tylne rurki krótkie (540 mm)					○
ATB2163	<input type="checkbox"/>	Tylne rurki długie (480 mm)				NC : 2173	○
RĄCZKI DO TYLNYCH RUREK							
ATB2107	<input type="checkbox"/>	Tylne rurki z rączkami					◆
ATB2108	<input type="checkbox"/>	Tylne rurki bez rączek					○





2111




2112



2143



2147 2144



SKŁADANE  
OPARCIE

TAPCIERKA OPARCIA / PODUSZKI				
ATB2171	<input type="checkbox"/>	Regulacja na pasach wysokie oparcie = 540 mm niskie oparcie = 480 mm	NC : 1445, 2152, 2155, 2229, 2230, 2247	◆
ATB2179	<input type="checkbox"/>	Oparcie <b>Flex3</b> - Regulacja na pasach wysokie oparcie = 540 mm / niskie oparcie = 480 mm	NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Zagłówek Elan	226,54
ATB2173	<input type="checkbox"/>	Regulowane płyty oparcia <b>Flex3</b> z poduszką oparcia <b>Laguna</b>	NC : 2128	188,63
ATB2174	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Posture Back, wysokość 400 mm (siateczka)		798,10
ATB2175	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Posture Back, wysokość 500 mm (siateczka)		798,10
ATB2176	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite Back , wysokość 500 mm (siateczka)		798,10
ATB2177	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite TR Back, wysokość 500 mm (siateczka)		798,10
ATB2178	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite Deep Back, wysokość 500 mm (siateczka)		798,10
Znajdź wsporniki oparcia i wszystkie akcesoria na arkuszu pomiarowym Matrx!				
KOLOR TAPICERKI				
ATB2151	<input type="checkbox"/>	Czarny materiał		◆
ATB2152	<input type="checkbox"/>	Wersja LK, kolor czarny z pomarańczowym szwem		○
ATB2155	<input type="checkbox"/>	Czarna siateczka		○
BOCZEK (para)				
ATB2191	<input type="checkbox"/>	Boczek typu T-Arm zdejmowany, Standardowy - zakres regulacji: 245 - 315 mm		○
ATB2181	<input type="checkbox"/>	Boczek typu T-Arm zdejmowany, zwiększona wysokość- zakres regulacji: 295 -365 mm		70,14
ATB2198	<input type="checkbox"/>	Wyścielany boczek ze zintegrowaną ochroną odzieży	NC : 2195, 2196, 2197, podparcie bioder	284,36
ATB2183	<input type="checkbox"/>	Boczki z regulacją - zmniejszają SW o 25 mm z każdej strony	NC : podparcie bioder	137,44
ATB2193	<input type="checkbox"/>	Podnoszone boczki – dla użytkownika o maksymalnej wadze 150 kg	NC : 1445	◆
ATB2192	<input type="checkbox"/>	Boczek typu Following, zakres regulacji: od 230 do 300 mm dla użytkownika o maksymalnej wadze 150 kg	NC : 1445	372,51
ATB2194	<input type="checkbox"/>	Boczek typu Following, zakres regulacji: od 300 do 360 mm dla użytkownika o maksymalnej wadze 150 kg	NC : 1445	372,51
PODŁOKIETNIKI (PARA)				
ATB2195	<input type="checkbox"/>	Krótki podłokietnik (325 mm)		◆
ATB2196	<input type="checkbox"/>	Długi podłokietnik (375 mm)		91,00
ATB2197	<input type="checkbox"/>	Długi ergonomiczny podłokietnik(397 mm)		133,65
Rynny typu hemi				
	<input type="checkbox"/>	Rynna typu hemi - specjalne wykonanie		Na zamówienie
	<input type="checkbox"/>	Rynna półwklęsła z płaskim lub zakrzywionym podparciem na dłoń i rotatorem obrotowym 360° w prawo lub w lewo, w odstępach co 18°		Na zamówienie
PODPARCIE BIODER				
ATB2184	<input type="checkbox"/>	Podparcie biodra, rozmiar podkładki 140 x 100 mm- lewa	NC : Bodypoint	290,05
ATB2186	<input type="checkbox"/>	Podparcie biodra, rozmiar podkładki 230 x 100 mm-lewa	NC : Bodypoint	290,05
ATB2188	<input type="checkbox"/>	Podparcie biodra, rozmiar podkładki 330 x 100 mm - lewa	NC : Bodypoint	290,05
ATB2185	<input type="checkbox"/>	Podparcie biodra, rozmiar podkładki 140 x 100 mm - prawa	NC : Bodypoint	290,05
ATB2187	<input type="checkbox"/>	Podparcie biodra, rozmiar podkładki 230 x 100 mm- prawa	NC : Bodypoint	290,05
ATB2189	<input type="checkbox"/>	Podparcie biodra, rozmiar podkładki 330 x 100 mm - prawa	NC : Bodypoint	290,05
OSPRZĘT MONTAŻOWY DO PODPARCIA BIODER				
ATB2164	<input type="checkbox"/>	Sprzęt montażowy do podparcia bioder (6,1" / wysokość 155 mm)		◆
ATB2165	<input type="checkbox"/>	Sprzęt montażowy do podparcia bioder(8,1" / wysokość 206 mm)		○
ZAGŁÓWEK/PODPARCIE KARKU (Czarny pokrowiec- można przecierać)				
ATB1307	<input type="checkbox"/>	Pałąk (średnica 22 mm) w połączeniu z teleskopowymi rurkami tylnymi	NC : 2161	51,18
ATB1432	<input type="checkbox"/>	Zagłówek regulowany obustronnie		273,93
ATB1427	<input type="checkbox"/>	Zagłówek z podparciem policzków		361,14
ATB2324	<input type="checkbox"/>	Zagłówek Elan Standard Pad 255 mm / 10" szerokość ; ze standardowym pokrowcem (ESP26)		427,49
ATB2325	<input type="checkbox"/>	Zagłówek Elan Occipital Pad 230x180 mm / 9"x7" ; ze standardowym pokrowcem (EOP23)		427,49
ATB1445	<input type="checkbox"/>	Podparcie boczne z przedłużonym ramieniem, wielostopniowa regulacja podkładki	NC : Oparcia Matrx	385,78



2171



2173



2191



2198

Rynna typu hemi



Rynna typu hemi półwklęsła



1432



1427

2325





2327


1445




OPCJE SIEDZISKA				
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA I PODNOŚNIK SIEDZISKA(WINDA)				
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA				
ATB1023	<input type="checkbox"/>	Stała wysokość siedziska (450 mm)		◆
ATB1025	<input type="checkbox"/>	Stała wysokość siedziska (480 mm)		○
ATB1030	<input type="checkbox"/>	Elektryczny podnośnik siedziska (400 - 650 mm)	NC : WERSJA X-plore , 2201	1 895,73
ATB1040	<input type="checkbox"/>	Elektryczny podnośnik siedziskar (440 - 690 mm) wraz z. Adapterem	NC : 2201	1 895,73
KOŁYSKA				
ATB1002	<input type="checkbox"/>	Manualne ustawienie kołyski za pomocą pokrętki		◆
ATB1014	<input type="checkbox"/>	Elektryczne ustawienie kołyski od 0° do 25°		677,73
POCHYLENIE OPARCIA				
ATB0975	<input type="checkbox"/>	Manualne ustawienie pochylenia oparcia (w odstępach 3,75°)		◆
ATB0977	<input type="checkbox"/>	Elektryczne ustawienie pochylenia oparcia		815,17
PODNOŻKI				
Regulowany kąt podnóżka centralnego; z podparciem łydek i regulowanym kątem płyty podnóżka				Na
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manualne ustawienie LNX (regulacja od 15° do 63°)	NC : Podparcie bioder	zamówienie
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Elektryczne ustawienie LNX w z ustawieniem pozycji pod kątem 90° ; zakres regulacji do +7°/-7°.		Na zamówienie
PODNOŻKI (PARA)				
ATB0503	<input type="checkbox"/>	Podnóżek Vari F, para		◆
ATB0533	<input type="checkbox"/>	Podnóżek Vari A, para	NC : 0512	311,85
ATB0531	<input type="checkbox"/>	Elektrycznie sterowane podnóżki ADE 0° - 80° - para	NC : 0512,2201	1 507,11
PARA PODNOŻKÓW/PŁYTY PODNOŻKA				
ATB0512	<input type="checkbox"/>	Para stałych podnóżków		○
ATB0504	<input type="checkbox"/>	Para podnóżków z regulacją kąta		◆
ATB0513	<input type="checkbox"/>	Para podnóżków z regulacją kąta i głębokości		122,27
PILOTY LINX				
Podstawowe piloty LINX( PRIMARY REMOTES) z joystickiem i wspornikami/uchwytami				
ATB2201	<input type="checkbox"/>	Pilot LINX DLX-REM110 = tylko napęd	NC : 2231, 2232, 2229, 2270, 2245	-984,83
ATB2203	<input type="checkbox"/>	Pilot LINX DLX-REM211 = Napęd i siłowniki	NC : 2331, 2232, 2229, 2270	-984,83
ATB2204	<input type="checkbox"/>	Pilot LINX DLX-REM216 = Napęd i siłowniki i światła	NC : 2331, 2232, 2229, 2270	-984,83
ATB2205	<input type="checkbox"/>	Pilot Rehab Remote LINX, ekran dotykowy, interfejs użytkownika DLX-REM400	NC : 2220	○
ATB2206	<input type="checkbox"/>	Pilot Rehab Remote LINX bez joysticka dla użytkowników o alternatywnym dostępie DLX-REM500	NC : 2220, 2270	568,72
OPCJA REM400				
ATB2270	<input type="checkbox"/>	Moduł przełącznika z możliwością przypisania do REM400 (DLX-SW400TGL)		340,28
Pozycja montażu pilota				
ATB1207	<input type="checkbox"/>	Standardowy wspornik /uchwyt prawy	NC : 1404	○
ATB1208	<input type="checkbox"/>	Standardowy wspornik /uchwyt lewy	NC : 1405	○
ATB1707	<input type="checkbox"/>	Wspornik/uchwyt odchylany prawy	NC : 1404	◆
ATB1708	<input type="checkbox"/>	Wspornik/uchwyt odchylany lewy	NC : 1405	○
ATB1709	<input type="checkbox"/>	Maxx rozkładany, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz -, prawy	NC : 1404, (2231/2232 + 2207/2213), (2233 + 2235/2213/2241)	○
ATB1710	<input type="checkbox"/>	Maxx rozkładany, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz -, lewy	NC : 1405, (2231/2232 + 2208/2214), (2233 + 2236/2214/2242)	○
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Centralny montaż, odchylany - prawy - Nucleus	NC : 1404, 1405, 1415	787,68
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Centralny montaż, odchylany - lewy - Nucleus	NC : 1404,1405, 1339	787,68
ATB2227	<input type="checkbox"/>	Wspornik/uchwyt prawy - montaż po prawej stronie dla opiekuna	NC : 2219, 2220, 1287, 2128	33,85
ATB2228	<input type="checkbox"/>	Wspornik/uchwyt lewy - montaż po lewej stronie dla opiekuna	NC : 2219, 2220, 1286, 2128	33,85
ATZ2229	<input type="checkbox"/>	Montaż niestandardowy, na zamówienie (spejalne)		Na zamówienie
UCHWYTY/WSPORNIKI LINX REM500 (TYLKO DO WYŚWIETLACZA)				
ATB2209	<input type="checkbox"/>	,Odchylany, wielostopniowa regulacja - prawy	NC : 1404	◆
ATB2210	<input type="checkbox"/>	,Odchylany, wielostopniowa regulacja - lewy	NC : 1405	○
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Opcja 2209/2210 z drążkiem montażowym do REM500 przedłużonym o 200 mm		Na zamówienie
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Centralny montaż, odchylany do prawej - Nucleus	NC : 1404, 1405, 1415	787,68
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Centralny montaż, odchylany do lewej - Nucleus	NC : 1404,1405, 1339	787,68
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Montaż niestandardowy, na zamówienie (spejalne)		Na zamówienie











0533

























































































































































































































































































































































































































































































































DUAL CONTROL LiNX + WSPORNIKI/UCHWYTY				
ATB2220	<input type="checkbox"/>	Dual Control LiNX (DLX-REM050 jako dodatkowy pilot)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02
ATB2219	<input type="checkbox"/>	Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05
ATB2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dual control	NC : 1207, 1208	1 354,05
ATB1207	<input type="checkbox"/>	Standardowy wspornik /uchwyt - prawy		◆
ATB1208	<input type="checkbox"/>	Standardowy wspornik /uchwyt - lewy		○
ATB1221	<input type="checkbox"/>	Wspornik /uchwyt prawy zdejmowany		◆
ATB1222	<input type="checkbox"/>	Wspornik /uchwyt lewy zdejmowany		○
Jeżeli na środkowym uchwycie montażowym (2213/2214) ma być zamontowanych kilka joysticków, należy wybrać opcję 2215				
Specjalne sterowanie Mo-Vis - patrz arkusz zamówienia				
Piloty LiNX - COMPACT + WSPORNIKI/UCHWYTY				
ATB2231	<input type="checkbox"/>	Pilot Proportional Compact Remote DLX-CR400		1 371,56
ATB2232	<input type="checkbox"/>	Pilot Proportional Compact Remote Low Force DLX-CR-400LF		1 509,00
ATB2207	<input type="checkbox"/>	Montaż po prawej stronie	NC : 1404	◆
ATB2208	<input type="checkbox"/>	Montaż po lewej stronie	NC : 1405	○
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Centralny montaż, odchylany do prawej, Nucleus	NC : 1404, 1405, 1415	787,68
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Centralny montaż, odchylany do lewej, Nucleus	NC : 1404, 1405, 1339	787,68
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (specjalne)		Na zamówienie
STEROWANIE PODBRÓDKIEM + WSPORNIKI/UCHWYTY				
ATB2229	<input type="checkbox"/>	Joystick sterowany podbródkiem(Proportional Chin Joystick) (ASL138)	NC : 2128	3 011,37
ATB1289	<input type="checkbox"/>	Wspornik /uchwyt odchylany, prawy - sterowanie manualne (ASL628)		◆
ATB1288	<input type="checkbox"/>	Wspornik /uchwyt odchylany, lewy, sterowanie manualne (ASL628)		○
ATB1287	<input type="checkbox"/>	Wspornik /uchwyt odchylany, prawy, elektryczne sterowanie	NC : 1404, 1415, 1312	1 445,50
ATB1286	<input type="checkbox"/>	Wspornik /uchwyt odchylany, lewy, elektryczne sterowanie	NC : 1405, 1339, 1363	1 445,50
Technologia HEAD CONTROL ATOM (sterowanie głową)				
ATB2230	<input type="checkbox"/>	Sterowanie głową- w zestawie czujniki zbliżeniowe ultradźwiękowe (ATOM, ASL104) ze standardowymi skrzydełkami M3	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34
ATB2247	<input type="checkbox"/>	Sterowanie głową - w zestawie czujniki zbliżeniowe ultradźwiękowe (PROTON, ASL104P) ze skrzydełkami PROTON	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34
Układ zbliżeniowy z czterema przełącznikami (z technologią ATOM)				
ATB2233	<input type="checkbox"/>	Joystick proporcjonalny ( Proportional Joystick) MEC (Micro Extremity Control ASL130)	NC : 2240	5 648,34
ATB2235	<input type="checkbox"/>	Mocowanie tacki po prawej (100x150 mm) Mocowanie tacki po		○
ATB2236	<input type="checkbox"/>	lewej (100x150 mm)		○
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Montaż centralny, odchylany do prawej strony, Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Montaż centralny, odchylany do lewej strony, Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68
ATB2241	<input type="checkbox"/>	Montaż centralny, odchylany do prawej strony, Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68
ATB2242	<input type="checkbox"/>	Montaż centralny, odchylany do lewej strony, Nucleus		787,68
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (specjalne)		Na zamówienie
Przełącznik 10-kierunkowy				
ATB2251	<input type="checkbox"/>	Przełącznik 10-kierunkowy DLX-SW10-A dla bezpośredniego dostępu do siedziśk sterowanych elektrycznie		530,81
ATB2217	<input type="checkbox"/>	Uchwyt prawy, montowany dla użytkownika	NC : 2209, 2213, 1415	○
ATB2218	<input type="checkbox"/>	Uchwyt lewy, montowany dla użytkownika	NC : 2210, 2214	○
ATB2227	<input type="checkbox"/>	Uchwyt prawy, montowany dla opiekuna	NC : 1287	○
ATB2228	<input type="checkbox"/>	Uchwyt lewy, montowany dla opiekuna	NC : 1286	○
ATB2225	<input type="checkbox"/>	Bez montażu		○
ATB2252	<input type="checkbox"/>	Przewód zapewniający połączenie z gniazdem typu jack dla „Drive and Mode”		87,20
AKCESORIA LiNX				
ATB2253	<input type="checkbox"/>	Port ładowarki USB DLX-USB02-A	NC : Bodypoint	472,99
ATB2207	<input type="checkbox"/>	Mocowanie po prawej stronie		○
ATB2208	<input type="checkbox"/>	Mocowanie po lewej stronie		○
Inne komponenty i akcesoria				
ATB2300	<input type="checkbox"/>	Tylko do dołączenia		○
ATZ2301	<input type="checkbox"/>	Do podłączenia i zaprogramowania (Specjalne)		Na zamówienie




2219  
2245




2231




1288  
1289  
1286  
1287




2230




2247


















2233



2251




2253

<b>PRZYCISKI BUDDY</b>					
ATB1685	<input type="checkbox"/>	Przycisk BUDDY - czerwony	149,76		
ATB1686	<input type="checkbox"/>	Przycisk BUDDY - żółty	149,76		
ATB1687	<input type="checkbox"/>	Przycisk BUDDY - zielony	149,76		
ATB1690	<input type="checkbox"/>	Przycisk BUDDY - niebieski	149,76		
<b>Przełącznik jajowaty</b>					
ATB2254	<input type="checkbox"/>	Przełącznik jajowaty , czarny	118,48		
<b>PRZYCISKI PIKO</b>					
ATB1711	<input type="checkbox"/>	Przycisk PIKO - czerwony	149,76		
ATB1712	<input type="checkbox"/>	Przycisk PIKO - żółty	149,76		
ATB1713	<input type="checkbox"/>	Przycisk PIKO - zielony	149,76		
ATB1714	<input type="checkbox"/>	Przycisk PIKO - pomarańczowy	149,76		
ATB1715	<input type="checkbox"/>	Przycisk PIKO - niebieski	149,76		
ATB1716	<input type="checkbox"/>	Przycisk PIKO - czarny	149,76		
<b>GAŁKI JOYSTICKA BODYPOINT</b>					
ATB2721	<input type="checkbox"/>	3-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U , Bodypoint PC101A	100,00		
ATB2722	<input type="checkbox"/>	4-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U, Bodypoint PC102A	100,00		
ATB2723	<input type="checkbox"/>	Uchwyt joysticka, wypukły i gumowy,Bodypoint PC107A	100,00		
ATB2724	<input type="checkbox"/>	Uchwyt joysticka w kształcie grzybka z rowkami, Bodypoint PC110A	100,00		
<b>OPCJE JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ</b>					
<b>Kolory obudowy</b>					
ATB0202	<input type="checkbox"/>	Niebieski	○		
ATB0228	<input type="checkbox"/>	Czarny	○		
ATB0204	<input type="checkbox"/>	Transparentna wiśniowa czerwień	217,06		
ATZ0299	<input type="checkbox"/>	Specjalny kolor obudowy (wymagany kod RAL)	764,93		
<b>KOŁA</b>					
ATB0851	<input type="checkbox"/>	3.00 - 6 Opony Pneumatyczne, szare	◆		
ATB0853	<input type="checkbox"/>	3.00 - 6 Opony z ochroną antyprzebiciową pełne, szare	130,81		
ATB0855	<input type="checkbox"/>	3.00 - 6 Opony z ochroną antyprzebiciową (pełna wkładka), szare	150,71		
<b>KOŁA NAPĘDOWE</b>					
ATB0771	<input type="checkbox"/>	3.00 - 8 Opony Pneumatyczne, szare	◆		
ATB0773	<input type="checkbox"/>	3.00 - 8 Opony z ochroną antyprzebiciową pełne, szare	○		
ATB0750	<input type="checkbox"/>	3.00 - 8 Opony z ochroną antyprzebiciową (pełna wkładka), szare	71,09		
<b>WYDAJNOŚĆ</b>					
<b>Rodzaj silnika</b>					
ATB1277	<input type="checkbox"/>	<b>Napęd OPS</b> 6 km/h	◆		
ATB1285	<input type="checkbox"/>	<b>Napęd OPS</b> 10 km/h	○		
ATB1223	<input type="checkbox"/>	Ustawienie 10 km/h dla silnika o dużej prędkości z napędem OPS ( <i>DuraWatt High Speed Motor</i> )	○		
<b>Akumulator</b>					
ATB1364	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah ŻELOWY	◆		
ATB1313	<input type="checkbox"/>	Ładowarka Opti Charge 10A (IP44)	◆		
ATA1314	<input type="checkbox"/>	Ładowarka 10A Opticharge (UK- Wtyczka brytyjska)	○		
<b>TYLNE ZAWIESZENIE</b>					
ATB1240	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie niskie (do 80 kg masy użytkownika)	○		
ATB1241	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie środkowe (od 70 kg do 100 kg masy użytkownika)	◆		
ATB1242	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie twarde (od 90kg do 150kg wagi użytkownika)	○		
<b>ZAWIESZENIE Storm4 X-plore</b>					
ATB1233	<input type="checkbox"/>	TYLNE ZAWIESZENIE	◆		
ATB1238	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie przednie (do 100 kg)	◆		
ATB1239	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie przednie (powyżej 100 kg)	○		
<b>G-TRAC</b>					
<b>OPCJA G-Trac</b>					
ATB1215	<input type="checkbox"/>	Moduł G-Trac (Kierunkowa kontrola trajektorii podczas jazdy	1 090,05		
<b>OPCJE POZYCJONOWANIA</b>					
Warto rozważyć zastosowanie akcesoriów do pozycjonowania Bodypoint: pasów, uprząży/szelek, stabilizatorów na kostki.					
<b>OPCJE</b>					
<b>OŚWIETLENIE</b>					
ATB1437	<input type="checkbox"/>	System oświetlenia LED z kierunkowskazami Reflektory 30 Lux	492,89		
ATB2837	<input type="checkbox"/>	System oświetlenia LED z kierunkowskazami Reflektory 60 Lux	663,51		
ATB1254	<input type="checkbox"/>	Bez oświetlenia	◆		
<b>ANTYTIPERY</b>					
ATB1205	<input type="checkbox"/>	Antytiper (standardowa wersja)	◆		
ATB1204	<input type="checkbox"/>	Opuszczany antytiper	144,08		
<b>KERB RIDER</b>					
ATB1244	<input type="checkbox"/>	Kerb Rider (opcja pokonywania krawężników)	NC : 1450		
			291,00		



ZESTAW NARZĘDZI				
ATB1450	<input type="checkbox"/>	Przygotowanie do stacji dokującej DAHL (odpowiedni zagłówek jest obowiązkowy) Stację dokującą do samochodu należy zamówić osobno w DAHL Engineering		○
ATB1493	<input type="checkbox"/>	Mocowanie 4-punktowe (Do transportu wózka inwalidzkiego bez użytkownika)		◆
ATB1494	<input type="checkbox"/>	Mocowanie 4-punktowe (Wersja testowana do używania wózka jako siedzenia w pojeździe zgodnie z normą ISO 7176-19) (Odpowiedni zagłówek jest wymagany)		◆
PAS				
ATB1329	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy z automatyczną blokadą		◆
ATB2113	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy z automatyczną blokadą (elastyczne mocowanie w bocznych szynach)	57,82	
ATB1332	<input type="checkbox"/>	PAS - H-Belt	311,85	
PAS BIODROWY BODYPOINT				
ATB2701	<input type="checkbox"/>	Stabilizator Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar L	156,40	
ATB2702	<input type="checkbox"/>	Stabilizator Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar M	156,40	
ATB2703	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy 2-punktowy, Ctr-Pull, Push Butt, Cinch-Mount, rozmiar L	133,65	
ATB2704	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy, Ctr-Pull, Push Butt, mocowanie na zatrzask, rozmiar M	133,65	
ATB2705	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy, podwójny, odpinany z boku. Mocowanie na zatrzask, rozmiar L	116,59	
ATB2706	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy, podwójny, odpinany z boku. Mocowanie na zatrzask, rozmiar M	116,59	
Lusterko wsteczne				
ATB1415	<input type="checkbox"/>	prawe	70,14	
ATB1339	<input type="checkbox"/>	lewe	70,14	
Haczyki z tyłu (na oparciu)				
ATB2128	<input type="checkbox"/>	Haczyki z tyłu (na oparciu) (do siedzisk Modulite)	150,71	
Uchwyt na łaskę/kule				
ATB1312	<input type="checkbox"/>	prawy	68,25	
ATB1363	<input type="checkbox"/>	lewy	68,25	
BŁOTNIK				
ATB1416	<input type="checkbox"/>	Błotniki na koła		○
ATB1417	<input type="checkbox"/>	Błotniki na tylne/napędowe koła		○
TACKA				
ATB1404	<input type="checkbox"/>	Taca odchylana - prawa strona	503,32	
ATB1405	<input type="checkbox"/>	Taca odchylana - lewa strona	503,32	
ZESTAW NARZĘDZI				
ATB1333	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi	33,18	
AKCESORIA				
SP1522428	<input type="checkbox"/>	Naklejki Storm®4 na przód - kolor niebieski (para)	40,76	
SP1523651	<input type="checkbox"/>	Naklejki Storm®4 na przód - kolor czarny (para)	40,76	
SP1529145	<input type="checkbox"/>	Naklejki Storm®4 na przód - kolor szampański (para)	40,76	
SP1529393	<input type="checkbox"/>	Naklejki Storm®4 na przód - kolor czerwony (para)	40,76	
SP1529395	<input type="checkbox"/>	Naklejki Storm®4 na przód - kolor czerwony (para)	40,76	
SP1529397	<input type="checkbox"/>	Naklejki Storm®4 na przód - kolor zielony (para)	40,76	
RAMPY				
1654128	<input type="checkbox"/>	Podstawowa rampa - 2 teleskopowe części z aluminium i powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu 1210 x 194 mm. 8.8 kg na parę- maksymalny udźwig 270 kg	402,84	
1654129	<input type="checkbox"/>	3-częściowa aluminiowa teleskopowa rampa z powłoką antypoślizgową Compact Quick2go Wymiary po złożeniu : 870 x 237 mm 13.6 kg pa parę- maksymalny udźwig 260 kg	805,69	
1654130	<input type="checkbox"/>	Aluminiowa składana rampa mono Wymiary po złożeniu : 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig : 300 kg	426,54	



Invacare® Storm 4 & X-plore AA I		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)		
Assise		Assise modulable		
		Assise Standard	rigide	souple
Type d'assise (fixe ou avec lift)		ATB2110	ATB2111	ATB2112
ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm		450 mm	450 mm	480 mm
ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm		480 mm	480 mm	510 mm

ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm	400 à 650 mm	400 à 650 mm	430 à 680 mm
ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm	440 à 690 mm	440 à 690 mm	470 à 720 mm