

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA1

Elektryczny wózek z napędem na tył



- Oddział Piaseczno, Salon Wystawowy:
ul. Raszyńska 12/1
- tel.: 603 590 213
- Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
- tel.: 503 711 911
- Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
-tel.: 536 447 544



Usługa dostosowywania Invacare Unique






Proszę podać numer oferty lub specjalny numer produkcyjny :

Orientacyjna cena — użyj konfiguratora na stronie Invacare Pro, aby wygenerować wyceny lub zamówienia bez niezgodności.

Proszę zaznaczyć krzyżykiem

Wyposażenie standardowe

Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC : Niezgodny NC : 9999 : niezgodny z nr ref 9999	PLN	*Cena wózka w wersji podstawowej została podana w PLN
JBF0024	<input type="checkbox"/> AVIVA RX 40 AA1 Zawiera moduł zasilania 120 A, akumulatory 73 Ah - Maksymalna waga użytkownika do 136 kg	NC : 1259	26 600,00	
PODWOZIE AVIVA RX				
JBF2810	<input type="checkbox"/> Podwozie wąskie (560 mm/22")		◆	**Ceny opcji zostały podane w PLN
JBF2830	<input type="checkbox"/> Podwozie szerokie (635 mm/25")	NC : 1244	○	
RODZAJ SIEDZISKA				
RAMA I PŁYTA SIEDZISKA / SIEDZISKO TYPU SLING				
JBF2111	<input type="checkbox"/> Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi o szerokości od 380 do 530 mm Dodatkowe 50 mm		◆	 2111
JBF2112	<input type="checkbox"/> Teleskopowa rama siedziska +siedzisko typu sling z szynami bocznymi o szerokości od 380 do 530 mm; + 30 mm wysokość siedziska Dodatkowe 50 mm		0	 2112
USTAWIENIE SZEROKOŚCI SIEDZISKA DLA REGULOWANEJ RAMY SIEDZISKA				
JBF2121	<input type="checkbox"/> 380 mm - Płyta siedziska	NC : 2701, 2703, 2705	○	
JBF2122	<input type="checkbox"/> 430 mm - Płyta siedziska	NC : 2701, 2703, 2705,	◆	
JBF2123	<input type="checkbox"/> 480 mm- Płyta siedziska	NC : 2702, 2704, 2706	○	
JBF2124	<input type="checkbox"/> 530 mm - Płyta siedziska	NC : 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	0	
ZESTAW BODYFIT				
JBF2106	<input type="checkbox"/> Zestaw Bodyfit -wysuwane wsporniki oparcia i punkt obrotu (wysięg: 1 cal/2,54 cm na stronę)	NC : 2124, 2192, 2194	○	
USTAWIENIE GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA				
JBF2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	
JBF2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	
JBF2136	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 2143	○	 2143
PODUSZKI SIEDZISKA				
JBF2142	<input type="checkbox"/> Poduszka MatrX Flo-tech o szerokości siedziska 530: Flo-tech Contour		◆	
JBF2143	<input type="checkbox"/> Poduszka MatrX Flo-tech Contour Visco; (rozciągliwy materiał)	NC : 2136, 2124	350,00	
JBF2147	<input type="checkbox"/> Poduszka MatrX Libra , grubość 90 mm. Wydłużony czas realizacji: + 4 dni		1 300,00	
JBF2144	<input type="checkbox"/> Poduszka MatrX Vi (siateczka)		1 300,00	 2147  2144

PODPARCIE OPARCIA			
JBF2162	<input type="checkbox"/>	Rurki długie(540 mm)	○
JBF2163	<input type="checkbox"/>	Rurki krótkie (480 mm)	◆ NC : 2173
RĄCZKI			
JBF2107	<input type="checkbox"/>	Rączki	◆
JBF2108	<input type="checkbox"/>	Rurki bez rączek	0 NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292
TAPICERKA OPARCIA/ PODUSZKA			
JBF2171	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z możliwością regulacji pasami, nakładka nylonowa wysokość = 540 mm / 8 pasów;krótki = 480 mm / 7 pasów mierzone od płyty siedziska do górnej części tapicerki	◆ NC : 2152, 1445, 2155, 2230, 2247,1288, 1289
JBF2179	<input type="checkbox"/>	Tapicerka Flex3 z regulacją pasami, nakładka nylonowa wysokość = 540 mm / 8 pasów; krótki = 480 mm / 7 pasów, (mierzone od płyty siedziska do górnej części tapicerki)	1 000,00 NC : 2151, 2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247
JBF2173	<input type="checkbox"/>	Regulowane płyty oparcia Flex3 z poduszką oparcia Laguna Flex3; płyta oparcia z regulacją szerokości i wysokości 560 mm - 790 mm	850,00 NC : 2163, 2128
JBF2174	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Posture Back, wysokość 400 mm (siateczka)	3 600,00 NC : 1445, 2124
JBF2175	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Posture Back, wysokość 500 mm (siateczka)	3 600,00 NC : 1445, 2124
JBF2176	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite Back , wysokość 500 mm (siateczka)	3 600,00 NC : 1445, 2124
JBF2177	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite TR Back, wysokość 500 mm (siateczka)	3 600,00 NC : 1445, 2124
JBF2178	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrx Elite Deep Back, wysokość 500 mm (siateczka)	3 600,00 NC : 1445, 2124
<i>Znajdź podparcie dla tułowia i wszystkie akcesoria na arkuszu pomiarowym Matrx!</i>			
KOLOR TAPICERKI			
JBF2151	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z czarnej tkaniny	◆ NC : 2179
JBF2152	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z czarnej tkaniny Dartex	350,00 NC : 2171
JBF2155	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z czarnej tkaniny siatkowej	450,00 NC : 2171, 2179
BOCZEK (para)			
JBF2191	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany boczek typu T-arm , standardowy zakres regulacji od płyty siedziska: 245 - 315 mm	◆
JBF2181	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany boczek typu T-arm, zwiększony zakres regulacji wysokości od płyty siedziska: 295 - 365 mm	350,00
JBF2198	<input type="checkbox"/>	Wyściełany boczek ze zintegrowaną osłoną z tkaniny	1 300,00 NC : 2132, 2195, 2196, 2197, Podparcie biodra
JBF2183	<input type="checkbox"/>	Wzmocnione boczki. Zmniejszają SW o 25 mm z każdej strony	650,00 NC : Podparcie biodra
JBF2193	<input type="checkbox"/>	Odchylany boczek, maksymalna waga użytkownika do 150 kg	0 NC : 1445, 2179
JBF2192	<input type="checkbox"/>	Boczek Regulacja wysokości w zakresie 230 - 300 mm	1 700,00 NC : 1445, 2179, 2106
JBF2194	<input type="checkbox"/>	Boczek Regulacja wysokości w zakresie 300 - 360 mm	1 700,00 NC : 1445, 2179, 2106
PODŁOKIETNIK (para)			
JBF2195	<input type="checkbox"/>	Krótki (325 mm)	◆ NC : 2198
JBF2196	<input type="checkbox"/>	Długi (375 mm)	400,00 NC : 2132, 2198
JBF2197	<input type="checkbox"/>	Długi, ergonomiczny podłokietnik (397 mm)	600,00 NC : 2132, 2198, 2230, 2247
PELOTY BIODRA			
JBF2184	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra lewa, rozmiar 140 x 100 mm	1 300,00 NC : 2198, 2183, Bodypoint
JBF2186	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra lewa, rozmiar1 230 x 100 mm	1 300,00 NC : 2198, 2183, Bodypoint
JBF2188	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra lewa, rozmiar1 330 x 100 mm	1 300,00 NC : 2198, 2183, Bodypoint
JBF2185	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra prawa, rozmiar 140 x 100 mm	1 300,00 NC : 2198, 2183, Bodypoint
JBF2187	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra prawa, rozmiar 230 x 100 mm	1 300,00 NC : 2198, 2183, Bodypoint
JBF2189	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra prawa, rozmiar 330 x 100 mm	1 300,00 NC : 2198, 2183, Bodypoint
MONTAŻ PELOTÓW BODRA			
JBF2164	<input type="checkbox"/>	Montaż peloty bodra (6,1" / 155 mm wysokość)	◆
JBF2165	<input type="checkbox"/>	Montaż peloty bodra (8,1" / 206 mm wysokość)	○
ZAGŁÓWEK/ PODPARCIE KARKU (Dartex)			
JBF1432	<input type="checkbox"/>	Zagłówek - regulacja obustronna	1 200,00 NC : 2230, 2247, 1288, 1289
JBF1427	<input type="checkbox"/>	Zagłówek z podparciem na policzki	1 600,00 NC : 2230, 2247, 1288, 1289
JBF2324	<input type="checkbox"/>	Standardowa podkładka Elan 255 mm / 10" szerokość z/standardowy pokrowiec (ESP26)	1 900,00 NC : 2230, 2247
JBF2325	<input type="checkbox"/>	Podkładka Elan Occipital 230x180 mm / 9"x7" z/standardowy pokrowiec (EOP23)	1 900,00 NC : 2230, 2247
JBF2327	<input type="checkbox"/>	Podkładka na zagłówek 4- punktowy Elan 280x255 mm / 11"x10" z/standard	2 500,00 NC : 2230, 2247
JBF1495	<input type="checkbox"/>	Zagłówek inny niż Invacare — bez elementów montażowych. Z usztywnieniem oparcia/pałką śr. 22 mm w połączeniu z teleskopową ramą siedziska/tylnymi rurkami	○ NC : 2229



2171



2173



2191



2198



Pelota biodra



1432



1427




2325



2327

PAŁĄK				
JBF1307	<input type="checkbox"/>	Pałak (średnica 22 mm) w połączeniu z teleskopowymi rurkami tylnymi	NC : 2108	250,00
PODPARCIE BOCZNE(para: Dartex)				
JBF1445	<input type="checkbox"/>	Podpórka boczna z przedłużonym ramieniem, podkładka z wieloma możliwościami regulacji	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	1 750,00
WINDA SIEDZISKA / KOŁYSKA SIEDZISKA				
JBF1091	<input type="checkbox"/>	Manualne ustawienie kołyski	NC : 1401,2054	◆
JBF1092	<input type="checkbox"/>	Elektryczne sterowanie kołyski 0° do 20°	NC : 1401,2054, 2201	2 150,00
JBF1093	<input type="checkbox"/>	Mechaniczne sterowanie kołyski (0°-30°/50°) z opcją CoG	NC : 1401,2054, 2201	4 100,00
JBF1094	<input type="checkbox"/>	Elektryczne sterowanie windy i kołyski (300 mm, 0° - 30°) z opcją CoG	NC : 1494, 2201, 2220, 2860	11 650,00
JBF2053	<input type="checkbox"/>	Elektryczne sterowanie windy i kołyski (300 mm, 0° - 45°) z opcją CoG	NC : 1494,(2054+0556/0589),2105,2201,2220,(2171/0975+2273),1910,1912,2161 ,2163 ,2171	
USTAWIENIE WYSOKOŚCI SIEDZISKA - Mierzone bez poduszki siedziska przy 0°				
JBF2857	<input type="checkbox"/>	Wysokość od siedziska do podłogi 435 mm		◆
JBF2858	<input type="checkbox"/>	Wysokość od siedziska do podłogi 460 mm	NC : 2054	○
JBF2859	<input type="checkbox"/>	Wysokość od siedziska do podłogi 485 mm	NC : 2054	○
OPCJA POCHYLENIA (tylko jeśli wybrano opcję 1093 lub 1094)				
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Stałe pochylenie do przodu o 5°, mocowanie dodatkowe	NC : 1091, 1092, 2858, 2859	1 950,00
KOŁYSKA				
JBF0975	<input type="checkbox"/>	Ręczna regulacja oparcia (stopniowo co 3,75°) 90° - 120°		◆
JBF0977	<input type="checkbox"/>	Elektryczne ustawienie kołyski 30°	NC : 2201	3 700,00
PODNOŻKI / PŁYTY PODNOŻKA				
PODNOŻKI MOCOWANE CENTRALNIE				
JBF0556	<input type="checkbox"/>	Podnóżek montowany centralnie, z możliwością regulacji kąta. Długość: 280 - 385 mm	NC : 0517, 1244	2 550,00
JBF0589	<input type="checkbox"/>	Podnóżek LNX Power, mocowany centralnie, z kompensacją długości. Długość: 340 - 410 mm	NC : 2201, 1244	8 400,00
PŁYTY PODNOŻKA/ PLATFORMA				
JBF2365	<input type="checkbox"/>	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości S (szerokość 127 x 190 mm głębokość / 5"x7,5")		○
JBF0559	<input type="checkbox"/>	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości M (szerokość 140 x 240 mm głębokość / 5.5"x9.5")		◆
JBF0516	<input type="checkbox"/>	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości L (szerokość 150 x 290 mm głębokość / 6"x11.5)		650,00
JBF0517	<input type="checkbox"/>	Platforma z regulacją kąta M (szerokość 305 x 275 mm głębokość / 12"x10,75")	NC : 0556	650,00
MOCOWANIE PODNOŻKA (PARA)				
JBF0526	<input type="checkbox"/>	Podnóżki stałe, odchylane 80° (para), niższa długość podudzia: 350-450 mm	NC : 0504	◆
JBF0503	<input type="checkbox"/>	Podnóżek Vari F (para) niższa długość podudzia, wysokość: 290 - 460 mm, regulacja kąta: 70 - 0° za pomocą narzędzi		○
JBF0533	<input type="checkbox"/>	Podnóżek Vari A (para) niższa długość podudzia: 290 - 460 mm regulacja kąta: 70 - 0° z pokrętkiem i podkładką pod łydki	NC : 0512	1 400,00
JBF0531	<input type="checkbox"/>	Podnóżek ADE (para),niższa długość podudzia: 290 - 460mm, mechaniczna regulacja kąta: 80-0° z podkładką pod łydki	NC : 0512, 2201	6 850,00
TYP PODNOŻKA / PARY				
JBF0512	<input type="checkbox"/>	Stałe	NC : 0501, 0533, 0531	◆
JBF0504	<input type="checkbox"/>	Para podnóżków z regulacją kąta	NC : 0501, 0526	○
JBF0513	<input type="checkbox"/>	Para podnóżków z regulacją kąta i głębokości	NC : 0501	550,00
JOYSTICKI LINX				
LINX PRIMARY REMOTES ZE ZMNIĘSZONĄ SIŁĄ NACISKU (PROPORTIONAL JOYSTICK) + MOCOWANIA				
JBF2201	<input type="checkbox"/>	Joystick LiXDLX-REM110: Tylko napęd	NC : 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270	◆
JBF2203	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX REM211 : Napęd i obsługa dodatkowych funkcji	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2272, 2258	○
JBF2204	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX REM216 : Napęd i obsługa dodatkowych funkcji oraz świateł	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○
JBF2205	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX REM400 : 3.5", kolorowy, dotykowy wyświetlacz z bluetooth - Napęd i obsługa dodatkowych funkcji oraz świateł	NC : 2220	5 500,00
JBF2206	<input type="checkbox"/>	Screen control LiNX REM500 : 3.5" kolorowy, dotykowy wyświetlacz z bluetooth - Napęd i obsługa dodatkowych funkcji oraz świateł	NC : 2220, 2270	8 050,00
OPCJA PRZEŁĄCZANIA - REM400				
JBF2270	<input type="checkbox"/>	Zaprogramowany moduł przełącznika dwustabilnego f. REM400 (DLX-SW400TGL)	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	1 550,00



0513

LiNX



REM211 REM216




Bluetooth Bluetooth
REM400 REM500



2270

POZYCJA MONTOWANIA JOYSTICKA REM211/216/400				
JBF1207	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, bez możliwości wysunięcia	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○
JBF1208	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, bez możliwości wysunięcia	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○
JBF1707	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, wysuwany + regulacja wysokości ,skonsolidowany	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆
JBF1708	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, wysuwany + regulacja wysokości ,skonsolidowany	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○
JBF2209	<input type="checkbox"/>	Maxx resolve, wspornik odchylany prawy, wielostopniowa regulacja	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○
JBF2210	<input type="checkbox"/>	Maxx resolve, wspornik odchylany lewy, wielostopniowa regulacja	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○
PW4005	<input type="checkbox"/>	Opcja 2209/2210 z drążkiem mocującym do REM500 przedłużonym o 200 mm		Tylko na zamówienie
JBF2213	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany,prawy- Nucleus	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	3 600,00
JBF2214	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany,lewy- Nucleus	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	3 600,00
JBF2227	<input type="checkbox"/>	pozycja na prawo dla osoby trzeciej (poruszającej manipulatorem)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	150,00
JBF2228	<input type="checkbox"/>	pozycja na lewo dla osoby trzeciej (poruszającej manipulatorem)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	150,00
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Instalacja niestandardowa, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących zapytania:		Na zamówienie
DUAL CONTROL LINX - PODWÓJNE STEROWANIE LINX + WSPORNIKI				
JBF2220	<input type="checkbox"/>	Dual Control LiNX (DLX-REM050 jako dodatkowy pilot)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1223/1224), 2227, 2228	3 100,00
JBF2219	<input type="checkbox"/>	Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC : 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	6 150,00
JBF2245	<input type="checkbox"/>	Dual Compact LiNX Control- 3 dedykowane profile jazdy i funkcje	NC : 2201, 2108, 2259, 2260	6 000,00
JBF2259	<input type="checkbox"/>	Wspornik po prawej stronie - tylko z REM050 i Compact	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○
JBF2260	<input type="checkbox"/>	Wspornik po lewej stronie - tylko z REM050 i Compact	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○
JBF1221	<input type="checkbox"/>	Wspornik po prawej stronie, zdejmowany - tylko z intuitive LiNX control	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○
JBF1222	<input type="checkbox"/>	Wspornik po lewej stronie, zdejmowany - tylko z intuitive LiNX control	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○
Jeżeli na wysuwany wsporniku ma być zamontowanych kilka joysticków (montaż centralny) (2213/2214), wybierz opcję 2215				
KOMPAKTOWE JOYSTICKI ZE ZMNIEJSZONĄ SIŁĄ NACISKU (PROPORTIONAL JOYSTICK) – TYLKO Z MODELAMI REM400 i REM500				
JBF2231	<input type="checkbox"/>	Kompaktowy Joystick ze zmniejszoną siłą nacisku LiNX	NC : 2201, 2203, 2204	6 150,00
JBF2232	<input type="checkbox"/>	Kompaktowy Joystick ze zmniejszoną siłą nacisku LiNX Compact Low Force	NC : 2201, 2203, 2204	6 850,00
JBF2207	<input type="checkbox"/>	Zamontowany po prawej stronie	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○
JBF2208	<input type="checkbox"/>	Zamontowany po lewej stronie	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○
JBF2265	<input type="checkbox"/>	Montaż centralny, odchylany, prawy (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	3 600,00
JBF2266	<input type="checkbox"/>	Montaż centralny, odchylany, lewy (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	3 600,00
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (opcja specjalna)		Na zamówienie
STEROWANIE PODBRÓDKIEM + WSPORNIKI, WYMAGA PODSTAWOWEGO PILOTA (DLX-REM400 lub DLX-REM500)				
JBF2229	<input type="checkbox"/>	Proporcjonalny joystick sterowany podbródkiem (ASL138) WYBRANY ZAGŁÓWEK ZAWSZE Z STANDARDOWYM OSPRZĘTEM MONTAŻOWYM	NC : 1495, 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2179, 2128	13 650,00
JBF1289	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany prawy, manualny (ASL628) Wymagany zagłówek Elan	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 1496	○
JBF1288	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany lewy, manualny (ASL628) Wymagany zagłówek Elan	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 1496	○
JBF1287	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany prawy, elektryczny	NC : 2227, 2259, 1221, 2291, 1312, 1415	6 550,00
JBF1286	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany lewy, elektryczny	NC : 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	6 550,00

Opcja dodatkowa:
JBF1709/
JBF1701
Wspornik maksymalnie odchylany prawy/ lewy



2209
2210



REM050



2219









2245






















2231



1288 1286
1289 1287

TECHNOLOGIA STEROWANIA GŁOWĄ - HEAD CONTROL ATOM				
JBF2230	<input type="checkbox"/>	Technologia Head Control z ultradźwiękowymi czujnikami zbliżeniowymi (ATOM, ASL104) i ze standardowymi skrzydełkami M3M3	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Elan headrest 25 600,00	 2230
JBF2247	<input type="checkbox"/>	Technologia Head Control z ultradźwiękowymi czujnikami zbliżeniowymi (PROTON, ASL104P) ze skrzydełkami PROTON	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Elan headrest 25 600,00	 2247
TABLICA ZBLIŻENIOWA Z 4 PRZEŁĄCZNIAMI(z technologią ATOM)				
JBF2257	<input type="checkbox"/>	TABLICA ZBLIŻENIOWA Z 4 PRZEŁĄCZNIAMI (ASL106)	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128 31 950,00	
JBF2275	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylana, prawa- Nucleus	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 ○	
JBF2276	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylana, lewa- Nucleus	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 ○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (Opcja specjalna)		Na zamówienie
LINX - PILOTY PROPORCJONALNE Z TPI / WEJŚCIAMI I WSPORNIKAM				
JBF2233	<input type="checkbox"/>	Joystick proporcjonalny MEC (sterowanie Micro Extremity ASL130)	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128 25 000,00	 2233
JBF2240	<input type="checkbox"/>	Proporcjonalny joystick zdalnie sterowany o dużej wytrzymałości z przełącznikiem trybu (ASL133)	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128 14 700,00	
JBF2285	<input type="checkbox"/>	Montaż tacki, prawy (100x150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 3 500,00	
JBF2286	<input type="checkbox"/>	Montaż tacki, lewy (100x150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 3 500,00	
JBF2283	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany, prawy, Nucleus	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 ○	
JBF2284	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany, lewy, Nucleus	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 ○	
JBF2287	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany, prawy, Nucleus	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 3 500,00	
JBF2288	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany, lewy, Nucleus	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 3 500,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Możliwość Indywidualnego montażu na zamówienie (opcja specjalna)		Na zamówienie
PRZEŁĄCZNIK 10-kierunkowy LINX				
JBF2251	<input type="checkbox"/>	Przełącznik 10-kierunkowy DLX-SW10-A do bezpośredniego dostępu do wózków z napędem elektrycznym	2 400,00	 2251
JBF2217	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, montowany dla użytkownika	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404 ○	
JBF2218	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, montowany dla użytkownika	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405 ○	
JBF2291	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, montowany dla asystenta	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108 ○	
JBF2292	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, montowany dla asystenta	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108 ○	
JBF2225	<input type="checkbox"/>	Bez montażu	○	
AKCESORIA LINX				
JBF2253	<input type="checkbox"/>	Port ładowarki USB DLX-USB02-A	NC : 2706 2 150,00	 2253
JBF2281	<input type="checkbox"/>	Montaż z prawej strony	○	
JBF2282	<input type="checkbox"/>	Montaż z lewej strony	○	
Zdalny przełącznik zatrzymania				
JBF2258	<input type="checkbox"/>	Zdalny przełącznik zatrzymania (ASL504)	NC : 2201, 2203, 2204 3 800,00	
MODUŁ INPUT200				
JBF2273	<input type="checkbox"/>	Moduł IN200 (port Jack dla zewnętrznego przycisku zasilania + wejścia sterujące przez DB9)	NC : 2220 1 800,00	
INNE KOMPONENTY/AKCESORIA LINX				
JBF2300	<input type="checkbox"/>	Tylko do dołączenia	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	Tylko do podłączenia i zaprogramowania (opcja specjalna)	Na zamówienie	
PRZYCISKI BUDDY				
JBF1685	<input type="checkbox"/>	Red Buddy Button	700,00	
JBF1686	<input type="checkbox"/>	Yellow Buddy Button	700,00	
JBF1687	<input type="checkbox"/>	Green Buddy Button	700,00	
JBF1690	<input type="checkbox"/>	Blue Buddy Button	700,00	
PRZEŁĄCZNIK EGG				
JBF2254	<input type="checkbox"/>	Przełącznik Egg , czarny	550,00	
PRZYCISKI PIKO				
JBF1711	<input type="checkbox"/>	Red Piko Button	700,00	
JBF1712	<input type="checkbox"/>	Yellow Piko Button	700,00	
JBF1713	<input type="checkbox"/>	Green Piko Button	700,00	
JBF1714	<input type="checkbox"/>	Orange Piko Button	700,00	
JBF1715	<input type="checkbox"/>	Blue Piko Button	700,00	
JBF1716	<input type="checkbox"/>	Black Piko Button	700,00	

POKRĘTLA JOYSTICKA BODYPOINT					
JBF2721	<input type="checkbox"/>	3-calowy w kształcie litery U joystick, Bodypoint PC101A	450,00		2721 2722
JBF2722	<input type="checkbox"/>	4-calowy w kształcie litery U joystick, Bodypoint PC102A	450,00		2723
JBF2723	<input type="checkbox"/>	Wypukły, gumowy joystick, Bodypoint PC107A	450,00		2724
JBF2724	<input type="checkbox"/>	Joystick w kształcie grzybka z rowkami, Bodypoint PC110A	450,00		1681
ADAPTER PRZEŁĄCZNIKA					
JBH1681	<input type="checkbox"/>	5:1 ADAPTER PRZEŁĄCZNIKA (9-pinowe złącze Sub D na 5 portów jack)	800,00		1681
KOLOR GŁÓWNEJ OBUDOWY WÓZKA					
KOLORY					
JBF2871	<input type="checkbox"/>	Średni zakres – osłona Czarna / Antracytowa	<input type="radio"/>		
JBF2872	<input type="checkbox"/>	Średni zakres – osłona Srebrna	<input type="radio"/>	2871	2872
JBF2873	<input type="checkbox"/>	Średni zakres – osłona Bengal Red	<input type="radio"/>		
JBF2874	<input type="checkbox"/>	Średni zakres – osłona Mercury Blue	<input type="radio"/>	2873	2874
JBF2875	<input type="checkbox"/>	Średni zakres – osłona Midnight Purple	<input type="radio"/>		
JBX0299	<input type="checkbox"/>	Premium — indywidualny kolor osłony (zawiera kolorowe paski na oparciu Modulite)	3 550,00	2875	
JBF2865	<input type="checkbox"/>	Premium - osłona w kolorze Racing Green Shroud RAL6035	<input type="radio"/>		
JBF2866	<input type="checkbox"/>	Premium - osłona w kolorze Deep Ocean Blue Satin RAL5026	<input type="radio"/>		
JBF2867	<input type="checkbox"/>	Premium - osłona w kolorze Frosty Blue RAL5025	<input type="radio"/>		
JBF2868	<input type="checkbox"/>	Premium - osłona w kolorze Gold RAL1035	<input type="radio"/>	2865	2866
KOLORY FELG					
JBF2882	<input type="checkbox"/>	Średni zakres- felgi w kolorze Czarnym	<input type="radio"/>		
JBF2883	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - felgi w kolorze Srebrnym	<input type="radio"/>		
JBF2884	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - felgi w kolorze Bengal Red	<input type="radio"/>		
JBF2885	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - felgi w kolorze Mercury Blue	<input type="radio"/>		
JBF2886	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - felgi w kolorze Midnight Purple	<input type="radio"/>		
JBF2887	<input type="checkbox"/>	Premium - indywidualny kolor felg	950,00		
JBF2888	<input type="checkbox"/>	Premium - felgi w kolorze Racing Green RAL6035	<input type="radio"/>		
JBF2889	<input type="checkbox"/>	Premium - felgi w kolorze Deep Ocean Blue Satin RAL5026	<input type="radio"/>		
JBF2890	<input type="checkbox"/>	Premium - felgi w kolorze Frosty Blue RAL5025	<input type="radio"/>		
JBF2891	<input type="checkbox"/>	Premium - felgi w kolorze Gold Rim RAL1035	<input type="radio"/>		
WIDELCE					
JBF2631	<input type="checkbox"/>	Widelec jednoramienny	<input type="radio"/>		
JBF2632	<input type="checkbox"/>	Widelec dwuramienny	<input type="radio"/>		
KOŁA					
JBF0835	<input type="checkbox"/>	Koła pneumatyczne 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm)	<input type="radio"/>		
JBF0836	<input type="checkbox"/>	Koła z pełnymi oponami antyprzebiciowymi 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm)	<input type="radio"/>		
JBF0838	<input type="checkbox"/>	Koła z oponami antyprzebiciowymi 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm)	<input type="radio"/>		
JBF0828	<input type="checkbox"/>	Koła z pełnymi oponami antyprzebiciowymi 8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm)	NC : 1223	750,00	
BLOKADA KÓŁ					
JBF1490	<input type="checkbox"/>	BLOKADA KÓŁ	NC : (2631+1416)	1 000,00	
KOŁA NAPEĐDOWE					
JBF0704	<input type="checkbox"/>	KOŁA NAPEĐDOWE pneumatyczne 14" (355 mm) x 3" (75 mm)	<input type="radio"/>		
JBF0705	<input type="checkbox"/>	KOŁA NAPEĐDOWE pełne 14" (355 mm) x 3" (75 mm)	350,00		
JBF0706	<input type="checkbox"/>	KOŁA NAPEĐDOWE z oponami antyprzebiciowymi 14" (355 mm) x 3" (75 mm)	<input type="radio"/>		
ZAWIESZENIE					
ZAWIESZENIE CTC					
JBF2870	<input type="checkbox"/>	ZAWIESZENIE CTC - Control - Traction - Comfort (kontrola, trakcja, komfort)	<input type="radio"/>		
DOSTOSOWANE USTAWIENIA ZAWIESZENIA dla RX20/RX40					
JBF1910	<input type="checkbox"/>	Miękkie (zalecane dla użytkownika o wadze do 70 kg)	NC : 1094	<input type="radio"/>	
JBF1912	<input type="checkbox"/>	Średnie (zalecane dla użytkownika o wadze do 90 kg)	NC : 1094	<input type="radio"/>	
JBF1911	<input type="checkbox"/>	Twarde (zalecane dla użytkownika o wadze do 110 kg)		<input type="radio"/>	
JBF1915	<input type="checkbox"/>	Bardzo twarde (zalecane dla użytkownika o wadze do 136 kg)		<input type="radio"/>	

4-biegunowy TYP SILNIKA / OPCJE PRĘDKOŚCI

Silniki

JBF1282	<input type="checkbox"/>	OPS Napęd 6 km/h		○
JBF1283	<input type="checkbox"/>	OPS Napęd 10 km/h		◆
JBF1223	<input type="checkbox"/>	OPS Napęd 10 km/dla - ustawienie dla silnika o bardzo dużej prędkości Zawsze w połączeniu z akumulatorami 73,5 Ah	NC : 0828, 1259, 1260	○



AKUMULATOR

JBF1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah Żelowy	NC : 0024, 1223	○
JBF1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah Żelowy	NC : 0024, 1223, 1450	◆

ŻYROSKOP

G-Trac				
JBF1215	<input type="checkbox"/>	Moduł G-Trac		4 950,00



ŁADOWARKA

JBF1313	<input type="checkbox"/>	Ładowarka OptiCharge 10A (IP44)		◆
SP1606545	<input type="checkbox"/>	Ładowarka OptiCharge 10A (UK)		○

OPCJE

ANTYTIPERRY

JBF1205	<input type="checkbox"/>	ANTYTIPER		◆
---------	--------------------------	-----------	--	---

OŚWIETLENIE

JBF1437	<input type="checkbox"/>	System oświetlenia LED z kierunkowskazami i reflektorami 30 Lux	NC : 2201, 2203	○
JBF2837	<input type="checkbox"/>	System oświetlenia LED, wyjątkowo jasny, z kierunkowskazami i reflektorami 60 Lux	NC : 2201, 2203	800,00



SYSTEM KERB RIDER

JBF1244	<input type="checkbox"/>	Kerb Rider	NC : 0522, 2830, 0556, 0589	1 350,00
---------	--------------------------	------------	-----------------------------	----------

1244

PRZYGOTOWANIE DO STACJI DOKUJĄCEJ

JBF1450	<input type="checkbox"/>	Przygotowanie do stacji dokującej DAHL (obowiązkowy jest odpowiedni zagłówek)	NC : 1260	1 500,00
---------	--------------------------	---	-----------	----------

ZESTAW TRANSPORTOWY 4-PUNKTOWE MOCOWANIA

JBF1493	<input type="checkbox"/>	Mocowanie 4-punktowe (Do transportu wózka, bez użytkownika)	NC : 2894	◆
JBF1494	<input type="checkbox"/>	Mocowanie 4-punktowe (Wersja testowana do stosowania wózka jako siedzenia w pojeździe zgodnie z ISO 7176-19)	NC : 1094	○
JBF1401	<input type="checkbox"/>	6-punktowe mocowanie (wersja testowana do stosowania wózka jako siedzenia w pojeździe zgodnie z ISO 7176-19)) wymagane w przypadku wariantów z połączonym modułem podnoszenia i pochylania	NC : 1091, 1092, 1093	○

PUNKTY MOCUJĄCE

JBF2894	<input type="checkbox"/>	Łatwo dostępne przednie punkty mocowania, dodatkowo montowane do mocowania 4- lub 6-punktowego	NC : 1493	450,00
---------	--------------------------	--	-----------	--------

PASY

JBF1329	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy ze standardowym mocowaniem Auto Lock na oparciu		◆
JBF2113	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy z funkcją Auto Lock, elastyczny montaż na szynach bocznych	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, thigh wedges	250,00
JBF2701	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy stabilizujący miednicę BP Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar L	NC : 2123, 2124, 2253, thigh wedges	700,00
JBF2702	<input type="checkbox"/>	Pas Bodypoint Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, thigh wedges	700,00
JBF2703	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy BP, Ctr-Pull, Push Butt, mocowanie Cinch, rozmiar L	NC : 2123, 2124, 2253, thigh wedges	600,00
JBF2704	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy BP, Ctr-Pull, Push Butt, mocowanie Cinch, rozmiar M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, thigh wedges	600,00
JBF2705	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy BP, Dual-Pull i bocznym odblokowywaniem, z mocowaniem Cinch, rozmiar L	NC : 2123, 2124, 2253, thigh wedges	500,00
JBF2706	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy BP, Dual-Pull i bocznym odblokowywaniem, z mocowaniem Cinch, rozmiar M		500,00



1329



2701, 2702










2703, 2704



2705, 2706

LUSTERKO WSTECZNE

JBF1415	<input type="checkbox"/>	LUSTERKO WSTECZNE, prawe	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	300,00
JBF1339	<input type="checkbox"/>	LUSTERKO WSTECZNE, lewe	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	300,00

AKCESORIA					
HACZYKI					
JBF2128	<input type="checkbox"/>	Haczyki na torbę na siedzisku Modulte	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	700,00	
UCHWYT NA KULE					
JBF1312	<input type="checkbox"/>	UCHWYT NA KULE, prawy	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	300,00	2128
JBF1363	<input type="checkbox"/>	UCHWYT NA KULE, lewy	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	300,00	
BŁOTNIKI (czarne)					
JBF1416	<input type="checkbox"/>	Błotniki na kółka		◆	
JBF1417	<input type="checkbox"/>	Błotniki na koła napędowe		◆	
TACKA					
JBF1404	<input type="checkbox"/>	Tacka odchylana, prawa	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	2 300,00	
JBF1405	<input type="checkbox"/>	Tacka odchylana, lewa	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	2 300,00	
ZESTAW NARZĘDZI					
JBF1333	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi		150,00	
RAMPY					
1440530	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego, wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		7 900,00	
1654128	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium z powłoką antypoślizgową, wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm, 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg		1 350,00	
1654129	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact, wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg		2 550,00	
1654130	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono, wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		1 550,00	