

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2

PARTNER MED POLSKA sp.z o.o.
www.partner-med.pl / www.sklep.partner-med.pl
www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy Bytom ul. Chorzowska 30c
tel. 327874086, 516 293 265

PARTNER
TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

LiNX™

INVACARE
Yes, you can.®

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2

Elektryczny wózek
z napędem na tył



- Oddział Piaseczno, Salon Wystawowy:
ul. Raszyńska 12/1
- tel.: 603 590 213
- Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
- tel.: 503 711 911
- Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
- tel.: 536 447 544

Bodypoint® CE





Usługa dostosowywania Invacare Unique


Proszę podać numer oferty lub specjalny numer produkcyjny :








Orientacyjna cena — użyj konfiguratora na stronie Invacare Pro, aby wygenerować wyceny lub zamówienia bez niezgodności

Proszę zaznaczyć krzyżykiem Proszę zaznaczyć krzyżykiem Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC : Niezgodny NC : 9999 : niezgodny z nr ref 9999	PLN	*Cena wózka w wersji podstawowej została podana w PLN
JBG0025	<input type="checkbox"/> AVIVA RX 40 AA2 Zawiera moduł zasilania 120 A, akumulatory 73 Ah - Maksymalna waga użytkownika do 136 kg	NC : 1259	31 000,00	
PODWOZIE AVIVA RX				
JBG2810	<input type="checkbox"/> Podwozie wąskie (560 mm/22")		◆	**Ceny opcji zostały podane w PLN
JBG2830	<input type="checkbox"/> Podwozie szerokie (635 mm/25")	NC : 1244	○	
RODZAJ SIEDZISKA				
RAMA I PŁYTA SIEDZISKA / SIEDZISKO TYPU SLING				
JBG2111	<input type="checkbox"/> Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi o szerokości od 380 do 530 mm Dodatkowe 50 mm		◆	 2111
JBG2112	<input type="checkbox"/> Teleskopowa rama siedziska + siedzisko typu sling z szynami bocznymi o szerokości od 380 do 530 mm; + 30 mm wysokość siedziska Dodatkowe 50 mm		○	 2112
USTAWIENIE SZEROKOŚCI SIEDZISKA DLA REGULOWANEJ RAMY SIEDZISKA				
JBG2121	<input type="checkbox"/> 380 mm - Płyta siedziska	NC : 2701, 2703, 2705	○	
JBG2122	<input type="checkbox"/> 430 mm - Płyta siedziska	NC : 2701, 2703, 2705,	◆	
JBG2123	<input type="checkbox"/> 480 mm - Płyta siedziska	NC : 2702, 2704, 2706	○	
JBG2124	<input type="checkbox"/> 530 mm- Płyta siedziska	NC : 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	○	
ZESTAW BODYFIT				
JBG2106	<input type="checkbox"/> Zestaw Bodyfit -wysuwane wsporniki oparcia i punkt obrotu ((wysięg::: 1 cal/2,54 cm na stronę)	NC : 2124, 2192, 2194,	○	
USTAWIENIE GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA				
JBG2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	
JBG2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	
JBG2136	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 2143	○	

PODUSZKA SIEDZISKA			
JBG2142	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrix Flo-tech o szerokości siedziska 530: Flo-tech Contour	◆
JBG2143	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrix Flo-tech Contour Visco; (rozciągliwy materiał)	NC : 2136, 2124 350,00
JBG2147	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrix Libra, grubość 90 mm. Wydłużony czas realizacji: + 4 dni	1 300,00
JBG2144	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrix Vi (siateczka)	1 300,00
PODPARCIE OPARCIA			
JBG2162	<input type="checkbox"/>	Rurki długie(540 mm)	○
JBG2163	<input type="checkbox"/>	Rurki krótkie (480 mm)	NC : 2173 ◆
RĄCZKI			
JBG2107	<input type="checkbox"/>	Rączki	◆
JBG2108	<input type="checkbox"/>	Rurki bez rączek	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292 ○
TAPICERKA OPARCIA/ PODUSZKA			
JBG2171	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z możliwością regulacji pasami, nakładka nylonowa, wysokość = 540 mm / 8 pasów; krótka= 480 mm / 7 pasów, mierzone od płyty siedziska do górnej części tapicerki	NC : 2152, 1445, 1496, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289 ◆
JBG2179	<input type="checkbox"/>	Tapicerka Flex z regulacją pasami, nakładka nylonowa wysokość 540 mm mierzone od płyty siedziska do górnej części tapicerki)	NC : 2151, 2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247 1 000,00
JBG2173	<input type="checkbox"/>	Regulowane płyty oparcia Flex3 z poduszką oparcia Laguna Flex3, płyta oparcia z regulacją szerokości i wysokości 560 mm - 790 mm	NC : 2163, 2128 ○
JBG2174	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrix Posture wysokość 400 mm (siateczka)	NC : 1445, 2124 3 600,00
JBG2175	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrix Posture, wysokość 500 mm (siateczka)	NC : 1445, 2124 3 600,00
JBG2176	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrix Elite , wysokość 500 mm (siateczka)	NC : 1445, 2124 3 600,00
JBG2177	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrix Elite TR , wysokość 500 mm (siateczka)	NC : 1445, 2124 3 600,00
JBG2178	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrix Elite Deep, wysokość 500 mm (siateczka)	NC : 1445, 2124 3 600,00
<i>Znajdź podparcie dla tułowia i wszystkie akcesoria na arkuszu pomiarowym Matrix!</i>			
KOLOR TAPICERKI			
JBG2151	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z czarnej tkaniny	NC : 2179 ◆
JBG2152	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z czarnej tkaniny Dartex	NC : 2171 350,00
JBG2155	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z czarnej tkaniny siatkowej	NC : 2171, 2179 450,00
PODŁOKIETNIK			
JBG2191	<input type="checkbox"/>	T-Arm, podłokietnik regulowany na wysokość od 245 - 315 mm, na głębokość, wyjmowany	◆ 350,00
JBG2181	<input type="checkbox"/>	T-Arm, podłokietnik regulowany na wysokość od 295 - 365 mm, na głębokość, wyjmowany	350,00
JBG2198	<input type="checkbox"/>	Padded, podłokietnik wyściełany, zwężający szerokość siedziska powłoka Dartex	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, Podparcie biodra 1 300,00
JBG2183	<input type="checkbox"/>	Wzmocnione boczki. Zmniejszają SW o 25 mm z każdej strony	NC : Podparcie biodra 650,00
JBG2193	<input type="checkbox"/>	Flip-up podłokietnik odchylany, max waga użytkownika do 150 kg	NC : 1445, 2179 ◆
JBG2192	<input type="checkbox"/>	Following, podłokietnik z wysokością regulowaną od 230 do 300 mm	NC : 1445, 2179, 2106 1 700,00
JBG2194	<input type="checkbox"/>	Following, podłokietnik z wysokością regulowaną od 300 do 360 mm	NC : 1445, 2179, 2106 1 700,00
NAKLADKA PODŁOKIETNIKA			
JBG2195	<input type="checkbox"/>	Krótki (325 mm)	NC : 2198 ◆
JBG2196	<input type="checkbox"/>	Długi (375 mm)	NC : 2132, 2198 400,00
JBG2197	<input type="checkbox"/>	Długi, ergonomiczny (397 mm)	NC : 2132, 2198, 2230, 2247 600,00
RYNIENKI HEMIPLEGICZNE			
	<input type="checkbox"/>	Rynienka hemiplegiczna - specjalna produkcja	Na zamówienie
	<input type="checkbox"/>	Ustnik półwkłęsły z płaskim lub zakrzywionym podparciem dłoni w kształcie różka i rotatorem 360° lewym lub prawym, stopniowa regulacja co 18°	Na zamówienie
PELOTY BIODRA			
JBG2184	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra lewa, rozmiar 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint 1 300,00
JBG2186	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra lewa, rozmiar 230 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint 1 300,00
JBG2188	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra lewa, rozmiar 330 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint 1 300,00
JBG2185	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra prawa, rozmiar 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint 1 300,00
JBG2187	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra prawa, rozmiar 230 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint 1 300,00
JBG2189	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra prawa, rozmiar 330 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint 1 300,00
MONTAŻ PELOTÓW BODRA			
JBG2164	<input type="checkbox"/>	Montaż peloty bodra (6,1" / 155 mm wysokość)	◆
JBG2165	<input type="checkbox"/>	Montaż peloty bodra (8,1" / 206 mm wysokość)	○



ZAGŁÓWEK/ PODPARCIE SZYI					
JBG1350	<input type="checkbox"/>	Podparcie szyi, regulacja głębokości, pokrowiec Dartex	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	◆	 1432
JBG1432	<input type="checkbox"/>	Zagłówek - regulacja obustronna	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	○	 1427
JBG1427	<input type="checkbox"/>	Zagłówek z podparciem na policzki	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	1 650,00	 2325
JBG2324	<input type="checkbox"/>	Zagłówek standardowy Elan 255 mm / 10" szerokość ze standardowym pokrowcem (ESP26)	NC : 2230, 2247	1 950,00	 2327
JBG2325	<input type="checkbox"/>	Podkładka Elan Occipital 230x180 mm / 9"x7" ze standardowym pokrowcem (EOP23)	NC : 2230, 2247	1 950,00	
JBG2327	<input type="checkbox"/>	Zagłówek 4- punktowy Elan 280x255 mm / 11"x10" z/standard NC : 2230,	NC : 2230, 2247	2 550,00	
JBG1495	<input type="checkbox"/>	Invacare — bez elementów montażowych. Z usztywnieniem oparcia/pałkąm śr. 22 mm w połączeniu z teleskopową ramą siedziska/tylnymi rurkami	NC : 2229	○	
PAŁĄK					
JBG1307	<input type="checkbox"/>	Pałak (średnica 22 mm) w połączeniu z teleskopowymi rurkami tylnymi	NC : 2108	250,00	
PODPARCIE BOCZNE(para: Dartex)					
JBG1445	<input type="checkbox"/>	Podpórka boczna z przedłużonym ramieniem, podkładka z wieloma możliwościami regulacji	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	1 750,00	 1445
PODNOŚNIK SIEDZISKA / OPCJA POCHYLENIA					
JBG1093	<input type="checkbox"/>	Mechaniczne ustawienie pochylenia (0°-30°/-50°) z opcją CoG	NC : 1401	◆	OBNIŻKA CEN!
JBG1094	<input type="checkbox"/>	Mechaniczne podnoszenie siedziska z mechanicznym ustawieniem pochylenia 30°/45° z opcją CoG	NC : 1494, 2201, 2220, 2860	7 400,00	
USTAWIENIE WYSOKOŚCI SIEDZISKA - Mierzone bez poduszki siedziska przy 0°					
JBG2857	<input type="checkbox"/>	Wysokość od siedziska do podłogi 435 mm		◆	
JBG2858	<input type="checkbox"/>	Wysokość od siedziska do podłogi 460 mm	NC : 2054	○	
JBG2859	<input type="checkbox"/>	Wysokość od siedziska do podłogi 485 mm	NC : 2054	○	
OPCJA POCHYLENIA (tylko jeśli wybrano opcję 1093 lub 1094)					
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Stałe pochylenie do przodu o 5°, mocowanie dodatkowe	NC : 2858, 2859	2 300,00	 0977
KOŁYSKA					
JBG0977	<input type="checkbox"/>	Mechaniczne ustawienie kołyski 30°		◆	
PODNOŻKI					
PODNOŻKI MOCOWANE CENTRALNIE					
JBG0556	<input type="checkbox"/>	Podnóżek montowany centralnie, z możliwością regulacji kąta. Długość: 280 - 385 mm	NC : 0517, 1244	○	
JBG0589	<input type="checkbox"/>	Podnóżek elektryczny LNX Power, mocowany centralnie, z kompensacją długości. Długość: 340 - 410 mm	NC : 2201, 1244	6 800,00	
PŁYTY PODNOŻKA/ PLATFORMA					
JBG2365	<input type="checkbox"/>	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości S (szerokość 127 x 190 mm głębokość / 5"x7,5")		○	
JBG0559	<input type="checkbox"/>	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości M (szerokość 140 x 240 mm głębokość / 5.5"x9.5")		◆	
JBG0516	<input type="checkbox"/>	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości L (szerokość 150 x 290 mm głębokość / 6"x11.5)		650,00	
JBG0517	<input type="checkbox"/>	Platforma z regulacją kąta M (szerokość 305 x 275 mm głębokość / 12"x10,75")	NC : 0556	650,00	
MOCOWANIE PODNOŻKA (PARA)					
JBG0533	<input type="checkbox"/>	Podnóżek Vari A niższa długość podudzia: 290 - 460 mm, regulacja kąta: : 70 - 0° z pokrętłem i podkładką pod łydki		◆	
JBG0531	<input type="checkbox"/>	Podnóżek ADE, niższa długość podudzia: 290 - 460 mm mechaniczna regulacja kąta:80 - 0° z podkładką pod łydki		4 000,00	 0513
TYP PODNOŻKA / PARY					
JBG0504	<input type="checkbox"/>	Para podnóżków z regulacją kąta		◆	
JBG0513	<input type="checkbox"/>	Para podnóżków z regulacją kąta i głębokości		550,00	

JOYSTICKI LINX
LINX PRIMARY REMOTES ZE ZMNIĘSZONĄ SIŁĄ NACISKU (PROPORTIONAL JOYSTICK) + MOCOWANIA

JBG2203	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX REM211 : Napęd i obsługa dodatkowych funkcji	NC: 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2271, 2270, 2272, 2258, 0077	◆
JBG2204	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX REM216 : Napęd i obsługa dodatkowych funkcji oraz świateł	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257,2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○
JBG2205	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX REM400 : 3.5 ", kolorowy, dotykowy wyświetlacz z bluetooth - Napęd i obsługa dodatkowych funkcji oraz świateł	NC : 2220	5 500,00
JBG2206	<input type="checkbox"/>	Screen control LiNX REM500 : 3.5 " kolorowy, dotykowy wyświetlacz z bluetooth - Napęd i obsługa dodatkowych funkcji oraz świateł DLX-REM500 Wymaga wprowadzenia danych przez użytkownika/ alternatywnego joysticka: 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233	NC : 2220, 2270	8 050,00

LiNX


REM211 REM216



REM400



REM500


OPCJA PRZEŁĄCZANIA - REM400


JBG2270	<input type="checkbox"/>	Zaprogramowany moduł przełącznika dwustabilnego f.REM400 (DLX-SW400TGL)	NC : 2220, 2270	1 550,00
---------	--------------------------	---	-----------------	----------



2270

PODSTAWOWA POZYCJA MONTAŻU PILOTA I WYŚWIETLACZA


JBG1207	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, bez możliwości wysunięcia	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○
JBG1208	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, bez możliwości wysunięcia	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○
JBG1707	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, wysuwany + regulacja wysokości ,skonsolidowany	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆
JBG1708	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, wysuwany + regulacja wysokości ,skonsolidowany	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○
JBG2209	<input type="checkbox"/>	Maxx resolve, wspornik odchylany prawy, wielostopniowa regulacja	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○
JBG2210	<input type="checkbox"/>	Maxx resolve, wspornik odchylany prawy, wielostopniowa regulacja	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Opcja 2209/2210 z drążkiem mocującym do REM500 przedłużonym o 200 mm		Na zamówienie
JBG2213	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany,prawy- Nucleus	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	3 600,00
JBG2214	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany,lewy - Nucleus	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	3 600,00
JBG2227	<input type="checkbox"/>	Pozycja na prawo dla opiekuna (poruszającej manipulatorem)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	150,00
JBG2228	<input type="checkbox"/>	Pozycja na lewo dla opiekuna (poruszającej manipulatorem)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	150,00
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (opcja specjalna)		Na zamówienie


 2209
2210


REM050

Dual LiNX (UŻYTKOWNIK+OPIEKUN)

JBG2220	<input type="checkbox"/>	LiNX (REM050 - użyj profilu jazdy 2 REM211/216 - prędkość ograniczona do 6 km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	3 100,00
JBG2219	<input type="checkbox"/>	Dual Compact LiNX Control- 3 dedykowane profile jazdy i obsługa dodatkowych funkcji	NC : 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	6 150,00
JBG2245	<input type="checkbox"/>	Dual intuitive LiNX control (Podwójne intuicyjne sterowanie)	NC : 2108, 2259, 2260	6 150,00
JBG2259	<input type="checkbox"/>	Wspornik po prawej stronie - tylko z REM050 i Compact	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○
JBG2260	<input type="checkbox"/>	Wspornik po lewej stronie - tylko z REM050 i Compact	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○
JBG1221	<input type="checkbox"/>	Wspornik po prawej stronie, zdejmowany - tylko z intuitive LiNX control	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○
JBG1222	<input type="checkbox"/>	Wspornik po lewej stronie, zdejmowany - tylko z intuitive LiNX control	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○



2219







2245





Jeżeli na wysuwany wsporniku ma być zamontowanych kilka joysticków (montaż centralny) (2213/2214), wybierz opcję 2215
LiNX — KOMPAKTOWE PILOTY + WSPORNIKI (WYMAGAJĄ PILOTA GŁÓWNEGO)(DLX-REM400 lub DLX-REM500)

JBG2231	<input type="checkbox"/>	Kompaktowy Joystick ze zmniejszoną siłą nacisku LiNX (potrzebna siła ugięcia: 160 g)	NC : 2203, 2204	6 150,00
JBG2232	<input type="checkbox"/>	Kompaktowy Joystick ze zmniejszoną siłą nacisku LiNX Compact Low Force (siła ugięcia: 112 g)		6 850,00
JBG2207	<input type="checkbox"/>	Zamontowany po prawej stronie	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○
JBG2208	<input type="checkbox"/>	Zamontowany po lewej stronie	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○


 2231
2232

JBG2265	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylane na prawą stronę - Nucleus	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	3 600,00	
JBG2266	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylane na lewą stronę - Nucleus	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	3 600,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (opcja specjalna)		Na zamówienie	
STEROWANIE PODBRÓDKIEM + WSPORNIKI, WYMAGA PODSTAWOWEGO PILOTA (DLX-REM400 lub DLX-REM500)					
JBG2229	<input type="checkbox"/>	Proporcjonalny joystick sterowany podbródkiem (ASL138) WYBRANY ZAGŁÓWEK ZAWSZE Z STANDARDOWYM OSPRZĘTEM MONTAŻOWYM	NC : 1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2179, 2128	13 650,00	
JBG1289	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany prawy, manualny (ASL628) Wymagany zagłówek Elan	NC : 2171, 1350, 1432, 1427	○	 1288 1286 1289 1287
JBG1288	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany lewy, manualny (ASL628) Wymagany zagłówek Elan	NC : 2171, 1350, 1432, 1427	○	
JBG1287	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany prawy, elektryczny	NC : 2227, 2259, 1221, (2121+0977), 2291, 1312, 1415	6 550,00	
JBG1286	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany l, elektryczny	NC : 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	6 550,00	
Technologia Head Control ATOM					
JBG2230	<input type="checkbox"/>	Technologia Head Control z ultradźwiękowymi czujnikami zbliżeniowymi (ATOM, ASL104) i ze standardowymi skrzydełkami M3	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Elan backrest	25 600,00	 2230
JBG2247	<input type="checkbox"/>	Technologia Head Control z ultradźwiękowymi czujnikami zbliżeniowymi (PROTON, ASL104P) ze skrzydełkami PROTON	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Elan backrest	25 600,00	 2247
TABLICA ZBLIŻENIOWA Z 4 PRZEŁĄCZNIAMI(z technologią ATOM)					
JBG2257	<input type="checkbox"/>	TABLICA ZBLIŻENIOWA Z 4 PRZEŁĄCZNIAMI (ASL106)	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	31 950,00	
JBG2275	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylana, prawa- Nucleus	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	
JBG2276	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylana, lewa- Nucleus	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (Opcja specjalna)		Na zamówienie	
LiNX - PILOTY PROPORCJONALNE Z TPI / WEJŚCIAMI I WSPORNIKAMI					
JBG2233	<input type="checkbox"/>	Joystick proporcjonalny MEC (sterowanie Micro Extremity Control ASL130)	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	25 000,00	 2233
JBG2240	<input type="checkbox"/>	Proporcjonalny joystick zdalnie sterowany o dużej wytrzymałości z przełącznikiem trybu (ASL133)	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	14 700,00	
JBG2285	<input type="checkbox"/>	Montaż tacki, prawy (100x150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	3 500,00	
JBG2286	<input type="checkbox"/>	Montaż tacki, lewy (100x150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	3 500,00	
JBG2283	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany, prawy, Nucleus	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	
JBG2284	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany, lewy, Nucleus	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	
JBG2287	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany, prawy, Nucleus	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	3 500,00	
JBG2288	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany, lewy, Nucleus	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	3 500,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (Opcja specjalna)		Na zamówienie	
PRZEŁĄCZNIK 10-kierunkowy LiNX					
JBG2251	<input type="checkbox"/>	Przełącznik 10-kierunkowy DLX-SW10-A do bezpośredniego dostępu do wózków z napędem elektrycznym		2 400,00	 2251
JBG2217	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, montowany dla użytkownika	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	
JBG2218	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, montowany dla użytkownika	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	
JBG2291	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, montowany dla asystenta	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	
JBG2292	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, montowany dla asystenta	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	
JBG2225	<input type="checkbox"/>	Bez montażu		○	
AKCESORIA LiNX					
JBG2253	<input type="checkbox"/>	Port ładowarki USB DLX-USB02-A	NC : Bodypoint	2 150,00	 2253
JBG2281	<input type="checkbox"/>	Montaż z prawej strony		○	
JBG2282	<input type="checkbox"/>	Montaż z lewej strony		○	
Zdalny przełącznik zatrzymania					
JBG2258	<input type="checkbox"/>	Remote Stop Switch (ASL504)	NC : 2203, 2204	3 800,00	
MODUŁ INPUT200					
JBG2273	<input type="checkbox"/>	Moduł IN200 (port Jack dla zewnętrznego przycisku zasilania + wejścia sterujące przez DB9)	NC : 2220	1 800,00	
INNE KOMPONENTY/AKCESORIA LiNX					
JBG2300	<input type="checkbox"/>	Tylko do dołączenia		○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	Tylko do podłączenia i zaprogramowania (opcja specjalna)		Na zamówienie	

PRZYCISKI BUDDY			
JBG1685	<input type="checkbox"/>	Red Buddy Button	700,00
JBG1686	<input type="checkbox"/>	Yellow Buddy Button	700,00
JBG1687	<input type="checkbox"/>	Green Buddy Button	700,00
JBG1690	<input type="checkbox"/>	Blue Buddy Button	700,00
PRZEŁĄCZNIK EGG			
JBG2254	<input type="checkbox"/>	Przełącznik Egg , czarny	550,00
PRZYCISKI PIKO			
JBG1711	<input type="checkbox"/>	Red Piko Button	700,00
JBG1712	<input type="checkbox"/>	Yellow Piko Button	700,00
JBG1713	<input type="checkbox"/>	Green Piko Button	700,00
JBG1714	<input type="checkbox"/>	Orange Piko Button	700,00
JBG1715	<input type="checkbox"/>	Blue Piko Button	700,00
JBG1716	<input type="checkbox"/>	Black Piko Button	700,00
POKRĘTŁA JOYSTICKA BODYPOINT			
JBG2721	<input type="checkbox"/>	3-calowy w kształcie litery U joystick,Bodypoint PC101A	450,00
JBG2722	<input type="checkbox"/>	4-calowy w kształcie litery U joystick,Bodypoint PC102A	450,00
JBG2723	<input type="checkbox"/>	Wypukły, gumowy joystick, Bodypoint PC107A	450,00
JBG2724	<input type="checkbox"/>	Joystick w kształcie grzybka z rowkami, Bodypoint PC110A	450,00
ADAPTER PRZEŁĄCZNIKA			
JBH1681	<input type="checkbox"/>	5:1 ADAPTER PRZEŁĄCZNIKA (9-pinowe złącze Sub D na 5 portów jack)	800,00
SZCZEGÓŁY ROZSTAWU OSI			
KOLORY			
JBG2871	<input type="checkbox"/>	Średni zakres – osłona czarno-antracytowa	○
JBG2872	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - osłona srebrna	○
JBG2873	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - osłona Bengal Red	○
JBG2874	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - osłona Mercury Blue	○
JBG2875	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - osłona Midnight Purple	○
JBX0299	<input type="checkbox"/>	Premium — indywidualny kolor osłony (zawiera kolorowe paski na oparciu Modulite)	3 550,00
JBG2865	<input type="checkbox"/>	Premium - osłona w kolorze Racing Green RAL6035	○
JBG2866	<input type="checkbox"/>	Premium - osłona w kolorze Deep Ocean Blue Satin RAL5026	○
JBG2867	<input type="checkbox"/>	Premium - osłona w kolorze Frosty Blue RAL5025	○
JBG2868	<input type="checkbox"/>	Premium - osłona w kolorze Gold RAL1035	○
KOLORY FELG			
JBG2882	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - felgi w kolorze czarnym	○
JBG2883	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - felgi w kolorze srebrnym	○
JBG2884	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - felgi w kolorze Bengal Red	○
JBG2885	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - felgi w kolorze Mercury Blue	○
JBG2886	<input type="checkbox"/>	Średni zakres - felgi w kolorze Midnight Purple	○
JBG2887	<input type="checkbox"/>	Premium - indywidualny kolor felg	950,00
JBG2888	<input type="checkbox"/>	Premium - felgi w kolorze Racing Green RAL6035	○
JBG2889	<input type="checkbox"/>	Premium - felgi w kolorze Deep Ocean Blue Satin RAL5026	○
JBG2890	<input type="checkbox"/>	Premium - felgi w kolorze Frosty Blue RAL5025	○
JBG2891	<input type="checkbox"/>	Premium - felgi w kolorze Gold RAL1035	○
WIDELCE			
JBG2631	<input type="checkbox"/>	Widelec jednoramienny	◆
JBG2632	<input type="checkbox"/>	Widelec dwuramienny	○
KOŁA			
JBG0835	<input type="checkbox"/>	Koła pneumatyczne 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm)	◆
JBG0836	<input type="checkbox"/>	Koła z pełnymi oponami antyprzebiciowymi 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm)	○
JBG0838	<input type="checkbox"/>	Koła z oponami antyprzebiciowymi 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm)	○
JBG0828	<input type="checkbox"/>	Koła z pełnymi oponami antyprzebiciowymi 8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm)	NC : 1223 750,00
BLOKADA KÓŁ			
JBG1490	<input type="checkbox"/>	BLOKADA KÓŁ	NC : (2631+1416) 1 000,00
DRIVE WHEELS			
JBG0704	<input type="checkbox"/>	KOŁA NAPEĐDOWE pneumatyczne 14" (355 mm) x 3" (75 mm),	◆
JBG0705	<input type="checkbox"/>	KOŁA NAPEĐDOWE pełne 14" (355 mm) x 3" (75 mm),	350,00
JBG0706	<input type="checkbox"/>	KOŁA NAPEĐDOWE z oponami antyprzebiciowymi 14" (355 mm) x 3" (75 mm)	○



ZAWIESZENIE				
ZAWIESZENIE CTC				
JBG2870	<input type="checkbox"/>	CTC Suspension Control - Traction - Comfort(kontrola, trakcja, komfort)		◆
DOSTOSOWANE USTAWIENIA ZAWIESZENIA dla RX20/RX40				
JBG1910	<input type="checkbox"/>	Miękkie (zalecane dla użytkownika o wadze do 70 kg)	NC : 1094	○
JBG1912	<input type="checkbox"/>	Średnie (zalecane dla użytkownika o wadze do 90 kg)	NC : 1094	○
JBG1911	<input type="checkbox"/>	Twarde (zalecane dla użytkownika o wadze do 110 kg)		○
JBG1915	<input type="checkbox"/>	Bardzo twarde (zalecane dla użytkownika o wadze do 136 kg)		○
4-biegunowy TYP SILNIKA / OPCJE PRĘDKOŚCI				
Silniki				
JBG1282	<input type="checkbox"/>	OPS Napęd 6 km/h		○
JBG1283	<input type="checkbox"/>	OPS Napęd 10 km/h		◆
JBG1223	<input type="checkbox"/>	OPS Napęd 10 km/dla - ustawienie dla silnika o bardzo dużej prędkości. Zawsze w połączeniu z akumulatorami 73,5 Ah	NC : 0828, 1259, 1260	○
AKUMULATOR				
JBG1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah Żelowy	NC : 0025, 1223	◆
ŻYROSKOP				
G-Trac				
JBG1215	<input type="checkbox"/>	Moduł G-Trac		4 950,00
CHARGER				
JBG1313	<input type="checkbox"/>	Ładowarka OptiCharge 10A (IP44)		◆
SP1606545	<input type="checkbox"/>	Ładowarka Opticharge 10A (UK)		○
OPCJE				
ANTYTIPERY				
JBG1205	<input type="checkbox"/>	ANTYTIPER		◆
OŚWIETLENIE				
JBG1437	<input type="checkbox"/>	System oświetlenia LED z kierunkowskazami i reflektorami 30 Lux	NC : 2203	◆
JBG2837	<input type="checkbox"/>	System oświetlenia LED, wyjątkowo jasny z kierunkowskazami i reflektorami 60 Lux	NC : 2203	800,00
SYSTEM KERB RIDER				
JBG1244	<input type="checkbox"/>	Kerb Rider	NC : 2830, 0556, 0589	1350,00
ZESTAW TRANSPORTOWY 4-PUNKTOWE MOCOWANIA				
JBG1494	<input type="checkbox"/>	Mocowanie 4-punktowe (Wersja testowana do stosowania wózka jako siedzenia w pojeździe zgodnie z ISO 7176-19)	NC : 1094	◆
JBG1401	<input type="checkbox"/>	6-punktowe mocowanie (wersja testowana do stosowania wózka jako siedzenia w pojeździe zgodnie z ISO 7176-19)) wymagane w przypadku wariantów z połączonym modułem podnoszenia i pochylania	NC : 1093	○
PUNKTY MOCUJĄCE				
JBG2894	<input type="checkbox"/>	Łatwo dostępne przednie punkty mocowania, dodatkowo montowane do mocowania 4- lub 6-punktowego		450,00
PASY				
JBG1329	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy ze standardowym mocowaniem Auto Lock na oparciu		◆
JBG2113	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy z funkcją Auto Lock, elastyczny montaż na szynach bocznych	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, hip support	250,00
JBG2701	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy stabilizujący miednicę BP Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar L	NC : 2123, 2124, 2253, hip support	700,00
JBG2702	<input type="checkbox"/>	Pas Bodypoint Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, hip support	700,00
JBG2703	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy BP, Ctr-Pull, Push Butt, mocowanie Cinch, rozmiar L	NC : 2123, 2124, 2253, hip support	600,00
JBG2704	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy BP, Ctr-Pull, Push Butt, mocowanie Cinch, rozmiar M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, hip support	600,00
JBG2705	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy BP, Dual-Pull i bocznym odblokowywaniem, z mocowaniem Cinch, rozmiar L	NC : 2123, 2124, 2253, hip support	500,00
JBG2706	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy BP, Dual-Pull i bocznym odblokowywaniem.z mocowaniem Cinch, rozmiar M		500,00
LUSTERKO WSTECZNE				
JBG1415	<input type="checkbox"/>	LUSTERKO WSTECZNE, prawe	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	300,00
JBG1339	<input type="checkbox"/>	LUSTERKO WSTECZNE, lewe	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	300,00
AKCESORIA				
HACZYKI				
JBG2128	<input type="checkbox"/>	Haczyki na torbę na siedzisku Modulite	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	700,00
UCHWYT NA KULE				
JBG1312	<input type="checkbox"/>	UCHWYT NA KULE, prawy	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	300,00
JBG1363	<input type="checkbox"/>	UCHWYT NA KULE, lewy	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	300,00
BŁOTNIKI (czarne)				
JBG1416	<input type="checkbox"/>	Błotniki na kółka		◆
JBG1417	<input type="checkbox"/>	Błotniki na koła napędowe		◆



1244



1329



2701, 2702



2703, 2704









2705, 2706



2128



1416

TRAY						
JBG1404	<input type="checkbox"/>	Tacka odchylana, prawa	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	2 300,00	 1417  1404 1405	
JBG1405	<input type="checkbox"/>	Tacka odchylana, lewa	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	2 300,00		
ZESTAW NARZĘDZI						
JBG1333	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi			150,00	
RAMPY						
1440530	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego , wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg			7 900,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium z powłoką antypoślizgową , wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm, 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg			1 350,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact , wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg			2 550,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono , wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg			1 550,00	 1654130