

Invacare® Aviva RX20 Module AA2

PARTNER MED POLSKA sp.z o.o.
www.partner-med.pl / www.sklep.partner-med.pl
www.kuschall.eu

Siedziba główna, Salon Wystawowy Bytom ul. Chorzowska 30c tel. 327874086, 516 293 265

PARTNER
TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

INVACARE
Yes, you can.®

Invacare® Aviva RX20 Module AA2

Wózek elektryczny z tylnym napędem



LINXX

Bodypoint

CE

- Oddział Piaseczno, Salon Wystawowy:
ul. Raszyńska 12/1
- tel.: 603 590 213
- Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
- tel.: 503 711 911
- Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
-tel.: 536 447 544



Usługa personalizacji Invacare Unique

Proszę podać numer oferty lub specjalny numer produkcyjny:

Orientacyjna stawka publiczna - Użyj konfiguratora online w Invacare Pro, aby generować wyceny lub zamówienia wolne od niezgodności.

☐ proszę dokonać wyboru, zaznaczając krzyżykiem pole ☒ Standardowa konfiguracja ☐ Darmowe opcje

KOD	OPIS	NC: Niezgodne (NC: 9999) niekompatybilne z numerem referencyjnym 9999	PLN	
JBC0016	☐ Invacare® Aviva® RX20 AA2 Moduł mocy 75A - akumulatory 60Ah - maks. waga użytkownika: 136 kg		22 500,00	
JBC0048	☐ Invacare® Aviva® RX20 AA2 PACK POWER Moduł zasilania 120A - akumulatory 60Ah - maks. waga użytkownika: 136 kg W zestawie podwójny pilot REM050	PAKIET NIE PODLEGA MODYFIKACJI NC: 2860, 2108, 2219, 2245, 2220	25 500,00	

PODWOZIE AVIVA RX

JBC2810	☐ Wąskie podwozie - 560 mm		◆	
JBC2830	☐ Szerokie podwozie- 635 mm Zalecane z podnóżkiem centralnym	NC: 1244	1 700,00	

RODZAJ SIEDZISKA

Typ siedziska

JBC2111	☐ Szttywne siedzisko Module, regulowane na szerokość i głębokość - dodatkowe +25 mm przez podłokietnik Szerokość: 380 do 530 mm, co 50 mm Głębokość: 410 do 510 mm, bezstopniowo regulowana		◆	 2111
JBC2112	☐ Elastyczne siedzisko Module, regulowane napięcie, szerokość i głębokość, podłokietniki z regulacją szerokości (+25 mm na cal) - +30 mm wysokości siedziska Szerokość: 380 do 530 mm, co 50 mm Głębokość: 410 do 510 mm, bezstopniowo regulowana		○	 2112

USTAWIENIA SZEROKOŚCI SIEDZISKA

JBC2121	☐ 380 mm	NC: 2701, 2703, 2705	○	
JBC2122	☐ 430 mm	NC: 2701, 2703, 2705,	◆	
JBC2123	☐ 480 mm	NC: 2702, 2704, 2706	○	
JBC2124	☐ 530 mm Zalecane: wybierz akumulatory 73,5Ah	NC: Oparcie Matrx , 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	600,00	

ZESTAW BODYFIT

JBC2106	☐ Zestaw do dopasowania do ciała (zestaw dystansowy punktu obrotu oparcia) zalecany do siedzeń formowanych	NC: 2124, 2192, 2194	○	
---------	--	----------------------	---	--

USTAWIENIA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA

JBC2132	☐ 410 mm	NC: 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	
JBC2134	☐ 460 mm		◆	
JBC2136	☐ 510 mm - Szyna siedziska przedłużona o 35 mm przy głębokości siedziska 510 mm ze sztywnym oparciem Flex 3	NC: 2143	○	

PODUSZKA SIEDZISKA			
JBC2142	☐	Poduszka siedzisko Flo-tech Lite (do szerokości od 380 do 480 mm, wysokości 75 mm, maks. waga użytkownika 127 kg) / Contour (do szerokości 530 mm, wysokości 100 mm, maks. waga użytkownika 152 kg)	◆
JBC2143	☐	Poduszka na siedzisko Flo-tech Contour Visco NG (wysokość 100 mm, maks. waga użytkownika 100 kg)	NC : 2136, 2124 350,00
JBC2147	☐	Poduszka siedziska Matrix Libra (wysokość 90 mm, maks. waga użytkownika 136 kg)	1 300,00
JBC2144	☐	Matrix Vi poduszka na siedzenie (pokrycie z mikrowentylacją)	1 300,00
WYSOKOŚĆ RUREK OPARCIA			
JBC2162	☐	Wysokość 540 mm	○
JBC2163	☐	Wysokość 480 mm	◆
RĄCZKI DO PCHANIA			
JBC2107	☐	Z rączkami do pchania	◆
JBC2108	☐	Bez rączek do pchania – tylko do oparć Flex 3	NC: 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292 ○
TAPICERKA OPARCIA / PODUSZKA			
JBC2171	☐	Oparcie regulowane naprężeniem na pasach, wyściełane materiałem	NC: 2152, 1445, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289 ◆
JBC2179	☐	Flex 3 Tension Adjustable, dostarczany z boczną poduszką oparcia, powłoką Dartex (dodatkowa opłata)	NC: 2128, 2151, 2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247 1 000,00
JBC2173	☐	Sztywne oparcie Flex 3 z regulacją szerokości i wysokości (560 do 790 mm) z poduszką oparcia Laguna	NC: 2163, 2128 ○
JBC2174	☐	Matrix Posture Back , wysokość 00 mm	NC: 1445, 2124 3 600,00
JBC2175	☐	Matrix Posture Back , wysokość 00 mm	NC: 1445, 2124 3 600,00
JBC2176	☐	Matrix Elite , wysokość 00 mm	NC: 1445, 2124 3 600,00
JBC2177	☐	Matrix Elite TR , wysokość 500 mm	NC: 1445, 2124 3 600,00
JBC2178	☐	Matrix Elite Deep , wysokość 500 mm	NC: 1445, 2124 3 600,00
Znajdź wszystkie wsporniki bagażnika i wszystkie akcesoria w cenniku Matrix!			
Poduszka oparcia i/lub tapicerka siedziska (w zależności od konfiguracji)			
JBC2151	☐	Tapicerka z czarnej tkaniny (nylon)	NC: 2179 ◆
JBC2152	☐	Tapicerka Black Dartex	NC: 2171 350,00
JBC2155	☐	Tapicerka z czarnej tkaniny siatkowej	NC: 2171, 2179 450,00
PODŁOKIETNIKI			
JBC2191	☐	Podłokietnik regulowany na wysokość od 290 do 360 mm, na głębokość, wyjmowany	◆
JBC2181	☐	Podłokietnik regulowany na wysokość od 340 do 400 mm, na głębokość, wyjmowany	350,00
JBC2198	☐	Padded, podłokietnik wyściełany, zwążający szerokość siedziska powłoka Dartex	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, Thigh wedge 1 300,00
JBC2183	☐	Wzmocnione boczki. Zmniejszają SW o 25 mm z każdej strony	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189 600,00
JBC2193	☐	Flip-up Armrest, podłokietnik odchylany 230 - 360 mm	NC: 1445, 2179 650,00
JBC2192	☐	Following Armrest, podłokietnik z wysokością regulowaną 230 - 300 mm	NC: 1445, 2179, 2106 1 700,00
JBC2194	☐	Following Armrest, podłokietnik z wysokością regulowaną 300 - 360 mm	NC: 1445, 2179, 2106 1 700,00
NAKŁADKA PODŁOKIETNIKA (ARMPAD)			
JBC2195	☐	Krótki (325 mm)	NC: 2198 ◆
JBC2196	☐	Długi (375 mm)	NC: 2132, 2198 400,00
JBC2197	☐	Długi, ergonomiczny (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247 600,00
RYNIENKI HEMIPLEGICZNE			
	☐	Rynienka hemiplegiczna - specjalna produkcja	Na zamówienie
	☐	Ustnik półwklęsły z płaskim lub zakrzywionym podparciem dłoni w kształcie rożka i rotatorem 360° lewym lub prawym, stopniowa regulacja co 18°	Na zamówienie
PELOTY BIODRA			
JBC2184	☐	Pelota biodra lewa, rozmiar 140 x 100 mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint 1 300,00
JBC2186	☐	Pelota biodra lewa, rozmiar 230 x 100 mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint 1 300,00
JBC2188	☐	Pelota biodra lewa, rozmiar 330 x 100 mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint 1 300,00
JBC2185	☐	Pelota biodra prawa, rozmiar 140 x 100 mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint 1 300,00
JBC2187	☐	Pelota biodra prawa, rozmiar 230 x 100 mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint 1 300,00
JBC2189	☐	Pelota biodra prawa, rozmiar 330 x 100 mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint 1 300,00
MONTAŻ PELOTÓW BODRA			
JBC2164	☐	Montaż peloty biodra (6,1" / 155 mm wysokość)	◆
JBC2165	☐	Montaż peloty biodra (8,1" / 206 mm wysokość)	○



Pelota biodra

ZAGŁÓWEK/ PODPARCIE SZYI				
JBC1350	☐	Podparcie szyi, regulacja głębokości, pokrowiec Dartex	NC: 2230, 2247, 1288, 1289	◆
JBC1432	☐	Zagłówek - regulacja obustronna	NC: 2230, 2247, 1288, 1289	○
JBC1427	☐	Zagłówek z podparciem na policzki	NC: 2230, 2247, 1288, 1289	1600,00
JBC2324	☐	Elan Standard headrest 10" - black breathable cover	NC: 2230, 2247	1 900,00
JBC2325	☐	Podkładka Elan Occipital 230x180 mm / 9"x7" ze standardowym pokrowcem	NC: 2230, 2247	1 900,00
JBC2327	☐	Zagłówek 4- punktowy Elan 280x255 mm / 11"x10" z/ standard NC	NC: 2230, 2247	2 500,00
JBC1495	☐	Invacare — bez elementów montażowych. Z usztywnieniem oparcia/pałką śr. 22 mm w połączeniu z teleskopową ramą	NC: 2229	○
PAŁĄK				
JBC1307	☐	Pałak (średnica 22 mm) w połączeniu z teleskopowymi rurkami tylnymi	NC: 2108	250,00
PODPARCIE BOCZNE(para: Dartex)				
JBC1445	☐	Podpórka boczna z przedłużonym ramieniem, podkładka z wieloma możliwościami regulacji	NC: 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	1 750.00
WINDA SIEDZISKA / KOŁYSKA SIEDZISKA				
JBC1092	☐	Elektryczne sterowanie kołyski 0° do 20°	NC: 1401, 2054	◆
JBC1093	☐	Elektrycznie regulowany kąt kołyski (0°- 30°) z przesunięciem środka ciężkości max. waga użytkownika 130 kg, jeśli wybrano 1450 lub 1494)	NC: 1401	1950,00
JBC2052	☐	Elektrycznie regulowany kąt kołyski (0°- 50°) z przesunięciem środka ciężkości (maksymalna waga użytkownika 136 kg)	NC 1401, 2201, 2171	1950,00
JBC1094	☐	Winda siedziska 300 mm z elektryczną kołysą (0°-30°) z przesunięciem środka ciężkości (maks. waga użytkownika 130 kg) - moduł zasilania 120 A i akumulatory 60 Ah	NC: 1494, 2220, 2860	9 300,00
JBB2053	☐	Winda siedziska 300 mm z elektryczną kołyską (300 mm, 45°) z przesunięciem środka ciężkości (max. waga użytkownika 136 kg)	NC 1494, 2201, 2220, 1910, 1912, 2171	9 300,00
USTAWIENIE WYSOKOŚCI SIEDZISKA				
JBC2857	☐	435 mm		◆
JBC2858	☐	460 mm	NC: 2054	○
JBC2859	☐	485 mm	NC: 2054	○
OPCJA POCHYLENIA OPARCIA (tylko jeśli wybrano 1093 lub 1094)				
JBX2054	☐	5° Stały pochylenie do przodu, mocowanie wspomagające	NC: 1092, 2858, 2859	2 200,00
ODCHYLENIE OPARCIA				
JBC0977	☐	Oparcie odchylane elektrycznie od 0° do 30°		◆
PODNÓŻKI /PŁYTY PODNÓŻKA				
Regulowane podnóżki z regulacją kąta, montowane centralnie, z podkładkami na łydki i regulowanymi podnóżkami				
UWAGA: UWAGA: może wystąpić konflikt między podnóżkami a przednimi kołami – wybierz szerokie podwozie				
JBC0556	☐	Podnóżek montowany centralnie z możliwością regulacji kąta(1,5° -63°) długość: od 280 do 385mm	NC: 0517, 1244	○
JBC0589	☐	Podnóżek elektryczny LNX Power montowany centralnie, zakres kompensacji długości 90° - kąt zamknięty, regulowany w zakresie 83°/90°/97°. Dostarczany pod kątem 83° z wąską ramą / 90° z szeroką ramą	NC 2105, 1244	6 800,00
PŁYTA PODNÓŻKA				
JBC2365	☐	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości S (127 W x 190 mm D)		○
JBC0559	☐	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości M (140 W x 240 mm D)		◆
JBC0516	☐	Podnóżki z regulacją kąta i szerokości L (150 W x 290 mm D)		650,00
JBC0517	☐	Platforma podnóżka z regulacją kąta M (305 W x 275 mm D)	NC: 0556	650,00
MOCOWANIE PODNÓŻKÓW				
JBC0533	☐	Podnóżek Vari A (regulowany kąt od 0° do 80°) typu Storm®4		◆
JBC0531	☐	Podnóżek ADE, elektryczna regulacja kąta od 0° do 80°, z podkładkami na łydki	NC: 0522	4 000,00
PŁYTY PODNÓŻKÓW (para)				
JBC0504	☐	Para podnóżków z regulacją kąta		◆
JBC0513	☐	Para podnóżków z regulacją kąta i głębokości		550,00



1432



1427



2325



2327



1445

NEW

NEW




Składane oparcie



0977



0513

JOYSTICKI LINX						
LINX PRIMARY REMOTES ZE ZMNIĘSZONĄ SIŁĄ NACISKU (PROPORTIONAL JOYSTICK) + MOCOWANIA						
JBC2203	☐	Joystick LiNX REM211 : Napęd i obsługa dodatkowych funkcji	NC: 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258, 0088	◆		REM211
JBC2204	☐	Joystick LiNX REM216 : Napęd i obsługa dodatkowych funkcji oraz świateł	NC: 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○		REM216
JBC2205	☐	Joystick LiNX REM400 : 3.5 ", kolorowy, dotykowy wyświetlacz z bluetooth - Napęd i obsługa dodatkowych funkcji oraz świateł	NC: 0048, 0088, 0089, 2220	5 350,00		REM400 Bluetooth
JBC2206	☐	Screen control LiNX REM500 : 3.5 " kolorowy, dotykowy wyświetlacz z bluetooth - Napęd i obsługa dodatkowych funkcji oraz świateł	NC: 0048, 0088, 0089, 2220, 2270	7 900,00		REM500 Bluetooth
OPCJE REM400						
JBC2270	☐	Moduł przełącznika kołyskowego REM400 z możliwością przypisania (domyślnie ustawiony: WŁ./WYŁ. i szybkie wybieranie)	NC: 2203, 2204, 2206	1 500,00		2270
POZYCJA MONTOWANIA JOYSTICKA REM211/216/400)						
JBC1207	☐	Wspornik prawy, bez możliwości wysunięcia	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○		
JBC1208	☐	Wspornik lewy, bez możliwości wysunięcia	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○		
JBC1707	☐	Wspornik prawy, wysuwany + regulacja wysokości ,skonsolidowany	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆		
JBC1708	☐	Wspornik lewy, wysuwany + regulacja wysokości, skonsolidowany	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○		
JBC1709	☐	Maxx resolve, wspornik odchylany prawy, wielostopniowa regulacja	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	1050,00		
JBC1710	☐	Maxx resolve, wspornik odchylany lewy, wielostopniowa regulacja	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	1050,00		
JBC2209	☐	Wspornik odchylany, prawy, wielostopniowa regulacja dla REM500	NC: 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○		
JBC2210	☐	Wspornik odchylany, lewy, wielostopniowa regulacja dla REM500	NC: 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○		
PW-4005	☐	Opcja 2209/2210 z drążkiem mocującym do REM500 przedłużonym o 200 mm		Produkcja specjalna na zamówienie		
JBC2213	☐	Mocowanie centralne, odchylany,prawy - Nucleus	NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	3 600,00		
JBC2214	☐	Mocowanie centralne, odchylany,lewy - Nucleus	NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	3 600,00		
JBC2227	☐	Pozycja na prawo dla opiekuna (poruszającej manipulatorem)	NC: 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	150,00		2209 2210
JBC2228	☐	Pozycja na lewo dla opiekuna (poruszającej manipulatorem)	NC: 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	150,00		
JBX2239	☐	Instalacja niestandardowa, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących zapytania:		Na zamówienie		
Dual LiNX (UŻYTKOWNIK+OPIEKUN)						
JBC2220	☐	LiNX (REM050 - użyj profilu jazdy 2 REM211/216 - prędkość ograniczona do 6 km/h)	NC: 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	2 100,00		REM050
JBC2219	☐	Dual Compact LiNX Control- 3 dedykowane profile jazdy i obsługa dodatkowych finkcji	NC: 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	6 150,00		2219
JBC2245	☐	Dual intuitive LiNX control (Podwójne intuicyjne sterowanie LiNX) - dedykowany profil jazdy	NC: 2108, 2259, 2260	6 150,00		2245
JBC2259	☐	Wspornik po prawej stronie - tylko z REM050 i Compact	NC: 1287, 2291, 2245, 1312	○		
JBC2260	☐	Wspornik po lewej stronie - tylko z REM050 i Compact	NC: 1286, 2292, 2245, 1363	○		
JBC1221	☐	Wspornik po prawej stronie, zdejmowany - tylko z intuitive LiNX control	NC: 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○		
JBC1222	☐	Wspornik po lewej stronie, zdejmowany - tylko z intuitive LiNX control	NC: 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○		
Jeżeli na odchylanym centralnym uchwycie (2213/2214) konieczne jest zamontowanie kilku joysticków, należy wybrać opcję 2215						

Specjalne sterowanie Mo-Vis - patrz arkusz zamówienia				
KOMPAKTOWE JOYSTICKI ZE ZMNIĘSZONĄ SIŁĄ NACISKU (PROPORTIONAL JOYSTICK) – TYLKO Z MODELAMI REM400 I REM500				
JBC2231	☐	Kompaktowy Joystick ze zmniejszoną siłą nacisku LiNX (potrzebna siła ugięcia: 160 g)	NC: 2203, 2204	6 100,00
JBC2232	☐	Kompaktowy Joystick ze zmniejszoną siłą nacisku LiNX Compact Low Force (siła ugięcia: 112 g)	NC: 2203, 2204	6 700,00
JBC2207	☐	Zamontowany po prawej stronie	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○
JBC2208	☐	Zamontowany po lewej stronie	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○
JBC2265	☐	Mocowanie centralne, odchylane na prawą stronę - Nucleus	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	3 500,00
JBC2266	☐	Mocowanie centralne, odchylane na lewą stronę - Nucleus	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	3 500,00
JBX2215	☐	Instalacja niestandardowa, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących Państwa zapytania:	Na zamówienie	
KONTROLA BRODA+ WSPORNIKI				
JBC2229	☐	Joystick ze zmniejszoną siłą nacisku podbródkowy(ASL138) + przełącznik	NC: 1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2179, 2128	13 350,00
JBC1289	☐	Uchwyt odchylany po prawej stronie, z boku, z instrukcją (ASL628) (TYLKO Z ELAN 2125)	NC: 2171, 1350, 1432, 1427	○
JBC1288	☐	Uchwyt odchylany po lewej stronie, z boku, z ręcznym ustawieniem (ASL628) (TYLKO Z ELAN 2125)	NC: 2171, 1350, 1432, 1427	○
JBC1287	☐	Uchwyt odchylany do prawej ręki, zasilany elektrycznie	NC: 2227, 2259, 1221, 2291, 1312, 1415	7 200,00
JBC1286	☐	Uchwyt odchylany na lewą stronę, zasilany elektrycznie	NC: 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	7 200,00
TECHNOLOGIA STEROWANIA GŁOWĄ - HEAD CONTROL ATOM				
JBC2230	☐	Sterowanie głowicą z ultradźwiękowymi czujnikami zbliżeniowymi ATOM ASL104, ze standardowymi skrzydłami i przełącznikiem	NC: 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Zagłówek Elan	25 600,00
JBC2247	☐	Sterowanie głowicą za pomocą ultradźwiękowych czujników zbliżeniowych PROTON ASL104P, ze skrzydłami PROTON i przełącznikiem jajowym	NC: 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Zagłówek Elan	25 600,00
CZTEROPRZEŁĄCZNIKOWA MACIERZ ZBLIŻENIOWA (z technologią ATOM)				
JBC2257	☐	Czteroprzełącznikowa macierz zbliżeniowa (ASL106)	NC: 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	31 200,00
JBC2275	☐	Mocowanie centralne, odchylane na prawą stronę, Nucleus	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○
JBC2276	☐	Mocowanie centralne, odchylane na lewą stronę, Nucleus	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○
JBX2269	☐	Instalacja niestandardowa, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących Państwa zapytania:	Na zamówienie	
LiNX - PILOTY PROPORCJONALNE Z TPI / WEJŚCIAMI I UCHWYTAMI				
JBC2233	☐	Joystick proporcjonalny MEC (ASL130)	NC: 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	25 000,00
JBC2240	☐	Proporcjonalny, wytrzymały, zdalny joystick ASL133	NC: 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	14 700,00
JBC2285	☐	Uchwyt na tackę, prawy (100 x 150 mm)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	3 500,00
JBC2286	☐	Uchwyt na tackę, lewy (100 x 150 mm)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	3 500,00
JBC2283	☐	Mocowanie centralne, odchylane na prawą stronę, Nucleus	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○
JBC2284	☐	Mocowanie centralne, odchylane na lewą stronę, Nucleus	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○
JBC2287	☐	Mocowanie centralne na tacy ASL603 (100x150 mm), odchylane na prawą stronę	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	3 500,00
JBC2288	☐	Mocowanie centralne na tacy ASL603 (100x150 mm), odchylane na lewą stronę	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	3 500,00
JBX2289	☐	Instalacja niestandardowa, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących Państwa zapytania:	Na zamówienie	
Alternatywne sterowanie miejscami siedzącymi				
JBC2251	☐	Przełącznik 10-pozycyjny, dostarczany z podwójnym kablem wyjściowym Jack 2252		2 350,00
JBC2217	☐	Uchwyt prawy, montowany dla użytkownika	NC: 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○
JBC2218	☐	Uchwyt lewy, montowany dla użytkownika	NC: 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○
JBC2291	☐	Uchwyt prawy, montowany dla osoby obsługującej	NC: 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○
JBC2292	☐	Uchwyt lewy, montowany dla osoby obsługującej	NC: 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○
JBC2225	☐	Bez montażu		○



2231
2232



1288 1286
1289 1287



2230



2247



2233



2251

Aksesoria LiNX				 2253		
JBC2253	☐	Port ładowarki USB (2 gniazda)	2 100,00			
JBC2281	☐	Mocowanie po prawej stronie	○			
JBC2282	☐	Mocowanie po lewej stronie	○			
Zdalny wyłącznik stopu						
JBC2258	☐	Zdalny wyłącznik stopu (ASL504)	NC: 2203, 2204		3 700,00	
Moduł INPUT200						
JBC2273	☐	Moduł IN200 (port jack do zewnętrznego przycisku zasilania + wejścia sterujące przez DB9) (wymagany zewnętrzny przełącznik WŁ./WYŁ. z REM110/2XX)	NC: 2220		1 800,00	
Further LiNX accessories						
JBC2300	☐	Do załączenia tylko			○	
JBX2301	☐	Do podłączenia i zaprogramowania		Na zamówienie		
Przyciski Buddy Buttons (średnica 63 mm - dostarczane niezamontowane - wymagana opcja 2252, jeśli nie ma REM400/500)						
JBC1685	☐	Red Buddy Button			700,00	
JBC1686	☐	Yellow Buddy Button			700,00	
JBC1687	☐	Green Buddy Button			700,00	
JBC1690	☐	Blue Buddy Button			700,00	
EGG SWITCH (OPCJA 2252 WYMAGANA, JEŚLI NIE MA REM400)						
JBC2254	☐	Egg switch, czarny			550,00	
Przyciski Buddy Buttons (średnica 63 mm - dostarczane niezamontowane - wymagana opcja 2252, jeśli nie ma REM400/500)						
JBC1711	☐	Red Piko Button			700,00	
JBC1712	☐	Yellow Piko Button			700,00	
JBC1713	☐	Green Piko Button			700,00	
JBC1714	☐	Orange Piko Button			700,00	
JBC1715	☐	Blue Piko Button			700,00	
JBC1716	☐	Black Piko Button			700,00	
GAŁKI JOYSTICKA BODYPOINT - DOSTARCZANE BEZ MONTAŻU				 2721 2722  2723  2724  1681		
JBC2721	☐	Uchwyt joysticka w kształcie litery U, 3 cale, szerokość 76 mm, PC101A			450,00	
JBC2722	☐	Uchwyt joysticka w kształcie litery U, 4 cale, szerokość 100 mm, PC102A			450,00	
JBC2723	☐	Gumowa rączka joysticka z kopułą - średnica 66 mm - PC107A			450,00	
JBC2724	☐	Uchwyt joysticka z rowkiem grzybkowym - średnica 42 mm - PC110A			450,00	
ADAPTER GNIAZDA DB9/5						
JBH1681	☐	Adapter gniazda DB9/5			800,00	
KOLOR OSŁONY WÓZKA				 2871  2872  2873  2874  2875    		
Colours						
JBC2871	☐	Black/Anthracite			○	
JBC2872	☐	Silver			○	
JBC2873	☐	Bengal Red			○	
JBC2874	☐	Mercury Blue			○	
JBC2875	☐	Midnight Purple			○	
KOLORY FELG						
JBC2882	☐	Felgi w kolorze czarnym				◆
WIDELCE						
JBC2632	☐	Widelce dwuramienny				◆
KOŁA PRZEDNIE					   	
JBC0835	☐	Koła 9", pneumatyczne				◆
JBC0836	☐	Koła 9", opony pełne odporne na przebicie				○
JBC0838	☐	Koła 9", opony z zabezpieczeniem przed przebicciem				○
JBC0828	☐	Koła 8", opony pełne odporne na przebicie	NC: 1223			750,00
BLOKADA KÓŁ						
JBC1490	☐	System blokowania przedniego widelca			1 000,00	
KOŁA TYLNE NAPĘDOWE						
JBC0704	☐	DW 14", pneumatyczne			◆	
JBC0705	☐	DW 14", opony pełne			300,00	
JBC0706	☐	DW 14", opony z zabezpieczeniem przed przebicciem			300,00	
ZAWIESZENIE CTC						
CTC (KOMFORTOWA KONTROLA TRAKCJI)						
JBC2870	☐	CTC-Zawieszania			◆	
DOSTOSOWANIE USTAWIENIA ZAWIESZENIA						
JBC1910	☐	Zawieszenie do 70 kg masy użytkownika	NC : 1094		○	
JBC1910	☐	Zawieszenie do 90 kg masy użytkownika	NC : 1094		○	
JBC1911	☐	Zawieszenie do 110 kg masy użytkownika			○	
JBC1915	☐	Zawieszenie do 136 kg masy użytkownika			○	

WYDAJNOŚĆ				
TYP SILNIKA / OPCJE PRĘDKOŚCI				
JBC1282	☐	OPS Drive 6 km/h		◆
JBC1283	☐	OPS Drive 10 km/h		○
JBC1223	☐	Silniki napędowe OPS 10 km/h, programowalne do 12 km/h - w zestawie akumulatory 73,5 Ah / moduł zasilania 120A	NC: 0828, 2860, 1259, 1260, 0016, 0088, 0089	5000,00
BATERIE				
JBC1259	☐	60 Ah GEL	NC: 1223	◆
JBC1260	☐	73,5 Ah GEL	NC: 1223, 1450	1750,00
ŻYROSKOP				
G-Trac				
JBC1215	☐	Moduł G-Trac (kontrola kierunku jazdy)		4 850,00
Charger				
JBC1343	☐	8A Opticharge Charger		◆
JBC1313	☐	10A Opticharge Charger		700,00
JBC1344	☐	8A Opticharge Charger (UK)		○
JBC1314	☐	10A Opticharge Charger (UK)		700,00
JBC1481	☐	Bez ładowarki		0
POSITIONING OPTIONS				
Think about Bodypoint products ! Hip belts, harnesses, ...				
OPTIONS				
ANTYTIPERY				
JBC1205	☐	Antytipery		◆
OŚWIETLENIE				
JBC1437	☐	System oświetlenia LED z kierunkowskazami - Reflektory 30 luksów - kierunkowskazy, światła pozycyjne, światła ostrzegawcze (wybierz REM216, REM400 lub REM500)	NC: 2203	2 200,00
JBC1254	☐	Bez systemu oświetleniowego		◆
Kerb rider				
JBC1244	☐	Kerb rider	NC: 0522, 2830, 0556, 0589	1 300,00
PRZYGOTOWANIE DO STACJI DOKUJĄCEJ				
JBC1450	☐	Przygotowanie do stacji dokującej DAHL (obowiązkowy odpowiedni zagłówek)	NC: 1260	1 500,00
ZESTAW TRANSPORTOWY Z 4 LUB 6 PUNKTAMI MOCOWANIA				
JBC1494	☐	4-punktowe mocowanie (Wersja przetestowana pod kątem wykorzystania wózka inwalidzkiego jako siedzenia w pojeździe zgodnie z normą ISO 7176-19)	NC: 1094	◆
JBC1401	☐	W przypadku wariantów z modułem podnoszenia i pochylania wymagane jest mocowanie 6-punktowe (wersja przetestowana pod kątem wykorzystania wózka inwalidzkiego jako siedzenia w pojeździe zgodnie z normą ISO 7176-19)	NC: 1092, 1093	○
PUNKTY MOCOWANIA				
JBC2894	☐	Łatwo dostępne przednie punkty mocowania, dodatkowo zamontowane do mocowania 4- lub 6-punktowego		500,00
PASY BIODROWE				
JBC1329	☐	Pas biodrowy z automatyczną blokadą – standardowy montaż na oparciu		◆
JBC2113	☐	Pas biodrowy z automatyczną blokadą – elastyczny montaż w szynach bocznych		2500,00
PASY STABILIZUJĄCE BODYPOINT (W ZESTAWIE MOCOWANIA)				
JBC2701	☐	Bodypoint Evoflex Stabilizator miednicy, zatrzask rehabilitacyjny - rozmiar L	NC: 2121, 2122, 2132, thigh wedges	700,00
JBC2702	☐	Bodypoint Evoflex Stabilizator miednicy, zatrzask rehabilitacyjny - rozmiar M	NC: 2123, 2124, thigh wedges	700,00
JBC2703	☐	Pas biodrowy Bodypoint 2-punktowy, Ctr-Pull, Push Butt Cinch-Mount – rozmiar L	NC: 2121, 2122, 2132, thigh wedges	600,00
JBC2704	☐	Pas biodrowy Bodypoint 2-punktowy, Ctr-Pull, Push Butt, Cinch-Mount – rozmiar M	NC: 2123, 2124, thigh wedges	600,00
JBC2705	☐	Dwupunktowy pas biodrowy Bodypoint, z podwójnym zapięciem, z bocznym zapięciem, mocowany na zatrzaski, rozmiar L	NC: 2121, 2122, 2132, thigh wedges	500,00
JBC2706	☐	Dwupunktowy pas biodrowy Bodypoint, z podwójnym zapięciem, z bocznym zapięciem, mocowany na zatrzaski, rozmiar M	NC: 2123, 2124, thigh wedges	500,00
LUSTERKO WSTECZNE				
JBC1415	☐	Lusterko wsteczne prawe	NC: 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	300,00
JBC1339	☐	Lusterko wsteczne lewe	NC: 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	300,00



AKCESORIA					
HAKI NA TORBY (MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 6KG)					
JBC2128	☐	Bag hooks	NC: 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	700,00	 2128
UCHWYT NA KULE					
JBC1312	☐	Prawy uchwyt na kule	NC: 1287, 2227, 2259, 1221	300,00	
JBC1363	☐	Lewy uchwyt na kule	NC: 1286, 2228, 2260, 1222	300,00	
BŁOTNIK (CZARNY)					
JBC1416	☐	Błotniki na koła przednie		600,00	 1416
JBC1417	☐	Błotniki na koła tylne		750,00	 1417
TACE					
JBC1404	☐	Taca, odchylana prawą ręką	NC: 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	2 200,00	
JBC1405	☐	Taca, odchylana lewą ręką	NC: 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	2 200,00	 1404
ZESTAW NARZĘDZI					
JBC1333	☐	Zestaw narzędzi		150,00	
RAMPY					
1654128	☐	Rampa podstawowa, 2-częściowa, teleskopowa, aluminiowa, z powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8,8 kg na parę – maksymalne obciążenie: 270 kg		1 350,00	 1654128
1654129	☐	Quick2go Compact, 3-częściowa aluminiowa rampa teleskopowa z powłoką antypoślizgową Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13,6 kg na parę – maksymalne obciążenie: 260 kg		2 550,00	 1654129
1654130	☐	Aluminiowa składana rampa mono Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm Waga 13,9 kg - maksymalne obciążenie: 300 kg		1 550,00	 1654130