

PARTNER MED POLSKA sp.z o.o.
www.partner-med.pl / sklep.partner-med.pl / www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy Bytom ul. Chorzowska 30c tel. 327874086, 516 293 265



Invacare® TDX® SP2^{NB} * AA1

Wózek elektryczny Mixt Power z 6 kołami



Oddział Piaseczno, Salon Wystawowy
ul. Raszyńska 12/1
tel.: 603 590 213
Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911
Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhofa 9/6
tel.: 536 447 544



Usługa personalizacji Invacare UNIQUE

Orientacyjna stawka — użyj konfiguratora online w Invacare Pro, aby generować bezbłędne wyceny lub zamówienia.

☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem

☒ Wypożyczenie standardowe

☐ Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC: Niezgodny NC : 9999 : niezgodny z nr ref 9999	PLN	
ARL0015	☐ Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1 ☐ Moduł zasilania: 120 Ah Silniki: 340W, 4-biegunowe - Zasięg : +/- 26 km (50Ah)		25 000,00	
STANDARDOWE SIEDZISKO MODULITE				
ARL2110	☐ Standardowe siedzisko Module - szerokość 430mm, regulowane podłokietniki od 44 do 48cm	NC : 0977, 1445, 1092, 1093, 1094, 2113, 1332, 0556, 0589, 2192, 2193, 2194, 2229, pasy biodrowe Bodypoint	○	 2110
Głębokość siedziska				
ARL2132	☐ 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198	○	
ARL2134	☐ 460 mm		◆	
ARL2136	☐ 510 mm	NC : 2143	○	
ARL2138	☐ 560 mm	NC : 2141, 2143	1 700,00	
Seat cushion				
ARL2142	☐ Poduszka Flo-tech Lite (dla szerokości od 380 do 480 mm, wysokości 75 mm, maksymalnej wagi 127 kg) / Contour (dla szerokości od 530 mm, wysokości 100 mm, maksymalnej wagi 152 kg)		◆	 2143
ARL2143	☐ Poduszka Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (wysokość 90 mm, maksymalna waga 100 kg)	NC : 2155	350,00	
ARL2147	☐ Poduszka Matrx Libra , (wysokość 90mm, maksymalna waga 136kg)	NC : 2155	1 300,00	 2147
ARL2144	☐ Poduszka Matrx Vi (mikrowentylowany pokrowiec)		1 300,00	 2144
Oparcie				
ARL2161	☐ Wysokość 480mm		◆	
ARL2171	☐ Oparcie z regulacją pasami, wyściełane materiałem (dwa rodzaje), w tym tylna kieszeń	NC : 2052, 2053, 2152, 2155, 1445, 1446	◆	
ARL2174	☐ Matrx Posture Back , Wysokość 400 mm - z tylną kieszenią		3 550,00	
ARL2175	☐ Matrx Posture Back , Wysokość 500 mm - z tylną kieszenią		3 550,00	
ARL2176	☐ Matrx Elite , Wysokość 500 mm - z tylną kieszenią		3 550,00	
ARL2177	☐ Matrx Elite TR , Wysokość 500 mm - z tylną kieszenią		3 550,00	
ARL2178	☐ Matrx Elite Deep , Wysokość 500 mm - z tylną kieszenią		3 550,00	 2171
MODUŁOWE SIEDZISKO MODULITE				
Rodzaj siedziska				
ARL2111	☐ Sztywne siedzisko Module , regulowana szerokość i głębokość, podłokietniki z regulacją szerokości (+25 mm na stronę) Szerokość: od 380 do 530 mm, regulacja stopniowo co 50 mm Głębokość: od 410 do 510 mm - BEZSTOPNIOWA REGULACJA		◆	 2111
ARL2112	☐ Elastyczne siedzisko Module , regulacja szerokości i głębokości pasami, podłokietniki regulowane na szerokość (+25 mm na stronę) - +30 mm wysokość siedziska Szerokość: od 380 do 530 mm, regulacja stopniowo co 50 mm Głębokość: od 410 do 510 mm - BEZSTOPNIOWA REGULACJA		○	 2112
Szerokość siedziska (ustawienie fabryczne)				
	330mm (szerokość siedziska 380 mm (2121) + wewnętrzny zakrzywiony podłokietnik (2183))	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144		
ARL2121	☐ 380 mm	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144, 2701, 2703, 2705	○	
ARL2122	☐ 430 mm	2138+2142/2147/2144, 2701, 2703, 2705	◆	
ARL2123	☐ 480 mm	NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706	○	
ARL2124	☐ 530 mm	NC : Oparcia Matrx , 2143, 2702, 2704, 2706	○	

Szerokość siedziska (ustawienie fabryczne)			
ARL2129	☐ Standardowy zakres głębokości (SD od 410 - 510 mm)	NC : 2138	◆
ARL2130	☐ Zwiększony zakres głębokości (SD 510–560 mm)	NC : 2132, 2134	○
Głębokość siedziska (ustawienie fabryczne)			
ARL2132	☐ 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556 +wąski klin, pas Bodypoint	○
ARL2134	☐ 460 mm	NC : 0556++wąski klin	◆
ARL2136	☐ 510 mm	NC : 2143, 0556++wąski klin	○
ARL2138	☐ 560 mm (tylko z siedziskiem o szerokości 530 mm)	NC : 2143	1 700,00
PODUSZKA			
ARL2142	☐ Poduszka Flo-tech Lite (dla szerokości od 380 do 480 mm, wysokość 75 mm, maksymalna waga użytkownika 127 kg) / Contour (dla szerokości od 530 mm, wysokość 100 mm, maksymalna waga użytkownika 152 kg)		◆
ARL2143	☐ Poduszka Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (wysokość 90 mm, maksymalna waga użytkownika 100 kg)	NC : 2155	3500,00
ARL2147	☐ Poduszka Matrx Libra (wysokość 90mm, maksymalna waga użytkownika 136kg)	NC : 2155	1 300,00
ARL2144	☐ Poduszka Matrx Vi (mikrowentylowany pokrowiec)	NC : 2155	1 300,00
TYLNE RURKI			
ARL2162	☐ Wysokość 540 mm		○
ARL2163	☐ Wysokość 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	○
RĄCZKI			
ARL2107	☐ Rączki stałe		◆
ARL2108	☐ Bez rączek - tylko z oparciami Flex 3	NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	○
PODPARCIE OPARCIA			
ARL2171	☐ Oparcie z regulacją pasami, wyściełane dwuwarstwowym materiałem z kieszenią z tyłu	NC : 2052, 2053, 2152, 2155, 1445, 2230, 2247 Elan headrest	◆
ARL2179	☐ Oparcie Flex3 z regulacją pasami, , dostarczane z boczną poduszką oparcia, materiał Dartex (dodatkowa opłata)	NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2229, 2230, 2247, Zagłówek Elan	1 000,00
ARL2173	☐ Oparcie stałe Flex3 z regulacją szerokości i wysokości (od 560 do 790 mm) z poduszką oparcia Laguna	NC : 2128	850,00
ARL2174	☐ Oparcie Matrx Posture Back , wysokość 400 mm - z tylną kieszenią		3 600,00
ARL2175	☐ Oparcie Matrx Posture Back , wysokość 500 mm - z tylną kieszenią		3 600,00
ARL2176	☐ Oparcie Matrx Elite , wysokość 500 mm -iz tylną kieszenią		3 600,00
ARL2177	☐ Oparcie Matrx Elite TR , wysokość 500 mm - z tylną kieszenią		3 600,00
ARL2178	☐ Oparcie Matrx Elite Deep , wysokość 500 mm - iz tylną kieszenią		3 600,00
WSPÓLNE OPCJE DLA SIEDZISK MODULITE			
Poduszka oparcia i/lub tapicerka siedziska (w zależności od konfiguracji)			
ARL2151	☐ Nylon czarny		◆
ARL2152	☐ Dartex czarny		300,00
ARL2155	☐ Siateczka czarna		450,00
Boczek			
ARL2191	☐ Boczek regulowany na wysokość od 290 do 360 mm, na głębokość i zdejmowany, para		○
ARL2181	☐ Boczek regulowany na wysokość od 340 do 400 mm, na głębokość i zdejmowany, para	NC : 2195, 2196, 2197 Podparcie bioder	300,00
ARL2198	☐ Boczek otulający, materiał Dartex, para		1 250,00
ARL2183	☐ Boczek zakrzywiony do wewnątrz, szerokość do 50 mm, 25 mm na stronę	NC : Podparcie bioder	600,00
ARL2193	☐ Boczek podnoszony, regulowana wysokość 230 - 360 mm		◆
ARL2192	☐ Boczek podnoszony i równoległy, regulowana wysokość 230 - 300 mm	NC : 1445, 1446	1 650,00
ARL2194	☐ Boczek podnoszony i równoległy, regulowana wysokość 300 - 360 mm	NC : 1445, 1446	1 650,00
PODŁOKIETNIK			
ARL2195	☐ Standardowy podłokietnik, długość 325 mm, para		◆
ARL2196	☐ Długi podłokietnik, długość 375 mm, para		400,00
ARL2197	☐ Ergonomiczny długi podłokietnik, długość 397 mm, para	NC : 2230, 2247	600,00
Rynna typu hemi			
	☐ Rynna półwklęsła z podparciem na dłoń, rogi płaskie lub wygięte, obrót w prawo lub lewo o 360°, co 18°		Na zamówienie
	☐ Rynna hemi- półokrągła - wykonanie specjalne		Na zamówienie
Akcesoria siedziska			
ARL2184	☐ Lewy klin wąski, 140x100 mm	NC : Bodypoint	1 300,00
ARL2186	☐ Lewy klin -wąski, 230x100 mm	NC : Bodypoint	1 300,00
ARL2188	☐ Lewy klin -wąski, 330x100 mm	NC : Bodypoint	1 300,00
ARL2185	☐ Prawy klin -wąski- 140x100 mm	NC : Bodypoint	1 300,00
ARL2187	☐ Prawy klin -wąski- 230x100 mm	NC : Bodypoint	1 300,00
ARL2189	☐ Prawy klin -wąski 330x100 mm	NC : Bodypoint	1 300,00
Wysokość klina wąskiego			
ARL2164	☐ Klin 155 mm		◆
ARL2165	☐ Klin 206 mm		○



2143 2147 2144



2171



2173



2191



2198



Rynna półokrągła



Rynna półwklęsła



Wąski klin

Zagłówki i akcesoria						
ARL1432	☐	Regulowana głębokość i szerokość zagłówka	NC : 2229, 2230, 2247	1 200,00	 1432  1427  2324  2327  1445	
ARL1427	☐	Zagłówek Kontour z wielokierunkową regulacją z bocznymi nausznikami, pokrowiec - Dartex	NC : 2229, 2230, 2247	1 600,00		
ARL2324	☐	Zagłówek Elan Standard 10" - Czarny pokrowiec	NC : 2230, 2247	1 900,00		
ARL2325	☐	Zagłówek Potyliczny (Occipital) Elan 9" - Czarny pokrowiec	NC : 2230, 2247	1 900,00		
ARL2327	☐	Zagłówek Elan 4 -punktowy 11" - Czarny pokrowiec	NC : 2230, 2247	2 500,00		
ARL1307	☐	Uchwyt do pchania (średnica 22 mm) z teleskopowymi rurkami tylnymi		250,00		
ARL1445	☐	Podparcie boczne z przedłużonym ramieniem, tapicerka Dartex, para	NC : Matrx backrests	1 700,00		
REGULACJA SIEDZISKA DLA SIEDZISKA MODULITE						
Winda / Kołyska						
ARL1091	☐	Sterowanie manualne od 0° do 8,5°	NC : 2054	◆		
ARL1092	☐	Sterowanie elektryczne kołyski od 0° do 20°	NC : 2054, 2201	2 100,00		
ARL1095	☐	Sterowanie elektryczne kołyski i „stały punkt obrotu” 20°, heavy duty	NC : 2054, 2201	2 100,00		
ARL1093	☐	Sterowanie elektryczne kołyski z opcją CoG od 0° do 30°	NC : 2110, 0354, 0364, 2201, 1922/1496+1450/1494), 2161, 2163, 2171	4 000,00		
ARL2052	☐	Sterowanie elektryczne kołyski z opcją CoG od 0° do 50°	NC : 0012, 2110, 0354, 0364, 2201, 1922/1496+1450/1494), 2161, 2163, 2171	4 000,00		
ARL1094	☐	Sterowanie elektryczne kołyski z kompensacją od 0° do 30° + 300 mm Sterowana elektryczne winda (Maksymalna waga użytkownika 150 kg) od 460 do 760 mm. Obowiązkowo zawieszenie 1219	NC : 2201	11 400,00		
ARL2053	☐	Sterowanie elektryczne kołyski z kompensacją od 0° to 45° + 300 mm - Sterowana elektryczne winda (Maksymalna waga użytkownika 136 kg) od 460 do 760 mm - Obowiązkowo zawieszenie 1219	NC : 2110, 0354, 0364, (2054+0556/0589), 2201, 2202, (1922+ 1350/1432/1427/1496+1450/1494), 2161, 2163, 2171, 0012	11 400,00		
Wysokość od podłogi - płyta pod elektrykę od 0° to 20°						
ARL0354	☐	450 mm		◆		
ARL0364	☐	475 mm		○		
Opcja kołyski (tylko jeśli wybrano opcję 1093 lub 1094)						
ARL2054	☐	5° Stała opcja kołyski , mocowanie wspomagające (zmniejsza maksymalny kąt o 5°)		2 500,00	 0975  0977	
Pochylenie oparcia						
ARL0975	☐	Manualne sterowanie pochylenia (stopniowo co 3.75°)		◆		
ARL0977	☐	Elektryczne odchylenie oparcia od 0° do 30°	NC : 2201	3 700,00		
PODNOŻEK/RURKI PODNOŻKA						
Podnóżek / Płyta podnóżka (para) - Centralnie montowane podnóżki (wraz z podkładakmi pod łydki)						
ARL0556	☐	Centralnie montowanie podnóżka, regulowany kąt nachylenia	NC : 1094+2054, 0517	2 500,00	 0533  0531	
ARL0589	☐	Centralne, elektryczne (LiNX Power) montowanie podnóżka , kompensacja długości	NC : 1094+2054, 2201	8 200,00		
Płyty podnóżka (para)						
ARL2365	☐	Regulacja kąta i szerokości płyt podnóżka S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")		○		
ARL0559	☐	Regulacja kąta i szerokości płyt podnóżka M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")		◆		
ARL0516	☐	Regulacja kąta i szerokości płyt podnóżka L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)		650,00		
ARL0517	☐	Regulacja kąta platformy podnóżka M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")		650,00		
Rodzaj Podnóżka (para)						
ARL0526	☐	Standardowe podnóżki 80°, para	NC : 0504	◆	 0533  0531	
ARL0533	☐	Podnóżek Vari A para		1 400,00		
ARL0531	☐	Elektrycznie sterowane podnóżki 0° - 80° para (ADElectric)	NC : 0512, 2201	6 700,00		
Rodzaje płyty podnóżka (para)						
ARL0512	☐	Stale płyty podnóżka (para)		◆	 0533  0531	
ARL0504	☐	Płyty podnóżka (para) z regulacją kąta		○		
ARL0513	☐	Płyty podnóżka (para) z regulacją kąta i głębokości		550,00		
Pilot LINX						
Główna jednostka sterująca tylko dla Electronic LiNX						
ARL2201	☐	Pilot LiNX - DLX - REM110 = tylko napęd - 1 funkcja napędu z modulem zasilania tylko dla napędu	NC : 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2245	◆	 REM110	
ARL2203	☐	Pilot LiNX REM211 :Napęd i sterowanie cylindrami	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	○	 REM211	
ARL2204	☐	Pilot LiNX REM216 : Napęd, sterowanie cylindrami i oświetleniem	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	○	 REM216	
ARL2205	☐	Pilot LiNX REM400: 3,5-calowy kolorowy ekran dotykowy i Bluetooth Napęd, sterowanie podnośnikami i światłami, emulacja myszy	NC : 2220	5 350,00	 REM400 	
ARL2206	☐	Sterowanie ekranem LiNX REM500: 3,5" kolorowy ekran dotykowy i Bluetooth - Sterowanie napędem, cylindrem i oświetleniem, emulacja myszy	NC : 2220, 2270	7 900,00	 REM500 	
Opcja REM400						
ARL2270	☐	„Moduł przełącznika z możliwością przypisania do REM400 (DLX-SW400TGL) domyślnie ustawiony na lewo: WŁ./WYŁ., szybkie wybieranie po prawej stronie”		1 500,00	 2270	

Pozycja montażu pilota (REM211/216/400)			
ARL1207	☐ Ruchome mocowanie po prawej stronie, bez możliwości wysunięcia	NC : 1404	○
ARL1208	☐ Odwracalne mocowanie po lewej stronie, bez możliwości wysunięcia	NC : 1405	○
ARL1707	☐ Rozsuwany z prawej strony + regulowany na wysokość, wzmocniony	NC : 1404	◆
ARL1708	☐ Rozsuwany z prawej strony + regulowany na wysokość, wzmocniony	NC : 1405	○
ARL1709	☐ Maxx rozkładany , odchylany do wewnątrz i na zewnątrz - prawa strona	NC : 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	○
ARL1710	☐ Maxx rozkładany , odchylany do wewnątrz i na zewnątrz - lewa strona	NC : 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	○
ARL2213	☐ Centralny montaż , odchylany do prawej, Nucleus	NC : 1404, 1405, 1415	3 500,00
ARL2214	☐ Centralny montaż , odchylany do lewej, Nucleus	NC : 1404,1405, 1339	3 500,00
ARL2227	☐ Montaż po prawej stronie dla osoby wspomagającej (poruszanie manipulatorem)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128	150,00
ARL2228	☐ Montaż po lewej stronie dla osoby wspomagającej (poruszanie manipulatorem)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128	150,00
AVZ2239	☐ Montaż niestandardowy, dziękujemy za podanie szczegółów zamówienia		Tylko na zamówienie
Montaż wyświetlacza do sterowania LiNX REM500			
ARL2209	☐ Odchylany, wielokierunkowa regulacja z prawej strony	NC : 1404, 1415	◆
ARL2210	☐ Odchylany, wielokierunkowa regulacja , z lewej strony	NC : 1405, 1339	○
PW-4005	☐ Opcja 2209/2210 z prętem mocującym do REM500 przedłużonym o 200 mm		Tylko na zamówienie
ARL2213	☐ Centralny montaż, odchylany do prawej, Nucleus	NC : 1404, 1405, 1415	3 500,00
ARL2214	☐ Centralny montaż, odchylany do lewej, Nucleus	NC : 1404,1405, 1339	3 500,00
AVZ2239	☐ Montaż niestandardowy, dziękujemy za podanie szczegółów zamówienia		Tylko na zamówienie
Pilot Dual LiNX (użytkownik + opiekun)			
ARL2220	☐ Sterowanie Dual Control LiNX (REM050 - użyj profilu jazdy 2 pilota REM211/216 - limit prędkości do 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	3 000,00
ARL2219	☐ Sterowanie Dual Compact LiNX - 3 dedykowane profile jazdy i sterowanie cylindrem	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	6 000,00
ARL2245	☐ Sterowanie intuicyjne Dual LiNX - ddedykowany profil jazdy	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	6 000,00
ARL1207	☐ Montaż z prawej strony - tylko z REM050 and Compact		◆
ARL1208	☐ Montaż z lewej strony - tylko z REM050 and Compact		○
ARL1221	☐ Montaż z prawej strony, zdejmowany - tylko z Intuicyjnym sterowaniem LiNX		◆
ARL1222	☐ Montaż z lewej strony, zdejmowany - tylko z Intuicyjnym sterowaniem LiNX		○
Jeżeli na środkowym uchwycie montażowym (2213/2214) ma być zamontowanych kilka joysticków, należy wybrać opcję 2215			
Specjalne sterowanie Mo-Vis - patrz formularz zamówienia			
Joysticki Compact Proportional tylko z REM400 i REM500			
ARL2231	☐ LiNX Compact Proportional - proporcjonalny joystick (siła odchylenia: 160 g)		6 100,00
ARL2232	☐ LiNXCompact - proporcjonalny joystick o niskiej sile (siła odchylenia: 112 g)		6 700,00
ARL2207	☐ Montaż po prawej stronie	NC : 1404	◆
ARL2208	☐ Montaż po lewej stronie- tylko z REM050 i Compact	NC : 1405	○
ARL2213	☐ Montaż centralny , składany po prawej stronie	NC : 1404, 1405, 1415	3 500,00
ARL2214	☐ Montaż centralny,składany po lewej stronie	NC : 1404, 1405, 1339	3 500,00
AVZ2215	☐ Montaż niestandardowy, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących Państwa zapytania:		Tylko na zamówienie
Sterowanie podbródkiem - tylko z REM400 i REM500 - OBECNIE NIEDOSTĘPNE!			
ARL2229	☐ Proporcjonalny joystick sterowany podbródkiem - Chin Joystick (ASL138) + przełącznik o jajowatym kształcie	NC : 2128	☒
ARL1289	☐ Uchwyt odchylany prawy, ręczny, boczny (ASL628) (TYLKO W POŁĄCZENIU Z ZAGŁÓWKIEM 2125)		☒
ARL1288	☐ Uchwyt odchylany lewy, ręczny, boczny (ASL628) (TYLKO W POŁĄCZENIU Z ZAGŁÓWKIEM 2125)		☒
ARL1287	☐ Uchwyt odchylany prawy, zasilany	NC : 2125, 2227, 1404, 1415, 1312	☒
ARL1286	☐ Uchwyt odchylany lewy, zasilany	NC : 2125, 2228, 1405, 1339, 1363	☒
Dodatkowe opcje LiNX			
ARL2230	☐ Sterowanie głową z czujnikami zbliżeniowymi ultradźwiękowymi (ATOM, ASL104) ze standardowymi skrzydełkami M3	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	25 000,00
ARL2247	☐ Sterowanie głową z czujnikami zbliżeniowymi ultradźwiękowymi (PROTON, ASL104P) ze skrzydełkami PROTON	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	25 000,00
Układ zbliżeniowy z czterema przełącznikami (z technologią ATOM)			
ARL2257	☐ Czteroprzełącznikowa matryca zbliżeniowa (ASL106)	NC : 2128, 2233, 2240	31 200,00
ARL2275	☐ Montaż centralny, odchylany w prawą stronę, Nucleus (w tym taca Eclipse ASL619, 360x180 mm)		○
ARL2276	☐ Montaż centralny, odchylany na lewą stronę, Nucleus (w tym tacka Eclipse ASL619, 360x180 mm)		○
ARV2215	☐ Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (specjalne) - WYMAGANE DODATKOWE INFORMACJE / SPECYFIKACJE		Tylko na zamówienie

NOWOŚĆ



2209 / 2210

 REM050

 2219

 2245

 2231




sterowanie brodą obecnie niedostępne

 2230

 2247

 2257

NOWOŚĆ



2209 / 2210

REM050

2219

2245

2231

sterowanie
brodą obecnie
niedostępne

2230

2247

2257

MEC (Micro Extremity Control)-Sterowanie kończynami					2233		
ARL2233	☐	Joystick proporcjonalny MEC (Micro Extremity Control ASL130)	NC : 2128, 2240			25 000,00	
ARL2235	☐	Mocowanie tacki po prawej (100x150 mm)				○	
ARL2236	☐	Mocowanie tacki po lewej (100x150 mm)				○	
ARL2213	☐	Montaż centralny, odchylany do prawej strony, Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311			○	
ARL2214	☐	Montaż centralny, odchylany do lewej strony, Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311			○	
ARL2241	☐	Montaż centralny, odchylany do prawej strony, Nucleus (wraz z tacką 100x150 mm)	NC : 1404, 1405, 2310, 2311			3 500,00	
ARL2242	☐	Montaż centralny, odchylany na lewą stronę, Nucleus (wraz z tacką 100x150 mm)				3 500,00	
AVZ2215	☐	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (specjalne)		Tylko na zamówienie			
Joystick Heavy Duty - sterowane zdalnie							
ARL2240	☐	Proporcjonalny Heavy Duty Remote Joystick - sterowane zdalnie- z przełącznikiem trybu (ASL133)	NC : 2128	14 700,00		2240	
ARL2235	☐	Montaż tacy po prawej (ASL603, 100x150 mm)		○			
ARL2236	☐	Montaż tacy po lewej (ASL603, 100x150 mm)		○			
ARL2213	☐	Montaż centralny, odchylany do prawej strony, Nucleus		○			
ARL2214	☐	Montaż centralny, odchylany do lewej strony, Nucleus		○			
ARL2241	☐	Mocowanie centralne, odchylane do prawej strony, Nucleus (w tym tacka ASL603, 100x150 mm)		3 500,00			
ARL2242	☐	Mocowanie centralne, odchylane do lewej strony, Nucleus (w tym tacka ASL603, 100x150 mm)		3 500,00			
ARV2215	☐	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (specjalne) - WYMAGANE DODATKOWE INFORMACJE/SPECYFIKACJE		Tylko na zamówienie			
Dodatkowe opcje LiNX							
ARL2251	☐	Przełącznik 10-pozycyjny DLX-SW10-A do bezpośredniego dostępu do wózka z zasilaniem (zawiera wiązkę przewodów do podłączenia + dodatkowe gniazdo do przełączania trybu)		2 350,00		2251	
ARL2217	☐	Uchwyt prawy, montowany dla użytkownika	NC : 2209, 2213, 1415	○			
ARL2218	☐	Uchwyt lewy, montowany dla użytkownika	NC : 2210, 2214	○			
ARL2227	☐	Uchwyt prawy, montowany dla opiekuna	NC : 1287, 2128	○			
ARL2228	☐	Uchwyt lewy, montowany dla opiekuna	NC : 1286, 2128	○			
ARL2225	☐	Bez montażu		○			
ARL2252	☐	Loom zapewniający gniazda typu jack dla „Drive” i „Mode” (zawiera połączenie dla przełącznika 10-pozycyjnego)		400,00			
Akcesoria LiNX							
ARL2253	☐	Port ładowarki USB DLX-USB02-A	NC : 2110, Bodypoint	2 100,00		2253	
ARL2207	☐	Mocowanie po prawej stronie	NC : 1404	○			
ARL2208	☐	Mocowanie po lewej stronie	NC : 1405	○			
Inne akcesoria i kontaktory							
ARL2300	☐	Dołączone do wózka		○			
AVZ2301	☐	Do podłączenia i programowania (specjalne)		Tylko na zamówienie			
Przełącznik okrągły i płaski (średnica 63 mm - dostarczany i niezmontowany - w przypadku braku REM400 lub REM500 należy obowiązkowo wybrać opcję 2252)							
ARL1685	☐	Przycisk Buddy - czerwony		700,00			
ARL1686	☐	Przycisk Buddy - żółty		700,00			
ARL1687	☐	Przycisk Buddy - zielony		700,00			
ARL1690	☐	Przycisk Buddy - niebieski		700,00			
Przełącznik jajowaty (wymagana opcja 2252 , jeśli nie ma REM400)							
ARL2254	☐	Przełącznik jajowaty, czarny		550,00			
Przełącznik okrągły i płaski (średnica 63 mm - dostarczany niezamontowany - w przypadku braku REM400 lub REM500 należy obowiązkowo wybrać opcję 2252)							
ARL1711	☐	Mini kontraktor - czerwony		700,00			
ARL1712	☐	Mini kontraktor -żółty		700,00			
ARL1713	☐	Mini kontraktor - zielony		700,00			
ARL1714	☐	Mini kontraktor - pomarańczowy		700,00			
ARL1715	☐	Mini kontraktor - niebieski		700,00			
ARL1716	☐	Mini kontraktor - czarny		700,00			
Przełącznik stopu sterowany zdalnie							
ARL2258		Przełącznik stopu sterowany zdalnie (ASL504)		3 700,00		2721 2722	
Bodypoint							
ARL2721	☐	3-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U, Bodypoint PC101A		450,00		2723 2724	
ARL2722	☐	4-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U, Bodypoint PC102A		450,00			
ARL2723	☐	Uchwyt joysticka, wypukły i gumowy, Bodypoint PC107A		450,00			
ARL2724	☐	Uchwyt joysticka, w kształcie grzybka z rowkami, Bodypoint PC110A		450,00			
OPCJE JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ							
Kolory obudowy							
ARP2640	☐	Obsidian black		○		2640 2641 2642	
ARP2641	☐	Ruby red		○			
ARP2642	☐	Purple Passion		○		2643 2644	
ARP2643	☐	Peacock blue		○			
ARP2644	☐	Artic blue		○			
Kolory felg							
ARP2650	☐	Obsidian black		○		2650 2651 2652	
ARP2651	☐	Ruby red		○			
ARP2652	☐	Purple Passion		○		2653 2654	
ARP2653	☐	Peacock blue		○			
ARP2654	☐	Artic blue		○			

WYDAAJNOŚĆ				
Widelce				
ARL2631	☐	Widelce pojedynczy jednostronny (nowy) z czarnym kółkiem		1 750,00
ARL2632	☐	Widelce dwustronny		◆
Koła tylne typu Storm®				
ARL0704	☐	14"x3" Opony pneumatyczne, czarne,		◆
ARL0705		14" x 3" Opony czarne, pełne		300,00
ARL0706		14" x 3" Opony z ochroną antyprzebiciową		○
Rodzaj silnika / Opcje prędkości				
ARL1282	☐	OPS napęd 6 km/h (4-biegunowy)		◆
ARL1283	☐	OPS napęde 10 km/h (4-biegunowy)		○
Akumulator				
ARL1257	☐	50 Ah żelowy		◆
Ładowarka				
ARL1313	☐	Ładowarka OptiCharge 10A		◆
ŻYROSKOP				
OPCJA G-Trac				
ARL1215	☐	Moduł G-Trac (Kierunkowa kontrola trajektorii podczas jazdy)		4 700,00
OPCJE POZYCJONOWANIA				
Aby poznać akcesoria Bodypoint, zapoznaj się z cennikiem Bodypoint.				
OPCJE				
OŚWIETLENIE				
ARL1437	☐	Światła LED z kierunkowskazami ,Reflektory 30 Lux		2 150,00
ARL2837	☐	Światła LED bardzo jasne z kierunkowskazami i reflektory 60 Lux	obecnie niedostępne	☒
ARL1254	☐	Bez świateł		◆
Zestaw transportowy				
ARL1450	☐	Przygotowanie do stacji dokującej DAHL, (odpowiedni załącznik obowiązkowy) W POŁĄCZENIU OPCJĄ KOŁYYSKI 30° LUB KOŁYYSKI/ WINDY O 30° (1093/1094) MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA WYNOSI 136 KG!		3 200,00
Opcja Kerb rider (pokonywanie krawężników)				
ARL1493	☐	Mocowanie 4-punktowe (Do transportu wózka inwalidzkiego bez użytkownika)		◆
ARL1494	☐	Mocowanie 4-punktowe - Wersja testowana do używania wózka i inwalidzkiego jako siedzenia w pojeździe zgodnie z normą ISO 7176-19:2001) (Obowiązkowy odpowiedni załącznik)		○
Pas mocujący				
ARL1329	☐	Pas mocujący z automatyczną blokadą	NC : pas Bodypoint	◆
ARL2113	☐	Pas mocujący z automatyczną blokadą i regulowanymi punktami mocowania na siedzeniu	NC : 2110, Bodypoint	250,00
ARL1332	☐	Pas - H-Belt	NC : 2110	1 350,00
Pas pozycjonujący Bodypoint (z mocowaniami)				
ARL2701	☐	Stabilizator miednicy Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar L (długość wyściółki 620 mm)		700,00
ARL2702	☐	Stabilizator miednicy Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar M (długość wyściółki 460 mm)		700,00
ARL2703	☐	Dwupunktowy pas biodrowy, Ctr-Pull, Push Butt, mocowanie na zatrzask, rozmiar L długość wyściółki 620 mm)		600,00
ARL2704	☐	Dwupunktowy pas biodrowy, Ctr-Pull, Push Butt, mocowanie na zatrzask, rozmiar M (długość wyściółki 460 mm)		600,00
ARL2705	☐	Pas biodrowy 2-punktowy, podwójny, odpinany z boku. Mocowanie na zatrzask, rozmiar L (długość wyściółki 620 mm)		500,00
ARL2706	☐	Pas biodrowy 2-punktowy, podwójny, odpinany z boku. Mocowanie na zatrzask, rozmiar M (długość wyściółki 460 mm)		500,00
Lusterko wsteczne				
ARL1415	☐	Prawe		300,00
ARL1339	☐	Lewe		300,00
Uchwyt na łaskę/kule				
ARL1312	☐	Prawy		300,00
ARL1363	☐	Lewy		300,00
Taca odchylana				
ARL1404	☐	Prawa		2 200,00
ARL1405	☐	Lewa		2 200,00
Rampy				
1654128	☐	Podstawowa rampa - 2 teleskopowe części z aluminium i powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8,8 kg na parę - maksymalna ładowność: 270 kg		1 750,00
1654129	☐	3-częściowa aluminiowa teleskopowa rampa z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13,6 kg na parę - maksymalna ładowność: 260 kg		3 500,00
1654130	☐	Aluminiowa składana rampa mono Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13,9 kg - maksymalna ładowność: 300 kg		1 850,00



1493



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



1404
1405



1654129



1654130