

PARTNER MED POLSKA sp.z o.o.

www.partner-med.pl / sklep.partner-med.pl / www.kuschall.eu

Siedziba główna, Salon Wystawowy Bytom ul. Chorzowska 30c tel. 327874086, 516 293 265



Invacare® TDX® SP2^{NB}* AA2

Wózek elektryczny Mixt Power z 6 kołami



Oddział Piaseczno, Salon Wystawowy ul. Raszyńska 12/1
tel.: 603 590 213
Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy: ul. Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911
Oddział Wieluń, Salon Wystawowy ul. Zamenhofs 9/6
tel.: 536 447 544



Usługa personalizacji Invacare UNIQUE

Proszę podać numer oferty lub specjalny numer produkcyjny:

Orientacyjna stawka — użyj konfiguratora online w Invacare Pro, aby generować bezbłędne wyceny lub zamówienia.
☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem

☒ Wyposażenie standardowe

☐ Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC : Niezgodny NC 9999 : niezgodny z nr ref 9999	PLN	
ARM0016	☐ Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 ☐ Moduł zasilania : 120 Ah Silniki: 640W, 4-biegunowe - Zasięg : +/- 26 km		28 000,00	
MODUŁOWE SIEDZISKO MODULITE				
Rodzaj siedziska				
ARM2111	☐ Szttywne siedzisko Modulite, regulowane na szerokość i głębokość, podłokietniki z regulacją szerokości (+25 mm na stronę) Szerokość : od 380 do 530 mm, regulacja w odstępach co 50 mm Głębokość : od 410 do 510 mm, BEZSTOPNIOWA REGULACJA		◆	2111
ARM2112	☐ Elastyczne siedzisko Modulite, regulowane pasami, regulacja szerokości i głębokości, podłokietniki z regulacją szerokości, (+25 mm na stronę) -+30 mm wysokości siedziska Szerokość : od 380 do 530 mm, regulacja w odstępach co 50 mm Głębokość : od 410 do 510 mm, BEZSTOPNIOWA REGULACJA		○	2112
Szerokość siedziska (ustawienie fabryczne)				
	330mm (szerokość siedziska 380 mm (2121) + wewnętrzny zakrzywiony podłokietnik (2183))	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144		
ARM2121	☐ 380 mm	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144, 2701, 2703, 2705	○	
ARM2122	☐ 430 mm	NC : 2138/2142/2147, 2701, 2703, 2705	◆	
ARM2123	☐ 480 mm	NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706	○	
ARM2124	☐ 530 mm	NC : Matrx backrests, 2143, 2702, 2704, 2706	○	
Szerokość siedziska (ustawienie fabryczne)				
ARM2129	☐ Standardowy zakres głębokości (SD 410 - 510 mm)	NC : 2138	◆	
ARM2130	☐ Zwiększony zakres głębokości (SD 510 - 560 mm)	NC : 2132, 2134	○	
Głębokość siedziska (ustawienie fabryczne)				
ARM2132	☐ 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+wąski klin , pas Bodypoint	○	
ARM2134	☐ 460 mm	NC : 0556++wąski klin	◆	
ARM2136	☐ 510 mm	NC : 2143, 0556++wąski klin	○	
ARM2138	☐ 560 mm(tylko z siedziskiem o szerokości 530 mm)	NC : 2143	1 700,00	
PODUSZKA				
ARM2142	☐ Poduszka Flo-tech Lite (dla szerokości od 380 do 480 mm, wysokość 75 mm, , maksymalna waga użytkownika 127 kg) / Contour (dla szerokości o 530 m, wysokość 100 mm, maksymalna waga użytkownika 152 kg)		◆	
ARM2143	☐ Poduszka Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (wysokość 90 mm, maksymalna waga użytkownika 100 kg)	NC : 2155	350,00	
ARM2147	☐ Poduszka Matrx Libra (wysokość 90mm, maksymalna waga użytkownika 136kg)	NC : 2155	1 300,00	
ARM2144	☐ Poduszka Matrx Vi (mikrowentylowany pokrowiec)	NC : 2155	1 300,00	
TYLNE RURKI				
ARM2162	☐ Wysokość 540 mm		○	
ARM2163	☐ Wysokość 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	○	
RĄCZKI				
ARM2107	☐ Rączki stałe		◆	
ARM2108	☐ Bez rączek - tylko z oparciami Flex 3	NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	○	



2147 2144

PODPARCIE OPARCIA				
ARM2171	☐	Oparcie z regulacją pasami, wyściełane dwuwarstwowym materiałem z kieszenią z tyłu	NC : 1288, 1289, 1445, 2052, 2053, 2152, 2155, Elan headrest	◆
ARM2179	☐	Oparcie Flex3 z regulacją pasami, dostarczane z boczną poduszką oparcia, materiał Dartex (dodatkowa opłata)	NC : 2151,2153,2155,2192 2193,2194,1445,1446,2229, Zagłówek Elan	1 000,00
ARM2173	☐	Oparcie stałe Flex 3 regulacją szerokości i wysokości (od 560 do 790 mm)z poduszką oparcia Laguna	NC : 2128	○
ARM2174	☐	Matrx Posture Back , wysokość 400 mm - z kieszenią z tyłu		3 550,00
ARM2175	☐	Matrx Posture Back , wysokość 500 mm - z kieszenią z tyłu		3 550,00
ARM2176	☐	Matrx Elite , wysokość 500 mm - z kieszenią z tyłu		3 550,00
ARM2177	☐	Matrx Elite TR , wysokość 500 mm - z kieszenią z tyłu		3 550,00
ARM2178	☐	Matrx Elite Deep , wysokość 500 mm - z kieszenią z tyłu		3 550,00
WSPÓLNE OPCJE DLA SIEDZISK MODULITE				
Poduszka oparcia i/lub tapicerka siedziska (w zależności od konfiguracji)				
ARM2151	☐	Nylon czarny		◆
ARM2152	☐	Dartex czarny		300,00
ARM2155	☐	Siateczka czarna		450,00
Boczek				
ARM2191	☐	Boczek regulowany na wysokość od 290 do 360 mm, na głębokość i zdejmowany, para		○
ARM2181	☐	Boczek regulowany na wysokość od 340 do 400 mm, ia głębokość i zdejmowany, para	NC : 2195, 2196, 2197, klin wąski	300,00
ARM2198	☐	Boczek otulający, materiał Dartex, para		1 250,00
ARM2183	☐	Boczek zakrzywiony do wewnątrz, szerokość do 50 mm szerokość, 25 mm per side	NC :klin wąski	600,00
ARM2193	☐	Boczek podnoszony, regulowana wysokość 230 - 360 mm		◆
ARM2192	☐	Boczek podnoszony i równoległy, regulowana wysokość 230 - 300 mm	NC : 1445	1 650,00
ARM2194	☐	Boczek podnoszony i równoległy, regulowana wysokość 300 - 360 mm	NC : 1445	1 650,00
PODŁOKIETNIK				
ARM2195	☐	Standardowy podłokietnik, długość 325 mm, para		◆
ARM2196	☐	Długi podłokietnik,długość 375 mm, para		400,00
ARM2197	☐	Ergonomiczny długi podłokietnik, długość 397 mm, para	NC : 2230, 2247	600,00
Rynna typu hemi (półokrągła)				
	☐	Rynna hemi- półokrągła - wykonanie specjalne		Na zamówienie
	☐	Rynna półwklęsła z podparciem na dłoń, rogi płaskie lub wygięte, obrót w prawo lub lewo o 360° right or left co 18°		Na zamówienie
Akcesoria siedziska				
ARM2184	☐	Lewy klin wąski,t, 140x100 mm	NC : Bodypoint	1 300,00
ARM2186	☐	Lewy klin wąski, 230x100 mm	NC : Bodypoint	1 300,00
ARM2188	☐	Lewy klin wąski, 330x100 mm	NC : Bodypoint	1 300,00
ARM2185	☐	Prawy klin -wąski- 140x100 mm	NC : Bodypoint	1 300,00
ARM2187	☐	Prawy klin -wąski- 230x100 mm	NC : Bodypoint	1 300,00
ARM2189	☐	Prawy klin -wąski- 330x100 mm	NC : Bodypoint	1 300,00
Wysokość klina wąskiego				
ARM2164	☐	Klin 155 mm		◆
ARM2165	☐	Klin 206 mm		○
Zagłówki i akcesoria				
ARM1350	☐	Zagłówek z regulacją głębokości, pokrowiec Dartex	NC : 2229, 2230, 2247	◆
ARM1432	☐	Zagłówek z regulacją głębokości, i szerokości	NC : 2229, 2230, 2247	○
ARM1427	☐	Zagłówek Kontour z wielokierunkową regulacją, z bocznymi nausznikami, pokrowiec - Dartex	NC : 2229, 2230, 2247	1 600,00
ARM2324	☐	Zagłówek Elan Standard10"- Czarny pokrowiec	NC : 2230, 2247	1 900,00
ARM2325	☐	Zagłówek Potyliczny (Occipital) 9" - Czarny pokrowiec	NC : 2230, 2247	1 900,00
ARM2327	☐	Zagłówek Elan 4 -punktowy 11" -Czarny pokrowiec	NC : 2230, 2247	2 500,00
ARM1307	☐	Uchwyt do pchania (średnica 22 mm) z teleskopowymi rurkami tylnymi		250,00
ARM1445	☐	Podparcie boczne z przedłużonym ramieniem, tapicerka Dartex, para	NC : Matrx backrests	1 700,00
REGULACJA SIEDZISKA DLA SIEDZISKA MODULITE				
Winda / Kołyska				
ARM1092	☐	Sterowanie elektryczne kołyski od 0° do 20°	NC : 2054	○
ARM1095	☐	Sterowanie elektryczne kołyski i „stały punkt obrotu” 20°, heavy duty	NC : 2054	○
ARM1093	☐	Sterowanie elektryczne kołyski z opcją CoG od 0° do 30°	NC : 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496+1450/1494)	○
ARM2052	☐	Sterowanie elektryczne kołyski z opcją CoG od 0° do 50°	NC : 0012, 2110, 0354, 0364, 2201, 1922/1496+1450/1494),2161, 2163, 2171	◆
ARM1094	☐	Sterowanie elektryczne kołyski z kompensacją od 0 ° do 30 ° + 300 mm Sterowana elektryczne winda (Maksymalna waga użytkownika 150 kg) od 470 do 770 mm	NC : 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432/1427+1450/1494)	7 400,00
ARM2053	☐	Sterowanie elektryczne kołyski z kompensacją od 0° do 45° +300 mm Sterowana elektryczne winda (Maksymalna waga użytkownika 136 kg) od 470 do 770 mm	NC : 2110, 0354, 0364, (2054+0556/0589), 2201, 2202, (1922+1350/1432/1427/1496+1450/1494), 2161, 2163, 2171, 0012	7 400,00

Wysokość od podłogi - płyta pod elektrykę od 0 ° to 20 °				
ARM0354	☐	450 mm		○
ARM0364	☐	475 mm		○
Opcja kołyski (tylko jeśli wybrano opcję 1093 or 1094)				
ARM2054	☐	5° Stała opcja kołyski , mocowanie wspomagające (zmniejsza maksymalny kąt o 5°)		2 200,00
Pochylenie oparcia				
ARM0977	☐	Elektryczne odchylenie oparcia od 0° to 30°		◆
PODNOŻEK/RURKI PODNOŻKA				
Podnóżek / / Płyta podnóżka (para) - Centralnie montowane podnóżki (wraz z podkładakmi pod łydki)				
ARM0556	☐	Centralnie montowanie podnóżka, regulowany kąt nachylenia	NC : 1094+2054, 0517	○
ARM0589	☐	Centralne, elektryczne (LiNX Power) montowanie podnóżka , kompensacja długości	NC : 1094+2054	6 800,00
Płyty podnóżka (para)				
ARM2365	☐	Regulacja kąta i szerokości płyt podnóżka S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")		○
ARM0559	☐	Regulacja kąta i szerokości płyt podnóżka M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")		◆
ARM0516	☐	Regulacja kąta i szerokości płyt podnóżka L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)		650,00
ARM0517	☐	Regulacja kąta platformy podnóżka M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")		650,00
Rodzaj Podnóżka (para)				
ARM0533	☐	Podnóżek Vari A, para		◆
ARM0531	☐	Elektrycznie sterowane podnóżki 0° - 80° - para (ADElectric)		3 900,00
Rodzaje płyty podnóżka (para)				
ARM0504	☐	Płyty podnóżka (para) z regulacją kąta		◆
ARM0513	☐	Płyty podnóżka (para) z regulacją kąta i głębokości		550,00
Pilot LINX				
Główna jednostka sterująca tylko dla Electronic LiNX				
ARM2203	☐	Pilot LINX REM211 : Napęd i sterowanie cylindrami	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	◆
ARM2204	☐	Pilot LiNX REM216 : Napęd, sterowanie cylindrami i oświetleniem	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○
ARM2205	☐	Pilot LINX REM400 : 3,5-calowy kolorowy ekran dotykowy i Bluetooth Napęd, sterowanie podnośnikami i światłami, emulacja myszy	NC : 2220	5 350,00
ARM2206	☐	Sterowanie ekranem LiNX REM500 : 3,5-calowy kolorowy ekran dotykowy i Bluetooth - Napęd, sterowanie światłami, emulacja myszy	NC : 2220, 2270	7 900,00
Opcja REM400				
ARM2270	☐	Moduł przełącznika z możliwością przypisania do REM400 (DLX-SW400TGL) domyślnie ustawiony na lewo: WŁ./WYŁ., szybkie wybieranie po prawej stronie"		1 500,00
Pozycja montażu pilota EM211/216/400)				
ARM1207	☐	Ruchome mocowanie po prawej stronie, bez możliwości wysunięcia	NC : 1404	○
ARM1208	☐	Ruchome mocowanie po lewej stronie, bez możliwości wysunięcia	NC : 1405	○
ARM1707	☐	Rozsuwany z prawej strony + regulowany na wysokość, wzmocniony	NC : 1404	◆
ARM1708	☐	Rozsuwany z lewej strony + regulowany na wysokość, wzmocniony	NC : 1405	○
ARM1709	☐	Maxx rozkładany, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz - prawa strona	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	○
ARM1710	☐	Maxx rozkładany, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz - lewa strona	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	○
ARM2213	☐	Montaż centralny, odchylany do prawej strony	NC : 1404, 1405, 1415	3 500,00
ARM2214	☐	Montaż centralny, odchylany z lewej strony	NC : 1404,1405, 1339	3 500,00
ARM2227	☐	Montaż po prawej stronie dla osoby wspomagającej /opiekuna (poruszanie manipulatorem)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128	150,00
ARM2228	☐	Montaż po prawej stronie dla osoby wspomagającej /opiekuna (poruszanie manipulatorem)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128	150,00
AVZ2239	☐	Montaż niestandardowy, dziękujemy za podanie szczegółów zamówienia		Tylko na zamówienie
Montaż wyświetlacza do sterowania LINX REM500				
ARM2209	☐	Odchylany, wielokierunkowa regulacja z prawej strony	NC : 1404, 1415	◆
ARM2210	☐	Odchylany, wielokierunkowa regulacja z lewej strony	NC : 1405, 1339	○
PW-4005	☐	Opcja 2209/2210 z prętem mocującym do REM500 przedłużonym o 200 mm		Tylko na zamówienie
ARM2213	☐	Centralny montaż, odchylany do prawej, Nucleus	NC : 1404, 1405, 1415	3 500,00
ARM2214	☐	Centralny montaż, odchylany do lewej, Nucleus	NC : 1404,1405, 1339	3 500,00
AVZ2239	☐	Montaż niestandardowy, dziękujemy za podanie szczegółów zamówienia		Tylko na zamówienie
Pilot Dual LiNX (użytkownik + opiekun)				
ARM2220	☐	Sterowanie Dual Control LINX (REM050 - użyj profilu jazdy 2 pilota REM211/216 - limit prędkości do 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	3 000,00
ARM2219	☐	Sterowanie Dual Compact LiNX - 3 dedykowane profile jazdy i sterowanie cylindrem	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	6 000,00
ARM2245	☐	Sterowanie Intuicyjne Dual LINX - ddedykowany profil jazdy	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	6 000,00
ARM1207	☐	Montaż z prawej strony - tylko z REM050 i Compact		◆
ARM1208	☐	Montaż z lewej strony - tylko z REM050 and Compact		○
ARM1221	☐	Montaż z prawej strony, zdejmowany - tylko z intuicyjnym sterowaniem LiNX		◆
ARM1222	☐	Montaż z prawej strony, zdejmowany - tylko z intuicyjnym sterowaniem LiNX		○


0977


0533


0531


REM211
REM216
REM400
Bluetooth
REM500
Bluetooth


2270

NOWOŚĆ


2209
2210


REM050


2219


2245

Jeżeli na środkowym uchwycie montażowym (2213/2214) ma być zamontowanych kilka joysticków, należy wybrać opcję 2215				
Specjalne sterowanie Mo-Vis - patrz formularz zamówienia				
Joysticki Compact Proportional tylko z REM400 i REM500				
ARM2231	☐	LiNX Compact Proportional - proporcjonalny joystick (siła odchylenia: 160 g)		6 100,00
ARM2232	☐	LiNXCompact - proporcjonalny joystick o niskiej sile (Low Force joystick) (siła odchylenia: 112 g)		6 700,00
ARM2207	☐	Montaż po prawej stronie	NC : 1404	◆
ARM2208	☐	Montaż po lewej stronie- tylko z REM050 i Compact	NC : 1405	○
ARM2213	☐	Montaż centralny , składany po prawej stronie	NC : 1404, 1405, 1415	3 500,00
ARM2214	☐	Montaż centralny , składany po lewej stronie	NC : 1404, 1405, 1339	3 500,00
AVZ2215	☐	Montaż niestandardowy, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących Państwa zapytania:		Tylko na zamówienie
Dodatkowe opcje LiNX				
ARM2230	☐	Sterowanie głową z czujnikami zbliżeniowymi ultradźwiękowymi (ATOM, ASL104) ze standardowymi skrzydełkami M3	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240	25 000,00
ARM2247	☐	Sterowanie głową z czujnikami zbliżeniowymi ultradźwiękowymi PROTON, ASL104P) ze skrzydełkami PROTON	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240	25 000,00
Układ zbliżeniowy z czterema przełącznikami (z technologią ATOM)				
ARM2257	☐	Czteroprzełącznikowa matryca zbliżeniowa (ASL106)	NC : 2128, 2233, 2240	31 200,00
ARM2275	☐	Montaż centralny, odchylany w prawą stronę, Nucleus (w tym tacka Eclipse ASL619, 360x180 mm)		○
ARM2276	☐	Montaż centralny, odchylany na lewą stronę, Nucleus (w tym tacka Eclipse ASL619, 360x180 mm)		○
ARV2215	☐	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (specjalne) - WYMAGANE DODATKOWE INFORMACJE / SPECYFIKACJE		Tylko na zamówienie
Akcesoria bezprzewodowe do ATOM				
ARM2250	☐	Emulator myszy bezprzewodowej (ASL558)		6 700,00
MEC (Micro Extremity Control)-Sterowanie kończynami				
ARM2233	☐	Joystick proporcjonalny MEC (Micro Extremity Control ASL130)	NC : 2128, 2240	25 000,00
ARM2235	☐	Mocowanie tacy po prawej (100x150 mm)		○
ARM2236	☐	Mocowanie tacy po lewej (100x150 mm)		○
ARM2213	☐	Montaż centralny, odchylany do prawej strony, Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○
ARM2214	☐	Montaż centralny, odchylany do lewej strony, Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○
ARM2241	☐	Mocowanie centralne, odchylane do prawej strony, Nucleus (w tym tacka 100x150 mm)	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	3 500,00
ARM2242	☐	Mocowanie centralne, odchylane do lewej strony, Nucleus (w tym tacka 100x150 mm)		3 500,00
AVZ2215	☐	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (specjalne))		Tylko na zamówienie
Joystick Heavy Duty - sterowane zdalne				
ARM2240	☐	Proporcjonalny Heavy Duty Remote Joystick - sterowane zdalne-z przełącznikiem trybu (ASL133)	NC : 2128	15 150,00
ARM2235	☐	Montaż tacy po prawej (ASL603, 100x150 mm)		○
ARM2236	☐	Montaż tacy po lewej(ASL603, 100x150 mm)		○
ARM2213	☐	Montaż centralny, odchylany do prawej strony, Nucleus		○
ARM2214	☐	Montaż centralny, odchylany do lewej strony, Nucleus		○
ARM2241	☐	Mocowanie centralne, odchylane do prawej strony, Nucleus ((w tym tacka ASL603, 100x150 mm)		3 500,00
ARM2242	☐	Mocowanie centralne, odchylane do lewej strony, Nucleus, (w tym tacka ASL603, 100x150 mm)		3 500,00
ARV2215	☐	Możliwość indywidualnego montażu na zamówienie (specjalne) - WYMAGANE DODATKOWE INFORMACJE/SPECYFIKACJE		Tylko na zamówienie
Dodatkowe opcje LiNX				
ARM2251	☐	Przełącznik 10-pozycyjny DLX-SW10-A do bezpośredniego dostępu do wózka z zasilaniem (zawiera wiązkę przewodów do podłączenia + dodatkowe gniazdo do przełączania trybu)	NC : 2209, 2213	2 300,00
ARM2217	☐	Uchwyt prawy, montowany dla użytkownika	NC : 2209, 2213, 1415	○
ARM2218	☐	Uchwyt lewy, montowany dla użytkownika	NC : 2210, 2214	○
ARM2227	☐	Uchwyt prawy, montowany dla opiekuna	NC : 1287, 2128	○
ARM2228	☐	Uchwyt lewy, montowany dla opiekuna	NC : 1286, 2128	○
ARM2225	☐	Bez montażu		○
ARM2252	☐	Loom zapewniający gniazda typu jack dla „Drive” i „Mode” (zawiera połączenie dla przełącznika 10-pozycyjnego)		400,00
Akcesoria LiNX				
ARM2253	☐	Port ładowarki USB DLX-USB02-A	NC : 2110, Belt bodypoint	2 100,00
ARM2207	☐	Mocowanie po prawej stronie	NC : 1404	○
ARM2208	☐	Mocowanie po lewej stronie	NC : 1405	○

Inne akcesoria i kontaktory				Tylko na zamówienie	
ARM2300	☐	Dołączone do wózka			
AVZ2301	☐	Do podłączenia i programowania (specjalne)			
Przełącznik okrągły i płaski (średnica 63 mm - dostarczany i niezmontowany - w przypadku braku REM400 lub REM500 należy obowiązkowo wybrać opcję 2252)					
ARM1685	☐	Przycisk Buddy - czerwony		700,00	
ARM1686	☐	Przycisk Buddy - żółty		700,00	
ARM1687	☐	Przycisk Buddy - zielony		700,00	
ARM1690	☐	Przycisk Buddy - niebieski		700,00	
Przełącznik jajowaty (wymagana opcja 2252, jeśli nie ma REM400)					
ARM2254	☐	Przełącznik jajowaty, czarny		550,00	
Przełącznik okrągły i płaski (średnica 63 mm - dostarczany niezamontowany - w przypadku braku REM400 lub REM500 należy obowiązkowo wybrać opcję 2252)					
ARM1711	☐	Mini kontraktor - czerwony		700,00	
ARM1712	☐	Mini kontraktor -żółty		700,00	
ARM1713	☐	Mini kontraktor - zielony		700,00	
ARM1714	☐	Mini kontraktor - pomarańczowy		700,00	
ARM1715	☐	Mini kontraktor - niebieski		700,00	
ARM1716	☐	Mini kontraktor - czarny		700,00	
Przełącznik stopu sterowany zdalnie					
ARM2258	☐	Przełącznik stopu sterowany zdalnie (ASL504)		3 700,00	 2258
Bodypoint					
ARM2721	☐	3-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U, Bodypoint PC101A		450,00	 2721
ARM2722	☐	4 -calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U, Bodypoint PC102A		450,00	2722
ARM2723	☐	Uchwyt joysticka, wypukły i gumowy, Bodypoint PC107A		450,00	 2723
ARM2724	☐	Uchwyt joysticka, w kształcie grzybka z rowkami, Bodypoint PC110A		450,00	 2724
OPCJE JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ					
Kolory obudowy					
ARP2640	☐	Obsidian black		☐	 2640 2641 2642
ARP2641	☐	Ruby red		☐	
ARP2642	☐	Purple Passion		☐	
ARP2643	☐	Peacock blue		☐	
ARP2644	☐	Artic blue		☐	 2643 2644
Kolory felg					
ARP2650	☐	Obsidian black		☐	 2650 2651 2652
ARP2651	☐	Ruby red		☐	
ARP2652	☐	Purple Passion		☐	
ARP2653	☐	Peacock blue		☐	
ARP2654	☐	Artic blue		☐	 2653 2654
WYDAJNOŚĆ					
Widelce					
ARM2631	☐	Widelec pojedynczy jednostronny (nowy) z czarnym kółkiem		1 800,00	
ARM2632	☐	Widelec dwustronny		◆	
Koła środkowe/napędowe					
ARO0704	☐	14"x3" Opony pneumatyczne, czarne,		◆	
ARO0705	☐	14"x3" Opony czarne, pełne		300,00	
ARO0706	☐	14"x3" Opony z ochroną antyprzebiciową		○	
Rodzaj silnika / Opcje prędkości					
ARM1282	☐	OPS napęd 6 km/h (4-biegunowy)		◆	
ARM1283	☐	OPS napęd 10 km/h (4-biegunowy)		○	
Battery					
ARM1257	☐	50 Ah żelowy		◆	
Charger					
ARM1313	☐	Ładowarka OptiCharge10A		◆	
ŻYROSKOP					
OPCJA G-Trac					
ARM1215	☐	Moduł G-Trac (Kierunkowa kontrola trajektorii podczas jazdy)		4 850,00	
OPCJE POZYCJONOWANIA					
(Aby poznać akcesoria Bodypoint, zapoznaj się z cennikiem Bodypoint).					
OPCJE					
OŚWIETLENIE					
ARM1437	☐	Światła LED z kierunkowskazami, Reflektory 30 Lux		2 200,00	
ARM2837	☐	Światła LED bardzo jasne z kierunkowskazami i reflektory 60 Lux	obecnie niedostępny	☒	
ARM1254	☐	Bez światła		◆	
Zestaw transportowy					
ARM1450	☐	Przygotowanie do stacji dokującej DAHL, (odpowiedni załącznik obowiązkowy) W POŁĄCZENIU OPCJĄ KOŁYYSKI 30° LUB KOŁYYSKI/WINDY O 30° (1093/1094) MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA WYNOSI 136 KG!		3 300,00	
Haki taksówkowe					
ARM1494	☐	Haki taksówkowe zgodne z normą ISO7176-19:2001 do przewozu pasażerów		◆	

Pas mocujący Bodypoint					
ARM1329	☐	Pas mocujący z automatyczną blokadą	NC : Pas bodypoint	◆	 1329
ARM2113	☐	Pas mocujący z automatyczną blokadą i regulowanymi punktami mocowania na siedzeniu	NC : Pas bodypoint	250,00	1329
ARM1332	☐	Pas - H-Belt		1 400,00	1329
Pas pozycjonujący Bodypoint (z mocowaniami)					1329
ARM2701	☐	Stabilizator miednicy Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar L (długość wyściółki 620 mm)		700,00	 2701, 2702
ARM2702	☐	Stabilizator miednicy Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar M (długość wyściółki 460 mm)		700,00	
ARM2703	☐	Dwupunktowy pas biodrowy, Ctr-Pull, Push Butt, mocowanie na zatrzask, rozmiar L (długość wyściółki 620 mm)		600,00	 2703, 2704
ARM2704	☐	2-Point Hip Belt, Ctr-Pull, Push Butt, Cinch-Mount Size M (długość wyściółki 460 mm)		600,00	
ARM2705	☐	Dwupunktowy pas biodrowy, podwójny, odpinany z boku, mocowanie na zatrzask, rozmiar L (długość wyściółki 620 mm)		500,00	 2705, 2706
ARM2706	☐	Dwupunktowy pas biodrowy, podwójny, odpinany z boku, mocowanie na zatrzask, rozmiar M (długość wyściółki 460 mm)		500,00	
Lusterko wsteczne					
ARM1415	☐	Prawe		300,00	
ARM1339	☐	Lewe		300,00	
Haczyki z tyłu na torby					
ARM2128	☐	Haczyki na torby (na siedzisku ModuliTe) (maksymalne obciążenie do 6 kg = wpływ na maksymalną wagę użytkownika)		700,00	 2128
Uchwyt na łaskę/kule					
ARM1312	☐	Prawy		300,00	
ARM1363	☐	Lewy		300,00	
Taca odchylana					
ARM1404	☐	Prawa		2 150,00	 1404
ARM1405	☐	Lewa		2 150,00	1405
Rampy					
1654128	☐	Podstawowa rampa - 2 teleskopowe części z aluminium i powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8,8 kg na parę - maksymalna ładowność: 270 kg		1 750,00	 1654128
1654129	☐	3-częściowa aluminiowa teleskopowa rampa z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13,6 kg na parę - maksymalna ładowność: 260 kg		3 500,00	 1654129
1654130	☐	Aluminiowa składana rampa mono Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13,9 kg - maksymalna ładowność: 300 kg		1 850,00	 1654130