



Invacare® Aviva RX10

Napęd na tylne koła

LiNX®



Oddział Piaseczno, Salon Wystawowy

ul. Raszyńska 12/1

tel.: 603 590 213

Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:

ul. Ludwika Solskiego 15

tel.: 503 711 911

Oddział Wieluń, Salon Wystawowy

ul. Zamenhofska 9/6

tel.: 536 447 544

Maksymalna waga użytkownika: 136 kg
Standardowa szerokość ramy siedziska: 430 mm lub 480 mm
Regulacja szerokości: +25 mm na stronę
Głębokość siedziska: 410–510 mm – regulowana co 25 mm (1 cal). Dostarczany zestaw o wysokości 460 mm. Standardowa poduszka piankowa: wysokość 60 mm
Pas biodrowy z automatyczną blokadą
Wysokość od siedziska do podłogi: 450 mm, regulowana do 470 mm
Regulowane napięcie tapicerki oparcia: nylonowa nakładka, 8 pasów
Wysokość oparcia: mierzona od płyty siedziska do górnej krawędzi tapicerki: 510 mm
Tapicerka w kolorze czarnym
Podłokietnik w kształcie litery T, odpinany: zakres regulacji wysokości od płyty siedziska: 240–315 mm.
Krótkie nakładki na podłokietniki: 325 mm
Standardowy wieszak 80° (para) – długość podudzia: 245 mm 370 mm
Stały podnóżek (para)
System sterowania LiNX, odchylany uchwyt sterowania prawy
Czarna osłona
Kółka samonastawne: 9" (225 mm) x 2,3" (60 mm), opona pełna odporna na przebiecie
Koła napędowe: 14" (355 mm) x 3" (75 mm), pełna wkładka - wkładka z pianki o podwójnej gęstości, czarne, niebrudzące opony
Zawieszenie - regulowane ręcznie, zabezpieczenie przed wywróceniem
Prędkość: 10 km/h, silniki 2-biegunowe do użytku wewnątrz i na zewnątrz (6 km/h dla Arabii Saudyjskiej)
Akumulatory: 51 Ah żelowe (zasięg 25 km)
Moduł zasilania: 75 A
4-punktowe mocowanie (wersja przetestowana do używania wózka inwalidzkiego jako siedziska w pojeździe zgodnie z normą ISO 7176-19)
2-letnia gwarancja nie obejmuje akumulatorów i części eksploatacyjnych.

CE

KOD	SZT.	OPIS	TYP ŁADOWARKI	INSTRUKCJA OBŚŁUGI	PLN
1682626		Invacare® Aviva® RX10 - 10 km/h, szerokość siedziska 430 mm, REM060	Ładowarka wielonapięciowa (100–240V AC) z przewodem zasilającym UE (typ E/F) w zestawie	UKRAIŃSKI, POLSKI, WĘGIEŃSKI, LITEWSKI, SERBSKI, CHORWAŃSKI, SŁOWACKI, SŁOWEŃSKI, ESTOŃSKI, BUŁGARSKI, CZEŃSKI, GRECKI, ŁOTEWSKI, RUMUŃSKI, TURECKI, ANGIELSKI	11 000,00
1682627		Invacare® Aviva® RX10 - 10 km/h, szerokość siedziska 480 mm, REM060			11 000,00
1682628		Invacare® Aviva® RX10 - 10 km/h, szerokość siedziska 430 mm, REM210, zagłówek, elektryczne odchylanie 20°			12 500,00
1682691		Invacare® Aviva® RX10 - 10 km/h, szerokość siedziska 480 mm, REM210, zagłówek, elektryczne odchylanie 20°			12 500,00
1682737		Invacare® Aviva® RX10 - 10 km/h, szerokość siedziska 430 mm, REM150, światła LED			12 000,00
1682738		Invacare® Aviva® RX10 - 10 km/h, szerokość siedziska 480 mm, REM150, światła LED			12 000,00
1682739		Invacare® Aviva® RX10 - 10 km/h, szerokość siedziska 430 mm, REM215, zagłówek, elektryczne odchylenie 20°, światła LED			13 500,00
1682740		Invacare® Aviva® RX10 - 10 km/h, szerokość siedziska 430 mm, REM215, zagłówek, elektryczne odchylenie 20°, światła LED			13 500,00
RAMPY					
1654128		Rampa podstawowa, 2-częściowa, teleskopowa, aluminiowa, z powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8,8 kg na parę – maksymalne obciążenie: 270 kg			1 750,00
1654129		Quick2go Compact 3-częściowa aluminiowa rampa teleskopowa z powłoką antypoślizgową - wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm, waga pary: 13,6 kg, maksymalne obciążenie: 260 kg			3 500,00
1654130		Aluminiowa składana rampa mono Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm Waga 13,9 kg - maksymalne obciążenie: 300 kg			1 850,00