

# Rea® Clematis® Pro Configured

"PARTNER" Szmidt-Banyś Sp.J.  
Oficjalny Dystrybutor Kuschall  
ul. Chorzowska 30C  
41-910 Bytom

E-mail: [biuro@kuschall.eu](mailto:biuro@kuschall.eu)  
Tel. +48 516293265  
<https://partner-med.pl>  
<https://kuschall.eu>



## Rea® Clematis® Pro Configured

Komfortowy wózek manualny ze składaną stalową ramą



Data:

Zamówienie:

Kod klienta:

Pieczęć dystrybutora:



### Opis

- Odchylane siedzisko i oparcie za pomocą siłowników pneumatycznych (od 0° do +25° / -3° do +22° dla siedziska, od 0° do +30° dla oparcia)
- Regulacja szerokości podłokietników (+25 mm na stronę) i podnóżków (+50 mm na stronę)
- Płynna regulacja głębokości siedziska od 430 do 500 mm
- Zagiętek
- Para podnóżków z odchylanymi płytami podnóżka
- Kolor Pearly Beige (RAL 1035)
- Maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
- Waga: od 30 kg
- 2 lata gwarancji z wyłączeniem części zużywających się
- Kompatybilny z dodatkowymi napędami Alber : E-motion M25, E-fix E35-E36, Viamobil V25, Viaplus V12



Unikalna usługa dostosowywania Invacare  
Proszę podać wycenę lub specjalny numer  
produkcji:

☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem

◆ Wyposażenie standardowe:

☐ Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC : Niezgodny NC : 9999 = Niezgodny z 9999	PLN	
SNB0001	<input type="checkbox"/> Rea® Clematis® Pro		4600,00	
<b>RODZAJ NAPĘDU</b>				
SNB0100	<input type="checkbox"/> NAPĘD RĘCZNY (KOŁA TYLNE 24")	NC : 1500	◆	
SNB0110	<input type="checkbox"/> NAPĘD TRANSIT (KOŁA TYLNE 12")	NC : 0380, 1510, 1520	○	
<b>RAMA</b>				
<b>RODZAJ RAMY</b>				
SNB0210	<input type="checkbox"/> REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ I SZEROKOŚĆ RAMY		◆	
<b>SZEROKOŚĆ SIEDZISKA</b>				
SNB0300	<input type="checkbox"/> 390mm z regulacją do 440mm		○	
SNB0310	<input type="checkbox"/> 440mm z regulacją do 490mm		○	
SNB0320	<input type="checkbox"/> 490mm, z regulacją do 540mm		○	
SNB0330	<input type="checkbox"/> 540mm, z regulacją do 590mm	NC : 0430, 1630, 1640	2300,00	
<b>GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA</b>				
SNB0370	<input type="checkbox"/> Płynna regulacja od 430 do 500 mm		◆	
<b>Wysokość od podłogi do siedziska (mierzona bez poduszki)</b>				
SNB0380	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 1430, 1440	○	
SNB0390	<input type="checkbox"/> 450 mm		◆	
<b>PODUSZKA SIEDZISKA</b>				
SNB0410	<input type="checkbox"/> MATRX CONTOUR VISCO NG		◆	
SNB0420	<input type="checkbox"/> MISTRAL 2 BLACK PU TR26		210,00	
SNB0430	<input type="checkbox"/> FLO-SHAPE BLACK PU TR26		210,00	
<b>RODZAJ OPARCIA</b>				
SNB0500	<input type="checkbox"/> SZTYWNA PŁYTA OPARCIA	NC : 0540, 1000	350,00	
SNB0510	<input type="checkbox"/> OPARCIE Z MIĘKKIEJ TKANINY	NC : 0540, 1000	◆	
SNB0520	<input type="checkbox"/> OPARCIE LAGUNA 2 Z REGULACJĄ PASAMI	NC : 0560, 0570, 1200, 1210, 1220, 1230	750,00	
<b>PODUSZKA OPARCIA</b>				
SNB0530	<input type="checkbox"/> LAGUNA 2 BLACK PU TR26 - KOLOR CZARNY		◆	
SNB0540	<input type="checkbox"/> COVER LATERAL BLACK PU TR26 (POKROWIEC CZARNY PU TR26)		○	




0210



0210


Podłokietnik



0410













0420




0430





0530


RĄCZKI						
SNB0560	<input type="checkbox"/>	RĄCZKI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI		◆	 0560	
SNB0570	<input type="checkbox"/>	PAŁĄK Z REGULACJĄ KĄTA POCHYLENIA		600,00		 0570
SNB0580	<input type="checkbox"/>	POŁĄCZONE RĄCZKI		○		
TYP REGULACJI NACHYLENIA SIEDZISKA I OPARCIA(TILT)						
SNB0600	<input type="checkbox"/>	POCHYLENIE (TILT) SIEDZISKA I OPARCIA TŁOKIEM GAZOWYM OBSŁUGIWANYM PRZEZ OPIEKUNA/ASYSTENTA		◆		
BLOKADA TILT						
SNB0630	<input type="checkbox"/>	BLOKADA TILT (BLOKADA WSTĘPNIE USTAWIONEGO KĄTA		◆		
PODNÓŻKI/ RURKI PODNÓŻKA						
REGULACJA PODNÓŻKA						
SNB0700	<input type="checkbox"/>	STANDARDOWE MOCOWANIE PODNÓŻKA		◆		
SNB0710	<input type="checkbox"/>	MOCOWANIE PODNÓŻKA POD KĄTEM 90°		200,00		
PODNÓŻEK LEWY						
SNB0720	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY KĄT PODNÓŻKA, W TYM PODPÓRKA NA ŁYDKI-LEWA		◆	0720 0740	
PODNÓŻEK PRAWY						
SNB0740	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY KĄT PODNÓŻKA, W TYM PODPÓRKA NA ŁYDKI-PRAWA		◆		
PŁYTA PODNÓŻKA						
LEWA						
SNB0770	<input type="checkbox"/>	DOLNA CZĘŚĆ PODNÓŻKA Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI, SZEROKOŚCI I KĄTA, Z PASEM NA PIĘTĘ- LEWA		◆	 0770	
PRAWA						
SNB0790	<input type="checkbox"/>	DOLNA CZĘŚĆ PODNÓŻKA Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI, SZEROKOŚCI I KĄTA, Z PASEM NA PIĘTĘ- PRAWA		◆		
PODŁOKIETNIKI (regulacja wysokości, w zestawie mocowanie z automatyczną blokadą)						
PODŁOKIETNIK LEWY						
SNB0800	<input type="checkbox"/>	PODKŁADKA STANDARDOWA, Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI- LEWA		◆	 0800	
SNB0810	<input type="checkbox"/>	KOMFORTOWY PODŁOKIETNIK, LEWY - Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI O WKŁĘŚŁYM KSZTAŁCIE	NC : 1720	550,00		 0810
SNB0820	<input type="checkbox"/>	PODŁOKIETNIK HEMIPLEGIC - LEWY (DLA OSÓB PO JEDNOSTRONNYM PORAZENIU)	NC : 1700, 1710, 1720, 1790	550,00		
PODŁOKIETNIK PRAWY						
SNB0850	<input type="checkbox"/>	PODKŁADKA STANDARDOWA, Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI - PRAWA		◆	 0820	
SNB0860	<input type="checkbox"/>	KOMFORTOWY PODŁOKIETNIK, PRAWY - Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI O WKŁĘŚŁYM KSZTAŁCIE	NC : 1730	550,00		
SNB0870	<input type="checkbox"/>	PODŁOKIETNIK HEMIPLEGIC - LEWY (DLA OSÓB PO JEDNOSTRONNYM PORAZENIU)	NC : 1700, 1710, 1730, 1790	550,00		
OPCJE SIEDZISKA						
OPCJE SIEDZISKA						
SNB0910	<input type="checkbox"/>	KLIN ODWODZĄCY		1050,00	 0910	
OPCJE OPARCIA						
SNB1000	<input type="checkbox"/>	PAS PODTRZYMUJĄCY DLA OPARCIA LAGUNA 2 Z REGULACJĄ PASAMI		150,00	 1000	
ZAGŁÓWEK						
SNB1100	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK REGULOWANY POKRĘTŁEM		900,00		
SNB1110	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK Z PODPARCIEM NA POLICZKI, Z OBUSTRONNĄ REGULACJĄ	NC : 1130	950,00		
SNB1120	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK STAŁY	NC : 1130	◆		
SNB1130	<input type="checkbox"/>	POKROWIEC NA ZAGŁÓWEK		250,00		


PODPARCIE TUŁOWIA				
SNB1200	<input type="checkbox"/>	MAŁE, LEWE		750,00
SNB1210	<input type="checkbox"/>	ODCHYLANE , LEWE		700,00
SNB1220	<input type="checkbox"/>	MAŁE, PRAWY		750,00
SNB1230	<input type="checkbox"/>	ODCHYLANE, PRAWY		700,00
OPCJE PODNÓŻKA / PŁYTY PODÓŻKA				
SNB1300	<input type="checkbox"/>	WYŚCIOŁKA PŁYTY PODNÓŻKA		450,00
PODWOZIE				
KOLORY				
SNB1400	<input type="checkbox"/>	PEARL BEIGE		◆
TYP MOCOWANIA KÓŁ				
SNB1410	<input type="checkbox"/>	STAŁE MOCOWANIE		◆
PRZEDNIE KÓŁA				
SNB1420	<input type="checkbox"/>	150X30 MM OPONA PEŁNA CZARNA		◆
SNB1430	<input type="checkbox"/>	200X30 MM OPONA PEŁNA CZARNA		○
SNB1440	<input type="checkbox"/>	200X45 MM OPONA PEŁNA CZARNA		○
ROZMIAR/RODZAJ KÓŁ TYLNYCH				
SNB1500	<input type="checkbox"/>	KOŁO 12" (305 MM) - MOCOWANIE QR	NC : 1530, 1550, 1560, 1600, 1630, 1640	○
SNB1510	<input type="checkbox"/>	KOŁO 24" (610 MM) WZMOCNIONE TYLNE KOŁA- MOCOWANIE QR	NC : 1620	150,00
SNB1520	<input type="checkbox"/>	KOŁO 24" (610 MM)STANDARDOWE KOŁA - MOCOWANIE QR	NC : 1620	◆
SNB1525	<input type="checkbox"/>	KOŁO 24" (610 MM) Z HAMULECEM BĘBNOWYM MOCOWANIE QR/STAŁA RAMA W ZESTAWIE Z ROZPÓRKĄ PODŁOKIETNIKA +25 MM	NC : 1620, 1630, 1640	2500,00
RODZAJ OPON				
SNB1530	<input type="checkbox"/>	OPONY PROFILOWANE PNEUMATYCZNIE, CZARNE		○
SNB1540	<input type="checkbox"/>	OPONY PEŁNE, CZARNE		◆
CIĄGI				
SNB1550	<input type="checkbox"/>	Ciągi aluminiowe		◆
OPCJE				
OSŁONY NA SZPRYCHY				
SNB1560	<input type="checkbox"/>	FROST-MATOWE		900,00
BEZPIECZEŃSTWO				
SNB1600	<input type="checkbox"/>	HAMULCE STANDARDOWE		◆
SNB1620	<input type="checkbox"/>	HAMULCE STEROWANE STOPĄ — TYLKO DLA TYLNYCH KÓŁ 12".		○
SNB1630	<input type="checkbox"/>	HAMULEC NA JEDNĄ RĘKĘ LEWY		1350,00
SNB1640	<input type="checkbox"/>	HAMULEC NA JEDNĄ RĘKĘ PRAWY		1350,00
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA				
SNB1650	<input type="checkbox"/>	PAS POZYCONUJĄCY		○
SNB1660	<input type="checkbox"/>	ANTYTIPERY - W PODWOZIU		◆
SNB1680	<input type="checkbox"/>	ZESTAW TRANSPORTOWY (BEZ PASA POZYCJONJĄCEGO) - NIEMOŻLIWE W WERSJI E-TILT		220,00
AKCESORIA				
SNB1700	<input type="checkbox"/>	TACKA Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM, Z PODKŁADKAMI NA ŁOKCIE	NC : 1750	650,00
SNB1710	<input type="checkbox"/>	TACKA Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM	NC : 1750	350,00
SNB1720	<input type="checkbox"/>	PÓLTACKA, PRZEZROCZYSTA, ODCHYLANA, LEWA, Z PROSTĄ WĄSKĄ PODKŁADKĄ	NC : 1740	350,00
SNB1730	<input type="checkbox"/>	PÓLTACKA, PRZEZROCZYSTA, ODCHYLANA, PRAWA, Z PROSTĄ WĄSKĄ PODKŁADKĄ	NC : 1740	350,00
SNB1740	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA NA TACKĘ		400,00
SNB1750	<input type="checkbox"/>	WYŚCIOŁKA NA PÓLTACKĘ		400,00
SNB1770	<input type="checkbox"/>	WSPORNIK MONTAŻOWY VIAMOBIL V25		2200,00
SNB1780	<input type="checkbox"/>	STOJAK NA KROPLÓWKĘ		450,00
SNB1790	<input type="checkbox"/>	URZĄDZENIE BLOKUJĄCE TACKĘ		250,00


1200


1210


1300


1420


1430


1440


1500


1510


1520


1620





1630

1640

1710

1750

1790

RAMPY				
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Zestaw do składanej rampy Mono</b> z włókna szklanego; wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16,3 kg - maksymalne obciążenie: 300 kg	8600,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Zestaw do rampy podstawowej; 2 części teleskopowe z aluminium i powłoka antypoślizgowa;</b> wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm 8.8 kg na parę - maksymalne obciążenie: 270 kg	1450,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej, teleskopowej Quick2go Compact</b> z powłoką antypoślizgową; wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalne obciążenie: 260 kg	2700,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Zestaw do składanej aluminiowej rampy Mono</b> wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalne obciążenie: 300 kg	1500,00	 1654130