

# Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configured

"PARTNER" Szmidt-Banyś Sp.J.  
Oficjalny Dystrybutor Kuschall  
ul. Chorzowska 30C  
41-910 Bytom

E-mail: [biuro@kuschall.eu](mailto:biuro@kuschall.eu)  
Tel. +48 516293265  
<https://partner-med.pl>  
<https://kuschall.eu>



## Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configured

Komfortowy wózek ze składaną stalową ramą i elektrycznie rozkładanym fotelem



### Opis

- Siedzisko i oparcie odchylane za pomocą siłowników elektrycznych (od +1° do +30° / -2° do +27° dla siedziska, od 0° do +30° dla oparcia)
- Regulacja szerokości podłokietników (+25 mm na stronę) i podnóżków (+50 mm na stronę)
- Bezstopniowa regulacja głębokości siedziska w zakresie od 430 do 500 mm za pomocą systemu oskrzyń (system drawer)
- Miękkie oparcie z nową poduszką oparcia Laguna 2, która poprawia trzymanie boczne
- Podparcie szyi
- Para podnóżków z odchylanymi płytami podnóżka
- Kolor Pearly Beige (RAL 1035)
- Maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
- Waga: od 35,5 kg
- 2 lata gwarancji z wyłączeniem części zużywających się
- Kompatybilny z napędami Alber: E-motion M25, E-fix E35-E36, Viamobil V25, Viaplus V12
- Wtyczka UE



Data:

Zamówienie:

Kod klienta:

Pieczęć dystrybutora:



Unikalna usługa dostosowywania Invacare

Proszę podać wycenę lub specjalny numer produkcji:

☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem

Wypożyczenie standardowe

☐ Opcja bezpłatna

KOD		OPIS	NC : Niezgodny NC : 9999 = Niezgodny z 9999	PLN
SNC0002	<input type="checkbox"/>	Rea® Clematis® Pro E-Tilt		4600,00

### RODZAJ NAPĘDU

SNC0100	<input type="checkbox"/>	NAPĘD RĘCZNY (KOŁA TYLNE 24")	NC : 1500	◆
SNC0110	<input type="checkbox"/>	NAPĘD TRANSIT (KOŁA TYLNE 12")	NC : 0380, 1520	○

### RAMA

#### RODZAJ RAMY

SNC0210	<input type="checkbox"/>	REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ I SZEROKOŚĆ RAMY		◆
---------	--------------------------	---------------------------------------	--	---

#### SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

SNC0300	<input type="checkbox"/>	390mm, z regulacją do 440mm		○
SNC0310	<input type="checkbox"/>	440mm, z regulacją do 490mm		○
SNC0320	<input type="checkbox"/>	490mm, z regulacją do 540mm		○
SNC0330	<input type="checkbox"/>	540mm, z regulacją do 590mm	NC : 0430, 1630, 1640	2300,00

#### GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

SNC0370	<input type="checkbox"/>	430 - 500 MM		◆
---------	--------------------------	--------------	--	---

#### WYSOKOŚĆ SIEDZISKA

SNC0380	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 1430, 1440	○
SNC0390	<input type="checkbox"/>	450 mm		◆

#### PODUSZKA

SNC0410	<input type="checkbox"/>	MATRX CONTOUR VISCO NG		◆
SNC0420	<input type="checkbox"/>	MISTRAL 2 BLACK PU TR26		210,00
SNC0430	<input type="checkbox"/>	FLO-SHAPE BLACK PU TR26		210,00

#### RODZAJ OPARCIA

SNC0500	<input type="checkbox"/>	SZTYWNA PŁYTA OPARCIA	NC : 0540, 1000	350,00
SNC0510	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Z MIĘKKIEJ TKANINY	NC : 0540, 1000	◆
SNC0520	<input type="checkbox"/>	OPARCIE LAGUNA 2 Z REGULACJĄ PASAMI	NC : 0560, 0570, 1200, 1210, 1220, 1230	750,00

#### PODUSZKA OPARCIA

SNC0530	<input type="checkbox"/>	LAGUNA 2 BLACK PU TR26- KOLOR CZARNY		◆
SNC0540	<input type="checkbox"/>	COVER LATERAL BLACK PU TR26- (POKROWIEC CZARNY PU TR26)		○

#### RĄCZKI

SNC0560	<input type="checkbox"/>	RĄCZKI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI		◆
SNC0570	<input type="checkbox"/>	PAŁĄK Z REGULACJĄ KĄTA POCHYLENIA		600,00
SNC0580	<input type="checkbox"/>	POŁĄCZONE RĄCZKI		○

#### TYP REGULACJI NACHYLENIA SIEDZISKA I OPARCIA(TILT)

SNC0620	<input type="checkbox"/>	ELEKTRYCZNIE STEROWANE POCHYLENIE OPARCIA I SIEDZISKA - WTYCZKA UE		◆
---------	--------------------------	--	--	---




0210



Armrest support




0410



0420

0430



0530



0560



0570



0580

PODNOŻKI/ RURKI PODNOŻKA				
REGULACJA PODNOŻKA				
SNC0700	<input type="checkbox"/>	STANDARDOWE MOCOWANIE PODNOŻKA		◆
SNC0710	<input type="checkbox"/>	MOCOWANIE PODNOŻKA POD KĄTEM 90°		200,00
PODNOŻEK LEWY				
SNC0720	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY KĄT PODNOŻKA, W TYM PODPÓRKA NA ŁYDKI-LEWA		◆
PODNOŻEK PRAWY				
SNC0740	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY KĄT PODNOŻKA, W TYM PODPÓRKA NA ŁYDKI-PRAWA		◆
PŁYTA PODNOŻKA				
LEWA				
SNC0770	<input type="checkbox"/>	DOLNA CZĘŚĆ PODNOŻKA Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI, SZEROKOŚCI I KĄTA, Z PASEM NA PIĘTĘ- LEWA		◆
PRAWA				
SNC0790	<input type="checkbox"/>	DOLNA CZĘŚĆ PODNOŻKA Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI, SZEROKOŚCI I KĄTA, Z PASEM NA PIĘTĘ- PRAWA		◆
PODŁOKIETNIKI (regulacja wysokości, w zestawie mocowanie z automatyczną blokadą)				
PODŁOKIETNIK LEWY				
SNC0800	<input type="checkbox"/>	PODKŁADKA STANDARDOWA - LEWA		◆
SNC0810	<input type="checkbox"/>	KOMFORTOWA PODKŁADKA - LEWA	NC : 1720	550,00
SNC0820	<input type="checkbox"/>	PODŁOKIETNIK HEMIPLEGIC - LEWY (DLA OSÓB PO JEDNOSTRONNYM PORAZENIU)	NC : 1700, 1710, 1720, 1790	550,00
PODŁOKIETNIK PRAWY				
SNC0850	<input type="checkbox"/>	PODKŁADKA STANDARDOWA- PRAWA		◆
SNC0860	<input type="checkbox"/>	KOMFORTOWA PODKŁADKA, PRAWA	NC : 1730	550,00
SNC0870	<input type="checkbox"/>	PODŁOKIETNIK HEMIPLEGIC - PRAWY (DLA OSÓB PO JEDNOSTRONNYM PORAZENIU)	NC : 1700, 1710, 1730, 1790	550,00
OPCJE SIEDZISKA				
OPCJE SIEDZISKA				
SNC0910	<input type="checkbox"/>	KLIN ODWODZĄCY		1050,00
BACKREST STRAPS				
SNC1000	<input type="checkbox"/>	PAS PODTRZYMUJĄCY DLA OPARCIA LAGUNA 2 Z REGULACJĄ PASAMI		150,00
ZAGŁÓWEK				
SNC1100	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK REGULOWANY POKRĘTŁEM		900,00
SNC1110	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK Z PODPARCIEM NA POLICZKI Z OBUSTRONNĄ REGULACJĄ	NC : 1130	950,00
SNC1120	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK STAŁY	NC : 1130	◆
SNC1130	<input type="checkbox"/>	POKROWIEC NA ZAGŁÓWEK		250,00
PODPARCIE TUŁOWIA				
SNC1200	<input type="checkbox"/>	MAŁE, LEWE		750,00
SNC1210	<input type="checkbox"/>	ODCHYLANE , LEWE		700,00
SNC1220	<input type="checkbox"/>	MAŁE, PRAWA		750,00
SNC1230	<input type="checkbox"/>	ODCHYLANE, PRAWA		700,00
PODNOŻKI/ RURKI PODNOŻKA				
SNC1300	<input type="checkbox"/>	WYŚCIOŁKA PŁYTY PODNOŻKA		450,00
PODWOZIE				
KOLORY				
SNC1400	<input type="checkbox"/>	PEARL BEIGE		◆
TYP MOCOWANIA KÓŁ				
SNC1410	<input type="checkbox"/>	STAŁE MOCOWANIE		◆
KOŁA PRZEDNIE				
SNC1420	<input type="checkbox"/>	150X30 MM, OPONA PEŁNA, CZARNA,		◆
SNC1430	<input type="checkbox"/>	200X30 MM OPONA PEŁNA, CZARNA,		○
SNC1440	<input type="checkbox"/>	200X45 MM OPONA PEŁNA, CZARNA,		○



0720  
0740



0770



0800



0810

0820



0910



1000



1100

1110

1120



1120



1200

1210



1300



1420




1430




1440


ROZMIAR/RODZAJ KÓŁ TYLNYCH				
SNC1500	<input type="checkbox"/>	KOŁA 12" (305 MM)	NC : 1530, 1550, 1560, 1600, 1630, 1640	○
SNC1520	<input type="checkbox"/>	KOŁA STANDARDOWE 24" (610 MM)	NC : 1620	◆
SNC1525	<input type="checkbox"/>	KOŁA Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI 24" (610 MM)	NC : 1620, 1630, 1640	2500,00
RODZAJ OPON				
SNC1530	<input type="checkbox"/>	OPONY PROFILOWANE PNEUMATYCZNIE, CZARNE		○
SNC1540	<input type="checkbox"/>	OPONY PEŁNE, CZARNE		◆
CIĄGI				
SNC1550	<input type="checkbox"/>	Ciągi aluminiowe		◆
OSŁONY NA SZPRYCHY				
SNC1560	<input type="checkbox"/>	FROST-MATOWE		900.00
BEZPIECZEŃSTWO				
SNC1600	<input type="checkbox"/>	HAMULCE STANDARDOWE		◆
SNC1620	<input type="checkbox"/>	HAMULCE STEROWANE STOPĄ	TYLKO DLA KÓŁ TYLNYCH 12"	○
SNC1630	<input type="checkbox"/>	HAMULEC NA JEDNĄ RĘKĘ, LEWY		1350,00
SNC1640	<input type="checkbox"/>	HAMULEC NA JEDNĄ RĘKĘ, PRAWY		1350,00
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA				
SNC1650	<input type="checkbox"/>	PAS POZYCONUJĄCY	Należy sprawdzić dla wersji Assist	○
SNC1660	<input type="checkbox"/>	ANTYTIPERY		◆
AKCESORIA				
SNC1700	<input type="checkbox"/>	TACKA Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM, Z PODKŁADKAMI NA ŁOKCIE	NC : 1750	650,00
SNC1710	<input type="checkbox"/>	TACKA Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM	NC : 1750	350,00
SNC1720	<input type="checkbox"/>	PÓŁTACKA, PRZEZROCZYSTA, ODCHYLANA, LEWA, Z PROSTĄ WĄSKĄ PODKŁADKĄ	NC : 1740	350,00
SNC1730	<input type="checkbox"/>	PÓŁTACKA, PRZEZROCZYSTA, ODCHYLANA, PRAWA, Z PROSTĄ WĄSKĄ PODKŁADKĄ	NC : 1740	350,00
SNC1740	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA NA TACKĘ		400,00
SNC1750	<input type="checkbox"/>	WYŚCIOŁKA NA PÓŁTACKĘ		400,00
SNC1770	<input type="checkbox"/>	WSPORNIK MONTAŻOWY VIAMOBIL V25		454.03
SNC1780	<input type="checkbox"/>	STOJAK NA KROPLÓWKĘ		450,00
SNC1790	<input type="checkbox"/>	URZĄDZENIE BLOKUJĄCE TACKĘ		250,00
RAMPY				
1440530	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego; wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg - maksymalne obciążenie: 300 kg"		8600,00
1654128	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy podstawowej; 2 części teleskopowe z aluminium i powłoka antypoślizgowa; wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8.8 kg na parę - maksymalne obciążenie: 270 kg		1450,00
1654129	<input type="checkbox"/>	Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej, teleskopowej Quick2go Compact z powłoką antypoślizgową wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę -maksymalne obciążenie: 260 kg		2700,00
1654130	<input type="checkbox"/>	Zestaw do składanej aluminiowej rampy Mono; wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalne obciążenie: 300 kg		1500,00




1500




1520




1620




1630  
1640




1710  
1750  
1790




1440530



1654128



1654129



1654130