



PARTNER™ Szmidt-Banyś Sp.J.
41-910 Bytom ul. Chorzowska 30c tel. 32 733 7999
www.partner-med.pl www.kuschall.eu Autoryzowany
przedstawiciel marki Invacare i Kuschall

Invacare® Action⁴ NG CE
Produkt zawiera wyposażenie standardowe
Maksymalna waga użytkownika: 125kg

Cena z wyposażeniem standardowym **4800 zł**

Pieczęć firmy:

Odnosiłki:

Proszę zaznaczyć krzyżykiem

◆ Wersja standardowa ○ Bezpłatnie

(NC 9999) = niezgodny z nr 9999

Kod		Opis	Nc	€
Model				
CKB0026	<input type="checkbox"/>	Invacare® action 4 ng		
CKBspec	<input type="checkbox"/>	Special		Na zamówienie
Rodzaj napędu				
CKB0100	<input type="checkbox"/>	Napęd ręczny	(Nc: 1000, 1010)	u
CKB0110	<input type="checkbox"/>	Napęd Transit (dostępny wyłącznie ze stałą tylną osią, hamulcem nożnym oraz antytipperami rh)	(Nc: 0240, 0250, 0260, 0265, 0556, 0901, 0920, 0930, 0940, 0950, 0960, 0970, 0971, 0980, 0990, 0991, 0992, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1161, 1162, 1220)	153,00
CKB0113	<input type="checkbox"/>	Podwójny ciąg na prawą rękę-napęd ręczny (nowy system dhr), oś qr, 0° kąt nachylenia siedziska	(Nc: 0170, 0171, 0172, 0210, 0250, 0260, 0265, 0291, 0556, 0940, 0960, 0970, 0971, 0980, 0990, 0991, 0992, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1130, 1160, 1161, 1162, 1240)	537,00
CKB0114	<input type="checkbox"/>	Podwójny ciąg na lewą rękę - napęd ręczny (nowy system dhr), oś qr, 0° kąt nachylenia siedziska	(Nc: 0170, 0171, 0172, 0210, 0250, 0260, 0265, 0291, 0556, 0940, 0960, 0970, 0971, 0980, 0990, 0991, 0992, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1130, 1150, 1161, 1162, 1240)	537,00
CKB0115	<input type="checkbox"/>	Napęd Oad poprzez dźwignię rh (na prawą rękę)	(Nc: 0170, 0171, 0172, 0195, 0201, 0240, 0250, 0260, 0265, 0291, 0520, 0530, 0533, 0536, 0555, 0556, 0901, 0940, 0960, 0970, 0971, 0980, 0990, 0991, 0992, 1000, 1010, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1130, 1150, 1160, 1161, 1162, 1176, 1220)	730,00
CKB0116	<input type="checkbox"/>	Napęd Oad poprzez dźwignię lh (na lewą rękę)	(Nc: 0170, 0171, 0172, 0195, 0201, 0240, 0250, 0260, 0265, 0291, 0520, 0530, 0533, 0536, 0556, 0580, 0590, 0593, 0596, 0615, 0901, 0940, 0960, 0970, 0971, 0980, 0990, 0991, 0992, 1000, 1010, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1130, 1150, 1160, 1161, 1162, 1176, 1220)	730,00



Siedzisko				
Szerokość siedziska				
CKB0120	<input type="checkbox"/>	Szerokość siedziska 380 mm	(Nc: 0201, 0291, 0292, 0313, 0343, 0344, 0346, 0347, 0348, 0349, 0655, 0656, 0720)	m
CKB0130	<input type="checkbox"/>	Szerokość siedziska 405 mm	(Nc: 0201, 0291, 0292, 0347, 0348, 0349, 0371)	m
CKB0140	<input type="checkbox"/>	Szerokość siedziska 430 mm	(Nc: 0292, 0348, 0349)	m
CKB0150	<input type="checkbox"/>	Szerokość siedziska 455 mm	(Nc: 0292, 0349)	m
CKB0160	<input type="checkbox"/>	Szerokość siedziska 480 mm	(Nc: 0291, 0292, 0313, 0343, 0344, 0346, 0347, 0655, 0656)	m
Głębokość siedziska				
CKB0180	<input type="checkbox"/>	Głębokość siedziska 400 mm	(Nc: 0291, 0292, 0660, 0702, 0703)	m
CKB0190	<input type="checkbox"/>	Głębokość siedziska 450 mm	(Nc: 0296, 0701, 0703)	m
CKB0195	<input type="checkbox"/>	Głębokość siedziska 500 mm	(Nc: 0260, 0265, 0280, 0291, 0295, 0296, 0297, 0313, 0343, 0344, 0641, 0642, 0655, 0656, 0659, 0661, 0681, 0691, 0719)	35,00
CKB0200	<input type="checkbox"/>	Regulowana głębokość siedziska od 400 do 450, ustawiona na 430 mm	(Nc: 0270, 0280, 0291, 0292, 0295, 0296, 0297, 0703)	u
CKB0201	<input type="checkbox"/>	Od 450 do 500 mm regulowana głębokość siedziska	(Nc: 0260, 0265, 0270, 0280, 0291, 0295, 0296, 0297, 0313, 0343, 0344, 0655, 0656, 0659, 0661, 0681, 0691, 0719)	99,00
Wysokość siedziska				
CKB0210	<input type="checkbox"/>	Wysokość siedziska 510 mm	(Nc: 0556, 0890, 0900, 0901, 0920, 0980, 0990, 0991, 0992)	u
CKB0220	<input type="checkbox"/>	Wysokość siedziska 485 mm	(Nc: 0920, 0991, 0992)	m
CKB0230	<input type="checkbox"/>	Wysokość siedziska 460 mm	(Nc: 0920, 0991, 0992)	m
CKB0240	<input type="checkbox"/>	Wysokość siedziska 435 mm	(Nc: 0840, 0850, 0860, 0870, 0920, 0991, 0992, 1000, 1010)	m
CKB0250	<input type="checkbox"/>	Wysokość siedziska 410 mm Dostępna tylko z przednimi kołami 6" (0890 lub 0900)!	(Nc: 0556, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0901, 0920, 0991, 0992, 1000, 1010, 1130, 1161, 1162, 1195, 1196, 1245, 1246)	m
CKB0260	<input type="checkbox"/>	Wysokość siedziska 385 mm Dostępna wyłącznie z niskimi widelcami, przednimi kołami 5" (0920) i tylnymi kołami 22" (0980 lub 0990)!	(Nc: 0291, 0556, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0890, 0900, 0901, 0930, 0940, 0950, 0960, 0970, 0971, 0991, 0992, 1000, 1010, 1130, 1161, 1162, 1195, 1196, 1245, 1246)	35,00
CKB0265	<input type="checkbox"/>	Wysokość siedziska 360 mm Dostępna wyłącznie z niskimi widelcami, przednimi kołami 5" (0920) i tylnymi kołami 20" (0992)!	(Nc: 0291, 0480, 0491, 0500, 0556, 0616, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0890, 0900, 0901, 0930, 0940, 0950, 0960, 0970, 0971, 0980, 0990, 1000, 1010, 1130, 1161, 1162, 1200, 1245, 1246)	75,00
Rodzaj tapicerki siedziska				
CKB0280	<input type="checkbox"/>	Nylonowa bez pasów na rzepy		m
CKB0290	<input type="checkbox"/>	Nylonowa z pasami na rzepy		u
CKA0291	<input type="checkbox"/>	Anatomiczne, czarne winylowe siedzisko z systemem blokady, regulowana głębokość 400 lub 450 mm	(Nc: 0300, 0310, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0556, 0654, 0655, 0656, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0719)	255,00
CKB0295	<input type="checkbox"/>	Wyściełana, nylonowa		29,00

CKB0297	<input type="checkbox"/>	Poduszka z 2 warstwami typu mistral (wraz z 3 rzepami na tapicerce oparcia)	(Nc: 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0556, 0641, 0642, 0643, 0654, 0655, 0656, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0719)	144,00			
Oparcie							
Rodzaj oparcia Antytipery wymagane przy odchylanych oparciach (0316, 0320, 0330, 0333, 0334, 0340, 0343, 0344)							
CKB0300	<input type="checkbox"/>	Oparcie stałe 7°, regulowana wysokość od 380 do 460 mm (przy dostawie 380 mm), rączki stałe (wysokość dopasowana w zależności od tapicerki)	(Nc: 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0364, 0365, 0368, 0369, 0372, 0374, 0375, 0537, 0538, 0597, 0598, 0716, 0717, 0718, 0719, 1176, 1241)	u	0300 0310	0311	0320 0330
CKB0310	<input type="checkbox"/>	Oparcie stałe 7°, regulowana wysokość od 380 do 460 mm (przy dostawie 380 mm), regulowana wysokość rączek (niezależnie od tapicerki)	(Nc: 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0364, 0365, 0368, 0369, 0372, 0374, 0375, 0537, 0538, 0597, 0598, 0716, 0717, 0718, 0719, 1176, 1241)	239,00			
CKB0311	<input type="checkbox"/>	Oparcie stałe 7°, 2 wysokości 400/430 mm (przy dostawie 430 mm), rączki stałe	(Nc: 0360, 0372, 0374, 1176)	m	0313 0343 0344	0333	0341 0342
CKB0312	<input type="checkbox"/>	Oparcie stałe 7°, wysokość 510 mm, rączki stałe	(Nc: 0360, 0372, 0374, 1176)	m			
CKB0313	<input type="checkbox"/>	7° Oparcie stałe laguna, wysokość 510 mm Tylko z wygodnym oparciem laguna (0372)!	(Nc: 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0360, 0364, 0365, 0368, 0369, 0370, 0375, 0556, 0719, 0721, 0780, 1055, 1060, 1175, 1241)	195,00			
CKA0314	<input type="checkbox"/>	Oparcie stałe 7°, wysokość 430 mm. regulowane rączki (150 mm)	(Nc: 0346, 0347, 0348, 0349, 0360, 0372, 0374, 1176)	119,00			
CKA0315	<input type="checkbox"/>	7° oparcie stałe active, 2 wysokości 350/400 mm (przy dostawie 350 mm) rączki stałe (krótkie)	(Nc: 0360, 0370, 0372, 0374, 0375, 0716, 0717, 0718, 1176)	17,169,00			
CKA0316	<input type="checkbox"/>	Regulowany kąt nachylenia (-6° to + 24°, Stopniowo o 6°) wysokość 400 mm, regulowane rączki (110 mm)	(Nc: 0346, 0347, 0348, 0349, 0360, 0372, 0374, 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 1176)	119,00			
CKB0320	<input type="checkbox"/>	Odchylane oparcie (mechanizm zapadkowy) (posiada klamrę), 3 wysokości 390/410/430 mm (przy dostawie 430 mm), rączki stałe Dostępne tylko z pasywnym ułożeniem tylnych kół	(Nc: 0360, 0372, 0374, 0556, 0780, 1055, 1060, 1176)	338,00			
CKB0330	<input type="checkbox"/>	Odchylane oparcie (mechanizm zapadkowy) 0/30° (posiada klamrę), 3 wysokości 470/490/510 mm (przy dostawie 510 mm), rączki stałe Dostępne tylko z pasywnym ułożeniem tylnych kół!	(Nc: 0360, 0372, 0374, 0556, 0780, 1055, 1060, 1176)	388,00			
CKB0333	<input type="checkbox"/>	Odchylane oparcie (sprężyna gazowa) 0/30° Posiada klamrę, 3 wysokości 390/410/430 mm (przy dostawie 430 mm), rączki stałe Dostępne tylko z pasywnym ułożeniem tylnych kół!	(Nc: 0360, 0372, 0374, 0556, 0780, 1055, 1060, 1176)	459,00			
CKA0334	<input type="checkbox"/>	Odchylane oparcie (sprężyna gazowa) 0/30° posiada klamrę i pasywną poz. tylnych kół. Tylko 3 wysokości 470/490/510 mm (przy dostawie 510 mm) rączki stałe	(Nc: 0360, 0372, 0374, 0556, 0780, 1055, 1060, 1176)	459,00			
CKB0343	<input type="checkbox"/>	Odchylane oparcie laguna (mechanizm zapadkowy) 0/30°, wysokość 510 mm Dostępny tylko z komfortowym oparciem laguna (0372)!	(Nc: 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0360, 0364, 0365, 0368, 0369, 0370, 0375, 0556, 0719, 0721, 0780, 1055, 1060, 1175, 1241)	399,00			
CKB0344	<input type="checkbox"/>	Odchylane oparcie laguna (sprężyna gazowa) 0/30° wysokość 510 mm. Dostępne tylko z komfortowym oparciem laguna (0372)!	(Nc: 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0360, 0364, 0365, 0368, 0369, 0370, 0375, 0556, 0719, 0721, 0780, 1055, 1060, 1175, 1241)	520,00			
CKA0345	<input type="checkbox"/>	Odchylane/składane oparcie (sprężyna gazowa) 0/30° posiada klamrę i pasywną poz. tylnych kół. Tylko 3 wysokości 390/410/430 mm (przy dostawie 430 mm) rączki stałe	(Nc: 0360, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0372, 0374, 0556, 0719, 0780, 1055, 1060, 1176)	459,00			


CKB0341	<input type="checkbox"/>	Składane oparcie 2 wysokości 400/430 mm (przy dostawie 430 mm), rączki stałe	(Nc: 0360, 0372, 0374, 1176)	170,00	
CKB0342	<input type="checkbox"/>	Składane oparcie, 2 wysokości 510/480 mm (przy dostawie 510 mm), rączki stałe	(Nc: 0360, 0370, 0372, 0374, 0375, 1176)	170,00	
Oparcie Matrix (utrata ok. 20 mm głębokości siedziska przy oparciu odchylanym ze sprężyną gazową)					
CKB0351	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrix elite back z osprzętem wysokość 405 mm (dodatkowy czas dostawy + 5 dni roboczych)	(Nc: 0350, 0360, 0364, 0365, 0368, 0369, 0370, 0372, 0374, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0721, 0780)	676,00	
CKB0352	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrix elite back z osprzętem wysokość 455 mm (dodatkowy czas dostawy + 5 dni roboczych)	(Nc: 0350, 0360, 0364, 0365, 0368, 0369, 0370, 0372, 0374, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0721, 0780)	676,00	
CKB0353	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrix elite deep back z osprzętem wysokość 405 mm (dodatkowy czas dostawy + 5 dni roboczych)	(Nc: 0350, 0360, 0364, 0365, 0368, 0369, 0370, 0372, 0374, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0721, 0780)	828,00	
CKB0354	<input type="checkbox"/>	Oparcie Matrix elite deep back z osprzętem mm back height (additional delivery time + 5 + 5 dni roboczych)	(Nc: 0350, 0360, 0364, 0365, 0368, 0369, 0370, 0372, 0374, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0721, 0780)	828,00	
Rodzaj tapicerki oparcia					
CKB0360	<input type="checkbox"/>	Standardowa, wyściełana nylonem, śliska(jemima)	(Nc: 0721)	u	
CKB0364	<input type="checkbox"/>	Podparcie lędźwiowe (+1 pas) pokrowiec wyściełany bi materiałem, zawiera tylną kieszeń		m	0365 / 0369
CKB0365	<input type="checkbox"/>	Wyściełane podparcie lędźwiowe, profilowany pokrowiec		m	
CKB0368	<input type="checkbox"/>	Regulowane, profilowane (pasy 3+1), wyściełany bi-materiałem pokrowiec, zawiera tylną kieszeń i tylną klamrę	(Nc: 0780)	108,00	
CKB0369	<input type="checkbox"/>	Profilowana, regulowana (naciąg), wyściełany, profilowany pokrowiec, zawiera tylną klamrę	(Nc: 0780)	89,00	
CKB0370	<input type="checkbox"/>	Profilowana, regulowana (pasy 7+1), wyściełany, profilowany pokrowiec, zawiera tylną klamrę	(Nc: 0780)	149,00	
CKB0375	<input type="checkbox"/>	Profilowana, regulowana (pasy 7+1), wyściełany bi-materiałem pokrowiec, zawiera tylną kieszeń i tylną klamrę	(Nc: 0780)	168,00	
CKB0372	<input type="checkbox"/>	Komfortowe oparcie laguna, materiał: dartex, wysokość 510 mm	(Nc: 0556, 0643, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 1241)	2,204,00	0372 0370
Rurki podnóżka/płyty podnóżka					
Rurki rh					
CKB0390	<input type="checkbox"/>	80° prosta, odchylana rurka rh		u	
CKB0400	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek (0° to 80°), odchylane rurki rh (zawiera podkładkę pod łydkę)	(Nc: 0491, 0760, 0771)	110,00	
CKB0420	<input type="checkbox"/>	Podpórka pod część kończyny po amputacji rh	(Nc: 0480, 0490, 0491, 0760, 0771)	150,00	
Rurki lh					
CKB0440	<input type="checkbox"/>	80° prosta, odchylana rurka lh		u	
CKB0450	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek (0° to 80°) lh odchylane Rurki lh (zawiera podkładkę pod łydkę)	(Nc: 0491, 0760, 0771)	110,00	0390 0400
CKB0470	<input type="checkbox"/>	Podpórka pod część kończyny po amputacji lh	(Nc: 0491, 0500, 0510, 0760, 0771)	150,00	
Płyty podnóżka					
CKB0480	<input type="checkbox"/>	Unoszona płyta podnóżka rh z regulowanym pasem na stopy		u	0545
CKB0490	<input type="checkbox"/>	Unoszona płyta podnóżka, z regulacją głębokości i kąta nachylenia rh z regulowanym pasem na stopy		59,00	
CKB0491	<input type="checkbox"/>	Jednoczęściowa płyta podnóżka, regulowana głębokość i kąt nachylenia	(Nc: 0500, 0510, 0750, 0770, 0771)	189,00	0491
Płyty podnóżka lh					
CKB0500	<input type="checkbox"/>	Unoszona płyta podnóżka lh z regulowanym pasem na stopy		u	
CKB0510	<input type="checkbox"/>	Unoszona płyta podnóżka, z regulacją głębokości i kąta nachylenia lh z regulowanym pasem na stopy		59,00	0510

Boczki			
Boczki rh			
CKB0520	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany boczek rh "rio" (n°1) z autoblokadą bezpieczeństwa, z płytą, regulacja wysokości od 200 do 280 mm, ochrona odzieży z regulacją głębokości i wysokości	(Nc: 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271) u
CKB0530	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany boczek rh "rio" (n°1) z autoblokadą pełna regulacja wysokości od 200 do 280 mm, ochrona odzieży z regulacją głębokości i wysokości	(Nc: 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616) m
CKB0533	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany boczek rh (n°4) z autoblokadą Bezpieczeństwa, z płytą, regulacja wysokości (210 - 345 mm), ochrona odzieży z regulacją wysokości	(Nc: 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271) 79,00
CKB0536	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany boczek rh (n°4) z autolokadą Bezpieczeństwa, pełna regulacja wysokości (210 - 345 mm) i głębokości, ochrona odzieży z regulacją wysokości	(Nc: 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1271) 79,00
CKB0537	<input type="checkbox"/>	Boczek odchylany, zdejmowany rh (n°2), płyta	(Nc: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055, 1176, 1270, 1271) m
CKB0538	<input type="checkbox"/>	Boczek odchylany, zdejmowany rh (n°2), pełna długość	(Nc: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1176, 1055) m
CKA0539	<input type="checkbox"/>	Boczek odchylany, zdejmowany rh (n°3) , płyta z regulacją wysokości (170-295 mm)	(Nc: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1176, 1270, 1271) 49,00
CKA0540	<input type="checkbox"/>	Boczek odchylany, zdejmowany rh (n°3) pełna długość , regulacja wysokości (170-295 mm) i głębokości	(Nc: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1176, 1271) 49,00
CKB0555	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany boczek rh (n°4) z autoblokadą Z podłokietnikiem hemi, dartex, wiele ustawień	(Nc: 0616, 1270, 1271) 130,00
CKB0556	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany błotnik rh (n°6), regulowana wysokość (od 155 do 220 mm), zalecana poduszka do siedzisk na wysokości 410 & 435 mm	(Nc: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0980, 0990, 0991, 0992, 1055, 1075, 1270, 1271) 59,00
Boczki lh			
CKB0580	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany boczek lh "rio" (n°1) autoblokada bezpieczeństwa, regulowana wysokość płyty od 200 do 280 mm, ochrona odzieży z regulacją głębokości i wysokości	(Nc: 1270, 1272) u
CKB0590	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany boczek lh "rio" (n°1) autoblokada Bezpieczeństwa, pełna regulacja wysokości od 200 do 280, ochrona odzieży z regulacją głębokości i wysokości	m
CKB0593	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany boczek lh (n°4), autoblokada. Posiada płytę z regulacją wysokości (210 - 345 mm), ochrona odzieży z regulacją wysokości	(Nc: 1270, 1272) 79,00
CKB0596	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany boczek lh (n°4), autoblokada Pełna długość, regulacja wysokości i głębokości (210 - 345 mm) & ochrona odzieży z regulacją wysokości	(Nc: 1272) 79,00
CKB0597	<input type="checkbox"/>	Odchylany, zdejmowany boczek lh (n°2), płyta,	(Nc: 1055, 1176, 1270, 1272) m
CKB0598	<input type="checkbox"/>	Odchylany, zdejmowany boczek lh (n°2), pełna długość	(Nc: 1055, 1176) m
CKA0599	<input type="checkbox"/>	Odchylany, zdejmowany boczek lh (n°3), płyta z regulacją wysokości (170-295 mm)	(Nc: 1055, 1176, 1270, 1272) 49,00
CKA0600	<input type="checkbox"/>	Odchylany, zdejmowany boczek lh (n°3), pełna długość, regulacja wysokości (170-295 mm) i głębokości	(Nc: 1055, 1176, 1272) 49,00
CKB0615	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany lh (n°4), autoblokada , podłokietnik dla użytkowników z hemiplegią, dartex, wiele ustawień położenia	(Nc: 1270, 1272) 130,00
CKB0616	<input type="checkbox"/>	Zdejmowany błotnik, (n°6), regulacja wysokości (od 155 do 220 mm), zalecana poduszka na siedzisko, wysokość 410 & 435 mm	(Nc: 0991, 0992, 1270, 1272) 59,00
Opcje siedziska			
Rodzaje poduszek			
CKA0654	<input type="checkbox"/>	Standardowa, poduszka piankowa 50 mm, Nylonowy, antypoślizgowy pokrowiec	(Nc: 0655, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703) 45,00

CKB0659	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx flo-tech lite	(Nc: 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)	136,00	
CKB0661	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx flo-tech image	(Nc: 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)	462,00	
CKB0681	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx flo-tech contour visco	(Nc: 0691, 0692, 0693, 0703)	260,00	
CKB0691	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx flo-tech solution xtra	(Nc: 0692, 0693, 0703)	510,00	
CKB0693	<input type="checkbox"/>	Poduszka Matrx libra (dodatkowy czas dostawy + 5 dni roboczych)		540,00	
Głębokość siedziska					
CKB0701	<input type="checkbox"/>	Głębokość siedziska 400 mm			m
CKB0702	<input type="checkbox"/>	Głębokość siedziska 450 mm			m
CKB0703	<input type="checkbox"/>	Głębokość siedziska 500 mm	(Nc: 0656)		m
CKB0716	<input type="checkbox"/>	Podpórka pod szyję z materiału dartex (posiada klamrę, za wyjątkiem oparcia laguna)	(Nc: 0717, 0718, 0719, 0780)	79,00	
CKB0717	<input type="checkbox"/>	Zaglówek z dartex, regulacja obustronna (posiada klamrę, za wyjątkiem oparcia laguna)	(Nc: 0718, 0719, 0780)	249,00	
CKA0718	<input type="checkbox"/>	Zaglówek z poparciem na policzki, dartex (posiada klamrę, za wyjątkiem oparcia laguna) Obustronna regulacja	(Nc: 0719, 0780)	295,00	
CKB0719	<input type="checkbox"/>	Zaglówek Matrx soft pad (miękką podkładką 250mm) Z osprzętem zamontowanym na stałe Wyłącznie z oparciami matrx!	(Nc: 0780)	375,00	
CKA0721	<input type="checkbox"/>	Boczne podkładki pozycjonujące (para)		159,00	
CKB0760	<input type="checkbox"/>	Regulowany pas na tydki		19,00	
CKB0770	<input type="checkbox"/>	Dłuższy podnóżek rurkowy (ul= 450 - 530 mm)	(Nc: 0771)	24,00	
CKB0771	<input type="checkbox"/>	Krótsze podpórki podnóżka (para) (=230 - 430 mm)		69,00	
CKB0780	<input type="checkbox"/>	Klamra na oparcie		59,00	
Kolory					
CKB0800	<input type="checkbox"/>	Ciemna czerwień			m
CKB0801	<input type="checkbox"/>	Ciemnoszary (ral 7024 gładki)			u
CKB0803	<input type="checkbox"/>	Błękit oceanu (ral 5025 mat metalik)			m
CKB0804	<input type="checkbox"/>	Biała perła			m
CKB0806	<input type="checkbox"/>	Elektryzująca zieleń			m
CKB0820	<input type="checkbox"/>	Czarny antracyt			m
Przednie koła					
CKB0840	<input type="checkbox"/>	200 X 320 mm (8" x 1.1/4") opony pneumatyczne			m
CKB0850	<input type="checkbox"/>	200 X 32 mm (8" x 1.1/4") opony pełne			m
CKB0860	<input type="checkbox"/>	200 X 50 mm (8" x 2") opony pneumatyczne			m
CKB0870	<input type="checkbox"/>	200 X 50 mm (8" x 2") opony pełne			m
CKB0890	<input type="checkbox"/>	150 X 32 mm (6" x 1.1/4") opony pełne			m
CKB0900	<input type="checkbox"/>	150 X 32 mm (6" x 1.1/4") opony pełne medium hard			m
CKB0901	<input type="checkbox"/>	140 X 45 mm (5.1/2" X 1.3/4") opony pełne medium hard	(Nc: 1000, 1010)		m
CKB0920	<input type="checkbox"/>	125 X 25 mm (5" x 1") opony pełne	(Nc: 1000, 1010)		m
Tylne koła					
Tylne koła					
CKB0930	<input type="checkbox"/>	610 X 35 mm (24" x 1.3/8") Opony Pneumatyczne, ciągi ze szprychami	(Nc: 1111)		m
CKB0950	<input type="checkbox"/>	600 X 35 mm (24" x 1.3/8") Opony pełne, ze szprychami	(Nc: 1111, 1150, 1160, 1162)	1161, m	
CKB0970	<input type="checkbox"/>	595 X 25 mm (24" x 1") nacięte, opony pneumatyczne ze szprychami	(Nc: 1111, 1130, 1150, 1160, 1161, 1162)	1160, 65,00	0850
CKA0971	<input type="checkbox"/>	590 X 25 mm (24" x 1") nieoznaczone jako pneumatyczne opony, ze szprychami, kolor szampański	(Nc: 1111, 1130, 1150, 1160, 1161, 1162)	1160, 65,00	0860
CKB0980	<input type="checkbox"/>	560 X 35 mm (22" x 1.3/8") Opony pneumatyczne Ze szprychami	(Nc: 1110)	60,00	0890
CKB0990	<input type="checkbox"/>	555 X 35 mm (22" x 1.3/8") opony pełne, Ze szprychami	(Nc: 1110, 1150, 1160, 1162)	1161, m	0930



CKB0992	<input type="checkbox"/>	515 X 35 mm (20" x 1.3/8") Opona pełna ze szprychami	(Nc: 1040, 1110, 1130, 1150, 1160, 1161, 1162)	125,00	
CKB1000	<input type="checkbox"/>	305 X 50 mm (12" x 2") opona pneumatyczna Plastikowa obręcz Wyłącznie z osią stałą (1040) i pasywnym ułożeniem kół tylnych (1070)	(Nc: 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1161, 1162, 1210, 1220)	1162,00	
CKB1010	<input type="checkbox"/>	305 X 45 mm (12" x 2") opona pełna, plastikowa obręcz wyłącznie z osią stałą (1040) i pasywnym ułożeniem kół tylnych (1070)	(Nc: 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1161, 1162, 1210, 1220)	1162,00	
Ciągi					
CKB1020	<input type="checkbox"/>	Ciąg aluminiowy przedanodyzowany		u	
CKB1030	<input type="checkbox"/>	Ciąg pokryty czarną, antypoślizgową powłoką		79,00	
Rodzaj osi tylnych kół					
CKB1040	<input type="checkbox"/>	Oś stała		m	
CKB1050	<input type="checkbox"/>	Oś na szybkozłączach		u	
Ułożenie kół tylnych					
CKB1055	<input type="checkbox"/>	Aktywne ułożenie kół tylnych (52,5 mm Przednia/tylna belka/ośka)	(Nc: 1130, 1161, 1162, 1252)	1252,00	1055
CKB1060	<input type="checkbox"/>	Standardowe ułożenie kół tylnych (35 mm Przednia/tylna belka/ośka)	(Nc: 1252)	u	
CKB1070	<input type="checkbox"/>	Pasywne ułożenie kół tylnych (35 mm Tylna/z tyłu pod oparciem ośka/belka)		m	
CKB1075	<input type="checkbox"/>	Ułożenie dla osób po obustronnej amputacji (52,5 mm w tył/ośka/belka oparcia regulowana przez dealera do 75 mm)	(Nc: 1125, 1130, 1161, 1162)	1162,00	1060
Pompka					
CKB1090	<input type="checkbox"/>	Pompka i podpórka		10,00	
Podwozie					
CKA1101	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie kół przednich (+ 50 mm na zewnątrz)		25,00	
CKB1110	<input type="checkbox"/>	Oslony na szprychy, para 600 mm (24")(czarne)		117,00	
CKB1111	<input type="checkbox"/>	Oslony na szprychy, para 560 & 515 mm (22" & 20") (przezroczyste)		117,00	
Hamulce					
CKB1120	<input type="checkbox"/>	Hamulce Push to lock		u	
CKA1125	<input type="checkbox"/>	Hamulce Pull to lock		m	
CKB1130	<input type="checkbox"/>	Dodatkowe hamulce (zawierają hamulce typu push to lock)		209,00	
CKB1150	<input type="checkbox"/>	Hamulec prawy z systemem kontroli Oad	(Nc: 1220)	81,00	
CKB1160	<input type="checkbox"/>	Hamulec lewy z systemem kontroli Oad	(Nc: 1220)	81,00	1120
Opcje bezpieczeństwa					
CKA1175	<input type="checkbox"/>	Zestaw transportowy, zawiera pas korygujący	(Nc: 1190, 1193, 1194, 1252)	1252,00	
CKA1176	<input type="checkbox"/>	Komfortowy zestaw transportowy, zawiera Pas korygujący postaw i klamrę	(Nc: 1190, 1193, 1194, 1252)	1252,00	
CKB1190	<input type="checkbox"/>	Pas korygujący postawę	(Nc: 1189, 1192, 1193, 1194)	1194,00	
CKA1189	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy, 2-pt, ctr-pull, pb m x 460mm podkładki Montowany na płasko	(Nc: 1192, 1193, 1194)	1194,00	1196
CKA1192	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy, 2-pt, ctr-pull, pb l x 620mm podkładki, montowany na płasko	(Nc: 1193, 1194)	1194,00	
CKA1193	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy, 4-pt, ctr-pull, pb m x 460m podkładki montowany an płasko	(Nc: 1194)	237,00	
CKA1194	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy, 4-pt, ctr-pull, pb l x 620mm podkładki montowany na płasko		237,00	1200
CKB1196	<input type="checkbox"/>	Tylne atytipery (para)	(Nc: 1196, 1200, 1245)	79,00	
CKB1200	<input type="checkbox"/>	Tylne atytipery, para z podpórką (wąsem)	(Nc: 1200, 1245, 1246)	99,00	
CKB1210	<input type="checkbox"/>	Zestaw reflectorów	(Nc: 1245, 1246)	u	
CKB1220	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie hamulców (para)		26,00	
Opcje dodatkowe					
CKB1240	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule		19,00	
CKB1241	<input type="checkbox"/>	Podpórka na kroplówkę i stojak (tylko z klamrą 0780)		109,00	
CKB1245	<input type="checkbox"/>	Wąsy (rh)		19,00	



1055

1060

1070

1075

1120

1196

1200



1220

CKB1246	<input type="checkbox"/>	Antytipper (lh)		19,00
Aksesoria				
CKA1252	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na butlę z tlenem (wyłącznie rh)	Zalecane antytipery	138,00
CKB1270	<input type="checkbox"/>	Tacka akrylowa	(Nc: 1271, 1272, 1273)	168,00
CKA1271	<input type="checkbox"/>	Prawostronna przezroczysta tacka, ruchoma, rh	(Nc: 1272)	110,00
CKA1272	<input type="checkbox"/>	Lewostronna przezroczysta tacka, ruchoma,		110,00
CKA1273	<input type="checkbox"/>	Wygodna, wyściełana tacka jednostronna (Tylko z cka1271 lub cka1272)		77,00
Cena całkowita				

1245 & 1246



1270