



Yes, you can!

**PARTNER<sup>TM</sup> Szmidt-Banyś Sp.J.**  
41-910 Bytom ul. Chorzowska 30c  
tel. 32 733 7999

[www.partner-med.pl](http://www.partner-med.pl) [www.kuschall.eu](http://www.kuschall.eu)  
Autoryzowany przedstawiciel marki Kuschall

## Invacare<sup>®</sup> Action<sup>2</sup> NG

Maksymalna waga użytkownika: 125kg

Cena z wyposażeniem standardowym: **4000 zł**

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia!



Pieczęć firmy

Odnośniki

Proszę zaznaczyć krzyżykiem

Model								
Invacare <b>action<sup>2</sup> ng</b>								
Typ opon	Typ hamulców	Podnózek	Boczeki	Szerokość siedziska	Article No.	<input type="checkbox"/>	Ilość	PLN
Pełne	Push to lock	Standard 80°	Pełna długość	380 mm	BQ1529465-AF	<input type="checkbox"/>		4000,00
				405 mm	BQ1529466-AF	<input type="checkbox"/>		4000,00
				430 mm	BQ1529469-AF	<input type="checkbox"/>		4000,00
				455 mm	BQ1529470-AF	<input type="checkbox"/>		4000,00
				480 mm	BQ1529485-AF	<input type="checkbox"/>		4000,00
Rodzaj tapicerki siedziska i głębokość siedziska								
Regulacja głębokości (od 400 do 430 mm) tapicerka siedziska z rzepami uchwytom								u
Wysokość siedziska								
Wysokość siedziska 485 mm								u
Rodzaj oparcia								
Składane, 2 wysokości 400/430 mm (przy dostawie 430 mm)								u
Rodzaj tapicerki oparcia								
Standardowa, wyściełana, śliski nylon (z klapą)								u
Rurki podnóżka/ płyty podnóżka								
80° proste odchylane na zewnątrz i do środka z unoszonymi płytami podnóża i regulowanymi pasami na stopy								u
Boczeki								
Zdejmowany (Nr 1 + kołek blokujący), pełna długość, regulacja wysokości 200-230-260 mm								u
Kolory								
Czarny antracyt								u
Mocowania kół przednich								
Widelec alu na zewnątrz (szerokość 60 mm), ustawienie kąta na stałe								u
Przednie koła								
200 x 32 mm (8" x 1 1/4"), opony pełne								u
Tylne koła								
Rodzaj kół tylnych								
600 x 35 mm (24" x 1.3/8"), opony pełne, szprychy, ośka na szybkołączkach								u
Ciągi								
Aluminiowe, przedanodyzowane								u
Ustawienie kół tylnych								
Standardowe ułożenie								u
Podparcie kół tylnych								
3 otwory, stal, 1,2 mm								u
Opcje bezpieczeństwa								
Zamontowany pasek pozycjonujący (najdłuższy tylko dla szerokości siedziska 48 cm)								u
Tylne antytipery (para)								u
Hak mocujący								u
Zestaw narzędzi (klucz imbusowy 5 mm)								u